

Candy 155



Coloris stock permanent : **Gris pastel (tubes) / Bleu**
Code article : **2010042S1**
Code GTIN : 3615800002450

Autres coloris :
Code article : **2010042S..**
Code GTIN : 361580000XXXX (selon coloris)

Famille :
Fauteuils garde robe

Description :
Fauteuil garde robe fixe, finition époxy

Usage revendiqué :
Les fauteuils garde robe ne sont utilisables qu'en tant que palliatif à l'incontinence. Ces fauteuils ne sont pas prévus pour une utilisation extérieure ou une utilisation en milieu humide (douche salle de bain, piscine ...)

Dispositif médical : oui **Classe du DM :** I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR : 6259207
(CHAISE PERCEE AVEC ACCOUDOIRS ET SEAU, VILGO)



Modèle présenté : CANDY 155 GRIS PASTEL / BLEU - 2010042S1

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur hors tout : 850
- Largeur hors tout : 660
- Profondeur hors tout : 560
- Hauteur d'assise : 500 (avec amovible)
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 520
- Largeur assise amovible : 420
- Profondeur assise amovible : 460
- Epaisseur assise amovible : 25
- Dimensions accoudoir : 250x70x35
- Dimensions dossier : 420x250x20

Tolérances dimensionnelles ± 5mm

Description technique

- Châssis tube acier Ø 25 x 1,2 mm
- Accoudoirs confort fixes
- Seau ergonomique + couvercle
- Garnitures standard M4
- Chaises empilables par 3
- Finition : époxy
- Emballage par 3

Poids du produit :

8 kg

Date de 1ère mise sur le marché :
Février 2008

Version mise sur le marché : **21/06/2023**

Etiquetage produit



Candy 155



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E201009	1	Cadre de Candy 155 v2
2	/	1	Dossier Candy
3	A001045	3	Vis bois TCBLZ 5x13 cruci
4	/	2	Accoudoir
5	A201013	4	Vis bois TCBLZ 5/20 cruci
6	/	1	Assise amovible
7	/	1	Assise percée
8	A000105	2	Pontet de garde robe plastique
9	A001047	4	Vis bois TCBLZ 5/16 cruci
10	A204011	1	Seau ergo éco GR + couvercle
11	A000031	4	Embout diam. 25 enveloppant noir

Edition 8 – juin 2023



Siège social :
Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé
59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212
24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07