

## GR 50



Coloris stock permanent : **Gris Pastel (tubes) / Bleu**  
Code article : **2020004S1** - Code GTIN : 3615800002726

Coloris stock permanent : **Bordeaux (tubes) / Noir**  
Code article : **2020004S2** - Code GTIN : 3615800002733

Autres coloris :  
Code article : **2020004S..**  
Code GTIN : 36158000XXXXX

Famille :  
**Fauteuils garde robe**

Description :  
**Fauteuil garde robe, à roues, accoudoirs escamotables, finition époxy**

**Usage revendiqué :**  
Les fauteuils garde robe ne sont utilisables qu'en tant que palliatif à l'incontinence. Ces fauteuils ne sont pas prévus pour une utilisation extérieure, une utilisation en milieu humide (douche salle de bain, piscine ...), ou une utilisation comme fauteuils de circulation.

**Dispositif médical : oui**      **Classe du DM : I**

**Garantie produit : 2 ans** contre tout vice de fabrication

**Code identification individuelle LPPR : 6259207**  
(CHAISE PERCEE AVEC ACCOUDOIRS ET SEAU, VILGO)



Modèle présenté : GR50 GRIS PASTEL / BLEU - 2020004S1

## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

- Hauteur hors tout : 950
- Largeur hors tout : 610
- Prof hors tout marche pied levé : 580
- Prof hors tout marche pied baissé : 700
- Hauteur d'assise : 515 (avec amovible)
- Hauteur d'assise : 490 (sans amovible)
- Hauteur mini sous fils support seau : 395
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 465
- Manchette accoudoir : 250x70x35
- Largeur assise amovible : 420
- Profondeur assise amovible : 460
- Epaisseur assise amovible : 25
- Dimensions dossier : 460x385x30

### Description technique

- Châssis tube acier Ø 25 x 1,2 mm
- Finition époxy
- Marche pied escamotable acier finition époxy
- Accoudoirs relevables et démontable (cliquet simple)
- 2 poignées de poussée démontables
- 2 renforts latéraux
- 4 roues Ø 100 mm à frein
- Seau ergonomique + couvercle
- Garnitures standard M4
- Dossier grand modèle
- Finition : époxy

Poids du produit :

**11 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Avant 1998**

Version mise sur le marché : **21 juin 2023**

## Etiquetage produit



## GR 50



### Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E000053	1	Cadre de GR50
2	2040004	1	Crosse de GR complète la paire
3	/	1	Dossier GM
4	A001045	6	Vis bois TCBLZ 5x13
5	E202009	1	Accoudoir droit de gr50
6	A001053	2	Cliquet simple de 6
7	E202010	1	Accoudoir gauche de gr50
8	/	2	Accoudoir
9	A201013	4	Vis bois TCBLZ 5x20 cruci
10	A000029	2	Embout ESC+ESK 25 noir
11	A001016	2	Rivet diam. 4.8/16
12	/	1	Assise amovible
13	/	1	Assise percée
14	A000105	2	Pontet de garde robe plastique
15	A001047	4	Vis bois TCBLZ 5/16 cruci
16	A204011	1	Seau ergo éco GR + couvercle
17	A000758	4	Roue diam. 100 à frein
18	A000030	4	Embout diam. 25 EAB noir
19	E000105	1	Marche pied complet (GR30-50)

### Accessoires et options disponibles

2020100 : Option roulette anti bascule GR (→ marche pied époxy avec plaque anti-dérapante)

### Autres versions :

Code article	Référence	Désignation	Version
2020005S..	GR 52	Fauteuil garde robe, à roues, accoudoirs escamotables, garnitures luxe	Epoxy – Garniture luxe M2 (gris, vert)