

GR 92



Coloris: **Bordeaux (tubes) / Noir**

Code article : **2010011S1**

Code GTIN : 3615800002276

Autres coloris :

Code article : **2010011S..**

Code GTIN : 36158000XXXXX (selon coloris)

Famille :

Fauteuils garde robe

Description :

Fauteuil garde robe fixe, pliant, finition époxy

Usage revendiqué :

Les fauteuils garde robe ne sont utilisables qu'en tant que palliatif à l'incontinence. Ces fauteuils ne sont pas prévus pour une utilisation extérieure ou une utilisation en milieu humide (douche salle de bain, piscine ...)

Dispositif médical : oui

Classe du DM : I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR : 6259207

(CHAISE PERCEE AVEC ACCOUDOIRS ET SEAU, VILGO)



Modèle présenté : GR92 BORDEAUX / NOIR - 2010011S1

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur hors tout : 900
- Largeur hors tout : 580
- Profondeur hors tout : 560

- Hauteur d'assise : 510 (avec amovible)
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 440

- Pliée : 330 x 580 x 1180

- Manchette accoudoir : 250x70x35
- Dimensions dossier : 460x235x30

- Largeur assise amovible : 420
- Profondeur assise amovible : 460
- Epaisseur assise amovible : 20

Tolérances dimensionnelles ± 5mm

Description technique

- Châssis tube acier Ø 22 x 1,25 mm
- Accoudoirs relevables
- Seau ergonomique + couvercle

- Finition : époxy

- Emballage unitaire ou par 2

Poids du produit :

11 kg

Date de 1ère mise sur le marché : Av 1998

Version mise sur le marché : 21 Juin 2023

Etiquetage produit



GR 92



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000074	4	Embout diam. 22 CMM
2	/	1	Cadre de GR92
3	/	1	Dossier PM
4	A001045	4	Vis tôle TCBLZ 5x13 cruci
5	A201001	4	Vis métaux TFHC 6x35 zingué
6	A001000	2	Ecrou frein diam. 6
7	E000121	1	Accoudoir de GR90 droit
8	A000030	4	Embout diam. 25 EAB noir
9	E000121	1	Accoudoir de GR90 gauche
10	/	2	Accoudoir
11	A201013	4	Vis bois TCBLZ 5x20 cruci
12	A008090	2	Embout de calage / accoudoir
13	/	2	Compas GR 90
14	A001013	4	Rivet 6/12 alu
15	/	1	Assise amovible
16	/	1	Assise percée
17	A001047	4	Vis tôle TCBLZ 5/16 cruci
18	A204011	1	Seau ergo éco GR + couvercle
19	A000027	4	Embout EIY 15 D incliné