



L'EXPERT DU MAINTIEN À DOMICILE


Pour commander ou avoir des renseignements

contactez : PRESTIGE MEDICAL au 01 64 21 46 29

entre 10h et 18h

ou contact@prestige-medical.com

Guide 2025 Professionnels de santé



Vente et location de matériel médical.

À l'écoute de vos besoins, nous vous assurons un service complet.

Proximités et conseils personnalisés



Avec plus de 230 points de vente répartis à travers la France, nous sommes à vos côtés où que vous vous trouviez.



Nous définissons ensemble la solution d'achat ou de location la plus adaptée à vos besoins.

Engagement qualité



Nous nous chargeons de la livraison à domicile, de l'installation du matériel et nous vous formons à son utilisation.



Nos techniciens interviennent à domicile pour toute réparation, remise en état et maintenance préventive.



Nous vous accompagnons dans le traitement administratif de votre dossier afin de vous éviter des démarches longues et complexes.



À votre écoute, notre service client répond à toutes vos questions.



LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL : SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ ET FLEXIBILITÉ

La location de matériel médical s'adapte aux besoins de vos patients, qu'ils soient temporaires ou de longue durée.

Nous assurons la livraison rapide, l'installation à domicile et la maintenance du matériel, sans engagement de durée.

Cette solution clé en main simplifie le parcours de soins, tout en offrant un accompagnement complet pour le patient comme pour le prescripteur.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Rendez-vous en magasin ou sur
www.capvital.fr/location-de-materiel-medical

DIAGNOSTIC À DOMICILE

Un accompagnement sur-mesure pour vos patients

Nous proposons un service de diagnostic à domicile : nos experts se déplacent chez vos patients pour évaluer leur autonomie et identifier les solutions les plus adaptées à leur environnement.

Cette approche personnalisée permet de recommander le matériel médical le plus pertinent, en garantissant sécurité, confort et maintien à domicile dans les meilleures conditions.



Toutes **nos solutions** pour faciliter votre activité.



SOMMAIRE

CONSOMMABLES

P.5-32

Gants, protections individuelles, draps, compresses, pansements, sutures, sets.

HYPODERMIE & INJECTION

P.33-44

Aiguilles, seringues, perfusion & prélèvement, collecteurs de déchets.

HYGIÈNE – DÉSINFECTION

P.45-62

Hygiène des mains, désinfectants, traitement des surfaces, traitement de l'air, stérilisation.

INSTRUMENTATION

P.63-80

Vêtements professionnels, pinces, ciseaux, dermatologie, ORL, petit matériel, bistouris.

DIAGNOSTIC & MESURES

P.81-108

Mesures des constantes, toises, ORL, optométrie, spirométrie, audiométrie, ECG.

MOBILIER

P.109-124

Cabinets médicaux, fauteuils, tabourets, petit mobilier, éclairages médicaux.

RÉÉDUCATION & REMISE EN FORME

P.125-140

Tables de massage, stimulation circulatoire & anti-douleurs, thermothérapie, accessoires de rééducation, remise en forme.

SECOURS

P.141-150

Évacuation, trousse de secours, diagnostic, respiration, accessoires.

COLLECTIVITÉS

P.151-177

Chambre, cuisine, chariot de soin, aménagement salle de soin, distribution de médicaments, distribution de linge, incontinence, continence, mobilité, salle de bain & WC.



Diagnostic : Des mesures précises à un prix qui rassure.





Consommables

Gants & doigtiers 6-7

Protections individuelles 8-10

Draps d'examen 12-13

**Distributeurs, essuie-mains &
papiers toilette** 14-16

Compressees & cotons 17-18

Pansements & plaies 19-28

Sutures & ligatures 29

Sets & champs 30-32

Gants & doigts

Gants d'examen vinyle Capvital

- Gants non poudrés, non stériles, ambidextres, hypoallergéniques, conçus pour une utilisation à court terme et/ou lors de la manipulation de matières non dangereuses
- Manchette : 240 mm AQL : 1,5
- Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large)
- À usage unique
- Boîte de 100

**QUALITÉ
PRIX!**

EXCLU



Ref C. : 2015102007

Dispositif médical de classe I

capvital



Gants d'examen vinyle Euronyl

- Gants d'examen ambidextres à usage unique
- Bords roulés, non stériles, non poudrés
- Constituent une bonne alternative aux gants latex qui peuvent entraîner des allergies
- Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large)
- Boîte de 100



Ref C. : 2015102576

Dispositif médical de classe I

LABORATOIRES
euromedis

Gants d'examen latex Eurotex

- Gants d'examen ambidextres à usage unique souples, conçus pour les utilisateurs ayant besoin de sensibilité
- Bords roulés, non stériles, non poudrés
- Dotés d'une surface rugueuse et antidérapante, ils offrent un excellent toucher et une bonne préhension des instruments
- Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large)
- Boîte de 100



Ref C. : 2015103141

Dispositif médical de classe I

LABORATOIRES
euromedis

Gants d'examen nitrile Capvital

- Gants non poudrés, ambidextres conçus pour les peaux sensibles allergiques au latex
- Assurent une très bonne protection contre les contaminations croisées
- Manchette : 240 mm AQL : 1,5
- Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large)
- À usage unique
- Boîte de 100

**GRANDE
RÉSISTANCE**

EXCLU



Ref C. : 2015102003

Dispositif médical de classe I

capvital

Gants d'examen nitrile Sensiskin

- Gants d'examen ambidextres à usage unique souples, permettant un toucher de grande sensibilité
- Bords roulés, non stériles, non poudrés
- Tailles : 6/7 (small), 7/8 (médium), 8/9 (large), 9/10 (extra-large)
- Coloris : bleu violet
- Boîte de 100



Ref C. : 2015103433

Dispositif médical de classe I

LABORATOIRES
euromedis

Gants polyéthylène

- Gants d'hygiène non stériles, non poudrés
- À usage unique
- Sachet de 100



Ref C. : 2015102922

Dispositif médical de classe I



Doigtiers polyéthylène

- 2 doigts
- Non stériles
- Sachet de 100



Ref : 5014940002

Dispositif médical de classe I



Doigtiers roulés latex

- 1 doigt
- Non stériles
- Sachet de 100



Ref C. : 2015102923 Taille S

Ref C. : 2015102924 Taille M

Ref C. : 2015102925 Taille L

Ref C. : 2015102926 Taille XL

Dispositif médical de classe I



Doigtiers type LEGUEU

- 2 doigts
- En polyéthylène
- À usage unique
- Non stériles
- Emballage individuel
- Sachet de 100



Ref : 5014940022

Dispositif médical de classe I



Masque chirurgical type IIR

- Masque chirurgical bleu
- 3 plis
- Maintien grâce à un élastique
- Barrette nasale
- Boîte de 50



Ref C. : 2015103118



Masque FFP2

- Masque de protection contre la COVID de type FFP2 conforme à l'OMS
- Grâce à son efficacité de filtration il protège des bactéries et évite la diffusion du virus
- Norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009 > 95 %
- Boîte de 10



Ref C. : 2015102890

Masque de protection KN 95

- Masque respiratoire contre les particules dans l'air et la pollution
- Efficacité de filtration de 95%
- À usage unique
- Boîte de 50



Ref C. : 2015102268

Lunettes de protection

- Compatibles avec lunettes de vue
- En polycarbonate
- À l'unité



Ref : 5034329600



Visière de protection

- Intégrale
- Lavable et désinfectable
- Large élastique
- L'unité



Ref C. : 2015102420

Charlotte clip

- Non stérile, à usage unique
- Parfaitement ajustée
- Liaison élastique protégée
- Sans latex
- Sachet de 100



Ref C. : 2015103004



Bavoirs

- Non stériles, à usage unique
- Col rond
- 2 plis avec poche de recueil 10 cm
- Dimensions : 38 x 68 cm
- Boîte de 100




Ref C. : 2015100999



Surchaussure

- Couvre chaussures en polyéthylène
- Dispositif de protection pour le milieu chirurgical et médical
- Non stérile, à usage unique
- Élastique de serrage à la cheville
- Taille unique
- Sachet de 100



Ref C. : 2015103556





Kit de protection soignant

- Destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux et à lutter contre la transmission des micro-organismes entre le patient et le personnel soignant au cours des soins
- Kit comprenant 1 masque chirurgical de type IIR, 1 charlotte, 1 blouse poignets élastiques et 1 paire de surchaussures
- À usage unique



Ref C. : 2015102728

Blouse de protection visiteur

- Avec poignets élastiques
- Non stérile, à usage unique
- 100% polypropylène sans latex
- Dimensions : 110 x 35 cm
- Grammage : 25 g /m²
- Taille unique
- Sachet de 10



Ref C. : 2015103692

Pyjama de bloc

- En non-tissé
- À usage unique
- Taille L



Ref C. : 2015102564

Tablier de protection

- Non stérile, à usage unique
- En polyéthylène avec surface imperméable
- Assure une très bonne protection contre les éclaboussures grâce à son épaisseur de 15 microns
- Dimensions : 81 x 125 cm
- Sachets de 100



Ref C. : 2015103555

Consommables : Qualité professionnelle au meilleur prix.



Draps d'examen

Draps d'examen gaufrés collés

- Pure ouate blanche micro-gaufrée collée
- 50 x 35 cm (+/- 5%)
- 135 formats
- 2 plis x 17 g/m²
- Carton de 9 rouleaux

**QUALITÉ
PRIX!**

 capvital

Ref C. : 5041000226



37,92€^{HT} **45,50€^{TTC}**⁴



Draps d'examen gaufrés

- Pure fibre de cellulose 100% blanche micro-gaufrée
- 50 x 34 cm
- 135 formats
- 2 plis x 16 g/m²
- Emballage individuel
- Carton de 9 rouleaux



Ref C. : 2015103099

41,58€^{HT} **49,90€^{TTC}**⁴

Draps d'examen Confort

- Pure ouate blanche micro-gaufrée collée
- 50 x 35 cm (+/- 5%)
- 121 formats
- 2 plis x 16,5 g/m²
- Carton de 9 rouleaux



 global hygiène
gh groupe

Ref C. : 2015100993

36,42€^{HT} **43,70€^{TTC}**⁴

Draps d'examen gaufrés

- Ouate pure blanche gaufrée
- 50 x 35 cm (+/- 5%)
- 135 formats
- Nouvelle technologie
- 1 pli x 32 g/m²
- Carton de 12 rouleaux



 global hygiène
gh groupe

Ref C. : 5041000126

45,08€^{HT} **54,10€^{TTC}**⁴

Draps d'examen plastifiés bleus

- Ouate bleue plastifiée
- 50 x 38 cm (+/- 5%)
- 132 formats
- 1 pli x 38 g/m²
- Technique contre-collée
- Carton de 6 rouleaux



 global hygiène
gh groupe

Ref C. : 5041000266

43,33€^{HT} **52,00€^{TTC}**⁴

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Draps d'examen ouatés

- Ouate lisse blanche
- 50 x 35 cm (+/- 5%)
- 150 formats
- 2 plis x 18 g/m²
- Carton de 12 rouleaux

**TOP
VENTE**

capvital

Ref C. : 5023000219



48,25€^{HT} **57,90€^{TTC}**⁴

Draps d'examen ouatés

- Ouate lisse
- Pure fibre de cellulose 100% blanche
- 50 x 34 cm
- 135 formats
- 2 plis x 17 g/m²
- Emballage individuel
- Carton de 12 rouleaux



Ref C. : 2015103098

45,75€^{HT} **54,90€^{TTC}**⁴

Draps d'examen lisses

- Ouate recyclée
- Laize de 50 cm
- 135 formats de 35 cm
- 2 plis
- Carton de 12 rouleaux



global hygiène
gh groupe

Ref C. : 2015100409

47,92€^{HT} **57,50€^{TTC}**⁴

Draps d'examen ouatés Maxi Compact

- Pratique, économique et écologique
- Ouate blanche pure cellulose
- 50 x 35 cm (+/- 5%)
- 300 formats
- 2 plis x 17,5 g/m²
- Emballage individuel
- Carton de 6 rouleaux



global hygiène
gh groupe

Ref C. : 5041000309

55,17€^{HT} **66,20€^{TTC}**⁴

Draps d'examen pure ouate

- Pratique, hygiénique
- Pure ouate blanche de cellulose qualité forte
- 50 x 38 cm (+/- 5%)
- 150 formats
- 2 plis x 17,5 g/m²
- Emballage individuel
- Carton de 12 rouleaux



global hygiène
gh groupe

Ref C. : 5041000225

57,33€^{HT} **68,80€^{TTC}**⁴

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Distributeurs, essuie-mains & papiers toilette

Distributeur

- Pour tous les modèles d'essuie-mains pliés
- Jusqu'à 26 cm de laize utile
- Capacité : 600 feuilles
- 27,5 x 36,5 cm



Ref C. : 5041000056 28,67€^{HT} **34,40€^{TTC}**

Essuie-mains pliés en Z


- Micro-gaufrés Ecolabel
- 2 x 19 g/m²
- 22 x 23 cm
- Carton de 25 paquets de 150 formats



Ref C. : 5041000254 33,50€^{HT} **40,20€^{TTC}**⁴

Essuie-mains pliés en W

- Essuie-mains confort
- 2 plis x 18 g/m²
- 22 x 34 cm
- Carton de 32 paquets de 100 formats



Ref C. : 5041000251 43,83€^{HT} **52,60€^{TTC}**⁴

Distributeur maxi dévidage central

- Jusqu'à 20,5 cm de diamètre utile
- Jusqu'à 23 cm de laize utile
- 23 x 33,4 cm



Ref : 5041000055 30,67€^{HT} **36,80€^{TTC}**

Essuie-mains dévidage central gaufré-collé

- Pure ouate blanche, 2 plis
- 20 x 24 cm
- 450 formats
- Pack de 6 rouleaux



Ref : 5041000713 25,75€^{HT} **30,90€^{TTC}**⁴

Essuie-mains dévidage central lisse

- Pure ouate blanche, 2 plis
- 20 x 30 cm
- 450 formats
- Pack de 6 rouleaux



Ref : 5041000213 25,83€^{HT} **31,00€^{TTC}**⁴

Distributeur à découpe automatique

- Pour rouleaux essuie-mains en continu
- Fabriqué en ABS
- Fenêtre de visualisation du consommable
- Aussi compact que la plupart des appareils de sa catégorie
- Jusqu'à 21 cm de diamètre utile
- Hauteur : 36 cm



Ref : 5041000079

65,00€^{HT} **78,00€^{TTC}**

Essuie-mains en continu

- Pure ouate blanche gaufrée-collée
- 2 plis, 110 m
- Pack de 6 rouleaux



Ref : 5041000782

25,75€^{HT} **30,90€^{TTC}**⁴

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Distributeurs, essuie-mains & papiers toilette

Essuie-mains pour dévidage central

- Pure cellulose lisse
- 200 formats de 20 x 30 cm
- 2 plis x 18 g/m²
- Pack de 12 rouleaux



Ref C. : 5041000210

22,33€^{HT} **26,80€^{TTC}**⁴

Bobine d'essuyage type industriel

- Pure ouate gaufrée-collée
- 2 plis x 17,5 g/m²
- 800 formats
- Dimensions : 24 x 25 cm
- Pack de 2



Ref C. : 5041000702

16,25€^{HT} **19,50€^{TTC}**⁴

Distributeur double de papier toilette

- Diamètre : 14 cm
- Jusqu'à 11,4 cm de laize utile
- Capacité : 2 rouleaux
- 32,4 x 21 cm



Ref : 5041000050

24,17€^{HT} **29,00€^{TTC}**

Papier toilette

- Rouleau domestique 2 plis
- 4 paquets de 12 rouleaux



Ref C. : 5041000374

17,42€^{HT} **20,90€^{TTC}**⁴

Distributeur en ABS Maxirol

- Pour papier toilette en rouleaux maxi longueur jusqu'à 400 mètres
- Jusqu'à 28 cm de diamètre utile
- 33 x 34 cm



Ref : 5041000057

31,25€^{HT} **37,50€^{TTC}**

Papier toilette Maxirol

- 2 plis
- Lisse 100% pure ouate
- Laize 9,2 cm
- Pack de 6 rouleaux



Ref C. : 2015100019

29,17€^{HT} **35,00€^{TTC}**⁴

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Distributeurs, essie-mains & papiers toilette

Papier toilette Maxi Compact

- Double épaisseur
- 60 mètres prédécoupés en 500 formats
- Carton de 36 rouleaux



Ref C. : 5041000359

27,42€^{HT} **32,90€^{TTC4}**

Essie-tout ménager

- Essie-tout ménager ouate d'essuyage
- 2 plis gaufrés
- 50 formats
- 23 x 22 cm
- Paquet de 40 rouleaux (20 paquets de 2 rouleaux)

NOUVEAU



Ref C. : 2015104002

30,92€^{HT} **37,10€^{TTC4}**

Essie-tout Max Premium

- Essie-tout multi-usage maxi compact
- Qualité Premium
- Triple épaisseur
- Pratique et économique
- Pure cellulose
- Triple épaisseur (3 plis gaufrés collés)
- 200 feuilles
- 22 x 24 cm
- Pack de 12 rouleaux



Ref C. : 5041000730

32,42€^{HT} **38,90€^{TTC4}**



Carré d'essuyage

- Boîte distributrice, idéale sur les chariots de soins et dans tout cabinet de consultation gynécologique, dentaire et esthétique
- Essie-tout en pure cellulose extra forte blanche, gaufrée-collée
- 180 formats de 2 plis x 18 g/m²
- Dimensions : 21 x 21 cm



Ref C. : 5041000229

31,50€^{HT} **37,80€^{TTC4}**

Mouchoirs

- Extra blanc pure cellulose
- 2 plis
- Qualité «faciale» extra douce
- 21 x 21 cm
- Boîte de 100



Ref C. : 5041000400

49,17€^{HT} **59,00€^{TTC4}**

Dérouleur de tampon ouate

- En plastique
- Pour rouleaux de 500 tampons



Dérouleur

Ref : 1051720010

Sachet de 2 rouleaux de 500 tampons

Ref : 1051720000

24,08€^{HT} **28,90€^{TTC}**

4,50€^{HT} **5,40€^{TTC4}**

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Carrés de coton

- Compatible avec toutes les solutions antiseptiques
- 180 g
- Sachet de 500 carrés de 5 x 5 cm



Ref C. : 2015103767

Dispositif médical de classe I

3,83€^{HT} **4,60€^{TTC4}**

Coton rectangle

- Compatible avec toutes les solutions antiseptiques
- 180 g
- Sachet de 200 rectangles de 8 x10 cm



Ref C. : 2015103768

Dispositif médical de classe I

4,92€^{HT} **5,90€^{TTC4}**

Coton hydrophile

- Compatible avec toutes les solutions antiseptiques
- 100 % coton
- Extra blanc



Ref C. : 2015103769 Sachet de 250 g avec cordon

3,00€^{HT} **3,60€^{TTC4}**

Ref C. : 2015103770 Sachet de 500 g avec cordon

6,25€^{HT} **7,50€^{TTC4}**

Dispositif médical de classe I

Boules de coton

- Compatible avec toutes les solutions antiseptiques
- 0,5 - 0,6 g
- Sachet de 700 boules



Ref C. : 2015103766

Dispositif médical de classe I

5,00€^{HT} **6,00€^{TTC4}**

Bandes extensibles

- Bandes de 3 mètres
- Boîte de 20



Ref C. : 1051020201 5 cm

3,33€^{HT} **4,00€^{TTC4}**

Ref C. : 1051020202 7 cm

3,75€^{HT} **4,50€^{TTC4}**

Ref C. : 1051020203 10 cm

4,42€^{HT} **5,30€^{TTC4}**

Bandes de gaze

- Bande étirable jusqu'à 3 mètres
- Boîte de 50



Ref C. : 2015103739 5 cm - Boîte de 60

15,48€^{HT} **18,58€^{TTC3}**

Ref C. : 2015103740 7 cm - Boîte de 48

17,62€^{HT} **21,14€^{TTC3}**

Ref C. : 2015103738 10 cm - Boîte de 36

17,78€^{HT} **21,34€^{TTC3}**

Bandes de crêpes

- Bande étirable jusqu'à 4 mètres
- Non stérile
- Boîte de 50



Ref C. : 2015103736 5 cm

9,33€^{HT} **11,20€^{TTC4}**

Ref C. : 2015103737 7 cm

13,08€^{HT} **15,70€^{TTC4}**

Ref C. : 2015103735 10 cm

17,17€^{HT} **20,60€^{TTC4}**

Compresses de gaze non stériles 13 fils

- 20 g/m²
- Sachet de 100



Ref C. : 2015103744 8 plis - 7,5 x 7,5 cm

1,75€^{HT} **2,10€^{TTC4}**

Ref C. : 2015103741 12 plis - 10 x 10 cm

3,75€^{HT} **4,50€^{TTC4}**

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières - 3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Compresses & cotons

Compresses de gaze non-tissées non stériles 30 g

- 4 plis
- Boîte de 100



Ref C. : 2015103749	5 x 5 cm	0,33€ ^{HT}	0,40€^{TTC4}
Ref C. : 2015103750	7,5 x 7,5 cm	0,67€ ^{HT}	0,80€^{TTC4}
Ref C. : 2015103751	10 x 10 cm	1,08€ ^{HT}	1,30€^{TTC4}

Compresses de gaze non-tissées non stériles 40 g

- 4 plis
- Boîte de 100



Ref C. : 2015103752	5 x 5 cm	0,42€ ^{HT}	0,50€^{TTC4}
Ref C. : 2015103753	7,5 x 7,5 cm	0,83€ ^{HT}	1,00€^{TTC4}
Ref C. : 2015103754	10 x 10 cm	1,50€ ^{HT}	1,80€^{TTC4}

Compresses de gaze non stériles 8 plis, 17 fils

- 23 g/m²
- Sachet de 100



Ref C. : 2015103743	5 x 5 cm	1,08€ ^{HT}	1,30€^{TTC4}
Ref C. : 2015103745	7,5 x 7,5 cm	2,17€ ^{HT}	2,60€^{TTC4}
Ref C. : 2015103742	10 x 10 cm	3,25€ ^{HT}	3,90€^{TTC4}

Compresses de gaze stériles 30 g

- 4 plis, non-tissées
- Boîte de 100 sachets de 2



Ref C. : 2015103756	7,5 x 7,5 cm	3,75€ ^{HT}	4,50€^{TTC4}
Ref C. : 2015103758	10 x 10 cm	5,58€ ^{HT}	6,70€^{TTC4}

Compresses de gaze non-tissées stériles 30 g

- 4 plis
- Boîte de 50 sachets de 5



Ref C. : 2015103755	5 x 5 cm	2,25€ ^{HT}	2,70€^{TTC4}
Ref C. : 2015103757	7,5 x 7,5 cm	3,08€ ^{HT}	3,70€^{TTC4}
Ref C. : 2015103759	10 x 10 cm	4,83€ ^{HT}	5,80€^{TTC4}

Compresses de gaze non-tissées stériles 40 g

- 4 plis
- Boîte de 50 sachets de 5



Ref C. : 2015103761	5 x 5 cm	2,42€ ^{HT}	2,90€^{TTC4}
Ref C. : 2015103763	7,5 x 7,5 cm	3,75€ ^{HT}	4,50€^{TTC4}
Ref C. : 2015103765	10 x 10 cm	5,58€ ^{HT}	6,70€^{TTC4}

Compresses de gaze stériles 17 fils

- 23 g/m²
- Boîte de 100



Ref C. : 2015103746	12 plis - 5 x 5 cm	3,33€ ^{HT}	4,00€^{TTC4}
Ref C. : 2015103747	12 plis - 7,5 x 7,5 cm	5,33€ ^{HT}	6,40€^{TTC4}
Ref C. : 2015103748	16 plis - 10 x 10 cm	10,17€ ^{HT}	12,20€^{TTC4}

Compresses de gaze stériles 40 g

- 4 plis
- Boîte de 100 sachets de 2



Ref C. : 2015103760	5 x 5 cm	2,75€ ^{HT}	3,30€^{TTC4}
Ref C. : 2015103762	7,5 x 7,5 cm	4,17€ ^{HT}	5,00€^{TTC4}
Ref C. : 2015103764	10 x 10 cm	6,75€ ^{HT}	8,10€^{TTC4}

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Kit de compression 3M™ Coban™ 2

- Système de compression bi-bandes 100% allongement court pour ulcères de jambe veineux et œdèmes associés
- Comprend :
 - 1 bande semi-cohésive 10 cm x 2,7 m
 - 1 bande compression 10 cm x 4,7 m étirée

Ref C. : 1055387943

22,08€^{HT}

26,50€^{TTC}

Le système 3M™ Coban™ 2 est un DM de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland, GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex



solventum
3M Health Care subsidiaries Solventum

Bande de compression Comprilan®

- Bande textile à allongement court pour bandages compressifs ou de soutien
- Aide à prévenir la formation d'œdèmes
- Améliore l'hémodynamique veineuse

BSN medical est devenu **Essity**



Ref : 1053453820 8 cm x 5 m

9,58€^{HT}

11,50€^{TTC}

Ref : 1053453830 10 cm x 5 m

10,75€^{HT}

12,90€^{TTC}

Bande cohésive polyvalente Co-Plus LF®

- Bande de contention légère à moyenne
- Sans latex
- Sécable à la main
- Bande de 3 m x 7 cm

BSN medical est devenu **Essity**



Ref : 1053210023 Chair

9,08€^{HT}

10,90€^{TTC}

Ref : 1053210022 Blanc

9,08€^{HT}

10,90€^{TTC}

Bande cohésive de contention Tensoplus®

- Bande de contention moyenne à forte
- Auto-adhérente, repositionnable et réutilisable
- Bande de 3 mètres



BSN medical est devenu **Essity**



Ref C. : 1053729706 8 cm

9,58€^{HT}

11,50€^{TTC}

Ref C. : 1053729707 10 cm

11,25€^{HT}

13,50€^{TTC}

Bande de protection Tensoban®

- Auto-adhérente sous contention adhésive
- Bande de 20 mètres



BSN medical est devenu **Essity**



Ref C. : 1053042510 7 cm

5,50€^{HT}

6,60€^{TTC}

Ref C. : 1053042515 10 cm

6,17€^{HT}

7,40€^{TTC}

3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Pansements & plaies

Bande adhésive élastique Tensoplast®

- Bande de contention adhésive souple
- 100 % coton
- Bande de 2,5 mètres



**TOP
VENTE**

BSN medical est devenu **Essity**



Ref C. : 1053002700	3 cm	4,17€ ^{HT}	5,00€^{TTC} ₃
Ref C. : 1053002705	6 cm	6,08€ ^{HT}	7,30€^{TTC} ₃
Ref C. : 1053002710	8 cm	7,33€ ^{HT}	8,80€^{TTC} ₃
Ref C. : 1053002715	10 cm	8,92€ ^{HT}	10,70€^{TTC} ₃

Bande adhésive non élastique Strappal®

- Pour contention articulaire rigide
- Sans latex
- Bande de 10 mètres



BSN medical est devenu **Essity**



Ref C. : 1053020150	2,5 cm	4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC} ₃
Ref C. : 1053020155	4 cm	6,92€ ^{HT}	8,30€^{TTC} ₃

Pansement petites plaies Leukoplast® soft white

- Support multi-extensible doux et confortable
- Haute tolérance cutanée
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Compresse absorbante, neutre, non adhérente
- Bande de 5 mètres à découper

BSN medical est devenu **Essity**



Ref C. : 2015102013	4 cm x 5 m	10,50€ ^{HT}	12,60€^{TTC}
Ref C. : 2015102014	6 cm x 5 m	13,50€ ^{HT}	16,20€^{TTC}
Ref C. : 2015102015	8 cm x 5 m	16,75€ ^{HT}	20,10€^{TTC}

Bande adhésive élastique 3M™ Adheban+

- Bande pour la traumatologie (entorse, tendinite ou déchirure), la compression, la fixation de dispositifs et de pansements
- Bande de 2,5 mètres



S solventum
3M Health Care subsidiaries Solventum

Ref C. : 1055126132	3 cm	4,58€ ^{HT}	5,50€^{TTC}
Ref C. : 1055156132	6 cm	6,25€ ^{HT}	7,50€^{TTC}
Ref C. : 1055112987	8 cm	7,92€ ^{HT}	9,50€^{TTC}
Ref C. : 1055102987	10 cm	9,08€ ^{HT}	10,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I - Marquage CE - 3M Deutschland GmbH - Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex

Bande à découper


- Adhésif hypoallergénique
- Bande composée d'un support en tissu non tissé et d'une compresse absorbante



Ref C. : 1059023143	6 cm x 5 m	5,42€ ^{HT}	6,50€^{TTC}
Ref C. : 1059023144	8 cm x 5 m	6,25€ ^{HT}	7,50€^{TTC}

Sparadrap extensible Soffix Stretch

- Pour la fixation des pansements sur des zones étendues et articulaires
- En tissu non tissé pour peaux sensibles
- Adhésif hypoallergénique pour un retrait délicat
- En rouleau découpable



Ref C. : 1059022678	5 cm x 10 m	4,17€ ^{HT}	5,00€^{TTC}
Ref C. : 1059022679	10 cm x 10 m	5,17€ ^{HT}	6,20€^{TTC}

3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Pansement film transparent en rouleau 3M™ Tegaderm™ Roll

- Pansement adhésif semi-perméable non stérile
- Grâce au format "rouleau", le film se découpe à la longueur désirée, offrant ainsi une flexibilité optimale



A- Rouleau de 10 cm x 2 m

Ref C. : 1055106974 11,08€^{HT} **13,30€^{TTC}**

B- Rouleau de 10 cm x 10 m

Ref C. : 2015100371 36,00€^{HT} **43,20€^{TTC}**

C- Rouleau de 15 cm x 10 m

Ref C. : 2015101092 54,58€^{HT} **65,50€^{TTC}**

Dispositif Médical de classe I - Marquage CE - 3M Deutschland GmbH, Allemagne - Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation - Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex - Marque déposée de 3M



(A)



(B)



(C)

**TOP
VENTE**

Bande et film adhésif Hypafix® et Hypafix® transparent

- Conformable, haute tolérance cutanée, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, permettant la fixation de pansements de grande dimension
- Boîte de 1



BSN medical est devenu **Essity**

Hypafix® - Bande non tissée multi-extensible

Ref C. : 1053344401 5 cm x 10 m 4,49€^{HT} **5,39€^{TTC}**

Ref C. : 1053344402 10 cm x 10 m 6,58€^{HT} **7,90€^{TTC}**

Hypafix® transparent - Film transparent semi-perméable

Ref C. : 1053723785 5 cm x 10 m 11,88€^{HT} **14,26€^{TTC}**

Ref C. : 1053723786 10 cm x 10 m 22,61€^{HT} **27,13€^{TTC}**

Bande adhésive NT extensible Eurofix

- Bande en non-tissé adhésive multi-extensible hypoallergénique
- À couper avec des ciseaux
- Peut-être considéré comme pansement de rétention
- Bande perméable à la vapeur d'eau, ne gêne pas la transpiration
- Boîte de 1



Ref : 1054135315 10 m x 5 cm 3,17€^{HT} **3,80€^{TTC}**

Ref : 1054135316 10 m x 10 cm 4,58€^{HT} **5,50€^{TTC}**

Ref : 1054135317 10 m x 15 cm 4,58€^{HT} **5,50€^{TTC}**

Ref : 1054135318 20 m x 20 cm 4,58€^{HT} **5,50€^{TTC}**

Indispensable



Décolle adhésif

- Facilite le décollerment des pansements, sparadraps et rubans adhésifs
- Permet d'éliminer les traces adhésives
- Flacon 125 ml



Ref C. : 2015103947

4,58€^{HT}

5,50€^{TTC}

Sparadrap silicone 3M™ Micropore™ Silicone

- Fixation sûre et atraumatique, minimise la douleur au retrait
- Repositionnable, de couleur bleue
- Rouleau 2,5 cm x 5 m



Ref C. : 1055931042

5,42€^{HT}

6,50€^{TTC}

Dispositif Médical de classe I - Marquage CE - 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex

Pansements & plaies

Sparadrap microporeux 3M™ Micropore™

- Pour la fixation et le maintien de pansements notamment sur les peaux fragiles

Dévidoir blanc hermétique - Lot de 6

Ref C. : 1055154825	11,58€ ^{HT}	13,90€^{TTC}
Avec dévidoir - 9,14 m x 2,5 cm - Boîte de 12 rouleaux		
Ref C. : 1055153525	17,42€ ^{HT}	20,90€^{TTC}
Avec dévidoir - 9,14 m x 5 cm - Boîte de 6 rouleaux		
Ref C. : 1055153550	17,42€ ^{HT}	20,90€^{TTC}
Sans dévidoir - 5 m x 2,5 cm - Boîte de 12 rouleaux		
Ref C. : 1051531525	11,25€ ^{HT}	13,50€^{TTC}
Sans dévidoir - 9,14 m x 1,25 cm - Boîte de 24 rouleaux		
Ref C. : 1055153912	16,58€ ^{HT}	19,90€^{TTC}
Sans dévidoir - 9,14 m x 2,5 cm - Boîte de 12 rouleaux		
Ref C. : 1055153025	16,58€ ^{HT}	19,90€^{TTC}
Sans dévidoir - 9,14 m x 2,5 cm - Couleur chair - Boîte de 12 rouleaux		
Ref C. : 1055153925	17,42€ ^{HT}	20,90€^{TTC}
Sans dévidoir - 9,14 m x 5 cm - Boîte de 6 rouleaux		
Ref C. : 1055153050	16,58€ ^{HT}	19,90€^{TTC}

Dispositif Médical de classe I - Marquage CE - 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex

**TOP
VENTE**



S solventum
3M Health Care exclusivement Solventum

Sparadrap plastique transparent 3M™ Transpore™

- Pour la fixation de pansements et autres dispositifs médicaux
- Microperforé
- Bonne adhésivité, y compris en cas de transpiration



S solventum
3M Health Care exclusivement Solventum

9,14 m x 2,5 cm - Boîte de 12 rouleaux nus

Ref C. : 1055152725 22,08€^{HT} **26,50€^{TTC}**

9,14 m x 5 cm - Boîte de 6 rouleaux nus

Ref C. : 1055152750 23,75€^{HT} **28,50€^{TTC}**

Dispositif Médical de classe I - Marquage CE - 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex

Sparadrap tissé 3M™ Durapore™

- Pour la fixation de pansements volumineux, de tubulures et la confection d'attelles
- Tissé, multi-usages, inextensible à forte adhésivité
- Dimensions : 9,14 m x 2,5 cm
- Boîte de 12 rouleaux nus



S solventum
3M Health Care exclusivement Solventum

Ref C. : 1055153825 35,42€^{HT} **42,50€^{TTC}**

Dispositif Médical de classe I - Marquage CE - 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex

Sparadrap microperforé sans dévidoir Anapore Micro

- Sur base polyéthylène micro-perforé
- Se découpe facilement et résiste à l'eau
- Structure perforée et extensible



Huromedis
LABORATOIRES

Ref : 1054135395	5 m x 1,25 cm - Boîte de 24	4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC}
Ref : 1054135396	5 m x 2,5 cm - Boîte de 12	3,83€ ^{HT}	4,60€^{TTC}
Ref : 1054135397	5 m x 5 cm - Boîte de 6	3,83€ ^{HT}	4,60€^{TTC}
Ref : 1054135390	9,14 m x 1,25 cm - Boîte de 24	7,75€ ^{HT}	9,30€^{TTC}
Ref : 1054135391	9,14 m x 2,5 cm - Boîte de 12	6,92€ ^{HT}	8,30€^{TTC}

Pansement gras Cuticell® Classic

- Pansement stérile constitué d'une gaze de coton tissée, enduite de paraffine neutre exempte de principe actif



BSN medical est devenu Essity

Ref : 1053725381	5 x 5 cm - Boîte de 5	3,81€ ^{HT}	4,57€^{TTC}
Ref : 1053725383	10 x 10 cm - Boîte de 10	10,65€ ^{HT}	12,78€^{TTC}

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Pansements américains Zetuvit

- Pansements absorbants pour le traitement des plaies exsudatives en cas de plaie aiguë et chronique
- Stériles
- Boîte de 10

Ref : 1055413651	10 x 10 cm	4,39€ ^{HT}	5,27€^{TTC}
Ref : 1055413652	10 x 20 cm	7,76€ ^{HT}	9,31€^{TTC}
Ref : 1055413653	15 x 20 cm	11,13€ ^{HT}	13,35€^{TTC}
Ref : 1055413654	20 x 25 cm	17,86€ ^{HT}	21,43€^{TTC}

Dispositif médical de classe I



Pansements hautement absorbants Delicate & Classic

- Pansements non stériles pour la protection des plaies ou après injection
- Dimensions : 19 x 72 mm
- Boîte de 1 000



Ref C. : 2015103278	Classic polyéthylène chair	31,42€ ^{HT}	37,70€^{TTC}
Ref C. : 2015103279	Delicate TNT blanc	29,92€ ^{HT}	35,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Pansement post-opératoire imperméable Aquabloc

- Pansement stérile ultra-fin imperméable à l'eau et aux bactéries
- Adhésif hypoallergénique
- Compresse avec antiseptique et film anti-adhérent pour un retrait indolore
- Laisse respirer la peau
- Transparent
- Sans latex
- Dimensions : 5 x 7 cm
- Boîte de 5



Ref C. : 1059022247

2,17€^{HT} **2,60€^{TTC}**

Pansement pour prise de sang Emo Soffix

- Tampon très absorbant
- Pansement avec adhésif hypoallergénique post-prélèvement, support en TNT blanc, n'adhère pas à la peau
- Compresse centrale très absorbante, 4 bords adhésifs
- Sans latex
- Boîte de 1 000



Ref C. : 1059022350

35,75€^{HT} **42,90€^{TTC}**

Pansement post-opératoire Si Silicon

- Innovation : retrait indolore
- Pansement stérile non tissé avec adhésif hypoallergénique siliconé à haute tolérance cutanée
- Indiqué également pour les peaux les plus sensibles
- 4 bords adhésifs
- Boîte de 5



Ref C. : 2015103280	5 x 7 cm	2,58€ ^{HT}
Ref C. : 2015103281	10 x 8 cm	4,83€ ^{HT}
Ref C. : 2015103282	10 x 15 cm	7,17€ ^{HT}

Dispositif médical de classe Is

3,10€^{TTC}
5,80€^{TTC}
8,60€^{TTC}

Pansements & plaies

Pansement post-opératoire ultra-délicat Soffix Med

- Conformable et super-transpirant, particulièrement indiqué pour les peaux sensibles
- Pansement stérile, en tissu non-tissé
- Hautement absorbant
- Sans latex
- Compresse constituée d'un film non adhésif



Ref C. : 1059022670	5 x 7 cm - Boîte de 100	7,92€ ^{HT}	9,50€^{TTC}
Ref C. : 1059022671	10 x 8 cm - Boîte de 50	8,08€ ^{HT}	9,70€^{TTC}
Ref C. : 1059022673	15 x 10 cm - Boîte de 50	15,83€ ^{HT}	19,00€^{TTC}

Pansement stérile avec compresse Europlaie

- Pansement adhésif chirurgical stérile
- Support en non-tissé, adhésif avec compresse centrale absorbante et non adhérente à la plaie
- Ce dispositif est prévu pour :
 - Absorber le sang ou les exsudats
 - Traiter et atténuer une blessure
 - Protéger contre les infections



Ref : 1054135261	5 x 7 cm - Boîte de 100	4,75€ ^{HT}	5,70€^{TTC}
Ref : 1054135262	10 x 8 cm - Boîte de 50	4,42€ ^{HT}	5,30€^{TTC}
Ref : 1054135264	10 x 15 cm - Boîte de 50	6,92€ ^{HT}	8,30€^{TTC}
Ref : 1054135265	10 x 20 cm - Boîte de 50	9,33€ ^{HT}	11,20€^{TTC}

Pansement stérile avec compresse Europlaie Film

- Pansement chirurgical transparent
- Adhésif avec compresse centrale absorbante et non adhérente à la plaie
- Ce dispositif est prévu pour :
 - Absorber le sang ou les exsudats
 - Traiter et atténuer une blessure
 - Protéger contre les infections
- Boîte de 5



Ref : 1054135270	5 x 7 cm	2,42€ ^{HT}	2,90€^{TTC}
Ref : 1054135271	9 x 10 cm	3,75€ ^{HT}	4,50€^{TTC}
Ref : 1054135272	9 x 15 cm	5,25€ ^{HT}	6,30€^{TTC}
Ref : 1054135273	10 x 20 cm	5,75€ ^{HT}	6,90€^{TTC}

Pansement avec compresse Leukomed®

- Pansement post-opératoire stérile, non-tissé, avec compresse absorbante et non adhérente
- Boîte de 50



Ref : 1053372380	5 x 7,2 cm	15,08€ ^{HT}	18,10€^{TTC}
Ref : 1053372381	8 x 10 cm	29,83€ ^{HT}	35,80€^{TTC}

Pansement avec compresse 3M™ Medipore™ + Pad

- Indiqué pour le recouvrement des plaies post-opératoires peu exsudatives et des points de ponctions
- Pansement adhésif stérile



Ref C. : 1055153562	5 x 7,2 cm - Boîte de 50	19,33€ ^{HT}	23,20€^{TTC}
Ref C. : 1055153566	10 x 10 cm - Boîte de 25	27,08€ ^{HT}	32,50€^{TTC}
Ref C. : 1055153569	10 x 15 cm - Boîte de 25	33,25€ ^{HT}	39,90€^{TTC}

Le pansement 3M(TM) Medipore(TM)+Pad est un DM classe Is. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex

Pansement film avec compresse Leukomed® T Plus

- Pansement post-opératoire, transparent, stérile, avec compresse absorbante et non adhérente
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Très conforme
- Boîte de 50



Ref : 1053723820	5 x 7,2 cm	28,25€ ^{HT}	33,90€^{TTC}
Ref : 1053723821	8 x 10 cm	46,17€ ^{HT}	55,40€^{TTC}

Pansement film avec compresse 3M™ Tegaderm™ + Pad

- Indiqué pour les plaies post-opératoires peu exsudatives
- Pansement adhésif stérile semi-perméable
- Étanche à l'eau, aux bactéries et aux virus tout en laissant la peau respirer*

Ref C. : 1055153582 5 x 7 cm - Boîte de 50 31,58€^{HT} **37,90€^{TTC}**
 Ref C. : 1055153586 9 x 10 cm - Boîte de 25 36,25€^{HT} **43,50€^{TTC}**

Les pansements 3M™ Tegaderm™ film et 3M™ Tegaderm™ + Pad sont des DM de classe IIa. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les notices et informations sur les emballages avant toute utilisation. Distribués par 3M Healthcare France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. Ces produits sont inscrits à la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables)



solventum
3M Health Care subsidiaries Solventum

Pansement 3M™ Tegaderm™ Film

solventum
3M Health Care subsidiaries Solventum

A- Pansement fendu en U pour cathéters à ailettes, 1 étiquette

Ref C. : 1055162300 En U 6 x 7 cm - Boîte de 100 62,58€^{HT} **75,10€^{TTC}**

B- Pansement Film transparent semi-perméable stérile maintien de cathéters et de soin des plaies

Ref C. : 1055162400 6 x 7 cm - Boîte de 100 58,75€^{HT} **70,50€^{TTC}**

C- Pansement Film transparent semi-perméable stérile maintien de cathéters et de soin des plaies

Ref C. : 1055162650 10 x 12 cm - Boîte de 50 58,25€^{HT} **69,90€^{TTC}**

Les pansements 3M™ Tegaderm™ film et 3M™ Tegaderm™ + Pad sont des DM de classe IIa. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les notices et informations sur les emballages avant toute utilisation. Distribués par 3M Healthcare France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. Ces produits sont inscrits à la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables)



**TOP
VENTE**

Pansement film transparent Leukomed® T

- Film adhésif transparent stérile
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Très conforme
- Boîte de 50



BSN medical est devenu **Essity**

Ref : 1053723810 5 x 7,2 cm 26,25€^{HT} **31,50€^{TTC}**
 Ref : 1053723811 8 x 10 cm 36,58€^{HT} **43,90€^{TTC}**

Pansement transparent Leukomed® Control

- Pour un contrôle visuel des plaies sans retrait
- Pansement stérile post-opératoire semi-perméable entièrement transparent pour plaies sèches ou légèrement exsudatives
- Boîte de 10



BSN medical est devenu **Essity**

Ref : 1053323001 7 x 10 cm 43,75€^{HT} **52,50€^{TTC}**
 Ref : 1053323002 8 x 15 cm 53,00€^{HT} **63,60€^{TTC}**

Pansements & plaies

Pansement hydrocellulaire RespoSorb® Silicone

- À utiliser avec une fixation (bande)
- Pansement siliconé, avec polymères superabsorbants pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives, chroniques et aiguës



Ref : 6015413041	8 x 8 cm - Boîte de 10	13,61€ ^{HT}	16,33€^{TTC3}
Ref : 6015413042	12,5 x 12,5 cm - Boîte de 10	27,07€ ^{HT}	32,48€^{TTC3}
Ref : 6015413043	10 x 20 cm - Boîte de 10	33,58€ ^{HT}	40,30€^{TTC3}
Ref : 6015413044	20 x 20 cm - Boîte de 10	59,67€ ^{HT}	71,60€^{TTC3}
Ref : 6015413045	20 x 25 cm - Boîte de 10	66,09€ ^{HT}	79,31€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire à absorption importante RespoSorb® Silicone Border

- Indiqué pour la prise en charge des plaies aiguës et chroniques (exsudats moyens à élevés)
- Pansement hydrocellulaire nouvelle génération
- 5 formes disponibles : carré, rectangle, ovale, talon, sacrum
- Cœur en cellulose avec polymères superabsorbants
- Gère les fluides plus efficacement que les pansements mousses
- Adhésif siliconé



Carré 8 x 8 cm - Boîte de 10	13,51€ ^{HT}	16,21€^{TTC3}
Ref : 6015413000		
Carré 10 x 10 cm - Boîte de 10	19,37€ ^{HT}	23,24€^{TTC3}
Ref : 6015685140		
Carré 12,5 x 12,5 cm - Boîte de 10	27,25€ ^{HT}	32,70€^{TTC3}
Ref : 6015685150		
Carré 15 x 15 cm - Boîte de 10	35,96€ ^{HT}	43,15€^{TTC3}
Ref : 6015413003		
Carré 17,5 x 17,5 cm - Boîte de 10	47,37€ ^{HT}	56,84€^{TTC3}
Ref : 6015685160		
Carré 20 x 20 cm - Boîte de 10	59,11€ ^{HT}	70,93€^{TTC3}
Ref : 6015413005		
Rectangle 16 x 26 cm - Boîte de 10	59,11€ ^{HT}	70,93€^{TTC3}
Ref : 6015413004		
Sacrum 18 x 18 cm - Boîte de 10	44,02€ ^{HT}	52,82€^{TTC3}
Ref : 6015413006		
Sacrum 23 x 23 cm - Boîte de 10	66,26€ ^{HT}	79,51€^{TTC3}
Ref : 6015413007		
Ovale 13 x 15,50 cm - Boîte de 10	26,84€ ^{HT}	32,21€^{TTC3}
Ref : 6015413008		
Ovale 12 x 23 cm - Boîte de 10	33,29€ ^{HT}	39,95€^{TTC3}
Ref : 6015413009		
Talon 25 x 25 cm - Boîte de 10	79,48€ ^{HT}	95,38€^{TTC3}
Ref : 6015413010		

Pansement hydrocellulaire superabsorbant RespoSorb® Super

- Pour gérer l'excès d'exsudat
- Non adhésif, à utiliser avec une fixation
- Pour le traitement des plaies superficielles, très exsudatives, aiguës ou chroniques



Ref : 6015685020	10 x 10 cm - Boîte de 10	19,25€ ^{HT}	23,10€^{TTC3}
Ref : 6015685021	10 x 20 cm - Boîte de 11	33,58€ ^{HT}	40,30€^{TTC3}
Ref : 6015685022	15 x 20 cm - Boîte de 11	47,04€ ^{HT}	56,45€^{TTC3}
Ref : 6015685023	20 x 25 cm - Boîte de 11	66,09€ ^{HT}	79,31€^{TTC3}
Ref : 6015685024	20 x 40 cm - Boîte de 11	82,57€ ^{HT}	99,08€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire Cosmopor® Silicone

- Pour la protection des plaies aiguës, des plaies postopératoires cicatrisant en première intention, et l'absorption des exsudats
- Son interface siliconée lui permet :
 - De ne pas adhérer à la plaie ou aux sutures⁽¹⁾
 - D'être repositionnable⁽¹⁾
 - Un retrait indolore et sans résidu pour le patient⁽¹⁾



Ref : 6015681106	7,2 x 5 cm - Boîte de 20	7,53€ ^{HT}	9,04€^{TTC3}
Ref : 6015681107	10 x 8 cm - Boîte de 22	12,93€ ^{HT}	15,51€^{TTC3}
Ref : 6015681108	15 x 8 cm - Boîte de 20	20,48€ ^{HT}	24,57€^{TTC3}
Ref : 6015681109	20 x 10 cm - Boîte de 20	31,47€ ^{HT}	37,76€^{TTC3}

(1) Conformité à la liste des réclamations Cosmopor silicone 18.11.2021

Pansement irrigo-absorbant HydroClean® Advance

- Pansement irrigo-absorbant, de première intention, pour la détersion de toutes les plaies planes, sèches ou exsudatives, infectées ou non



Ref : 6015609662	Ø4 cm - Boîte de 10	21,36€ ^{HT}	25,63€^{TTC3}
Ref : 6015609668	7,5 x 7,5 cm - Boîte de 10	30,52€ ^{HT}	36,62€^{TTC3}
Ref : 6015609672	10 x 10 cm - Boîte de 10	36,62€ ^{HT}	43,94€^{TTC3}

3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Pansement fibres à haut pouvoir d'absorption AQUACEL® Extra™

- Pour les plaies aiguës et chroniques exsudatives à très exsudatives
- Découpable
- Boîte de 10



Ref : 1049423785	7 x 10 cm	16,03€ ^{HT}	19,24€^{TTC3}
Ref : 1049420823	12,5 x 12,5 cm	32,04€ ^{HT}	38,45€^{TTC3}
Ref : 1049423787	15 x 15 cm	43,23€ ^{HT}	51,88€^{TTC3}
Ref : 1049420824	20 x 24 cm	79,47€ ^{HT}	95,36€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire épais AQUACEL® Foam

- Pour les plaies aiguës et chroniques exsudatives ou en recouvrement
- Pansement découpable

A- Forme non adhésive

Ref : 1049420186	12,5 x 12,5 cm - Boîte de 10	28,97€ ^{HT}	34,76€^{TTC3}
Ref : 1049420663	15 x 20 cm - Boîte de 10	50,57€ ^{HT}	60,68€^{TTC3}
Ref : 1049420662	20 x 20 cm - Boîte de 10	64,23€ ^{HT}	77,07€^{TTC3}

B- Forme adhésive avec bordure en silicone

Ref : 1049420804	8 X 8 cm - Boîte de 10	13,51€ ^{HT}	16,21€^{TTC3}
Ref : 1049420620	12,5 x 12,5 cm - Boîte de 16	35,98€ ^{HT}	43,18€^{TTC3}

C- Forme anatomique Sacrum petit

Ref : 1049420656	20 x 16,9 cm - Boîte de 10	50,06€ ^{HT}	60,07€^{TTC3}
------------------	----------------------------	----------------------	------------------------------

Pansement hydrocellulaire épais AQUACEL® Foam Pro

- Pour les plaies aiguës et chroniques exsudatives
- Forme anatomique



Talon / multisite	19,8 x 14 cm - Boîte de 10	44,34€ ^{HT}	53,21€^{TTC3}
Ref : 1049422356			
Grand sacrum	24 x 21,5 cm - Boîte de 5	50,69€ ^{HT}	60,83€^{TTC3}
Ref : 1049421580			

Pansement hydrocellulaire mince FoamLite™ ConvaTec

- Pour les plaie aiguës et chroniques peu ou pas exsudatives
- Découpable
- Boîte de 10

Ref : 1049421557	8 x 8 cm	12,93€ ^{HT}	15,51€^{TTC3}
Ref : 1049421561	15 x 15 cm	33,98€ ^{HT}	40,77€^{TTC3}
Ref : 1049421928	10 x 20 cm	31,47€ ^{HT}	37,76€^{TTC3}

Pansement fibres à haut pouvoir d'absorption AQUACEL® Mèche

- Pour les plaies cavitaires ou anfractueuses aiguës ou chroniques exsudatives à très exsudatives
- Découpable
- Boîte de 10



Ref : 1049422624	2,5 x 48 cm	26,23€ ^{HT}	31,48€^{TTC3}
------------------	-------------	----------------------	------------------------------



Pansement hydrocellulaire superabsorbant non adhésif ConvaMax™

- Pour les plaies aiguës et chroniques hyper exsudatives



20 x 30 cm - Boîte de 10	82,57€ ^{HT}	99,08€^{TTC3}
Ref : 1049422573		
20 x 40 cm - Boîte de 10	82,57€ ^{HT}	99,08€^{TTC3}
Ref : 1049422574		



3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Pansements & plaies

Pansement hydrocellulaire siliconé Biatain Silicone

- Boîte de 10



Dimensions : 12,5 x 12,5 cm

Ref : 6014334363

26,84€^{HT}

32,21€^{TTC3}

Dimensions : 14 x 19,5 cm - Multisite

Ref : 6014649704

28,58€^{HT}

34,30€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire siliconé Biatain Silicone Sacrum

- Dimensions : 15 x 19 cm
- Boîte de 5



Ref : 6014334040

30,18€^{HT}

36,22€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire adhésif Biatain Adhésive

- Dimensions : 12,5 x 12,5 cm
- Boîte de 10



Ref : 6014334201

26,84€^{HT}

32,21€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire adhésif Biatain Sacrum

- Dimensions : 23 x 23 cm
- Boîte de 5



Ref : 6014334850

47,25€^{HT}

56,70€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire adhésif Biatain Talon

- Dimensions : 23 x 23 cm
- Boîte de 5



Ref : 6014334871

54,03€^{HT}

64,83€^{TTC3}

Pansement hydrocellulaire non-adhésif Biatain Non-adhesive

- Boîte de 10



Dimensions : 12,5 x 12,5 cm

Ref : 6014334271

28,97€^{HT}

34,76€^{TTC3}

Dimensions : 10 x 20 cm

Ref : 6014334111

36,01€^{HT}

43,21€^{TTC3}

Dimensions : 21,5 x 21,5 cm

Ref : 6014334280

71,18€^{HT}

85,42€^{TTC3}

Pansement alginate Biatain Alginate Pansement

- Boîte de 10



Dimensions : 10 x 10 cm

Ref : 6014037102

19,52€^{HT}

23,42€^{TTC3}

Dimensions : 15 x 15 cm

Ref : 6014037152

37,88€^{HT}

45,45€^{TTC3}

Pansement alginate Biatain Alginate Mèche

- Dimensions : 44 x 3 cm
- Boîte de 10



Ref : 6014037432

22,63€^{HT}

27,15€^{TTC3}

Pansement hydrocolloïde Comfeel Plus Transparent

- Boîte de 10



Dimensions : 5 x 7 cm

Ref : 6014844703

5,79€^{HT}

6,95€^{TTC3}

Dimensions : 13 x 13 cm

Ref : 6014335170

31,78€^{HT}

38,13€^{TTC3}



Pansement hydrocolloïde Comfeel Plus Contour Large

- Dimensions : 9 x 11 cm
- Boîte de 5



Ref : 6014332830

42,24€^{HT}

50,69€^{TTC3}

3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Suture cutanée 3M™ Steri-Strip™

- Pour maintenir ou fermer les petites coupures et les plaies
- Renforcée, maintient la plaie bord à bord, cicatrisation rapide
- En fibres de rayonne non tissées renforcées par fibres de polyester, adhésives, stériles
- Boîte de 50 pochettes
- Autres dimensions disponibles



Ref C. : 1061001542	38 x 6 mm	42,50€ ^{HT}	51,00€^{TTC}
Ref C. : 1061001540	75 x 3 mm	35,83€ ^{HT}	43,00€^{TTC}
Ref C. : 1061001541	75 x 6 mm	24,92€ ^{HT}	29,90€^{TTC}
Ref C. : 1061001546	100 x 6 mm	55,00€ ^{HT}	66,00€^{TTC}
Ref C. : 1061001547	100 x 12 mm	65,83€ ^{HT}	79,00€^{TTC}

Dispositif Médical de classe Is - Marquage CE2797 - 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M Health Care France, 1 Parvis de l'Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex

Agrafeuse cutanée Manipler® AZ

- Stérile à usage unique
- Préchargée avec 35 agrafes en acier inoxydable SS316L
- Taille de l'agrafe : 6,9 mm x 4,2 mm
- À l'unité



Ref : 2015104008
Dispositifs Médicaux de classe IIa

10,75€^{HT} **12,90€^{TTC}**

Sutures Silkam

- Tresse de soie noire non résorbable



Ref : 1061007601 A l'unité
Ref : 1061007636 Boîte de 36

3,08€^{HT} **3,70€^{TTC}**
101,67€^{HT} **122,00€^{TTC}**

Colle cutanée Leukoplast® Skin Adhesive

- Haute viscosité pour la fermeture cutanée de plaies ou incisions
- Contient : 1 embout pré-vissé 2 en 1 biseauté
- Boîte de 10 tubes



Ref : 1053725410

197,42€^{HT} **236,90€^{TTC}**

Ôte-agraves métal

- Stérile
- À usage unique
- À l'unité



Ref C. : 1044360202

1,83€^{HT} **2,20€^{TTC}**

Sutures Dafilon

- Fil à peau monofilament bleu



Ref : 1061932079 A l'unité
Ref : 1061932078 Boîte de 36

3,50€^{HT} **4,20€^{TTC}**
112,17€^{HT} **134,60€^{TTC}**

Sets & champs

Set soins de bouche

- Set stérile comprenant :
 - 1 abaisse langue bois taille adulte
 - 5 écouvillons embout mousse étoilé
 - Blister operculé avec 2 compartiments



Ref C. : 1043400087

1,33€HT

1,60€TTC

Bâtonnets de soins

- Bâtonnets en mousse pour hygiène buccale
- Longueur : 15 cm
- Sachet de 10 pièces




Ref : 1043550015

1,25€HT

1,50€TTC

Écouvillons

- En plastique
- Embout étoilé en mousse
- Boîte de 5



Ref C. : 2015101091

1,08€HT

1,30€TTC

Set d'ablation de fils n°1

- Set stérile comprenant :
 - 1 pince anatomique
 - 1 lame coupe-fils
 - 3 compresses de gaze 5 x 5 cm



Ref C. : 1043400303

1,33€HT

1,60€TTC

Set de sutures n°1

- Set stérile comprenant :
 - 1 paire de ciseaux métal boucles plastiques - 12 cm
 - 1 porte-aiguille entièrement métallique à usage unique - 14 cm
 - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
 - 1 champ polyéthylène cellulose 30 x 48 cm
 - 1 pince inox Adson à griffes - 12 cm



Ref C. : 1043360111

4,13€HT

4,95€TTC

Set de sutures n°6

- Set stérile comprenant :
 - 1 champ patient 45 x 45 cm troué
 - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
 - 1 pince porte-aiguille inox 14 cm
 - 1 pince Adson sans griffes 12 cm
 - 1 paire de ciseaux 12 cm



Ref C. : 1043400081

4,08€HT

4,90€TTC

Set de pansements n°1

- Set stérile comprenant :
 - 1 pince anatomique plastique
 - 5 tampons de gaze



Ref C. : 1043400501

0,92€^{HT}

1,10€^{TTC}

Set de pansements n°8

- Set stérile comprenant :
 - 1 champ de soins 30 x 48 cm
 - 2 pinces anatomiques
 - 5 tampons de gaze
 - 5 compresses 7,5 x 7,5 cm



Ref C. : 1043400508

1,17€^{HT}

1,40€^{TTC}



Set de pansements n°30

- Set stérile comprenant :
 - 1 pince anatomique plastique verte
 - 1 pince Kocher plastique bleue
 - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
 - 5 tampons en non-tissé 3 cm



Ref C. : 1043400618

1,17€^{HT}

1,40€^{TTC}



Set de pansements n°92

- Set stérile comprenant :
 - 1 pince anatomique plastique verte
 - 1 pince anatomique plastique bleue
 - 1 champ de soin 30 x 48 cm
 - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
 - 5 tampons en non-tissé



Ref C. : 2015101404

0,92€^{HT}

1,10€^{TTC}

Set de pansements n°93

- Set stérile comprenant :
 - 1 pince anatomique plastique verte
 - 1 pince Kocher plastique bleue
 - 1 champ de soin 30 x 48 cm
 - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
 - 5 tampons en non-tissé



Ref C. : 2015101405

1,33€^{HT}

1,60€^{TTC}

Set de pansements n°94

- Set stérile comprenant :
 - 1 pince anatomique plastique verte
 - 1 pince anatomique plastique bleue
 - 5 tampons en non-tissé 3 cm



Ref C. : 1043400653

0,75€^{HT}

0,90€^{TTC}

Sets & champs

Set de détersion n°1

- Set stérile, pour plaies chroniques, comprenant :
 - 1 champ de soin 30 x 48 cm
 - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
 - 1 pince Kocher 14,5 cm
 - 1 pince anatomique 12,5 cm
 - 1 paire de ciseaux 12 cm
 - 1 stylet 14 cm
 - 1 curette double 13,5 cm

**SPÉCIAL
ESCARRES**



Ref C. : 1043400085

3,42€^{HT} **4,10€^{TTC}**

Mediset® Pansement Standard

- Pour le nettoyage et la réfection de pansements pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine
- Contient 2 paires de ciseaux
- 5 sets complets par boîte



Ref : 1049478549

8,31€^{HT} **9,97€^{TTC}**

Mediset® Pansement Détersion

- Pour le nettoyage et la réfection de pansements pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine et pour la détersion mécanique
- 5 sets complets par boîte



Ref : 1049478550

8,31€^{HT} **9,97€^{TTC}**

Mediset® Pansements Post-op

- Sets stériles pour plaies post-opératoires suturées non infectées
- 3 sets complets par boîte



(A)

(B)

(C)

A- Petites plaies < 5 cm

Ref : 1049478285

6,34€^{HT} **7,61€^{TTC}**

B- Moyennes plaies ≥ 5 cm et < 10 cm

Ref : 1049478286

7,58€^{HT} **9,10€^{TTC}**

C- Grandes plaies ≥ 10 cm et < 20 cm

Ref : 1049478287

9,67€^{HT} **11,60€^{TTC}**

Mediset® Post-op grandes plaies avec ôte-agraves

- Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies post-opératoires suturées non infectées ≥ 10 cm et < 20 cm et pour l'ablation des agraves de suture
- 3 sets complets par boîte



Ref : 1049479309

9,67€^{HT} **11,60€^{TTC}**

Mediset® Pansement Méchage

- Pour le nettoyage, méchage et la réfection de pansements pour plaies chroniques cavitaires avec peau péri-lésionnelle saine
- 5 sets complets par boîte



Ref : 1049479142

8,31€^{HT} **9,97€^{TTC}**

3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur



Hypodermie

Aiguilles & seringues 34-36

Microperfuseurs & cathéters 37-38

Glycémie 39

Mésothérapie 40

Perfusion & prélèvement 41-43

Collecteurs de déchets 44

Aiguilles & seringues

Aiguilles hypodermiques BD Microlance

- Standards
- Boîte de 100



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Perce-bouchon			
Ref C. : 1001204622	40 mm x 12,5/10	18 G	
		7,83€ ^{HT}	9,40€^{TTC}
Intramusculaire			
Ref C. : 2015103856	50 mm x 16/10	18 G	
		7,67€ ^{HT}	9,20€^{TTC}
Ref C. : 2015103854	16 mm x 8/10	21 G	
		4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC}
Ref C. : 1001204432	40 mm x 8/10	21 G	
		4,25€ ^{HT}	5,10€^{TTC}
Ref C. : 1001201155	50 mm x 8/10	21 G	
		4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC}
Intra-veineux injection			
Ref C. : 1001201156	25 mm x 8/10	21 G	
Ref C. : 1001200800	25 mm x 6/10	23 G	
		4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC}
Ref C. : 2015103853	40 mm x 6/10	23 G	
		4,75€ ^{HT}	5,70€^{TTC}
Sous-cutanée			
Ref C. : 2015103855	40 mm x 16/10	16 G	
		10,67€ ^{HT}	12,80€^{TTC}
Ref C. : 1001200600	16 mm x 5/10	25 G	
Ref C. : 1001200400	25 mm x 5/10	25 G	
		4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC}
Intra-dermique			
Ref C. : 2015103852	13 mm x 4/10	27 G	
		6,25€ ^{HT}	7,50€^{TTC}
Sclérose d'artères			
Ref C. : 1001204000	13 mm x 3/10	30 G	
		4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC}

Aiguilles Agani™

- Sans latex, ni PVC
- Boîte de 100
- Existent en version sécurisée Agani™ Safety



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 1044001838	1,2 x 38 mm	18 G	
Ref C. : 1044001938	1,1 x 38 mm	19 G	
Ref C. : 1044002025	0,90 x 25 mm	20 G	
Ref C. : 1044002125	0,80 x 25 mm	21 G	
Ref C. : 1044002138	0,80 x 38 mm	21 G	
Ref C. : 1044002150	0,80 x 50 mm	21 G	
Ref C. : 1044002232	0,70 x 32 mm	22 G	
Ref C. : 1044002238	0,70 x 38 mm	22 G	
Ref C. : 1044002325	0,60 x 25 mm	23 G	
Ref C. : 1044002332	0,60 x 32 mm	23 G	
Ref C. : 1044002516	0,50 x 16 mm	25 G	
Ref C. : 1044002525	0,50 x 25 mm	25 G	
Ref C. : 1044002613	0,45 x 13 mm	26 G	
Ref C. : 1044002719	0,40 x 19 mm	27 G	
		3,42€ ^{HT}	4,10€^{TTC}

Aiguilles de prélèvement BD Vacutainer

- Standards
- Boîte de 100



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref : 1001360214	25 mm x 9/10	20 G	
Ref : 1001360215	38 mm x 9/10	20 G	
Ref : 1001360212	25 mm x 8/10	21 G	
Ref : 1001360213	38 mm x 8/10	21 G	
Ref : 1001360210	25 mm x 7/10	22 G	
Ref : 1001360211	38 mm x 7/10	22 G	
		14,17€ ^{HT}	17,00€^{TTC}

Aiguilles hypodermiques sécurisées BD Eclipse

- Pour l'administration d'insuline ou de tuberculine
- Faciles à utiliser, activation unimanuelle
- Verrouillage visible
- Les doigts restent derrière l'aiguille en permanence
- Boîte de 100



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 1001305894	25 mm x 8/10	21 G	
Ref C. : 1001305895	40 mm x 8/10	21 G	
Ref C. : 1001305892	25 mm x 6/10	23 G	
Ref C. : 1001305760	16 mm x 5/10	25 G	
Ref C. : 1001305770	13 mm x 4/10	27 G	
Ref C. : 1001305771	13 mm x 3/10	30 G	
18,75€ ^{HT}			22,50€^{TTC}

Seringues 2 corps BD Discardit II

- Sans aiguille



2 ml - Embout centré - Boîte de 100	4,92€ ^{HT}	5,90€^{TTC}
Ref C. : 1001200928		
5 ml - Embout excentré - Boîte de 100	6,58€ ^{HT}	7,90€^{TTC}
Ref C. : 1001209050		
10 ml - Embout excentré - Boîte de 100	8,75€ ^{HT}	10,50€^{TTC}
Ref C. : 1001209110		
20 ml - Embout excentré - Boîte de 80	10,75€ ^{HT}	12,90€^{TTC}
Ref C. : 1001200296		

Seringues 3 corps BD Emerald

- Petite capacité, utilisées pour les injections et les prélèvements
- Luer simple embout centré
- Boîte de 100



Ref C. : 1001207727	2 ml	6,58€ ^{HT}	7,90€^{TTC}
Ref C. : 1001207731	5 ml	8,25€ ^{HT}	9,90€^{TTC}
Ref C. : 1001207736	10 ml	11,25€ ^{HT}	13,50€^{TTC}

Seringues 3 corps BD Plastipak

- Seringue pour les injections ou des prélèvements
- Grande capacité
- Sans aiguille




3 ml - Embout centré Luer Lock - Boîte de 200	32,08€ ^{HT}	38,50€^{TTC}
Ref C. : 2015103889		
5 ml - Embout centré Luer Lock - Boîte de 125	24,92€ ^{HT}	29,90€^{TTC}
Ref C. : 2015103890		
20 ml - Embout excentré - Boîte de 120	32,92€ ^{HT}	39,50€^{TTC}
Ref C. : 1001200613		
20 ml - Embout centré Luer Lock - Boîte de 120	37,92€ ^{HT}	45,50€^{TTC}
Ref C. : 2015103892		
30 ml - Embout excentré Luer simple - Boîte de 60	38,33€ ^{HT}	46,00€^{TTC}
Ref C. : 1001201229		
30 ml - Embout centré Luer Lock - Boîte de 60	34,17€ ^{HT}	41,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103886		
50 ml - Embout centré Luer Lock - Boîte de 60	30,42€ ^{HT}	36,50€^{TTC}
Ref C. : 2015103887		
50 ml - Gavage - Boîte de 60	44,17€ ^{HT}	53,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103891		

Dispositif médical de classe I

Aiguilles & seringues

Seringues 3 corps

- Stériles
- Sans aiguille
- Sans latex , PVC ni phtalates



3 ml - Embout centré - Boîte de 100

Ref C. : 1044000032

7,08€^{HT} **8,50€^{TTC1}**

5 ml - Embout centré - Boîte de 100

Ref C. : 10440000351

8,75€^{HT} **10,50€^{TTC1}**

10 ml - Embout excentré - Boîte de 100

Ref C. : 1044003101

12,08€^{HT} **14,50€^{TTC1}**

20 ml - Embout excentré - Boîte de 50

Ref C. : 1044000320

8,50€^{HT} **10,20€^{TTC1}**

50 ml - Embout excentré - Boîte de 25

Ref C. : 1044335050

17,17€^{HT} **20,60€^{TTC1}**

50 ml - Embout Luer Lock - Boîte de 25

Ref C. : 1044335051

17,17€^{HT} **20,60€^{TTC1}**

50 ml - Embout cathéter - Boîte de 25

Ref C. : 1044335052

17,17€^{HT} **20,60€^{TTC1}**

Seringues 3 corps BD Emerald avec aiguille

- Seringue avec aiguille BD microlance 3 à paroi mince prémontée
- Non sertie centré
- Luer simple embout centré
- Boîte de 100




Ref C. : 2015103893 5 ml

20,00€^{HT} **24,00€^{TTC}**

Dispositif médical de classe IIa

Seringue tuberculine sans aiguille BD Plastipak Tuberculine

- Pour injection ou prélèvement
- Seringues sans espace mort qui permettent :
 - de minimiser la formation de bulles d'air,
 - d'éviter tout risque de désolidarisation de l'aiguille,
 - l'administration totale du médicament



1 ml - Embout centré - Boîte de 120

Ref C. : 2015100265

12,21€^{HT}

14,65€^{TTC}

1 ml - Embout Luer Lock - Boîte de 100

Ref C. : 2015103888


32,08€^{HT}

38,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Seringue tuberculine avec aiguille BD Plastipak Tuberculine

- Pour injection ou prélèvement
- Seringues sans espace mort qui permettent :
 - de minimiser la formation de bulles d'air,
 - d'éviter tout risque de désolidarisation de l'aiguille,
 - l'administration totale du médicament
- Boîte de 120



Seringue prémontée 1 ml - 0,45 x 10 mm 26 G

Ref C. : 2015100267

18,33€^{HT}

22,00€^{TTC2}

Seringue prémontée 1 ml - 0,5 x 16 mm 25 G

Ref C. : 2015100266

16,33€^{HT}

19,60€^{TTC}

Seringues pré-remplies 9% de sodium Posiflush XS

- Seringue destinée pour un usage médical et chirurgical pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire
- Boîte de 30



Ref C. : 2015103894 10 ml

29,33€^{HT}

35,20€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIa

Microperfuseurs à ailettes Mirage

- Aiguille triple affûtage traitée au silicone
- Embout Luer-Lock
- Tubulure de 300 mm
- Boîte de 100



**TOP
VENTE**



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 1039440210	0,8 x 19 mm	21 G	
Ref C. : 1039440220	0,7 x 19 mm	22 G	
Ref C. : 1039440230	0,6 x 19 mm	23 G	
Ref C. : 1039440250	0,5 x 19 mm	25 G	
			14,92€ ^{HT} 17,90€^{TTC}

Microperfuseurs à ailettes sécurisées Surflo®

- Avec protecteur de sécurité SURSHIELD™
- Tubulure de 30 cm résistant aux plis
- Sans latex, ni phtalates
- Boîte de 50
- Existent en version non-sécurisée



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 1039081830	1,2 x 19 mm	18 G	
Ref C. : 1039082130	0,8 x 19 mm	21 G	
Ref C. : 1039082230	0,7 x 19 mm	22 G	
Ref C. : 1039082330	0,6 x 19 mm	23 G	
Ref C. : 1039082530	0,5 x 19 mm	25 G	
			32,92€ ^{HT} 39,50€^{TTC}

Unités de prélèvement sécurisées Safety-lok BD Vacutainer


- Avec adaptateur
- Boîte de 50
- Existent avec corps pré-monté



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref : 1033367282	0,8 x 19 mm - Tubulure 178 mm	21 G	
Ref : 1033367295	0,6 x 19 mm - Tubulure 178 mm	25 G	
Ref : 1033367286	0,8 x 19 mm - Tubulure 300 mm	21 G	
			50,83€ ^{HT} 61,00€^{TTC}
Ref : 1033367284	0,6 x 19 mm - Tubulure 300 mm	23 G	
			61,67€ ^{HT} 74,00€^{TTC}

Microperfuseurs à ailettes Surflo®

- Sans latex, ni phtalates
- Tubulure de 30 cm résistant aux plis
- Boîte de 50



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 1039001221	0,8 x 19 mm	21 G	
Ref C. : 1039001220	0,7 x 19 mm	22 G	
Ref C. : 1039001230	0,6 x 19 mm	23 G	
Ref C. : 1039001250	0,5 x 19 mm	25 G	
			15,75€ ^{HT} 18,90€^{TTC}

Cathéters BD Insyte

- Cathéters veineux périphérique avec ou sans ailettes
- Matériel stérile à usage unique
- Boîte de 50



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Sans ailettes			
Ref C. : 1033381267	2,1 x 40 mm	14 G	
			55,17€ ^{HT} 66,20€^{TTC}
Ref C. : 1033381257	1,7 x 45 mm	16 G	
			49,92€ ^{HT} 59,90€^{TTC}
Ref C. : 2015103882	1,3 x 48 mm	16 G	
			45,83€ ^{HT} 55,00€^{TTC}
Ref C. : 1033381244	1,3 x 30 mm	18 G	
			43,75€ ^{HT} 52,50€^{TTC}
Ref C. : 1033381234	1,1 x 30 mm	20 G	
			40,75€ ^{HT} 48,90€^{TTC}
Ref C. : 1033381237	1,1 x 48 mm	20 G	
			42,33€ ^{HT} 50,80€^{TTC}
Ref C. : 1033381223	0,9 x 25 mm	22 G	
Ref C. : 1033381212	0,7 x 19 mm	24 G	
			40,42€ ^{HT} 48,50€^{TTC}
Avec ailettes			
Ref C. : 2015103881	1,7 x 45 mm	16 G	
			46,92€ ^{HT} 56,30€^{TTC}
Ref C. : 2015103880	1,1 x 30 mm	18 G	
Ref C. : 2015103879	1,1 x 30 mm	20 G	
			45,92€ ^{HT} 55,10€^{TTC}
Ref C. : 2015103878	0,9 x 25 mm	22 G	
			44,00€ ^{HT} 52,80€^{TTC}
Ref C. : 2015103877	0,7 x 19 mm	24 G	
			45,92€ ^{HT} 55,10€^{TTC}

Microperfuseurs & cathéters

Cathéter IV Surflo® droit

- Cathéter intraveineux droit
- Sans latex, ni phtalates
- Boîte de 50



**TOP
VENTE**



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 1044001651	1,7 x 51 mm	16 G	
		32,92€ ^{HT}	39,50€^{TTC}
Ref C. : 1044001832	1,30 x 32 mm	18 G	
Ref C. : 1044001851	1,30 x 51 mm	18 G	
Ref C. : 1044002032	1,10 x 32 mm	20 G	
Ref C. : 1044002051	1,10 x 51 mm	20 G	
Ref C. : 1044002225	0,85 x 25 mm	22 G	
Ref C. : 1044002419	0,67 x 19 mm	24 G	
		30,75€ ^{HT}	36,90€^{TTC}

Cathéters sécurisés BD Insyte Autoguard

- Pour la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intra-veineuses
- Avec ou sans ailettes
- Boîte de 50



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Sans ailettes			
Ref C. : 1033381867	2,1 x 45 mm	14 G	
		150,42€ ^{HT}	180,50€^{TTC}
Ref C. : 2015103873	1,7 x 30 mm	16 G	
		99,17€ ^{HT}	119,00€^{TTC}
Ref C. : 1033381857	1,7 x 45 mm	16 G	
		145,08€ ^{HT}	174,10€^{TTC}
Ref C. : 1033381844	1,3 x 30 mm	18 G	
		87,50€ ^{HT}	105,00€^{TTC}
Ref C. : 1033381847	1,3 x 48 mm	18 G	
		108,33€ ^{HT}	130,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103872	1,1 x 25 mm	20 G	
		82,75€ ^{HT}	99,30€^{TTC}
Ref C. : 1033381834	1,1 x 30 mm	20 G	
		68,33€ ^{HT}	82,00€^{TTC}
Ref C. : 1033381837	1,1 x 48 mm	20 G	
		108,33€ ^{HT}	130,00€^{TTC}
Ref C. : 1033381823	0,9 x 25 mm	22 G	
		81,50€ ^{HT}	97,80€^{TTC}
Ref C. : 1033381812	0,7 x 19 mm	24 G	
		98,00€ ^{HT}	117,60€^{TTC}
Avec ailettes			
Ref C. : 2015103876	1,1 x 30 mm	20 G	
		99,00€ ^{HT}	118,80€^{TTC}
Ref C. : 2015103875	0,9 x 25 mm	22 G	
		90,25€ ^{HT}	108,30€^{TTC}
Ref C. : 2015103874	0,7 x 19 mm	24 G	
		105,33€ ^{HT}	126,40€^{TTC}

Cathéters de sécurité BD Saf-T Intima

- De type microperfuseur
- Peuvent être utilisés pour la perfusion intraveineuse (toutes gauges) et sous-cutanée, pour les cathéters de Gauges 22 et 24
- Cathéter droit 1 voie ou 2 voies en Y
- Boîte de 25



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Droit 1 voie			
Ref C. : 2015103885	1,1 x 25 mm	20 G	
Ref C. : 2015103884	0,9 x 19 mm	22 G	
Ref C. : 2015103883	0,7 x 19 mm	24 G	
		137,50€ ^{HT}	165,00€^{TTC}
En Y 2 voies			
Ref C. : 1033383348	1,1 x 25 mm	18 G	
Ref C. : 1033383339	1,3 x 25 mm	20 G	
Ref C. : 1033383329	0,8 x 19 mm	22 G	
Ref C. : 1033383319	0,7 x 19 mm	24 G	
		137,50€ ^{HT}	165,00€^{TTC}

Cathéters de sécurité BD Insyte Autoguard Blood Control Pro

- Cathéter veineux périphérique de sécurité active, avec ailettes
- Idéal pour la perfusion et l'injection
- Matériel stérile à usage unique



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Sans ailettes			
Ref C. : 2015103870	Débit ml/min 193 - 30 mm	16 G	
		112,50€ ^{HT}	135,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103871	Débit ml/min 185 - 45 mm	16 G	
		150,00€ ^{HT}	180,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103868	Débit ml/min 95 - 30 mm	18 G	
		100,00€ ^{HT}	120,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103869	Débit ml/min 87 - 48 mm	18 G	
		125,00€ ^{HT}	150,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103865	Débit ml/min 63 - 25 mm	20 G	
Ref C. : 2015103866	Débit ml/min 61 - 30 mm	20 G	
		87,50€ ^{HT}	105,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103867	Débit ml/min 54 - 48 mm	20 G	
		125,00€ ^{HT}	150,00€^{TTC}
Ref C. : 2015103864	Débit ml/min 37 - 25 mm	22 G	
		87,50€ ^{HT}	105,00€^{TTC}
Avec ailettes			
Ref C. : 2015103862	Débit ml/min 63 - 25 mm	20 G	
		98,75€ ^{HT}	118,50€^{TTC}
Ref C. : 2015103863	Débit ml/min 37 - 25 mm	22 G	
		108,33€ ^{HT}	130,00€^{TTC}

Coup de cœur



Révélateur de veine V800F VEINCAS

- Intègre une technologie conçue pour une visualisation précise des veines
- Utilise une longueur d'onde de 850 nm pour une identification claire et précise des veines, même jusqu'à 8 mm de profondeur
- Facilite la localisation et le traçage des veines, permettant une sélection optimale pour les prélèvements sanguins ou les injections, tout en minimisant les erreurs et les complications potentielles
- Réduit les douleurs et l'inconfort pour les patients
- 3 modes de fonctionnement : Mode basique, inverse et amélioré
- Accessoires en option : socle à roulettes, support de table

NOUVEAU



GSH+

Ref : 3076625800

Dispositif médical de classe I

4 149,00€^{HT} **4 978,80€^{TTC}**

Aiguilles sécurisées pour stylo Safe Block

- L'aiguille est automatiquement bloquée après utilisation
- L'aiguille est protégée, empêchant une exposition accidentelle
- Lorsque l'aiguille est bloquée, une bande rouge apparaît
- Boîte de 100



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 2015102046	0,25 x 8 mm	31G	
		44,08€ ^{HT}	46,50€^{TTC}

Seringues à insuline Insumed

- Pour l'administration d'insuline
- Aiguille directement insérée dans le corps de la seringue
- Graduation en demi-unités
- Capuchon de l'aiguille et capuchon du piston avec scellé de garantie de stérilité
- Boîte de 30



Référence	Capacité	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 2015102050	0,3 ml	8 mm	31G	
			5,21€ ^{HT}	5,50€^{TTC}

Lancettes sécurisées Safe Digitest Plus

- Autopiqueurs sécurisés stériles à usage unique pour le prélèvement de sang capillaire
- Activation par bouton-poussoir
- Boîte de 100



Référence	Dimensions	Gauges	Couleurs
Ref C. : 2015102048	1,5 mm	28G	
		11,56€ ^{HT}	12,20€^{TTC}

Pistolet Den'Hub

- Le plus simple, le plus connu
- Pistolet mécanique d'une grande simplicité d'utilisation et d'entretien
- Fonctionne en manuel continu ou en automatique au coup par coup
- Réglage de la pénétration de l'aiguille
- Livré avec 5 mires pour une plus grande facilité d'aseptisation

LE PLUS
CONNU



TECH-DENT®

Ref : 1091009000

632,50€^{HT} **759,00€^{TTC}**

Indispensable



Aiguilles de mésothérapie

- Cône Luer Lock, gauge 27G
- Paroi fine et traitement silicone anti-friction
- Boîte de 100



TOP
VENTE



Dimensions : 0,40 x 4 mm

Ref C. : 1004274040

18,75€^{HT}

22,50€^{TTC}

Dimensions : 0,40 x 6 mm

Ref C. : 1004274060

18,75€^{HT}

22,50€^{TTC}

Kit simplifié pistolet DHN

- Kit simplifié composé de : seringue, trocart, aiguille, clapet et mire, à usage unique, présentés dans un emballage stérile
- Boîte de 100

KIT PISTOLET
SIMPLIFIÉ



TECH-DENT®

Ref : 1091000050

117,50€^{HT} **141,00€^{TTC}**

Kit complet pistolet DHN

- Kit complet composé de : seringue, trocart, aiguille, clapet et mire, à usage unique, présentés dans un emballage stérile
- Avec seringue cône centré
- Existe avec des aiguilles 0,4 x 4 mm; 0,3 x 6 mm; 0,3 x 13 mm. À préciser lors de votre commande
- Boîte de 100

KIT PISTOLET
COMPLET



TECH-DENT®

Ref : 1091000404

207,50€^{HT}

249,00€^{TTC}

Aiguille de huber de sécurité Surecan Safety II

- Faible encombrement
- Retrait en pression positive
- Avec ou sans site d'injection en Y
- À l'unité



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Sans site d'injection en Y

Ref : 1023447000 19G - 15 mm

Ref : 1023447005 20G - 15 mm

Ref : 1023447010 22G - 15 mm

Avec site d'injection en Y

Ref : 1023447045 19G - 15 mm

Ref : 1023447050 20G - 15 mm

Ref : 1023447054 22G - 15 mm

4,83€^{HT}

5,80€^{TTC}

5,25€^{HT}

6,30€^{TTC}

Robinet 3 voies Discofix

- À l'unité

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1022095111 Bleu

Ref : 1022095120 Rouge

0,54€^{HT}

0,83€^{HT}

0,65€^{TTC}

1,00€^{TTC}

Obturbateurs

- Lot de 10



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

A- In Stopper jaune - Embase femelle avec site d'injection

Ref : 1022238010

4,42€^{HT}

5,30€^{TTC}

B- Combi Stopper rouge - Embase mâle (Luer) ou à verrou (Luer Lock)

Ref : 1022495101

4,42€^{HT}

5,30€^{TTC}

C- Stopper blanc - Embase femelle

Ref : 1022097076

2,08€^{HT}

2,50€^{TTC}

Pour plus d'informations : Rendez-vous dans votre magasin

Prolongateurs

- Prolongateurs PVC
- +/- robinet 3 voies Discofix®
- Sans DEHP
- Résistent à une pression maximale de 2 bars
- À l'unité



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1022086659 Linéaire

Ref : 1022086670 Avec robinet à 3 voies

1,33€^{HT}

1,60€^{TTC}



Bouchons BD

- Bouchons BD Luer Lock, pour une obturation stérile et sécurisée des dispositifs médicaux
- Matériel stérile à usage unique



BD

Bouchon obturbateur site d'injection

Ref C : 2015103858 Blanc

17,25€^{HT}

20,70€^{TTC}

Bouchon obturbateur Luer Lock mâle

Ref C : 2015103859 Blanc

5,00€^{HT}

6,00€^{TTC}

Bouchon obturbateur Luer Lock mâle/femelle

Ref C : 2015103860 Rouge

6,67€^{HT}

8,00€^{TTC}

Ref C : 2015103861 Orange

9,08€^{HT}

10,90€^{TTC}

Perfusion & prélèvement

Perfuseur par gravité Intrafix Primeline LP

- Destiné à l'administration parentérale de préparations injectables conditionnées en poche
- Stérile, à usage unique
- 1 voie SRLP sans site d'injection
- À l'unité



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1024064007

0,92€^{HT}

1,10€^{TTC}

Perfuseur de sécurité Intrafix Safeset

- Sérénité pour l'IDE et sécurité pour le patient
- Filtre Air Stop
- Tubulure en PVC sans DEHP
- Boîte de 100



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1024063007

75,00€^{HT}

90,00€^{TTC}

Pompe à perfusion Infusomat Space

- Légère et silencieuse
- Mode Montée/Descente



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1028713050

2 442,54€^{HT}

2 931,04€^{TTC}

Pousse-seringue Perfusor Space

- Avec reconnaissance automatique des seringues de 2 à 60 ml
- Étapes automatiques, parfaitement synchronisées
- Préviend des erreurs de manipulation, tout en évitant des injections accidentelles grâce à son système unique anti-siphon et son bras automatisé
- Fonctionne sur secteur ou batterie



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1028713030

1 856,08€^{HT}

2 227,30€^{TTC}

Diffuseur portable Easypump II

- Enveloppe souple
- Clapet de protection
- Remplissage facilité, peu encombrant
- À l'unité



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1024540040

15,75€^{HT}

18,90€^{TTC}

Cathéter veineux périphérique de sécurité Introcan Safety

- Peu volumineux
- La sécurité automatique/passive
- Avec ou sans ailettes
- Aiguille à triple biseau
- Double flashback : retour veineux au niveau de la chambre de visualisation et entre l'aiguille et la canule
- Boîte de 50



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1024253566

54,17€^{HT}

65,00€^{TTC}

Valve bidirectionnelle en système clos à pression positive Caresite

- Coque transparente pour visualiser la purge
- Valve avec septum pré-fendu conforme aux recommandations SF2H
- Site d'injection facilement décontaminable
- Boîte de 100



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1024151220

145,75€^{HT} **174,90€^{TTC}**

Système de transfert médicamenteux Multi Ad

- Manipulation aisée et gain de temps pour l'IDE
- Préserve les conditions d'asepsie
- À l'unité



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ref : 1024513548

4,08€^{HT} **4,90€^{TTC}**

Adaptateur Luer Vacumirage

- Stérile, à usage unique, apyrogène, atoxique pour raccorder le corps de prélèvement (holder) à l'aiguille à ailettes afin de remplir plusieurs tubes sur un seul accès veineux périphérique
- Constitué d'une aiguille (21 G) recouverte d'un caoutchouc sans latex, garde semi-transparente
- Boîte de 100



Ref C. : 2015100917

12,42€^{HT} **14,90€^{TTC}**

Corps de prélèvement Vacumirage

- Dispositif médical à usage unique, non-stérile
- Fabriqué en polypropylène translucide, sans latex ni phtalate
- Doté d'un embout Luer, il s'utilise lors de prélèvements sanguins par accès veineux périphérique, avec des tubes à prélèvement et des adaptateurs ou des unités de prélèvement Luer Vacumirage
- Boîte de 100



Ref C. : 2015101017

7,67€^{HT} **9,20€^{TTC}**

Garrot

- Longueur : 75 cm
- Largeur : 1,8 cm
- À l'unité

● Vert

SANS LATEX



COMED

Ref : 1084290147
Dispositif médical de classe I

0,75€^{HT}

0,90€^{TTC}

Garrot tourniquet Clipcomed Pro

- Très facile d'utilisation
- Ouverture rapide et desserrage progressif
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 2,6 cm

● Bleu



COMED

Ref C. : 1084292041
Dispositif médical de classe I

7,08€^{HT}

8,50€^{TTC}

Garrot design multicolore

- Ne pince pas la peau
- Lavable et stérilisable
- À l'unité



Sissel **COMED**

Ref C. : 7309013201
Dispositif médical de classe I

8,25€^{HT}

9,90€^{TTC}

Collecteurs de déchets

Collecteurs de déchets

- Pour les déchets piquants, tranchants
- Conformes à la NF EN ISO 23907-1 : 2019, label NF 302 et homologués ADR
- Résistants à la perforation
- Fabrication française
- À l'unité



A- Essentia 0,6L

Ref C. : 2015101356



1,50€^{HT}

1,80€^{TTC}

B- Mini collecteur 1,2L

Ref C. : 2015103559



1,83€^{HT}

2,20€^{TTC}

C- Pacto + 2L

Ref C. : 2015102870



2,08€^{HT}

2,50€^{TTC}

D- Pacto +3L

Ref C. : 2015102871



2,67€^{HT}

3,20€^{TTC}

E- Pacto +4,5L

Ref C. : 2015102872



3,08€^{HT}

3,70€^{TTC}



Collecteurs de déchets Pocket

- Pour les déchets piquants et tranchants
- Bouton poussoir sécurisé
- 250 ml
- À l'unité



Ref C. : 2015102903

1,67€^{HT}

2,00€^{TTC}

Collecteurs de déchets Premium

- Couvercle avec fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable
- Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes
- Système anti-reflux
- À l'unité



Ref C. : 2015102904 A- 5L

4,08€^{HT}

4,90€^{TTC}

Ref C. : 2015102905 B- 10L

7,42€^{HT}

8,90€^{TTC}

Carton avec sac étanche

- Destiné au conditionnement, au transport et à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux
- À liens coulissants
- Conformes à la norme NFX 30-507
- Fabrication française
- À l'unité



Ref C. : 2015102906 A- 12L

2,42€^{HT}

2,90€^{TTC}

Ref C. : 2015102907 B- 25L

2,92€^{HT}

3,50€^{TTC}

Ref C. : 2015102908 C- 50L

4,08€^{HT}

4,90€^{TTC}

Collecteur de déchets Fut

- Pour les déchets solides ou liquides, piquants, coupants, tranchants et outils chirurgicaux à risques infectieux
- Fabrication française
- À l'unité



Ref C. : 2015102909 A- 30L

11,25€^{HT}

13,50€^{TTC}

Ref C. : 2015102910 B- 60L

14,58€^{HT}

17,50€^{TTC}



Hygiène-Désinfection

Hygiène des mains 46-49

Désinfectants 50-51

Traitement de l'air 52-53

Traitement des surfaces 54

Sols & surfaces 55-59

Instruments 60

Stérilisation 61-62

Hygiène des mains

Savons

- Pour le lavage simple des mains
- Pour une utilisation fréquente
- Enrichi en glycérine hydratante, facile à rincer
- Sans colorant, ni parfum
- Convient aux peaux sensibles



**QUALITÉ
PRIX!**

Ref C. : 2015100751	Flacon de 500 ml	4,75€ ^{HT}	5,70€^{TTC}4
Ref C. : 2015100744	Flacon de 1 L	9,50€ ^{HT}	11,40€^{TTC}4
Ref C. : 2015100745	Bidon de 5 L	26,17€ ^{HT}	31,40€^{TTC}4

capital

Solution lavante Aniosafe Manuclear NPC HF

- Pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes
- Enrichie en substance hydratante
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens
- Testée sous contrôle dermatologique
- Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans
- Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent
- Sans parfum ni colorant



Ref C. : 6101919228	Flacon de 500 ml	4,92€ ^{HT}	5,90€^{TTC}4
Ref C. : 6101919229	Flacon de 1 L	9,58€ ^{HT}	11,50€^{TTC}4
Ref C. : 6101919144	Flacon de 1 L airless	8,75€ ^{HT}	10,50€^{TTC}4



Lotion lavante mains et corps exeol Skin

- Pour le lavage simple des mains et du corps en milieu de santé
- Adapté pour un usage fréquent sur les mains
- Produit conforme à la décision Ecolabel (UE) 2021/1870 concernant les produits cosmétiques
- Testée sous contrôle dermatologique
- Adaptée à tous les types de peaux dont les peaux sensibles
- Convient aux enfants de moins de 3 ans
- Formulée sans parfum et sans colorant



Ref C. : 2015104005	Flacon de 500 ml	4,92€ ^{HT}	5,90€^{TTC}
Ref C. : 2015104006	Flacon de 1 litre	7,58€ ^{HT}	9,10€^{TTC}
Ref C. : 2015104007	Flacon de 1 litre airless	8,08€ ^{HT}	9,70€^{TTC}

Uniquement à usage professionnel



4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Gel hydroalcoolique

- Pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains par friction
- Actif dès 30 secondes
- Contient des agents hydratants pour la peau
- Testé sous contrôle dermatologique
- Sans colorant, ni parfum
- Propriétés microbiologiques : EN 1500 Friction hygiénique des mains : 30 sec.
EN 12791 Friction chirurgicale des mains : 90 sec.
EN 13727/EN 1276 Bactéricide : 30 sec.
EN 13624/EN 1650 Levuricide : 30 sec.
EN 14348 Mycobactéricide : 30 sec.
EN 14476 Virucide à spectre limité* : 30 sec.
EN 14476 Virucide : 2 min.

*= EN 14476 Activité virucide à spectre limité comprenant Adenovirus, Norovirus et tous les virus enveloppés.

Ref C. : 2015100692	Flacon de 100 ml	2,08€ ^{HT}	2,50€^{TTC}4
Ref C. : 2015100713	Flacon de 500 ml	6,42€ ^{HT}	7,70€^{TTC}4
Ref C. : 2015100714	Flacon de 1 L	10,75€ ^{HT}	12,90€^{TTC}4

Produit biocide (Groupe 1 - TP1) - Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit



**QUALITÉ
PRIX!**

capvital

Gel hydroalcoolique exeol gel 82

- Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction
- Formulation conçue pour une haute fréquence d'utilisation par les professionnels de santé
- Usage sur tous types de peaux dont les peaux sensibles
- Testé sous contrôle dermatologique
- Contient de la provitamine B5 (panthénol) connue pour ses propriétés apaisantes
- Virucide en 30 secondes : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus et virus de la Vaccine

Ref C. : 2015103265	Flacon de 100 ml	2,67€ ^{HT}	3,20€^{TTC}
Ref C. : 2015103266	Flacon de 300 ml	5,42€ ^{HT}	6,50€^{TTC}
Ref C. : 2015103267	Flacon de 500 ml	6,75€ ^{HT}	8,10€^{TTC}
Ref C. : 2015103268	Flacon de 1 L	10,42€ ^{HT}	12,50€^{TTC}
Ref C. : 2015103269	Flacon de 1 L airless	10,42€ ^{HT}	12,50€^{TTC}

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Type de produits 1 (TP1) : Désinfectants destinés à l'hygiène humaine



**SANTÉ
exeol**
Parfait ou presque est un
savon de SANTÉ PUBLIQUE

Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

- Pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains par friction en l'absence de point d'eau
- Contient des agents apaisants pour la peau
- Actif sur les bactéries, les levures, les moisissures et les virus
- Sans parfum ni colorant
- Testé sous contrôle dermatologique
- Propriétés microbiologiques : EN 1500 Friction hygiénique des mains : 30 sec.
EN 12791 Friction chirurgicale des mains : 90 sec.
EN 13727/EN 1276 Bactéricide : 30 sec.
EN 13624/EN 1650 Levuricide : 30 sec.
EN 14348 Mycobactéricide : 30 sec.
EN 14476 Virucide à spectre limité* : 30 sec.
EN 14476 Virucide : 2 min.

*= EN 14476 Activité virucide à spectre limité comprenant Adenovirus, Norovirus et tous les virus enveloppés.

Ref C. : 6101044363	Flacon de 500 ml	7,08€ ^{HT}	8,50€^{TTC}4
Ref C. : 6101044364	Flacon de 1 L	11,25€ ^{HT}	13,50€^{TTC}4
Ref C. : 6101045144	Flacon de 1 L airless	13,25€ ^{HT}	15,90€^{TTC}4

Produit biocide (Groupe 1 - TP1) - Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

**TOP
VENTE**



ANIOS
SANTÉ PUBLIQUE

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Gel hydroalcoolique thixotropique Aniosgel 800

- Pour la désinfection chirurgicale et hygiénique des mains

- Propriétés : EN 1500 Friction hygiénique des mains : 30 sec.
EN 12791 Friction chirurgicale des mains : 90 sec.
EN 13727/EN 1276 Bactéricide : 30 sec.
EN 13624/EN 1650 Levuricide : 30 sec.
EN 14348 Mycobactéricide : 30 sec.
EN 14476 Virucide à spectre limité* : 30 sec.
EN 14476 Virucide : 30 sec.
* = EN 14476 Activité virucide à spectre limité comprenant Adenovirus, Norovirus et tous les virus enveloppés.



Ref C. : 2015100483 Flacon de 1 L

Ref C. : 2015100484 Flacon de 1 L airless

13,25€^{HT}

15,90€^{TTC}⁴

Produit biocide (Groupe 1 - TP1) - Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit



Distributeur

- Distributeur mural inox
- Pour flacon de 1 litre airless



Ref C. : 6012000637

39,92€^{HT}

47,90€^{TTC}



Savon et gel CPA

- Pour le lavage fréquent des mains et de la toilette générale
- Convient pour les peaux sensibles
- Flacon de 1 litre airless



A- Aniosafe savon doux HF CPA

Ref C. : 2015101247

9,92€^{HT}

11,90€^{TTC}⁴

B- Aniosgel 85 NPC CPA*

Ref C. : 2015101250

12,42€^{HT}

14,90€^{TTC}⁴

* Produit biocide (Groupe 1 - TP1) - Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit



Distributeur mural électronique

- Pour savon et gel en flacon poche d'1 litre airless carré Anios CPA
- Sans contact, il permet de bien respecter les règles d'hygiène
- Verrouillage par clé
- Fonctionne avec des piles (non fournies)



Ref C. : 2015101285

Ref C. : 2015101284

○ Blanc

● Gris foncé 55,75€^{HT}

66,90€^{TTC}



Distributeur de gel hydroalcoolique à pédale

- S'adapte à la plupart des bouteilles de 1 litre présentes sur le marché
- Produit 100% inox
- Système anti-vol
- Encoche latérale pour visualiser le niveau de gel
- Dimensions borne : 94 x 94 x 100 mm
- Dimensions socle : 335 x 335 mm



Ref C. : 2015102429

93,33€^{HT}

112,00€^{TTC}

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Mousse lavante antimicrobienne Skinsan 2% Foam

- Efficacité à large spectre pour un lavage des mains et une décolonisation efficace du corps
- Sans rinçage
- Contient 2% de chlorhexidine
- Très bonne compatibilité avec la peau
- Enrichie en ingrédients apaisants et hydratants
- Sans parfum et sans colorant
- Testée sous contrôle dermatologique
- Flacon de 220 ml



Ref C. : 2015103573

8,75€^{HT}

10,50€^{TTC}



Crème mains pro intense Laino

- Soins des mains : Soulage - Répare - Protège
- Utilisation personnelle et professionnelle (lavages de mains répétés, contact chaud/froid)
- Une formule efficace à la cire d'abeille, beurre de karité et glycérine
- Diminue les sensations de tiraillement
- Texture non grasse
- Tube de 50 ml



Ref C. : 2015103961

3,25€^{HT}

3,90€^{TTC}



Crème mains hydratante exeol care

- Crème hydratante à base de glycérine et d'huile de macadamia pour le soin quotidien des mains
- Formulée à 95% de matières premières d'origine naturelle
- Non parfumée
- Hydratation immédiate, dès son application sur la peau
- Testée sur peaux sèches

Ref C. : 2015103259 Tube de 50 ml

4,58€^{HT}

Ref C. : 2015103260 Tube de 100 ml

6,25€^{HT}

Ref C. : 2015103261 Flacon de 500 ml

22,08€^{HT}

5,50€^{TTC}

7,50€^{TTC}

26,50€^{TTC}



Crème mains

- Protège les mains des agressions extérieures
- Adultes - Peaux sèches et sensibles
- Répare les mains sèches et abîmées
- Beurre de karité, gentiane jaune
- Flacon pompe de 500 ml



Ref C. : 2015103240

13,92€^{HT}

16,70€^{TTC}



Crème Silonda™ Sensitive

- Lotion hydratante et nourrissante pour un usage fréquent en dehors des activités de soin et en fin de service
- Lotion fluide, à base d'eau
- Enrichie en émollients nourrissants pour adoucir la peau
- Contient de la cire d'abeille créant une couche protectrice sur la peau
- Sans parfum ni colorant
- Testée sous contrôle dermatologique
- Flacon pompe de 500 ml



Ref C. : 2015102865

14,08€^{HT}

16,90€^{TTC}



Désinfectants

Alcool isopropylique à 70%

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel
- Action immédiate
- Ne s'évapore pas
- Conditionnement unitaire

A- Flacon distributeur de 500 ml

Ref C. : 6109024054 17,08€^{HT} **20,50€^{TTC4}**

B- Recharge pour flacon distributeur 500 ml

Ref C. : 6109024055 7,42€^{HT} **8,90€^{TTC4}**

C- Bidon de 1 L

Ref C. : 6109024059 7,42€^{HT} **8,90€^{TTC4}**

D- Bidon de 2 L

Ref C. : 2015102445 15,75€^{HT} **18,90€^{TTC4}**

E- Bidon de 5 L

Ref C. : 2015102557 29,58€^{HT} **35,50€^{TTC4}**



RONT
PROTECTION

Alcool modifié à 70 %

- Nettoie la peau et les plaies superficielles et désinfecte les instruments médicaux
- À base d'éthanol à 70% reconnu pour éliminer les bactéries sur la peau en 2 minutes
- Fongicide et levuricide selon la norme EN 1275
- Bactéricide selon la norme EN 1040

A- Flacon de 125 ml

Ref C. : 2015103962 1,25€^{HT} **1,50€^{TTC}**

B- Flacon de 250 ml

Ref C. : 2015103963 1,46€^{HT} **1,75€^{TTC}**

C- Flacon de 500 ml

Ref C. : 2015103964 2,29€^{HT} **2,75€^{TTC}**

D- Flacon de 1 litre

Ref C. : 6210621004 3,33€^{HT} **4,00€^{TTC}**

E- Flacon de 5 litres

Ref C. : 6210621005 17,42€^{HT} **20,90€^{TTC}**



GILBERT

Tampons d'alcool Alcomed pads

- Tampons imprégnés d'alcool isopropylique à 70 %
- Emballés dans une pochette hermétique
- Boîte de 100

**TOP
VENTE**



COMED®

Ref C. : 6109017310

Dispositif médical de classe I

2,08€^{HT} **2,50€^{TTC}**

Chlorexidine Septimyl

- Solution chlorhexidine pour désinfection et nettoyage des petites plaies
- Désinfectant cutané rapide et efficace qui ne pique pas
- Stérile
- Aqueuse à 0,5 %



A- Unidoses de 5 ml - Boîte de 10

Ref C. : 6210621715 2,08€^{HT} **2,50€^{TTC}**

B- Spray de 100 ml

Ref C. : 2015103965 2,92€^{HT} **3,50€^{TTC}**

4. Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières

Chlorhexidine alcoolique incolore 2%

- Dispositif médical destiné à un usage médical, pour désinfecter la peau et les petits instruments de chirurgie
- Recommandé pour : les injections, les gestes d'urgence, les prélèvements et la biopsie, la désinfection du matériel d'injection, la pose de cathéters
- Flacon de 250 ml



Ref C. : 2015103966

6,25€^{HT}

7,50€^{TTC}

Sérum physiologique Physiodose

- Solution nasale, ophtalmologique et auriculaire
- Composition isotonique d'eau purifiée et de chlorure de sodium (sel) à 0,9% toléré par les cellules du corps humain
- Sans conservateur
- Stérile



5 ml - Boîte de 100 unidoses

Ref C. : 6210613714

7,08€^{HT}

8,50€^{TTC}

10 ml - Boîte de 30 unidoses

Ref C. : 2015104003

4,58€^{HT}

5,50€^{TTC}

50 ml - Boîte de 32 unidoses

Ref C. : 6210612876

13,25€^{HT}

15,90€^{TTC}

Désinfectant du linge

- Désinfecte, détache, élimine les germes responsables des mauvaises odeurs et infections dès 30°C
- Évite les cycles longs à haute température >60°C
- Sans javel, compatible avec tous types de textile
- Actif sur bactéries, levures et virus enveloppés (dont Coronavirus)
- À déposer directement dans le tambour
- Boîte de 12 comprimés



Ref C. : 2015102733

7,00€^{HT}

8,40€^{TTC}

Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire les informations concernant le produit

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Chlorhexidine

- Antiseptique local utilisé pour le nettoyage et l'antiseptie des plaies superficielles peu étendues
- Aqueuse à 0,2%



(A)



(B)



(C)

A - Pulvérisateur de 100 ml

Ref C. : 6109003060

6,58€^{HT}

7,90€^{TTC}

B- Flacon de 500 ml

Ref C. : 6109024065

12,42€^{HT}

14,90€^{TTC}

C- Bidon de 2 L

Ref C. : 6109024068

21,25€^{HT}

25,50€^{TTC}

Détachant multi-usages Anios DTS

- Détachant nettoyant puissant multi-fonctions
- Nettoie et détache toute surface lavable
- Élimine les tâches rebelles sur les textiles avant lavage
- Parfum agrumes
- Spray de 750 ml



Ref C. : 6101365400

10,75€^{HT}

12,90€^{TTC}

Photos non contractuelles / Dangereux - respectez les précautions d'emploi

Lessive atomisée

- Lavage et désinfection du linge tous textiles : blanc, couleur, coton et synthétiques dès 40°C, même en eau très calcaire
- Sac de 15 kg



Ref C. : 6101100191

74,17€^{HT}

89,00€^{TTC}

Produit biocide (Groupe 1 - TP 2) - Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Traitement de l'air

Bactéricide One-Shot

- Auto-percutant
- Bactéricide d'atmosphère pour traiter un espace fermé
- Bactéricide, fongicide et virucides selon la norme EN1476

ACTIF SUR CORONAVIRUS



RONT
PROTECTION

A- 50 ml pour 55 m³

Ref C. : 6109009044

6,58€^{HT}

7,90€^{TTC}

B- 150 ml pour 150 m³

Ref C. : 6109009020

7,92€^{HT}

9,50€^{TTC}

Bactéricide menthe

- Assainisseur d'atmosphère : élimine les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des micro-organismes
- Bombe de 750 ml

**TOP
VENTE**



RONT
PROTECTION

Ref C. : 6109009040

9,08€^{HT}

10,90€^{TTC}

Aérosol assainisseur désinfectant

- Désinfecte les surfaces et élimine les mauvaises odeurs
- Eucalyptol purifiant, huile essentielle de bergamote
- Format compressé
- Actif sur bactéries et levures
- Bombe de 300 ml



**FORMAT COMPRESSÉ :
2 X MOINS DE DÉCHETS
ET AUTANT D'UTILISATIONS**



Milton

Ref C. : 6012000014

9,58€^{HT}

11,50€^{TTC}

Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire les informations concernant le produit

Coup de cœur



Spray purifiant 3 en 1



- 3 en 1 : air, surfaces et textiles
- Désinfecte en 1 min, assainit et neutralise les mauvaises odeurs
- Alcool 100% d'origine végétale issu de la betterave française
- Parfum citron-menthe sans allergène
- Sans huiles essentielles, adapté à l'environnement de bébé et personnes fragiles
- Actif sur bactéries, mycobactéries, fongis et virus (dont Coronavirus et Rotavirus)
- Air label score A+
- Spray de 200 ml - 400 pulvérisations



Milton

Ref C. : 2015103237

8,75€^{HT}

10,50€^{TTC}

Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire les informations concernant le produit

Désodorisant

- Aérosol désodorisant anti-odeurs
- Effet immédiat par simple pulvérisation pour la destruction des mauvaises odeurs
- Essences raffinées et discrètes pour une agréable sensation de fraîcheur
- Contenance 1000 ml (volume net 750 ml)



RONT
PROTECTION

Ref C. : 2015102901 Fruits rouges

Ref C. : 2015102900 Muguet

Ref C. : 6109009068 Pamplemousse

8,25€^{HT}

9,90€^{TTC}

Traitement anti-punaises de lit

- Traite efficacement les sommiers, matelas, oreillers et fauteuils
- Éradication des punaises de lit pour la maison, la collectivité et l'hôtellerie
- Efficacité prouvée
- Actif biocide, traitement et éradication des punaises de lit
- Bombe aérosol de 400 ml



RONT
PROTECTION

Ref C. : 6109007624

11,58€^{HT}

13,90€^{TTC}

Purificateur d'air Mobi-R Car

- Purificateur pour véhicule particulier ou transport sanitaire (8 m³/h)
- Filtres HEPA + charbon actif
- Branchement allume cigare ou USB (12V)
- Il permet de :
 - Neutraliser les éléments pathogènes (virus, bactéries ...)
 - Capturer les microparticules (PM 2,5)
 - Supprimer les sources de pollutions (gaz, COV ...)
 - Capturer les allergènes (pollens, poussières ...)
 - Éliminer les mauvaises odeurs
- Support cellule transport sanitaire fourni
- Garantie : 1 an

**ACTIF SUR
CORONAVIRUS**



mobi-R car
mobiwatch

Ref : 6101417013

107,00€^{HT} **128,40€^{TTC}**

Filtre pour Mobi-R Car

- Filtre hybride HEPA + charbon actif
- À changer tous les 6 mois



mobi-R car
mobiwatch

Ref : 6101417014

11,67€^{HT} **14,00€^{TTC}**

Purificateur d'air Pro Mobi-R 800

- Garantit un air sain et purifié pour un volume jusqu'à 250 m³
- Grâce à ses capteurs de particules haute précision, il détecte la qualité de l'air intérieur en temps réel
- Purificateur haute capacité (800 m³/h)
- Filtres HEPA 13 + charbon actif
- Il permet de :
 - Neutraliser les éléments pathogènes (virus, bactéries ...)
 - Capturer les microparticules (PM 2,5)
 - Supprimer les sources de pollutions (gaz, COV ...)
 - Capturer les allergènes (pollens, poussières ...)
 - Éliminer les mauvaises odeurs
- Contrôle tactile/télécommande/application WiFi
- Garantie : 2 ans

**ACTIF SUR
CORONAVIRUS**



mobi-R 800
mobiwatch

Ref : 6101417015

969,00€^{HT} **1 162,80€^{TTC}**

Filtres pour Mobi-R 800

- Filtres hybrides HEPA 13 + charbon actif
- À changer tous les 6 à 8 mois (indicateur de changement de filtre sur l'appareil)
- Attention, 2 filtres par appareil



mobi-R 800
mobiwatch

Ref : 6101417016

84,50€^{HT} **101,40€^{TTC}**

Traitement des surfaces

Automate de désinfection Mobiwatch Minibio

- Désinfecte automatiquement toutes les surfaces accessibles et non accessibles d'une pièce, ainsi que tout le matériel préalablement nettoyé. Gain de temps et sécurité renforcée
- Diffuse dans l'atmosphère un « brouillard sec » qui sature les volumes et éradique les micro-organismes pathogènes
- Entièrement automatique, pas d'immobilisation de personnel
- Mobile et simple d'utilisation
- Adapté à tous types de locaux / Rapidité de nébulisation
- Traçabilité de désinfection
- Non-corrosivité sur les matériaux
- Conforme à la nouvelle norme européenne EN 17272 avec son désinfectant Mobiwatch SPP,
- Désinfecte jusqu'à 120 m³
- Garantie : 3 ans



minibio
mobiwatch

Ref : 6101417010

2 325,00€^{HT} **2 790,00€^{TTC}**

Indispensable



Désinfectant de surface Mobiwatch SPP

- Désinfectant de surfaces prêt à l'emploi qui s'utilise en désinfection par voie aérienne
- EN 17272 (v2020) en couple avec l'appareil Minibio : bactéricide, virucide/tuberculocide, fongicide et sporicide
- Non corrosif sur l'ensemble des surfaces compatibles, il ne laisse aucune trace
- Bidon de 5 litres



ACTIF SUR
CORONAVIRUS



mobiwatch

Ref : 6101417012

117,50€^{HT} **141,00€^{TTC}**

Appareil de désinfection Aerosept Ultra 150

- Procédé breveté : technologie d'atomiseur à ultrasons sans compresseur d'air
- Traite des salles de 30 m³ à 150 m³
- 2 modes de fonctionnement :
 - Manuel pour un accès aux informations essentielles
 - Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone Android ou IOS pour un accès à toutes les données enregistrées
- Simple d'utilisation et d'entretien
- Pratique, ergonomique et portable
- Procédé conforme à la norme NF T72-281 (2014)



ANIOS

Ref : 6104182000

4 663,56€^{HT} **5 596,27€^{TTC}**

Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Information disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l'étiquette

Diffuseur de désinfectant Aerosept 500

- Atomiseur autonome et automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées
- Capacité de traitement : salle jusqu'à 300 m³
- Procédé entièrement automatique avec pupitre opérateur tactile et démarrage différé
- Assure un flux constant de produit
- Suivi des cycles facilement disponible sur une clé USB
- Suivez rapidement la conformité en scannant les salles et les opérateurs avec un lecteur de code-barres
- Conforme NF T72-281 (2014)



A- Diffuseur de désinfectant Aerosept 500

Ref : 6101417500

8 935,59€^{HT} **10 722,71€^{TTC}**

B- Désinfectant aérien Aseptanios AD - Bidon de 2 L

Ref C. : 2015101518

79,17€^{HT} **95,00€^{TTC}**

Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Information disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l'étiquette

Lingettes nettoyantes désinfectantes

- Pré-découpées, présentées en bobinots et prêtes à l'usage
- Nouvelle formule sans alcool
- Lotion désinfectante, bactéricide, levuricide et actif sur virus : EN14476 coronavirus et EN16777
- Normes hospitalières
- Boîte de 100

Ref C. : 6108000001

4,25€^{HT}

5,10€^{TTC}



TOP
VENTE

+
NON CERTIBIOCIDE

capvital

Lingettes nettoyantes désinfectantes Quick Wipes Anios

- Lingettes désinfectantes à action rapide, prêtes à l'emploi pour les dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables préalablement nettoyés et résistants à l'alcool
- Sans rinçage
- Sur base éthanol
- Large spectre d'activité temps de contact court
- Dimensions : 13 x 19 cm
- Boîte de 120
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide et levuricide selon EN 16615* en 30 sec. Solution d'imprégnation : Bactéricide selon EN 13727* en 30 sec. Levuricide selon EN 13624* en 30 sec. Fongicide selon EN 13624* en 5 min. Tuberculocide selon EN 14348* en 30 sec. Mycobactéricide selon EN 14348* en 5 min. Actif sur les virus enveloppés : Vaccinia - selon EN 14476* en 30 sec. Virucide à spectre limité selon EN 14476* en 5 min (Adenovirus en 30 sec / Norovirus (MNV) en 5 min).

*=conditions de propreté.

Ref C. : 2015102514

9,08€^{HT}

10,90€^{TTC}

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit



ANIOS

Lingettes détergentes désinfectantes Viro Wipes

- Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des dispositifs médicaux réutilisables, non immergeables et immergeables sans canal
- Assure une désinfection de haut niveau
- Compatibles avec les sondes externes et endocavitaires
- Boîte de 150



NOUVEAU



STERIDIS

Ref C. : 2015103857

14,33€^{HT}

17,20€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIb (année d'apposition du marquage CE : 2014). Consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi

Lingettes nettoyantes désinfectantes Medwipes

- Lingettes épaisses écoresponsables en fibres **biodégradables**
- Pour surfaces, petit matériel, dispositifs médicaux non critiques
- Formule sans alcool
- Sans parfum
- Emballage recyclable
- Bactéricide, Levuricide et actif sur virus selon EN14476 et EN16777
- Dimensions : 18 x 20 cm
- Sachet de 100

+
NON CERTIBIOCIDE



STERIDIS

Ref C. : 2015103569

7,42€^{HT}

8,90€^{TTC}

Lingettes nettoyantes désinfectantes Aseptonet

- Pour surfaces, petit matériel, équipement et mobilier et dispositifs médicaux non critiques
- Formule sans alcool
- Dimensions : 18 x 20 cm
- Sachet de 100

NON CERTIBIOCIDÉ

TOP VENTE



STERIDIS

Ref C. : 2015102866

7,08€HT

8,50€TTC

Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux sans alcool exeol wipes optimal

- Lingettes pré-imprégnées :
 - Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs
 - Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces, du mobilier et des équipements lourds
- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE)
- Actif dès 2 min. (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés)
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface ($TS < 27\text{mN/m}$)
- Large compatibilité avec les matériaux
- Adaptées aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- Sachet de 100 lingettes

CE 0459
MD

DM classe IIa
Biocide TP2/TP4

SANTÉ
exeol
Parfumeur de l'HYGIÈNE est un
atelier de SANTÉ PUBLIQUE



Ref C. : 6102600041

12,42€HT

14,90€TTC

Uniquement à usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Type de produits 2 (TP2) : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. Type de produits 4 (TP4) : Désinfectants destinés à l'application sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Lingettes nettoyantes désinfectantes Wip'Anios Excel



- Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs et l'essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection; et pour les surfaces générales (application biocide)
- Sachet de 100
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 2min : EN 16615 (2min), EN 13727*/EN 1276* (1min). Levuricide en 2min : EN16615/EN 13624*/EN 1650* (2min). Tuberculocide selon EN 14348* en 60 min. Active sur les virus enveloppés selon EN 14476* en 1 min. Active sur Polyomavirus SV 40 selon EN 14476* en 5min. Active sur Rotavirus selon EN 14476* en 30 sec. Virucide à spectre limité selon EN 14476* en 30 min (Adenovirus en min / Norovirus (MNV) en 15 min)
- *= conditions de saleté



ANIOS

Ref C. : 6101446655

13,25€HT

15,90€TTC

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Lingettes sporicides Incidin™ Oxy Wipe S

- Lingette prête à l'emploi
- Technologie brevetée HI-SPEED H₂O₂™
- Spectre complet virucide et sporicide
- Actif sur Clostridium difficile en 5 minutes selon EN 16615
- 2 en 1 : Nettoyant désinfectant pour dispositifs médicaux (Classe IIb) y compris les sondes et surfaces (Biocide TP2)
- Sans alcool
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Dimensions : 20 x 20 cm
- Sachet de 100



ANIOS

Ref C. : 2015103570

14,92€HT

17,90€TTC

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Mousse détergente désinfectante DM DHP

- Nettoyage et désinfection des:
 - Surfaces dures non poreuses en milieu médical
 - Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non invasifs (générateurs d'hémodialyses, sondes d'écographies, unité dentaires....)
- Sans alcool, ni parfum
- Spray 750 ml



NOUVEAU

STERIDIS



Ref C. : 2015103897

7,17€^{HT} **8,60€^{TTC}**

Dispositif médical de classe IIb (année d'apposition du marquage CE : 2014). Consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi

Mousse détergente désinfectante Surfa'Safe R Premium

- Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires
- Pulvérisateur de 750 ml
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 2min : EN 13727* (1min), EN 16615*(2min), EN 1276* (1min), EN 13697* (2min). Levuricide en 5min : EN 13624* (2min), EN 16615* (2min), EN 1650* (2min), EN 13697* (5min). Tuberculocide en 60 min : EN 14348*. Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476* en 1 min. Active sur Polyomavirus SV 40 selon EN 14476* en 5 min. Active sur Rotavirus selon EN 14476* en 30 sec. Virucide à spectre limité selon EN 14476* en 30 min (Adenovirus en 30 min / Norovirus (MNV) en 15 min)



ANIOS



Ref C. : 6101478764

9,08€^{HT} **10,90€^{TTC}**

Photos non contractuelles / Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Désinfectant de surfaces exeol surf 60

- Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces, du mobilier et des équipements lourds, préalablement nettoyés
- Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE)
- Actif dès 30 secondes (bactéricide, levuricide, tuberculocide et virucide contre les virus enveloppés)
- Haut pouvoir de couverture de la solution (TS < 29mN/m)



Biocide TP2

SANTÉ
exeol
Parfait ou l'essentiel est un
savon de SANTÉ PUBLIQUE

(A)

(B)

Ref C. : 6102600029 A- Flacon de 1 litre

10,42€^{HT}

12,50€^{TTC}

Ref C. : 6102600030 B- Bidon de 5 litres

37,08€^{HT}

44,50€^{TTC}

Uniquement à usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. exeol surf 60 est un produit biocide TP2. Type de produits 2 (TP2) : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Détergent désinfectant sans alcool pour surfaces et dispositifs médicaux exeol surf optimal

- Solution prête à l'emploi :
 - Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs
 - Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds
- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE)
- Actif dès 2 min. (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés)
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m)
- Large compatibilité avec les matériaux
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- Flacon de 750 ml



DM classe IIa
Biocide TP2/TP4

SANTÉ
exeol
Parfait ou l'essentiel est un
savon de SANTÉ PUBLIQUE



Ref C. : 6102600038

9,08€^{HT}

10,90€^{TTC}

Uniquement à usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Type de produits 2 (TP2) : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. Type de produits 4 (TP4) : Désinfectants destinés à l'application sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Mousse détergente désinfectante Surfa'Safe Premium



- Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables
- Application biocide : pour les surfaces générales
- Propriétés microbiologiques : Solution prête à l'emploi. Bactéricide en 2min : EN 13727* (1min), EN 16615*(2min), EN 1276* (1min), EN 13697* (2min). Levuricide en 5min : EN 13624* (2min), EN 16615*(2min), EN 1650* (2min), EN 13697* (5min). Tuberculocide en 60min : EN 14348*. Active sur les virus enveloppés selon EN 14476* en 1 min. Actif selon EN 14476* sur Polyomavirus SV 40 en 5 min. Actif selon EN 14476* sur Rotavirus en 30 sec. Virucide à spectre limité selon EN 14476* en 30 min (Adenovirus en 30 min / Norovirus (MNV) en 15 min)

*= conditions de saleté



Ref C. : 6101419544	A- Mousse compacte	9,08€HT	10,90€TTC
Ref C. : 6101419326	B- Mousse diffuse	9,08€HT	10,90€TTC
Ref C. : 2015103571	C- Bidon de 5 litres	51,58€HT	61,90€TTC

Photos non contractuelles / Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit / Dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information

Détergent désinfectant Surfanios Premium

- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation
- Application biocide : pour les surfaces générales
- Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide - Actif selon: EN 13727* (5 min 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%), EN 1276* (15 min, 0,25%), EN 13697* (15 min, 0,25%). Levuricide - Actif selon: EN 13624* (15 min, 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%), EN 1650* (15 min 0,25%), EN 13697* (30 min, 0,25% ou 15 min, 0,75%). Tuberculocide - Actif selon EN 14348* 0,50 % 30 min. Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476* 0,25 % 5 min. Virucide à spectre limité selon EN 14476* 2,0 % 30 min, EN 14476* Adenovirus 1,0 % 30 min, EN 14476* Norovirus (MNV) 1,0 % 60 min / 2,0 % 30 min

*= conditions de saleté



Ref C. : 6101917129	A- Lot de 50 doses de 20 ml	14,92€HT	17,90€TTC
Ref C. : 6101917092	B- Flaçon doseur 1L	8,25€HT	9,90€TTC
Ref C. : 6101917036	C- Bidon 5L	31,58€HT	37,90€TTC

Photos non contractuelles / Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement

Détergent désinfectant sol et surface Medsurf

- Détergent désinfectant neutre pour le bio nettoyage des surfaces et de des sols
- Actif sur Clostridium difficile et virus enveloppés
- Concentré à diluer
- Parfum menthe
- Bidon de 5 litres



NON CERTIBIocide



STERIDIS

NOUVEAU

Ref C. : 2015103632	31,50€HT	37,80€TTC
---------------------	----------	-----------

Nettoyant détergent désinfectant surface et DM

- Nettoyage et désinfection des:
 - Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public
 - Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)
- Sans alcool, ni parfum



NON CERTIBIocide



STERIDIS

NOUVEAU

A- Stericid Medspray	5,17€HT	6,20€TTC
Ref C. : 2015103638		
B- Stericid Medfill	22,83€HT	27,40€TTC
Ref C. : 2015103633		

Désinfectant à pulvériser Aniospray Surf 29

- Désinfection du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés
- Application biocide : pour les surfaces générales
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide selon EN 13727*/EN 13697* en 5 min. Levuricide selon EN 13624*/EN 13697* en 5min. Fongicide selon EN 13624*/EN 13697* en 30 min. Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476*/EN 16777* en 5 min.

*= conditions de propreté



ANIOS

A- Pulvérisateur 1L avec pompe	12,42€HT	14,90€TTC
Ref C. : 6101421073		
B- Bidon 5L	36,25€HT	43,50€TTC
Ref C. : 6101421034		

Photos non contractuelles / Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Dispositif médical de classe IIa. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Appareil bio désinfection par voie aérienne

- Appareil de bio-désinfection des surfaces léger et portable
- Couplé à notre gamme Nocolyse, il assure la désinfection des surfaces par voie aérienne
- Un traitement insecticide est possible avec la gamme Oxyphy
- La diffusion sous forme de brouillard sec permet de traiter uniformément chaque cm² des surfaces, en préventif ou en curatif
- Traitement des volumes de 10 à 1 000 m³



NOUVEAU



SANIVAP

Ref : 6102021402

2 470,00€HT

2 964,00€TTC

Dispositif de nettoyage Sanivap Kit SP mini

- Le dispositif ultra-compact et maniable pour un bio-nettoyage vapeur ciblé ou occasionnel
- Dispositif équipé d'un clavier de contrôle et d'une molette de réglage des différentes plages afin de faciliter son utilisation
- Sans utilisation de produits chimiques la consommation d'eau et le temps passé sont réduits
- Utilisation professionnelle intensive, autonomie jusqu'à 8 heures par jour et remplissage en continu possible
- Efficacité biocide et qualité vapeur
- Capacité du réservoir d'eau 2 litres



NOUVEAU



SANIVAP

Ref : 6102021401

3 410,00€HT

4 092,00€TTC

Dispositif de nettoyage Sanivap Kit SP 400

- Dispositif compact et ergonomique qui assure le bio-nettoyage des surfaces : sols, plafonds, murs, mobilier, dispositifs médicaux
- Dispositif équipé d'un écran de contrôle et d'un réglage des différentes plages afin de faciliter son utilisation
- La méthode vapeur dispense de l'utilisation de produits détergents et désinfectants et la consommation d'eau est diminuée
- Utilisation professionnelle intensive, autonomie jusqu'à 8 heures par jour et remplissage en continu possible
- Efficacité biocide et qualité vapeur
- Capacité du réservoir d'eau 4 litres



SANIVAP

Ref : 6102021400

5 190,00€HT

6 228,00€TTC

Bio-nettoyage & Désinfection D-VAP

- Élimine les saletés, les bactéries et les allergènes avec la puissance de la vapeur
- Conforme à la norme AFNOR : NF T72-110 Bactéricide - Virucide - Fongicide
- Désinfection à la vapeur de tous les dispositifs médicaux, tels que les fauteuils roulants, les lits médicalisés, les matelas à air, les lève-patients, etc., ainsi que des véhicules de prestation et de la salle de désinfection
- Produit de la vapeur haute température pour nettoyer et désinfecter les surfaces sans produits chimiques
- La fourniture comprend : 1 nettoyeur D-VAP chaudière 2 ou 5L, 1 chariot acier, 5 m flexible vapeur, 2 rallonges, 1 buse coudée, 1 brosse pékalon pour buse coudée, 1 buse haute pression, 1 brosse pékalon 23 cm, 1 bidon 5 litres

A- Appareil de bionettoyage-désinfection à vapeur D-VAP 2000

- Conçu pour désinfection de 2 à 3 heures par jour

Ref : 6103010101

3 983,33€HT

4 780,00€TTC

B- Appareil de bionettoyage-désinfection à vapeur D-VAP 5000

- Conçu pour désinfection jusqu'à 8 heures par jour

Ref : 6103010102

5 350,00€HT

6 420,00€TTC

**UNE DÉSINFECTION
EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE**



Détergent pré-désinfectant Aniosyme x3

- Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie avant stérilisation
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min, 0,5%. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min, 0,5%. Actif sur les virus enveloppés* selon EN 14476/EN 17111 en 7 min, 0,5%

*= conditions de saleté



A- Bidon 1L

Ref C. : 2015100485

20,83€^{HT}

25,00€^{TTC}

B- Bidon 5L

Ref C. : 2015100486

79,17€^{HT}

95,00€^{TTC}

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit



(A)



(B)



Détergent pré-désinfectant Anios Clean Excel D

- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min, 0,5%. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562 en 15 min, 0,5%. Tuberculocide* selon EN 14348/EN 14563 en 60 min, 2%. Actif sur les virus enveloppés* selon EN 14476/EN 17111 en 15 min, 0,5% ou en 5 min, 1%

* = conditions de saleté

A- Bidon 1L

Ref C. : 2015101764

19,08€^{HT}

22,90€^{TTC}

B- Bidon 5L

Ref C. : 2015101765

73,25€^{HT}

87,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIb (année d'apposition du marquage CE : 2014). Consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi



(A)



(B)



Désinfectant de haut niveau Anioxyde 1000 LD

- Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible
- Bidon de 5 litres
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min. Tuberculocide* selon EN 14348/EN 14563 en 5 min. Mycobactéricide* selon EN 14348/EN 14563 en 5 min. Fongicide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min. Virucide* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. Adénovirus* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. Norovirus* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. Sporicide vis-à-vis de B. Subtilis/C. Difficile selon EN 17126 en 5 min

*= conditions de propreté



Ref C. : 2015103590

52,42€^{HT}

62,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIb. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit



Ref C. : 2015103572

41,58€^{HT}

49,90€^{TTC}

Dispositif médical. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Poudre désinfectante Sekusept aktiv

- Pour le nettoyage et la désinfection manuels ainsi que la désinfection terminale des dispositifs médicaux
- Convient aux dispositifs thermosensibles, qui ne peuvent passer à l'autoclave (endoscopes souples et le matériel d'anesthésie)
- Activité virucide rapide lors de l'étape de désinfection terminale
- Élimination active des tâches de protéines
- Aucun effet de fixation
- Seau de 1,5 kg



Désinfectant de haut niveau Steranios 2%

- Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible
- Bidon de 5 litres
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide* selon EN 13727/ EN 14561* en 5 min. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562* en 5min. Fongicide* selon EN 13624/EN 14562* en 10 min. Tuberculocide* selon EN 14348/EN 14563*en 10 min. Mycobactéricide* selon EN 14348/EN 14563* en 10 min. Virucide* selon EN 14476/EN17111* en 10 min. Sporicide vis-à-vis de C. Difficile* selon EN 17126* en 60 min.

*= conditions de propreté

Ref C. : 6101382047

19,58€^{HT}

23,50€^{TTC}

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit



**TOP
VENTE**



Indispensable



Détergent pré-désinfectant Stericid Instrumed

- Détergent pré-désinfectant pour dispositif médicaux et petit matériel
- Efficacité prouvée sur biofilm de Pseudomonas aeruginosa
- Intégrité des instruments garantie pendant 72H
- Utilisable en bac à ultrasons
- Destiné au bloc opératoire, endoscopie, ophtalmologie et contactologie
- Bidon de 1 litre



NOUVEAU

STERIDIS



Ref C. : 2015103839

16,58€^{HT}

19,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIb (année d'apposition du marquage CE : 2014). Consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi

Bacs de trempage non autoclavables Instrubacs



- En polypropylène blanc, avec paniers et couvercles pour :

- le trempage,
- le ramassage,
- la pré-désinfection,
- la désinfection



A- 2L avec fente

Ref C. : 6010404038

62,50€^{HT}

75,00€^{TTC}

B- 2L sans fente

Ref C. : 6010404039

62,50€^{HT}

75,00€^{TTC}

Autoclave Classe B Midmark B18USB

- Cycles test Bowie & Dick, Hélix et test du vide
- Traçabilité des données par clé USB ou imprimante intégrée
- Raccordement possible d'un osmoseur, porte-plateaux, fermeture de porte avec 3 verrous : électromagnétique, électrique et dynamique
- Cycles de stérilisation pré-programmés
- Capacité : 18 litres
- Disponible en 23 litres (modèle B23USB)
- Garantie : 2 ans



Ref : 6023120018

5 410,00€^{HT}

6 492,00€^{TTC}

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin



Stérilisation

Gaine de stérilisation plate

- Pour l'emballage avant la stérilisation
- Indicateur de stérilisation
- Haute résistance
- Biodégradable



Ref : 6022552200	Largeur 55 mm	16,00€ ^{HT}	19,20€^{TTC}
Ref : 6022752201	Largeur 75 mm	22,00€ ^{HT}	26,40€^{TTC}
Ref : 6022752202	Largeur 100 mm	32,00€ ^{HT}	38,40€^{TTC}

Sachet de stérilisation autocollant

- Pour l'emballage avant la stérilisation
- Indicateur de stérilisation
- Haute résistance
- Biodégradable
- Compatible avec les autoclaves à vapeur d'eau
- Pour une utilisation sans thermosouduse
- Conforme aux normes
- À fermeture autocollante
- Boîte de 200



Ref : 6022902502	90 x 250 mm	14,00€ ^{HT}	16,80€^{TTC}
Ref : 6022142603	140 x 260 mm	24,00€ ^{HT}	28,80€^{TTC}
Ref : 6022193303	190 x 330 mm	43,00€ ^{HT}	51,60€^{TTC}

Test de Bowie & Dick

- 1 test seul dans l'autoclave (sans instruments) pour le contrôle des charges poreuses
- Compatible avec tous les autoclaves de classe B
- Conforme aux normes en vigueur
- Boîte de 20



Ref : 6022020004	99,00€ ^{HT}	118,80€^{TTC}
------------------	----------------------	------------------------------

Indicateur de stérilisation standard


- 1 bandelette à introduire à l'intérieur d'un sachet lors d'un cycle standard
- Compatible avec tous les autoclaves
- Conformité avec les normes en vigueur
- Boîte de 250 indicateurs



Ref : 6022250001	34,00€ ^{HT}	40,80€^{TTC}
------------------	----------------------	-----------------------------

Indicateur Prion

- Contrôle le bon fonctionnement de l'autoclave de classe B en évaluant 3 paramètres : température, temps et vapeur d'eau saturée
- Boîte de 250 indicateurs



Ref : 6022250002	66,00€ ^{HT}	79,20€^{TTC}
------------------	----------------------	-----------------------------



Test d'Hélix

- Tests de stérilisation, contrôle la capacité de l'autoclave de classe B à stériliser des objets creux de type A
- Boîte de 100 indicateurs + 1 dispositif



Ref : 6022100003	71,00€ ^{HT}	85,20€^{TTC}
------------------	----------------------	-----------------------------





Instrumentation

Vêtements & accessoires 64-65

Mallettes 66-69

Ciseaux & pinces 70-72

Dermatologie & pédicurie 73-74

ORL 75

Gynécologie 75-76

Petit matériel 77-79

Bistouris 80

Vêtements & accessoires

Pantalon mixte Pliki

- Pantalon avec ceinture élastique
- Sergé 65% polyester et 35% coton
- Tailles : XXS à XXXL

NOUVEAU





Ref : 5032443103

20,75€^{HT}

24,90€^{TTC}

Blouse homme Bally

- Blouse col tailleur manches longues kimono
- Sergé 65% polyester et 35% coton
- 3 poches
- Longueur 110 cm
- Boutons pressions
- Tailles : XXS à XXXL

NOUVEAU





Ref : 5032442603

27,42€^{HT}

32,90€^{TTC}

Tunique femme Tilda

- Tunique col carré manches courtes
- Sergé 65% polyester et 35% coton
- 3 poches
- Boutonnage latéral avec boutons pressions
- Tailles : XS à XXXL

NOUVEAU





Ref : 5032442302

22,42€^{HT}

26,90€^{TTC}

Tunique femme Taffa

- Tunique col arrondi manches courtes
- Sergé liseré de couleur bleue sur col, manches et poches
- 65% polyester et 35% coton
- 3 poches
- Avec boutons pressions
- Tailles : XS à XXXL

NOUVEAU





Ref : 5032444202

34,92€^{HT}

41,90€^{TTC}

Tunique femme Timbi

- Tunique encolure V rapportée
- Manches courtes Kimono à revers
- Parements et liseré sur col poches et manches
- Longueur 75 cm
- 65% polyester et 35% coton
- 3 poches plaquées boutons calottés blancs
- Tailles : XS à XXXL

NOUVEAU



- Lilas
- Orange
- Rose
- Vert

Ref : 5032442422

37,92€^{HT}

45,50€^{TTC}



1. À partir de

Montre infirmière

- En silicone
- S'accroche facilement à une blouse grâce à son épingle de sûreté
- Dispose du système « Stop & Go » pour économiser la pile
- Cadran étanche en métal détachable du support en silicone, pour faciliter son nettoyage à l'eau savonneuse



Ref C. : 2015102535

Ref C. : 2015102533

Ref C. : 2015102536

Ref C. : 2015102534

● Carbone

● Corail

● Myrtille

● Rose poudré

8,75€^{HT}

10,50€^{TTC}



Porte-stylos

- Facilement adaptable sur toutes les poches
- Se clipse sur la poche
- Peut contenir 3 stylos



Ref : 5032450000

3,25€^{HT}

3,90€^{TTC}

Bracelets d'identification

- Système de fermeture inviolable pour une seule utilisation
- Avec étiquettes à insérer et feutre spécial pour inscription directe
- Boîte de 100



Ref : 1084610640 Bébé Rose

Ref : 1084610641 Bébé Bleu

Ref : 1084610546 Adulte

15,75€^{HT}

15,75€^{HT}

18,75€^{HT}

18,90€^{TTC}

18,90€^{TTC}

22,50€^{TTC}

Pochette isotherme avec poche de gel

- Pochette isotherme avec poche de gel froid
- Séparateur central matelassé
- Fermeture avec glissière YKK® double sens
- 41 boucles d'élastiques de différentes tailles pour un maximum de 34 ampoules
- Dimensions : l 19 x H 14 x P 4 cm
- Poids : 0,1 kg (avec la poche de gel)



Ref : 4093314401

16,00€^{HT}

19,20€^{TTC}

De Boissy
DEPUIS 1982

Trousse isotherme Diabetic

- Pour matériel de diabétique
- 1 compartiment isotherme avec poche de gel froid réutilisable
- 1 compartiment avec filet, velcro et élastiques dédié à la protection du glucomètre et les fournitures médicales
- Dimensions : 19 x 10 x 7 cm
- Contenance : 1,33 L
- Vendue vide, avec poche de gel froid

- Bleu jeans
- Gris
- Noir



Ref : 4093390603

22,75€^{HT}

27,30€^{TTC}

GSH
ELITE BAGS

Ampoulier isotherme Phial

- Cet ampoulier isotherme permet au professionnel de santé de ranger 43 ampoules
- Le séparateur central matelassé évite les chocs entre les ampoules
- Dimensions : 19,5 x 13 x 5 cm
- Contenance : 0,94 L



Ref : 4093013401

● Noir

23,25€^{HT}

27,90€^{TTC}

GSH
ELITE BAGS

Mallette médicale Medbag Classic

- Ultra-légère pour le professionnel de santé
- Dispose de 9 poches dans le compartiment central et 2 poches latérales
- Tirettes sur toutes les fermetures éclair
- En un tissu très résistant imperméable et lavable
- Capacité maximale recommandée : 5 kg

**TOP
VENTE**



MEDBAG
by One Medical

Ref C. : 2015103363 ● Bleu
Ref C. : 2015103364 ● Bordeaux

31,25€^{HT} **37,50€^{TTC}**

Mallette tissu Multy

- Multi-usages : offre le support nécessaire dans les soins de premiers secours dans les diverses professions et/ou situations
- 1 espace principal matelassé avec séparateur extractible, 2 poches matelassées, 1 poche plate, 2 poches filet, 12 élastiques de moyen format, 8 élastiques de grand format
- Dimensions : 31,5 x 20 x 20 cm
- Contenance : 14 L

● Bleu/Jaune
● Gris/Rose



GSH

ELITE BAGS

Ref : 4093006112

37,50€^{HT} **45,00€^{TTC}**

Mallette premier secours Jumble

- Grand modèle, intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce aux séparateurs extractibles en velcro
- 1 poche de capacité moyenne
- 2 poches plates, 6 poches filet
- 6 élastiques
- Dimensions : 37 x 25 x 20 cm
- Contenance : 18,5 L
- Vendue vide

● Bleu
● Gris
● Noir
● Rouge



GSH
ELITE BAGS

Ref : 4093221207

42,08€^{HT} **50,50€^{TTC}**

Mallette de soins à domicile Community

- Compacte, idéale pour les professionnels de santé (infirmier, podologue, sage-femme, médecin...) lors de visites programmées
- Large poche frontale pour objets personnels (gants, collecteur d'aiguilles...)
- Espace avec des séparateurs extractibles, 1 trousse, 1 ampoulier isotherme avec 19 élastiques
- Bandoulières détachables et bande pour fixer le chariot à roulettes (en option)
- Fermeture à cadenas
- Dimensions : 35 x 25,5 x 14 cm
- Contenance : 12,5 L
- Vendue vide

● Bleu
● Rose



GSH

ELITE BAGS

Ref : 4093381402

85,00€^{HT} **102,00€^{TTC}**

Mini sac Médical Eiffel

- Version mini du sac Médical Eiffel
- Espace principal : intérieur comprend aussi 6 poches et un séparateur
- Poche ventrale de 31 x 15 cm
- 4 poches externes zippées et 1 pour la bouteille de gel hydroalcoolique
- Même poignées, bandoulière, porte-nom, fond antidérapant que le grand format
- Dimensions : l 32 x H 28 x P 20 cm
- Poids : 0,94 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

Ref C. : 4093282002

● Gris chiné

49,17€HT

59,00€TTC



De Boisy
DEPUIS 1982

Sac Médical Eiffel

- Grand sac qui rappelle la forme de la sacoche traditionnelle des médecins
- En polyester résistant déperlant et lavable, avec bande réfléchissante et des glissières YKK®
- Espace principal : grand volume avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 pochette filet zippée
- 1 poche ventrale (40 x 20 cm) avec 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et plusieurs boucles élastiques pour ranger ciseaux, instruments et stylos
- 4 poches externes zippées et 1 avec élastique pour y glisser la bouteille de gel hydroalcoolique
- Poignées rembourrées et solides, bandoulière réglable, fond antidérapant
- Dimensions : l 40 x H 35 x P 24 cm
- Poids : 1,3 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 24 litres
- Vendu vide



De Boisy
DEPUIS 1982

Ref C. : 4093352401

● Gris chiné

74,92€HT

89,90€TTC

Sac à dos convertible Médical Eiffel

- Espace principal modulable et composé de 4 compartiments zippés, extractibles (velcro) : 3 transparents et 1 ampoulier isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de matériel
- Un second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Ce modèle a également 1 grande poche ventrale (45 x 21 cm)
- 2 poches externes zippées, plus une avec élastique dédiée à la bouteille de gel hydroalcoolique
- Les bretelles, les poignées et la bandoulière sont rembourrées, solides et dissimulables pour adopter le porté qui convient le mieux : dos, mains, épaule
- Dimensions : l 30 x H 45 x P 15/19 cm
- Poids : 2,1 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres
- Vendu vide



De Boisy
DEPUIS 1982

Ref C. : 4093163603

● Gris chiné

101,67€HT

122,00€TTC

Mini sac médical Etretat/Ouessant

- Les versions mini des sacs médicaux Etretat et Ouessant
- Ecoresponsable, personnalisable avec un look tendance et toutes les options pratiques
- Espace principal : grand volume avec 6 poches, 1 séparateur velcro
- Livré avec 2 trousses détachables : 1 transparente et 1 isotherme avec poche de gel froid
- 1 poche ventrale (31 x 15 cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et plusieurs boucles élastiques pour ranger pinces, ciseaux, stylos, etc...
- 3 poches externes zippées et une autre pour glisser le gel hydroalcoolique, sa pochette d'aspect cuir grainé, détachable et personnalisable*
- Port USB externe et poignées rembourrées et solides, bandoulière réglable et fond antidérapant
- Dimensions | 32 x H 28 x P 20 cm - Poids : 2,1 kg
- Contenu maximal recommandé : 5 kg / 15 litres
- Vendu vide, avec un joli sac de rangement, également conçu à partir de matériaux recyclés
- Garantie 1 an

Ref C. : 4093342002

Etretat : gris/brun

74,92€^{HT}

89,90€^{TTC}

Ref : 4093352002

Ouessant : bleu/noir

* Pochette fantaisie imprimée vendue séparément



De Boissy
DEPUIS 1982

Sac médical Etretat/Ouessant

- Grand sac qui rappelle la forme de la sacoche traditionnelle des médecins
- Version écoresponsable, personnalisable avec un look tendance et toutes les options pratiques
- En polyester recyclé, résistant, déperlant, et lavable avec bande réfléchissante et glissières YKK
- Espace principal grand volume avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 compartiment matelassé pour ordinateur
- Livré avec 2 trousses détachables : 1 transparente et 1 isotherme avec poche de gel froid
- 1 poche ventrale (40 x 20 cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et plusieurs boucles élastiques pour ranger pinces, ciseaux, stylos, etc...
- 3 poches externes zippées, une autre avec élastique pour la bouteille de gel et la pochette devant, d'aspect cuir grainé, détachable et personnalisable
- Port USB externe et poignées rembourrées et solides, bandoulière réglable et fond antidérapant
- Dimensions | 40 x H 35 x P 24 cm - Poids : 2,1 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 24 litres
- Vendu vide, avec un joli sac de rangement, également conçu à partir de matériaux recyclés
- Garantie 1 an

Ref C. : 4093322401

Etretat : gris/brun

116,58€^{HT}

139,90€^{TTC}

Ref : 4093332401

Ouessant : bleu/noir



De Boissy
DEPUIS 1982

Sac à dos médical convertible Etretat/Ouessant

- Se porte en sac à dos, à la main ou encore à l'épaule ; un véritable couteau suisse, toujours en version écoresponsable et personnalisable
- Espace principal modulable avec 4 compartiments zippés, extractibles (velcro) : 3 transparents et 1 isotherme
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal et un autre espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Grande poche ventrale (45 x 21 cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et plusieurs boucles élastiques pour ranger pinces, ciseaux, stylos, etc...
- 2 poches externes zippées, plus une avec élastique pour le gel hydroalcoolique, une pochette, d'aspect cuir grainé détachable et personnalisable*
- Port USB externe avec câble de chargement intégré
- Bretelles, poignées et bandoulière rembourrées, solides et dissimulables pour son porté (dos, main, épaule)
- Dimensions : | 30 x H 45 x P 15/19 cm - Poids : 2,2 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres
- Vendu vide, avec un joli sac de rangement, également conçu à partir de matériaux recyclés
- Garantie 1 an

Ref C. : 4093361603

Etretat : gris/brun

146,58€^{HT}

175,90€^{TTC}

Ref : 4093371903

Ouessant : bleu/noir

* Pochette fantaisie imprimée vendue séparément



De Boissy
DEPUIS 1982

Ciseaux & pinces

Ciseaux pointus stériles

- Stériles
- Boucles en plastique 12 cm
- À l'unité

**QUALITÉ
PRIX!**



Ref C. : 1044350116

1,25€HT

1,50€TTC

Ciseaux mousse

- Utilisés lors des petits soins médicaux pour la découpe de pansements, bandages, compresses ...
- Bouts arrondis pour un contact sans risque de coupure du patient
- À l'unité

**TOP
VENTE**



Ref C. : 2015103377 Droit 14 cm

2,83€HT

3,40€TTC

Ref C. : 2015103667 Courbe 14 cm

3,50€HT

4,20€TTC

Dispositif médical de classe I

Ciseaux coupe fils Spencer

- En acier inoxydable, dotés de deux lames à bouts arrondis dont une comporte une encoche
- Utilisés lors de l'ablation de sutures
- À l'unité



Ref C. : 2015103663 Droits 11 cm

3,58€HT

4,30€TTC

Ref C. : 2015103664 Droits 13 cm

4,25€HT

5,10€TTC

Dispositif médical de classe I

Ciseaux pointus

- En acier inoxydable, constitués de deux lames à bouts pointus
- Légers et prêts à l'emploi, ils sont parfaitement adaptés aux petits soins
- À l'unité



Ref C. : 2015103378 Droit 14 cm

3,00€HT

3,60€TTC

Ref C. : 2015103668 Courbe 14 cm

3,50€HT

4,20€TTC

Dispositif médical de classe I

Ciseaux dauphin

- Idéaux pour la découpe de pansements ou de compresses sur le patient
- 1 bout pointu, l'autre mousse pour éviter de blesser le patient
- À l'unité



Ref C. : 2015103375 Droit 14 cm

3,00€HT

3,60€TTC

Ref C. : 2015103665 Courbe 14 cm

3,50€HT

4,20€TTC

Dispositif médical de classe I

Ciseaux iridectomie

- Ciseaux très fins en acier inoxydable
- Utilisés lors des ablations partielles de l'iris
- À l'unité



Ref C. : 2015103376 Droit 11,5 cm

3,25€HT

3,90€TTC

Ref C. : 2015103666 Courbes 11,5 cm

3,50€HT

4,20€TTC

Dispositif médical de classe I

Ciseaux Lister croix rouge

- En acier inoxydable spécialement conçus pour couper les bandages et les pansements en toute sécurité
- Bout arrondi (mousse) pour éviter tout risque de blessure
- Également utilisés pour découper les vêtements des victimes
- À l'unité



Ref : 4011106614 Droits 14 cm
Dispositif médical de classe I



5,25€^{HT} **6,30€^{TTC}**

Pince Kocher plastique

- Stérile
- Plastique
- À l'unité



Ref C. : 1044360108 14,5 cm



0,67€^{HT} **0,80€^{TTC}**

Pince Kelly

- Pince hémostatique
- À l'unité



Ref C. : 2015103679 Droite 14 cm S/G
Dispositif médical de classe I



4,38€^{HT} **5,25€^{TTC}**

Pince à dissection

- À l'unité



Ref C. : 2015103380 14 cm
Dispositif médical de classe I



2,75€^{HT} **3,30€^{TTC}**

Ciseaux universels de Jesco

- Manche plastique
- Conçu pour couper facilement différents matériaux : bandages, pansements, fils, plâtres synthétiques...
- À l'unité



Ref C. : 2015103669 17 cm
Dispositif médical de classe I



3,42€^{HT} **4,10€^{TTC}**

Pince Kocher

- Permet d'arrêter un saignement ou une hémorragie
- Permet de préserver les tissus les plus fragiles pendant une intervention chirurgicale
- À l'unité



Ref C. : 2015103379 Droite 14 cm A/G
Ref C. : 2015103680 Courbe 14 cm A/G
Dispositif médical de classe I



4,58€^{HT} **5,50€^{TTC}**
4,63€^{HT} **5,55€^{TTC}**

Pince Halstead

- Pince hémostatique
- À l'unité



Ref C. : 2015103677 Droite 13 cm A/G
Ref C. : 2015103678 Droite 13 cm S/G
Dispositif médical de classe I



4,54€^{HT} **5,45€^{TTC}**

Pince à échardes

- À l'unité



Ref C. : 2015103384 10 cm
Dispositif médical de classe I




3,00€^{HT} **3,60€^{TTC}**

Ciseaux & pinces

Pince anatomique plastique

**TOP
VENTE**

- Facilite la prise des compresses, tampons, cotons, fils de sutures durant leur ablation
- Permet également la réalisation ou détersion de pansements
- Stérile
- À l'unité



Ref C. : 1044360101

0,42€HT

0,50€TTC

Pince anatomique stérile

- Stérile
- Inox
- À l'unité



Ref C. : 1044360128 14 cm - Avec griffes

Ref C. : 1044360129 14 cm - Sans griffes

1,92€HT

2,30€TTC

Pince Adson stérile

- Stérile
- Inox
- À l'unité



Ref C. : 1044360130 12 cm - Avec griffes

1,75€HT

2,10€TTC

Pince Adson

- Adaptée pour des actes médicaux nécessitant une grande précision
- À l'unité



Ref C. : 2015103675 12 cm A/G

Dispositif médical de classe I

3,04€HT

3,65€TTC

Pince anti-tique

- Fournie avec étui
- À l'unité



Ref : 1042336000

Dispositif médical de classe I

4,08€HT

4,90€TTC

Pince coupe-ongles incarnés

- À l'unité



Ref C. : 2015103382 13 cm

Dispositif médical de classe I

23,75€HT

28,50€TTC

Pince coupe-ongles sécateur

- Adaptée au travail de manucure / pédicure sur des ongles épais et durs (comme ceux des pieds)
- À l'unité



Ref C. : 2015103676 13 cm

Dispositif médical de classe I

16,58€HT

19,90€TTC

Pince coupe-ongles

- À l'unité



Ref C. : 2015103381 12 cm

Ref C. : 2015103383 15 cm

Dispositif médical de classe I

22,08€HT

22,50€HT

26,50€TTC

27,00€TTC

Curette plastique

- Stérile
- Plastique double
- À l'unité



Ref C. : 1044360131 13,5 cm

1,67€^{HT}

2,00€^{TTC}

Curette dermatologique

- À usage unique, stérile
- Ø : 2 / 3 / 4 / 5 / 7 mm (à préciser lors de votre commande)
- Boîte de 10
- À l'unité



Ref : 4031205301

Dispositif médical de classe I

32,42€^{HT}

38,90€^{TTC}

Curette fine pleine

- Ø : 2 à 7 mm (à préciser lors de votre commande)
- À l'unité



Ref C. : 2015103671 16 cm

8,92€^{HT}

10,70€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Curette fine fenêtrée

- Ø : 2 à 7 mm (à préciser lors de votre commande)
- À l'unité



Ref C. : 2015103670 16 cm

8,92€^{HT}

10,70€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Curette pédicure Besnier-Lupus

- Utilisée pour prélever ou retirer des tissus par curetage / grattage
- Pleine
- Ø : 2 / 3 / 5 / 6 / 7 mm (à préciser lors de votre commande)
- À l'unité



Ref : 4031263002

Dispositif médical de classe I

10,75€^{HT}

12,90€^{TTC}

Gouge tranchante

- Utilisée pour réaliser des soins tels qu'enlever un excès de corne en cas d'hyperkératose plantaire
- Ø : 1,5 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm (à préciser lors de votre commande)
- À l'unité



Ref C. : 2015103672 14 cm

Dispositif médical de classe I

10,71€^{HT}

12,85€^{TTC}

Sonde cannelée

- Protège les organes de la lame du bistouri ou des ciseaux
- À l'unité



Ref : 4051124140 14 cm

Dispositif médical de classe I

1,33€^{HT}

1,60€^{TTC}

Stylet olivaire

- Fin et précis
- Double
- À l'unité



Ref : 4051086140 14 cm

Dispositif médical de classe I

1,25€^{HT}

1,50€^{TTC}

Anse Billeau

- Long manche pour une bonne maniabilité
- À l'unité



Ref : 4041204600 16 cm - 4 x 6 mm

Dispositif médical de classe I

14,58€^{HT}

17,50€^{TTC}

Pince précelle

- Permet de voir avec précision un corps étranger de petite taille et ainsi pouvoir l'extraire plus facilement
- Avec loupe
- À l'unité



Ref : 1042335000

Dispositif médical de classe I

3,75€^{HT}

4,50€^{TTC}

Système cryochirurgical Cryo Professional


- Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes de la peau
- Délivre une température de -55°C en moins de 15 secondes
- Bombe de 170 ml + 60 bâtonnets applicateurs de 2 mm et 30 bâtonnets applicateurs de 5 mm

Ref : 2015101035

Dispositif médical de classe IIa

44,17€^{HT}

53,00€^{TTC}



Aimant oculaire

- Pour le retrait de corps étrangers métallique dans les yeux
- Fourni avec étui
- À l'unité



Ref : 1042334300

Dispositif médical de classe I

16,58€^{HT}

19,90€^{TTC}



Pince de Hartmann

- Adaptée pour saisir et extraire les corps étrangers de l'oreille et du nez
- À l'unité



Ref C. : 2015103674 14 cm

23,92€^{HT}

28,70€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIa

Pince de Troeltsch-Politzer

- Permet de saisir et de maintenir fermement des corps étrangers insérés accidentellement dans l'oreille
- Peut également servir à manipuler des compresses, des canules etc...
- À l'unité



Ref : 4041201314 14 cm S/G

Ref : 4041201114 14 cm A/G

2,92€^{HT}

3,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Miroir laryngien

- Utilisé pour des examens visuels de la cavité buccale, de la gorge et du larynx
- Miroir de 00 à 10 (à préciser lors de votre commande)
- À l'unité



Miroir laryngien

Ref : 4041403101

4,00€^{HT}

4,80€^{TTC}

Manche pour miroir laryngien

Ref : 4041403200

3,67€^{HT}

4,40€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Diapason

- Indispensable pour l'acoumétrie
- N° 512 VD sans curseur (non photographié)
- N° 256 VD et N° 128 VD avec curseur (taille à préciser lors de votre commande)
- À l'unité



Ref : 4041726256

39,92€^{HT}

47,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Brosses cervicales

- À usage unique
- Non stériles
- Boîte de 50



Ref : 1042510705

8,75€^{HT}

10,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Spatules d'Ayres

- Spatules gynécologiques de type d'Ayres en bois, pour réaliser des frottis de dépistage
- En bois
- Boîte de 200



Ref : 1042510700

5,75€^{HT}

6,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Spéculums vaginaux stériles

- Stériles, à usage unique, avec emballage individuel
- Avantages pour la patiente : plus de confort grâce à un contact plus doux et garanti sans choc thermique, bord arrondi et absence de bruit lors de la manipulation
- Avantages pour le praticien : transparence parfaite, adaptabilité à la morphologie de la patiente, vis de sécurité avec blocage rapide, pratique et sans préparation
- Lot de 10

Ref C. : 2015103371 Taille XS 20 mm - Blanc


Ref C. : 2015103372 Taille S 24 mm - Bleu

Ref C. : 2015103373 Taille M 26 mm - Rouge

Ref C. : 2015103374 Taille L 30 mm - Vert

Dispositif médical de classe I

5,75€^{HT} **6,90€^{TTC}**



**TOP
VENTE**



Spéculums vaginaux

- Autres dimensions disponibles



Holtex

A- Spéculum de Collin - 30 mm - Longueur : 105 mm

Ref : 4061404630 29,67€^{HT} **35,60€^{TTC}**

B- Spéculum de Cusco - Pliant 30 mm - Longueur : 90 mm

Ref : 4061405630 22,08€^{HT} **26,50€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Pince Pozzi

- Utilisée en obstétrique pour fixer ou exercer une traction sur le col utérin
- Rigide et fiable
- À l'unité



Deva|Set

Ref C. : 2015103681 Droite - 24 cm 13,67€^{HT} **16,40€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Pince Museux

- Pince gynécologique
- À l'unité



Holtex

Ref : 4061220624 Droite - 24 cm 13,75€^{HT} **16,50€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Pince Foerster

- Utilisée en gynécologie obstétrique pour saisir et maintenir des tissus, des compresses etc ...
- Rigide et fiable
- À l'unité



Holtex

Ref : 4061243424 Droite - 24 cm 17,25€^{HT} **20,70€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Plateau aluminium

- À l'unité
- Coloris à préciser lors de votre commande

- Azur
- Bleu
- Doré
- Rouge
- Vert



Ref : 4001000201 20 x 10 cm

Dispositif médical de classe I

10,00€^{HT}

12,00€^{TTC}

Plateau inox

- À l'unité



Ref : 4001102012 20 x 13 x 2,5 cm

9,83€^{HT}

11,80€^{TTC}

Ref : 4001102813 28 x 18 x 3 cm

15,50€^{HT}

18,60€^{TTC}

Ref : 4001103021 30 x 21 x 4 cm

21,08€^{HT}

25,30€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Boîte aluminium grise

- À l'unité



Ref : 4071001773 17 x 7 x 3 cm

13,17€^{HT}

15,80€^{TTC}

Ref : 4071001893 18 x 9 x 3 cm

14,50€^{HT}

17,40€^{TTC}

Ref : 4071001103 21 x 10 x 3 cm

22,00€^{HT}

26,40€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Boîte aluminium couleur

- À l'unité
- Coloris à préciser lors de votre commande

- Azur
- Bleu
- Doré
- Rouge
- Vert



Ref : 4071001774 17 x 7 x 3 cm

20,08€^{HT}

24,10€^{TTC}

Ref : 4071051893 18 x 9 x 3 cm

22,08€^{HT}

26,50€^{TTC}

Ref : 4071052113 21 x 10 x 3 cm

24,08€^{HT}

28,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Boîte inox

- À l'unité



Ref : 4071018084 18 x 8 x 4 cm

14,08€^{HT}

16,90€^{TTC}

Ref : 4071020103 20 x 10 x 3 cm

18,33€^{HT}

22,00€^{TTC}

Ref : 4071020105 20 x 10 x 5 cm

23,92€^{HT}

28,70€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Cupule inox

- À l'unité



Ref : 4001015060 70 ml - Ø 60 mm

4,25€^{HT}

5,10€^{TTC}

Ref : 4001015080 180 ml - Ø 80 mm

Ref : 4001015100 300 ml - Ø 100 mm

Dispositif médical de classe I

Haricot plastique

- Réniforme
- Autoclavable
- À l'unité



Ref C. : 7021620024 25 cm

2,42€^{HT}

2,90€^{TTC}

Haricots jetables

- En fibre moulée
- Carton de 320



Ref : 7021620026

40,42€^{HT}

48,50€^{TTC}

Haricot inox

- À l'unité



Ref : 4001202124 21 x 11,5 x 4 cm

7,25€^{HT}

8,70€^{TTC}

Ref : 4001202544 25 x 13,5 x 4 cm

9,83€^{HT}

11,80€^{TTC}

Ref : 4001202814 30 x 14 x 4,5 cm

12,67€^{HT}

15,20€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Crachoir plastique

- En polyéthylène
- Avec couvercle
- Lot de 10



Ref : 7021634118

2,83€^{HT}

3,40€^{TTC}

Flacons pissettes

- Col de cygne en polyéthylène



Ref : 6101610025 250 ml

2,33€^{HT}

2,80€^{TTC}

Ref : 6101610050 500 ml

2,75€^{HT}

3,30€^{TTC}

Verre à pied

- En verre
- Gradués



Ref : 7021614012 125 ml

15,83€^{HT}

19,00€^{TTC}

Ref : 7021614025 250 ml

20,42€^{HT}

24,50€^{TTC}

Poire Enema

- Poire à lavement permettant un nettoyage / lavement par liquide de l'oreille, du nez, du rectum
- À l'unité



COMED®

Ref : 1042450385

Dispositif médical de classe I

10,33€^{HT}

12,40€^{TTC}

Écouvillons bois

- Bâtonnet en bois avec embout en coton pour prélèvement
- À usage unique
- Sachet de 100



COMED®

Ref : 1051025108

Dispositif médical de classe I


15 cm

0,83€^{HT}

1,00€^{TTC}

Marteau à réflexe

- À l'unité



DevaSet

Holtex

A- Vernon enfant - 20 cm

Ref : 4071506601

4,92€^{HT}

5,90€^{TTC}

B- Babinski adulte - 25 cm

Ref C. : 2015103385

6,25€^{HT}

7,50€^{TTC}

C- Buck avec aiguille et pinceau - 18,5 cm

Ref C. : 2015103673

7,83€^{HT}

9,40€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Rasoirs jetables

- À usage unique
- Non stériles
- Boîte de 100



COMED®

Ref : 1042912501

Ref : 1042912502

A- 1 lame

B- 2 lames

12,83€^{HT}

13,58€^{HT}

15,40€^{TTC}

16,30€^{TTC}

Tondeuse chirurgicale

- Tête pivotante unique : facilite la manipulation de la tondeuse sur les parties les plus difficiles d'accès du corps
- Autonomie : 160 minutes à pleine puissance

A- Tondeuse

Ref C. : 2015101119

107,50€^{HT}

129,00€^{TTC}

B- Chargeur

Ref C. : 2015100491

48,33€^{HT}

58,00€^{TTC}

C- Lame tondeuse tête pivotante à usage unique - Boîte de 50

Ref C. : 1054009660

245,83€^{HT}

295,00€^{TTC}

La tondeuse chirurgicale est un dispositif médical de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l'emballage (ou notice) avant toute utilisation. Distribué par 3M Healthcare, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex



A



B



C

solventum

Bistouris

- À usage unique, stériles
- Tailles disponibles : 10/11/12/15/23/24 (à préciser lors de votre commande)
- Boîte de 10



Ref C. : 2015100517

4,92€HT

5,90€TTC

Dispositif médical de classe IIa, CE 2460

Indispensable



Lames de bistouris

- À usage unique, stériles
- Tailles disponibles : 10/11/12/15 pour manche n°3, 20/23/24 pour manche n°4 (à préciser lors de votre commande)
- Boîte de 100



Ref C. : 2015100526

12,92€HT

15,50€TTC

Dispositif médical de classe IIa, CE 2460

Bistouris prémontés Swann-Morton

- Bistouri stérile à usage unique, avec lame en acier inoxydable de qualité supérieure, montée sur un manche de couleur bleue, gradué d'un côté
- Tailles disponibles : 10, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24 (à préciser lors de votre commande)
- Boîte de 10



Ref C. : 4085100501

5,92€HT

7,10€TTC

Dispositif médical de classe IIa, MDR 2017/745 CE 2797

Manches de bistouris Swann-Morton

- En acier inoxydable
- À l'unité



Swann-Morton®

Manche n°3, court, pour embout étroit

Ref C. : 4085100933

10,92€HT

13,10€TTC

Manche n°4, court, pour embout large

Ref C. : 4085100934

10,92€HT

13,10€TTC

Dispositif médical de classe I, MDR 2017/745 CE2797

Lames de bistouris Swann-Morton

- Stériles
- Acier carbone
- Boîte de 100

Lame à embout étroit n°10, 11, 12, 15 (à préciser lors de votre commande)

Ref C. : 4085100201

18,67€HT

22,40€TTC

Lame à embout large n°20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 (à préciser lors de votre commande)

Ref C. : 4085100206

18,67€HT

22,40€TTC

Dispositif médical de classe IIa, MDR 2017/745 CE 2797



Lames coupe-fils Swann-Morton

- Stériles
- À usage unique
- Boîte de 100

Taille 6,5 cm, modèle court en acier carbone

Ref C. : 4085100420

23,75€HT

28,50€TTC

Taille 11 cm, modèle long en acier inoxydable

Ref C. : 4085100421

36,17€HT

43,40€TTC

Dispositif médical de classe Is, MDR 2017/745 CE 2797



Swann-Morton®



Diagnostic & mesures

Tensiomètres 82-85

Stéthoscopes 86-88

Automesure 89

Pèse-personnes 90-93

Toises & mesures 94-95

ORL 96-100

Lampes, lunettes & loupes 101

Optométrie 102

Spirométrie 103

Audiométrie & moniteur fœtal 104

ECG 105-108

Tensiomètres

Tensiomètre manopaire Lian Nano

- Léger et robuste, il allie style et performance
- Boîtier et protège-manomètre en ABS
- Changement de brassards facilité grâce à une connectique pas de vis
- Livré avec brassard nylon noir adulte M
- Tailles brassards disponibles en option : XXS, XS, S, L, XL



62,50€^{HT} **75,00€^{TTC}**

Ref C. : 2015102809

Dispositif médical de classe Im



Tensiomètre anéroïde E-mega



- Grand cadran, Ø 63 mm
- Brassard adulte sans poche, désinfectable et lavable
- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée
- Boîtier en polycarbonate, très résistant !
- Poire et brassard sans latex
- Garantie : 5 ans

- Blanc
- Noir



Ref : 2023006301

71,00€^{HT} **85,20€^{TTC}**

Tensiomètre manopaire Lian Dessillons

- Tensiomètre fabriqué en France à Agen
- Solide grâce à son corps en aluminium, son boîtier en ABS et son verre incassable
- Ergonomique grâce à sa cuillère permettant une parfaite prise en main
- Disponible également avec 1 brassard CLINIC (décontaminable)
- Tailles de brassards disponibles SOFT CUFF et CLINIC : XXS, XS, S M, L XL

NOUVEAU



Ref : 2021550004

Dispositif médical de classe Im

86,67€^{HT} **104,00€^{TTC}**

Tensiomètre GAMMA G5

- Tensiomètre + brassard adulte
- Sans latex et antichoc
- Système de régulation de pression
- Valve d'échappement d'air
- Boîtier à double paroi en plastique résistant avec revêtement antidérapant, brassard monotube avec fermeture velcro, lavable
- Pièces détachées Heine, nous consulter

TOP VENTE



HEINE QUALITY



91,33€^{HT} **109,60€^{TTC}**

Ref C. : 2022009230



Tensiomètre GAMMA G7

- Tensiomètre + brassard adulte
- Sans latex et antichoc
- Système de régulation de pression
- Valve d'échappement d'air
- Dessus du boîtier en alliage d'aluminium et thermoplastique
- Cuillère réglable en alliage léger
- Brassard monotube avec fermeture velcro, lavable
- Pièces détachées Heine, nous consulter



HEINE QUALITY



136,00€^{HT} **163,20€^{TTC}**

Ref C. : 2022009232



1. À partir de

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Tensiomètre manopaire Mobi

- Brassard adulte
- Modèle ambidextre
- Connectique aimantée
- Poire ergonomique
- Valve de précision
- Résistant aux chocs
- Brassard en TPU, facilement lavable et désinfectable
- Tailles brassards disponibles en option : XS, XS, S, M, L, XL

Ref C. : 2015101732 ● Carbone
 Ref C. : 2015101735 ● Corail
 Ref C. : 2015101733 ● Myrtille
 Ref C. : 2015101734 ● Rose poudré 105,50€^{HT} **126,60€^{TTC}**¹

Dispositif médical de classe Im



3
ANS DE GARANTIE



Tensiomètre manopaire Lian Métal

- Brassard coton ou nylon
- Grand écran rotatif avec système ambidextre pour passer d'utilisateur droitier à gaucher
- Boîtier métallique avec protège-manomètre en mousse antichoc
- Changement de brassards facilité grâce à une connectique pas de vis
- Tailles brassards disponibles en option : XXS, XS, S, M, L, XL



Ref : 2021521317

Dispositif médical de classe Im

89,75€^{HT} **107,70€^{TTC}**¹

3
ANS DE GARANTIE

Tensiomètre manopaire Lian Classic

- Brassard nylon ou coton
- Boîtier métallique et protège-manomètre en mousse antichoc
- Changement de brassard rapide
- Tailles brassards (en coton) disponibles en option : XXS, XS, S, M, L, XL
- Double tubulure pour une montée en pression linéaire

- Gris
- Marine



Ref : 2021519011

Dispositif médical de classe Im

115,83€^{HT} **139,00€^{TTC}**¹

5
ANS DE GARANTIE

Tensiomètre manobrassard Vaquez-Laubry Nano

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc
- Support manomètre en croûte de cuir
- Tailles disponibles : S, M, L



Ref : 2021512210

Dispositif médical de classe Im

87,67€^{HT} **105,20€^{TTC}**¹

2
ANS DE GARANTIE

Tensiomètre manobrassard Vaquez-Laubry Classic

- Look vintage
- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Brassard en polycoton indéformable
- Boîtier en métal avec protège-manomètre en mousse antichoc
- Disponible en version fermeture velcro ou sangle
- Tailles disponibles : S, M, L

- Gris
- Marine
- Rouge



Ref : 2021518011

Dispositif médical de classe Im

128,17€^{HT} **153,80€^{TTC}**¹

5
ANS DE GARANTIE

1. À partir de

Tensiomètre GAMMA XXL

- Spécialement conçu pour les hôpitaux et les cabinets médicaux
- Grand cadran (Ø 130mm), tête orientable et inclinée pour une meilleure lisibilité
- Garantie : 10 ans



A- Modèle mural

Ref C. : 2022009311

175,00€^{HT} **210,00€^{TTC}**

B- Modèle adaptable sur pied à roulettes

Ref C. : 2022009313

349,92€^{HT} **419,90€^{TTC}**

Station de diagnostic NC3

- Station de diagnostic NC3 pour prise de mesures ponctuelles
- 2 ou 3 signes vitaux (PNI / SPO2 ou PNI / SPO2 + TEMP)
- Idéal pour l'ambulatorio et maison de santé
- Très simple d'utilisation
- 3 modes : adulte, pédiatrique et néonate
- Nombreux accessoires disponibles
- Livré avec 1 brassard, 1 capteur SPO2 et un thermomètre auriculaire



Moniteur NC3 PNI + SPO2+ TEMP

Ref : 2021546302

1 145,08€^{HT} **1 374,10€^{TTC}**

Dispositif médical de classe IIa



Tensiomètre électronique ri-champion® smartPRO

- Validé cliniquement, conçu pour des mesures fiables et rapides
- Respecte la norme EN1060-4, enquête clinique PNI
- Approuvé CE / FDA
- Offre des performances avancées avec des fonctions de diagnostic de rythme cardiaque irrégulier et moyen
- 200 mesures
- Grand écran rétroéclairé
- Livré avec 1 brassard adulte, tour de poignet W (24-43 cm)
- Existe en version avec connectivité Bluetooth



Ref : 2023091735

138,00€^{HT} **165,60€^{TTC}**



Tensiomètre électronique de bras 907

- Validation clinique pour la population générale
- Étudié pour les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers
- 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- Affichage systole, diastole et pouls
- Livré avec 1 brassard adulte
- Adaptable sur socle à roulettes, fixation murale ou potence



Ref : 2023595100

Dispositif médical IIa, CE0197

636,58€^{HT} **763,90€^{TTC}**

Station de diagnostic NC5

- Moniteur multi-paramètres adapté à tous les services des établissements hospitaliers et des cliniques
- Mesure : PNI et SpO2
- Double mode : contrôle ponctuel et surveillance
- Écran TFT tactile 8"
- Alarmes sonores et visuelles
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous les patients
- Livrée avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte
- Socle à roulette 100 % Made In France en option



Moniteur NC5 PNI + SPO2

Ref : 2021546303

1 145,83€^{HT} **1 375,00€^{TTC}**

Dispositif médical de classe IIa



Tensiomètre électronique RBP-100

- Moniteur PNI de qualité clinique
- Mode automatique, mode moyenne (3 mesures)
- Le mode manuel avec dégonflement automatique fournit des mesures cohérentes de la pression artérielle du patient et permet de vérifier les mesures automatiques sans retirer le brassard
- Mesures rapides (30-40 s)
- Panier de rangement au dos
- Livré avec un brassard adulte et un brassard adulte large
- Existe en version murale et sur pied mobile
- Garantie : 2 ans



Ref : 2023000100

412,00€^{HT} **494,40€^{TTC}**



Coup de cœur



Tensiomètre électronique de poignet

- Utilisable par un couple, avec 2 x 150 mémoires horodatées
- Affichage des valeurs diastole, systole, pouls, date et heure
- Indicateur de risque OMS, de fréquence cardiaque irrégulière et de positionnement du brassard
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Détection de batteries faibles
- Arrêt automatique

**TOP
VENTE**

EXCLU

capvital

Ref C. : 6105259089

Dispositif médical de classe IIa



23,25€^{HT}

27,90€^{TTC}

Tensiomètre électronique de bras

- Utilisable par un couple, avec 2 x 150 mémoires horodatées
- Affichage des valeurs diastole, systole, pouls, date et heure
- Indicateur de risque OMS, de fréquence cardiaque irrégulière et de positionnement du brassard
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Détection de batteries faibles
- Arrêt automatique
- Brassard : de 22 à 36 cm

EXCLU

capvital

Ref C. : 2015101658

Dispositif médical de classe IIa



27,42€^{HT}

32,90€^{TTC}

Tensiomètre électronique de poignet RS4

- Validation clinique pour la population générale
- Affichage des valeurs diastole, systole, pouls et heure
- Indicateur d'hypertension, de battements irréguliers et d'installation correcte
- Technologie Intellisense permettant d'ajuster automatiquement la pression de gonflage du brassard
- 60 mémoires
- Bracelet préformé (13,5 à 21,5 cm)

OMRON

Ref : 2035000034

Dispositif médical IIa, CE0197



73,75€^{HT}

88,50€^{TTC}

Tensiomètre électronique de bras M2

- Validé cliniquement pour la population générale
- Tensiomètre électronique bras nouvelle génération pour un usage à domicile
- Indicateur de battements irréguliers du coeur
- Affichage des valeurs diastole, systole, pouls
- Indicateur d'installation correcte
- Mémoires 30 mesures

OMRON

Ref : 2021521922

Dispositif médical IIa, CE0197



55,75€^{HT}

66,90€^{TTC}

Tensiomètre électronique de bras M3 confort

- Validation clinique pour femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie et population générale
- Pour adulte avec diamètre de bras de : 22 à 42 cm
- Indicateur d'hypertension, de battements irréguliers et d'installation correcte
- Détection des mouvements du corps
- Guide de positionnement du brassard
- 60 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs + mode invité

OMRON

Ref C. : 2015101940

Dispositif médical de classe IIa



67,92€^{HT}

81,50€^{TTC}

Tensiomètre électronique de bras M4 It

- Validation clinique pour personnes diabétiques, femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie et population générale
- Grâce à la technologie exclusive de son brassard Intelli Wrap et de son capteur à 360°, il est totalement automatique, et offre une mesure fiable de la tension quelle que soit la position du brassard autour du bras
- Application Omron Connect pour Iphone et Android
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs
- Livré avec 1 brassard préformé (22-42 cm)

OMRON

Ref : 2035009329

77,08€^{HT}

92,50€^{TTC}



Stéthoscopes

Stéthoscope pédiatrique Pulse II

- Pavillon simple en aluminium
- Membrane haute résolution avec bague anti-froid
- Nouveau design de lyre, plus ergonomique
- Tubulure simple, haute performance



Ref C. : 2015101833

Dispositif médical de classe I



Vert

40,42€^{HT}

48,50€^{TTC}



Stéthoscope nouveau-né Littmann® Classic II

- Double pavillon en acier inox avec membrane traditionnelle, simple tubulure, bague anti-froid, lyre orientée
- Garantie : 3 ans

- Bordeaux
- Framboise
- Noir



Ref : 2014206147

Dispositif médical de classe I



116,25€^{HT}

139,50€^{TTC}

Stéthoscope Pulse II simple pavillon

- Pavillon simple en aluminium
- Membrane haute résolution avec bague anti-froid
- Nouveau design de lyre, plus ergonomique
- Tubulure simple, haute performance

Ref C. : 2015101831

Ref C. : 2015101830

Ref C. : 2015101829

Ref C. : 2015101832

Dispositif médical de classe I

• Carbone

• Corail

• Myrtille

• Rose poudré


35,75€^{HT}

42,90€^{TTC}



Embouts auriculaires en silicone

Pavillon léger en aluminium



Stéthoscope Laubry

- Pour la prise de tension et l'auscultation générale
- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac
- Membrane haute résolution
- Récepteur profilé
- Lyre en laiton légère
- Tubulure ultra performante
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

- Marine
- Noir
- Rouge



Ref C. : 2010507300

Dispositif médical de classe I



49,92€^{HT}

59,90€^{TTC}



Stéthoscope GAMMA

- Nouveau design ergonomique avec lyre inclinée et nouvelles olives
- Excellentes performances acoustiques et une transmission des sons optimale
- Tubulure sans latex, lyre en finition chromée



(A)



(B)



HEINE QUALITY

Ref C. : 2012099942

Ref C. : 2012099941

Dispositif médical de classe I

B- 3.2 double pavillon

A- 3.1 simple pavillon

68,08€^{HT}

52,08€^{HT}

81,70€^{TTC}

62,50€^{TTC}

Stéthoscope Pulse II double pavillon

- Pavillon double en aluminium
- Membrane haute résolution avec bague anti-froid
- Nouveau design de lyre, plus ergonomique
- Tubulure simple, haute performance



Ref C. : 2015101836 ● Carbone
 Ref C. : 2015101835 ● Corail
 Ref C. : 2015101834 ● Myrtille
 Ref C. : 2015101837 ● Rose poudré

Dispositif médical de classe I



44,08€^{HT}

52,90€^{TTC}

3
ANS DE GARANTIE

Stéthoscope Littmann® Lightweight II SE

- Double pavillon, membrane double fréquence
- Cloche décalée pour faciliter la prise de tension
- Garantie : 2 ans

- Bleu caraïbes
- Bleu ciel
- Bordeaux
- Noir
- Rose



Ref : 2014206167

Dispositif médical de classe I

**SPÉCIAL
INFIRMIÈRE**



74,08€^{HT}

88,90€^{TTC}



Stéthoscope Magister II

- La référence pour la médecine générale
- Double pavillon en acier inoxydable
- Membrane flottante haute résolution, multi-fréquence
- Nouveau design de lyre ergonomique



**TOP
VENTE**

Ref C. : 2015101826 ● Silver
 Ref C. : 2015101828 ● Black
 Ref C. : 2015103476 ● Corail
 Ref C. : 2015103477 ● Myrtille

Dispositif médical de classe I



76,58€^{HT}

91,90€^{TTC}

5
ANS DE GARANTIE

Stéthoscope Littmann® Classic III™

- Double pavillon
- Membrane double fréquence en une seule pièce
- Simple tubulure
- Longueur : 69 cm
- Garantie : 5 ans

- Bleu caraïbes
- Bleu ciel
- Bleu marine
- Bordeaux
- Noir
- Prune
- Rose



Ref : 2014206104

Dispositif médical de classe I



130,42€^{HT}

156,50€^{TTC}

Stéthoscope Cardioprestige II

- Doté de la technologie «acoustique premium», c'est le plus performant, convient pour les cardiologues
- Double pavillon adulte et pédiatrique en acier inoxydable
- Une acoustique d'exception avec sa membrane flottante haute résolution multifréquences
- Tubulure oversize
- Nouveau design de lyre ergonomique



Ref C. : 2015103479

Dispositif médical de classe I



145,83€^{HT}

175,00€^{TTC}

7
ANS DE GARANTIE

Stéthoscope Littmann® Cardiology IV

- Membrane double fréquence
- Tubulure double conduit
- Bague anti-froid
- Garantie : 7 ans

- Bleu marine
- Noir



Ref : 2014206197

Dispositif médical de classe I



288,25€^{HT}

345,90€^{TTC}

Stéthoscopes

Stéthoscope Magister

- Pour l'auscultation générale et spécialisée
- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double fréquence
- Lyre en acier inoxydable
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Ref : 2010507200

Dispositif médical de classe I

60,00€^{HT}

72,00€^{TTC}



- Gris alisé
- Marine
- Noir
- Orange
- Rose bougainvillier
- Rouge
- Vert lagon



Stéthoscope aluminium Duplex 2.0



- Excellente acoustique
- Double pavillon à fraisage de précision
- Lyre anatomique avec ressort multiple intégré pour le réglage de la pression d'appui
- Embouts extra-doux interchangeables
- Livré avec 1 paire d'embouts de rechange, une membrane de rechange et un badge
- Sans latex
- Existe en version acier
- Garantie : 2 ans



- Blanc
- Bleu
- Noir
- Rouge
- Vert



Ref : 2015007062

Dispositif médical de classe I

58,00€^{HT}

69,60€^{TTC}

Stéthoscope Littmann® Master Cardiology

- Membrane double fréquence
- Tubulure double conduit
- Pavillon monobloc en acier poli main
- Garantie : 7 ans

- Bleu marine
- Bordeaux
- Noir
- Prune



LE PLUS PERFORMANT



Ref : 2014206062


Dispositif médical de classe I

287,50€^{HT}

345,00€^{TTC}

Stéthoscope Magister Néonate & Pédiatrique

- Double pavillon dédié à l'auscultation des nouveau-nés et des enfants
- Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences
- Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables



Ref : 2010507219 A- Magister Néonate

Ref : 2010507210 B- Magister pédiatrique

Dispositif médical de classe I

65,00€^{HT}

78,00€^{TTC}

Stéthoscope numérique connecté ri-Sonic



- Se branche directement sur une plateforme mobile, un PC ou une tablette
- Constitué d'un pavillon qui comprend un amplificateur intégré, un convertisseur analogique/numérique, un encodeur et une interface USB
- Sans boutons ni cadrans
- Aucune pile nécessaire
- Sans latex
- Garantie : 2 ans



Ref : 2016004301

Dispositif médical de classe I

769,00€^{HT}

922,80€^{TTC}

Thermomètre au Gallium

- Écologique et sans risque car sans mercure
- Facile à lire avec la lentille grossissante
- Plage de mesure : de 35 à 42°C
- Facile à remettre à zéro avec dispositif ergonomique
- Livré avec étui

SANS MERCURE



COMED

Ref C. : 2015103731

9,92€^{HT}

11,90€^{TTC}

Thermomètre auriculaire Tempo Ear Pro

- Thermomètre infrarouge destiné aux professionnels de santé
- Temps de mesure : moins de 3 secondes
- Fonction de stabilité de la sonde lors de la prise de température
- Plage de température auriculaire : 32,0 °C à 43 °C
- Mémoires de 30 dernières mesures horodatées
- Mise en veille automatique
- Alimentation par 2 piles AA

Spengler

NOUVEAU



Tempo Ear Pro

Ref C. : 2015103976

109,92€^{HT}

131,90€^{TTC}

Couvre sonde - Boîte de 800

Ref C. : 2015103977

42,50€^{HT}

51,00€^{TTC}

Thermomètre Thermoscan Pro 6000

- Léger et fiable
- Technologie ExacTemp : permet de contrôler automatiquement le bon positionnement de la sonde afin d'obtenir les résultats les plus précis
- Affichage de la dernière prise de température
- Mémoire : affichage de la prise de température la plus récente possible
- Compteur de pouls de 60 secondes
- Écran rétroéclairé à cristaux liquides

Welch Allyn



Ref : 3093260019

227,92€^{HT}

273,50€^{TTC}

Couvre sonde - Boîte de 800

Ref : 3093260021

61,25€^{HT}

73,50€^{TTC}

Coup de cœur



Thermomètre infrarouge

- Temps de mesure inférieur à 1 seconde
- Plage d'affichage : de 32°C à 43°C
- Mémoire des 30 dernières mesures
- Écran LCD
- Indicateur de batterie faible
- Arrêt automatique

EXCLU



TOP VENTE

capvital

Ref C. : 3109500703

24,92€^{HT}

29,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIa

Thermomètre infrarouge Ri-thermo sensioPRO

Fabriqué en Allemagne

- Mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes
- Infrarouge et sans contact pour prévenir la contamination croisée
- Mesures de température frontale calibrées sur la base des températures buccales
- Rappel de mémoire : stockage de 30 mesures
- Écran LED rétro-éclairé
- 3000 mesures sur un jeu de piles
- Existe en version avec connectivité Bluetooth



Riester

Ref : 3093101840

225,00€^{HT}

270,00€^{TTC}

Lecteur et bandelettes urinaires Mission



Lecteur de bandelette urinaire

Ref : 3099108120

832,50€^{HT}

999,00€^{TTC}

8 paramètres : leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité, corps cétoniques, glucose - Boîte de 50

Ref C. : 2015102070

17,42€^{HT}

20,90€^{TTC}

10 paramètres : urobilinogène, glucose, bilirubine, corps cétoniques, densité, sang, pH, protéines, nitrites, leucocytes - Boîte de 50

Ref C. : 2015102069

24,08€^{HT}

28,90€^{TTC}

Pèse-personnes

Pèse-personne mécanique Ambition

- De type cabinet médical, avec un plateau large et robuste avec tapis antidérapant
- Graduation : 1 kg



180 kg



COMED®

Ref : 8054561546

35,75€^{HT} **42,90€^{TTC}**

Pèse-personne mécanique type docteur Max

- Pèse-personne mécanique fiable et robuste style docteur
- Grand plateau avec grands chiffres pour une meilleure lisibilité
- Surface recouverte d'un tapis pour plus de confort
- Précision : 500 g



200 kg



Hæpi

Ref C. : 2015103531

49,92€^{HT} **59,90€^{TTC}**

Pèse-personne mécanique seca Viva 750

- Graduation : 1 kg
- Non homologué pour un usage médical
- Garantie : 3 ans



150 kg

- Blanc
- Noir



seca

Ref : 8059000750

120,83€^{HT} **145,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage

Pèse-personne mécanique type docteur Léo

- Pèse-personne mécanique fiable et robuste style docteur
- Grand plateau avec grands chiffres pour une meilleure lisibilité
- Surface recouverte d'un tapis pour plus de confort
- Précision : 500 g



150 kg



Hæpi

Ref C. : 2015103440

41,63€^{HT} **49,95€^{TTC}**

Pèse-personne électronique seca Robusta 813

- Très grande capacité
- Graduation : 100 g
- Non homologué pour un usage médical
- Garantie : 2 ans



200 kg

seca

Version standard

Ref : 8059000813

Version Bluetooth

- Interface Bluetooth pour la transmission du poids mesuré
- Compatible avec Google Fit et Apple Health pour un suivi facile des variations de poids

Ref : 8059221009

Hors frais d'étalonnage



112,50€^{HT} **135,00€^{TTC}**

145,83€^{HT} **175,00€^{TTC}**

Pèse-personne mécanique seca 761

- Graduation : 1 kg
- La vitre et le cercle blanc sont fabriqués en matière plastique de haute résistance
- Garantie : 3 ans



150 kg



seca

Ref : 8059000761

274,17€^{HT} **329,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III - Approuvé usage médical

Pèse-personne plat électronique seca 878 dr

- Double affichage
- Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Garantie : 2 ans



200 kg



Ref : 8059000878

387,50€^{HT} **465,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III



seca

Pèse-personne plat électronique seca 877

- Plat, léger, affichage intégré
- Pour une utilisation mobile
- Fonctions : TARE-mère, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Garantie : 2 ans



200 kg

seca



Ref : 8059000877

465,83€^{HT} **559,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Pèse-personne plat électronique seca 899

- Module d'affichage séparé
- Inclinaisons multiples pour un confort d'utilisation
- Grands chiffres LCD de 20 mm pour une lecture facile
- Fonctions : BMI, TARE, HOLD, extinction automatique
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Garantie : 2 ans



200 kg

seca



Ref : 8059000899

515,83€^{HT} **619,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Pèse-personne électronique de grande capacité seca 635

- Grande plateforme facilement accessible et dotée d'un revêtement antidérapant
- Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
- Garantie : 2 ans



300 kg

Ref : 8059000635

1 032,50€^{HT} **1 239,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III



seca

Plateformes et fauteuils de pesée

Plateforme de pesée électronique seca 675

- Affichage séparé
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
- Rampe fournie avec la balance pour permettre aux fauteuils roulants d'y accéder
- Option : statif pour module d'affichage seca 472, deuxième rampe d'accès
- Garantie : 2 ans



300 kg

Ref : 8059000675

1 958,33€^{HT}

2 350,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Plateforme de pesée électronique pour fauteuils roulants seca 677

- Main courante pour une mesure en toute sécurité et roulettes de transport
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
- Garantie : 2 ans



300 kg



Ref : 8059021094

2 595,83€^{HT}

3 115,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Fauteuil de pesée électronique seca 956

- Idéal pour les maisons de retraite et EHPAD
- Fonctionne sur piles
- Graduation : 100 g
- Garantie : 2 ans



200 kg

**QUALITÉ
PRIX!**



seca

Ref : 8059000956

1 282,50€^{HT}

1 539,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III



seca



seca

Fauteuil de pesée électronique seca 959

- Pour la pesée en position assise
- Fonctionne sur batterie et secteur
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique
- Graduation : 50g < 150 kg > 100g < 250 kg > 200g
- Garantie : 2 ans



300 kg



seca

Ref : 8059021929

1 965,83€^{HT}

2 359,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Pèse-bébé électronique seca 384

- 2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants
- Capacité élevée et double fonction
- Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, changement de sensibilité, extinction automatique
- Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059000384

462,50€^{HT} **555,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Pèse-bébé électronique seca 336

- Peu encombrant et facilement transportable grâce à sa poignée de transport
- Plateau incurvé soit plus grand et confortable
- Ne pèse que 3,7 kg
- Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique
- Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059070336

799,17€^{HT} **959,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Pèse-bébé électronique seca 376

- Plateau particulièrement spacieux et ergonomique avec bords élevés pour une pesée confortable et sécurisée
- Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique
- Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Toise seca 233 en option
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059000376

1 004,17€^{HT} **1 205,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Pèse-bébé électronique seca 757

- Design et confort optimal avec son plateau concave agréable au toucher
- Système d'amortissement optimisé
- Fonctions : TARE, HOLD, Auto-HOLD, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique
- Graduation : 2 g < 5 kg > 5 g
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059000757

1 424,17€^{HT} **1 709,00€^{TTC}**

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III

Microtoise ruban

- Pratique et peu encombrante
- Fixation murale
- Plage de mesure : 220 cm
- Graduation : 1 mm



Ref C. : 8054444400

9,58€^{HT}

11,50€^{TTC}

Toise mobile seca 213

- Montage facile et rapide sans fixation murale
- Pratique et maniable pour le transport
- Plage de mesure de 20 à 205 cm
- Graduation : 1 mm
- Option : sacoche de transport seca 412
- Garantie : 2 ans



Stadiomètre standard

Ref : 8059000213

179,17€^{HT}

215,00€^{TTC}

Stadiomètre avec niveau intégré pour une mesure précise de la taille

Ref : 8059025213

231,00€^{HT}

277,20€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage



Toise mécanique seca 216

- Pour enfants et adultes : la plage de mesure requise peut-être adaptée à la taille
- Plage de mesure : max 138 cm, variable de 3,5 à 230 cm
- Graduation : 1 mm
- Garantie : 2 ans



Ref : 8059002160

140,83€^{HT}

169,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage



Toise télescopique mécanique seca 222

- En aluminium, idéale pour la désinfection
- Avec butée de talon
- Plage de mesure de 6 à 230 cm
- Graduation : 1 mm
- Garantie : 2 ans



Ref : 8059000222

179,17€^{HT}

215,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage



Station de mesure électronique seca 285

- Pour la détermination du poids et de la taille en une seule opération
- Fonctions : Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, SEND
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Garantie : 2 ans



Ref : 8059000285

1 729,17€^{HT}

2 075,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III



Station de mesure électronique à ultrasons seca 287

- Pour la détermination de la taille et du poids par ultrasons, avec assistance vocale
- Fonctions : Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, SEND
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Garantie : 2 ans



Ref : 8059000287

2 204,17€^{HT}

2 645,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage - Dispositif médical de classe III



Toise matelas seca 210

- Rangement pratique dans un tiroir
- Pour nourrissons et enfants en bas âge
- Plage de mesure de 10 à 99 cm
- Graduation : 5 mm
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059002100

79,17€^{HT}

95,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage

Toise pliable seca 417

- Pliable, pour un rangement sans encombrement
- Légère et stable, pour une utilisation mobile
- Plage de mesure de 10 à 100 cm
- Graduation : 1 mm
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059000417

174,17€^{HT}

209,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage

Toise pour bébé seca 207

- Montage mural possible
- Curseurs extra-larges
- Plage de mesure de 0 à 99 cm
- Graduation : 1 mm
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059002070

115,83€^{HT}

139,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage

Ruban ergonomique de mesure périmétrique seca 201

- Extensible, pour la mesure du périmètre corporel
- Plage de mesure de 0 à 205 cm
- Graduation : 1 mm
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059000201


10,75€^{HT}

12,90€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage

Ruban de mesure périmétrique seca 212

- Pour la mesure du périmètre crânien des nourrissons et des enfants en bas âge
- Ce ruban en matériau inextensible à double graduation permet de déterminer aussi bien le périmètre crânien (face avant) que la symétrie faciale (face arrière du ruban)
- Plage de mesure de 3 à 59 cm
- Graduation : 1 mm
- Boîte de 15
- Garantie : 2 ans



seca

Ref : 8059002120

45,83€^{HT}

55,00€^{TTC}

Hors frais d'étalonnage

Pince à plis cutanés

- Mesure le pourcentage de tissu adipeux sous-cutané
- Méthode de Jackson et Pollock
- Lecture digitale
- Pile fournie (1x CR2032)



COMED

Ref : 3189444480

18,75€^{HT}

22,50€^{TTC}

Goniomètre plastique

- Mesure les angles du corps humain sur une radiographie
- En matière plastique acrylique transparent



COMED

Ref : 3189490010

8,25€^{HT}

9,90€^{TTC}

Otoscope Pocket LED

- Seul otoscope résistant aux chutes grâce à sa coque renforcée et ses bumpers
- Technologie ampoule SureColour : permet de voir la couleur réelle
- Durée de vie des LED : 20000 heures
- Éclairage par fibres optiques
- Grossissement x 2,5
- Éclairage : 3 lumens
- Jeu de 4 spéculums souples

- Blanc
- Bleu
- Mauve
- Noir

WelchAllyn

NOUVEAU



Ref : 2042025115

81,67€HT

98,00€TTC

Dispositif médical de classe I

Otoscope Smartled by Luxamed

Fabriquée en Allemagne

- Éclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques)
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures
- Éclairement lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Inclus 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5 mm et 10 de 4 mm



Spengler

NOUVEAU

Ref C. : 2015103967 Edition Bronze

Ref C. : 2015103968 Edition Myrtille

93,92€HT

112,70€TTC

Dispositif médical de classe I

Otoscope Luxascope Auris LED 2,5 V

- Éclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques)
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures
- Éclairement lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Inclus 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5 mm et 10 de 4 mm



Fabriquée en Allemagne

NOUVEAU

Spengler

Ref C. : 2015103969 Noir

Ref C. : 2015103970 Bleu

77,79€HT

93,35€TTC

Dispositif médical de classe I

Otoscope Luxascope Auris CCT LED 2,5 V

- Éclairage : Anneau LED avec 2 x 4 LED (concentriques)
- Longue pression sur l'interrupteur permettant de changer la lumière de blanc chaud à blanc froid
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Inclus 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5 mm et 10 de 4 mm



Fabriquée en Allemagne

NOUVEAU

Spengler

Ref C. : 2015103971

106,00€HT

127,20€TTC

Dispositif médical de classe I

Otoscope Mini 3000® LED

- Avec éclairage LED, sur poignée à piles Mini 3000
- Grossissement x 3
- Technologie LEDHQ
- Indice de rendu des couleurs : 92/100
- Température de couleur : 4000 °K
- Puissance : 100 000 lux

5 ANS DE GARANTIE



HEINE

HEINE QUALITY

LEDHQ
LED NOW IN HEINE QUALITY

Avec 10 spéculums à usage unique : 5 de Ø 2,5 et 5 de Ø 4 mm

Ref C. : 2015103896

126,67€HT

152,00€TTC

Avec 4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage unique dans chaque Ø 2,5 et 4 mm

Ref C. : 2015103915

150,83€HT

181,00€TTC

Otoscope Mini 3000® FO LED

- Avec éclairage à fibres optiques, sur poignée Mini 3000
- Grossissement x 3
- Technologie LEDHQ
- Indice de rendu des couleurs : 92/100
- Température de couleur : 4000 °K
- Puissance : 100 000 lux
- Existe en version rechargeable

5 ANS DE GARANTIE



HEINE

HEINE QUALITY

LEDHQ
LED NOW IN HEINE QUALITY

Avec 10 spéculums à usage unique : 5 de Ø 2,5 et 5 de Ø 4 mm

Ref C. : 2042870110

209,67€HT

251,60€TTC

Avec 4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage unique dans chaque Ø 2,5 et 4 mm

Ref C. : 2042870120

230,50€HT

276,60€TTC

Otoscope Comedlight Fibres Optiques

- Livré avec :
 - 1 pochette,
 - 1 ampoule xénon 37,
 - 5 spéculums gris 2,5 mm,
 - 5 spéculums gris 4 mm



Ref C. : 2015100432 Bleu

Ref C. : 2015100433 Noir

Dispositif médical de classe I



54,08€^{HT}

64,90€^{TTC}

Otoscope E-Scope FO



- Grossissement x 3 avec loupe pivotante
- Compatible avec des spéculums auriculaires d'autres fabricants
- Livré en coffret avec fermeture de sécurité
- Existe en version LED 3,5 V
- Garantie : 2 ans

○ Blanc

● Noir



Ref : 2042125003

147,00€^{HT}

176,40€^{TTC}



Otoscope Macroview Fibre Optique

- Vue complète de la membrane tympanique
- Meilleure clarté et meilleure définition des repères
- Système de sécurité assurant le maintien du spéculum sur l'otoscope, système d'éjection contrôlée du spéculum
- Ampoule LED en option
- Poignée à piles 3,5 V
- Livré avec une ampoule halogène

NOUVEAU



382,50€^{HT}

459,00€^{TTC}



Ref : 2042025056

Dispositif médical de classe I

Trousse otoscope Mini 3000® LED

- Contient : 1 otoscope Mini 3000 avec technologie LED, 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique : 5 de Ø 2,5 et 5 de Ø 4 mm, dans un étui rigide

NOUVEAU

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



Ref C. : 2015103916

176,67€^{HT}

212,00€^{TTC}

Trousse otoscope Mini 3000® FO LED

- Contient : 1 otoscope Mini 3000, 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique : 5 de Ø 2,5 et 5 de Ø 4 mm, dans un étui rigide



Ref C. : 2042520021

245,25€^{HT}

294,30€^{TTC}

Otoscope Beta 400 FO LED

- Otoscope sur poignée rechargeable USB
- Grossissement x 4,2
- Pas de changement d'ampoule
- Excellent rendu des couleurs et plus de luminosité
- Indice de rendu des couleurs : 92/100
- Puissance : 380 000 lux
- Température de couleur : 3500 °K



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



Ref C. : 2015101038

691,67€^{HT}

830,00€^{TTC}

Poignée otoscope Mini 3000®

- Adaptable sur tête Mini 3000 LED
- Utilisable sur tous les instruments de la gamme Mini 3000



Ref C. : 2042179021

42,17€^{HT}

50,60€^{TTC}

Tête otoscope Mini 3000® LED

- Adaptable sur poignée Mini 3000
- Images très nettes, réflexion minimale
- Grossissement x 3
- Rendu fidèle des couleurs
- Éclairage uniforme et particulièrement lumineux grâce à la LEDHQ

NOUVEAU



LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Ref C. : 2015103917

91,67€^{HT}

110,00€^{TTC}

Étui souple otoscope Mini 3000®

- Pour otoscope MINI 3000 et MINI 3000 FO



Ref C. : 2092861000

7,75€HT

9,30€TTC

Spéculums auriculaires réutilisables

- En sanalon S, pour otoscopes de diagnostic
- Surface lisse
- Réutilisables
- Jeu de 4 spéculums (Ø 2,4 - 3 - 4 - 5 mm)



Ref C. : 2042011111

19,67€HT

23,60€TTC

Indispensable



Abaisse-langue bois



(A)

(B)



B- Adulte - Boîte de 100

Ref C. : 2015103908

2,08€HT

2,50€TTC

A- Enfant - Boîte de 250

Ref C. : 2015103909

3,75€HT

4,50€TTC

Dispositif médical de classe I

Spéculums auriculaires à usage unique

- Universels
- À usage unique
- Boîte de 250



(A)

(B)



A- Enfant Ø 2,5 mm

Ref C. : 2042470025

5,96€HT

7,15€TTC

B- Adulte Ø 4 mm

Ref C. : 2042470040

5,96€HT

7,15€TTC

Dispositif médical de classe I

Dermatoscope Luxascope Oculus 2,5 V

- Éclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques)
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible x 10 avec une image sans distorsion
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures
- Éclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- 2 piles alcalines AAA incluses



NOUVEAU



Ref C. : 2015103972 Avec graduation

221,00€HT

265,20€TTC

Dispositif médical de classe I

Dermatoscope Mini 3000® LED

- Technologie LEDHQ
- Indice de rendu des couleurs : 92/100
- Température de couleur : 4000 °K
- Puissance : 100 000 lux
- Grossissement x 10
- Livré avec :
 - embout de contact,
 - poignée à piles MINI 3000



NOUVEAU



HEINE QUALITY

LEDHQ
LED NOW IN HEINE QUALITY

Ref C. : 2082878107

411,92€HT

494,30€TTC

Dermatoscope Ri-Derma

- Pour le dépistage des mélanomes malins
- Lampe Xénon 2,5 V
- Choix de 2 embouts cutanés stérilisables : avec ou sans graduation
- Fermeture à baïonnette
- Livré en coffret avec fermeture de sécurité
- Livré avec 1 lampe de remplacement
- Existe en version lampe LED 3,7 V
- Garantie : 5 ans



Riester

Ref : 2083352501

516,00€^{HT}

619,20€^{TTC}

Dermatoscope DELTAone Standard Edition

- Embout de contact avec graduation
- Grossissement x 10
- 3 niveaux d'intensités lumineuses
- Éclairage exceptionnel grâce aux LEDHQ et polarisé à un mode d'éclairage non polarisé (et inversement) sur simple pression de bouton

LEDHQ
LED NOW IN HEINE QUALITY



(A)



(B)

A- DELTAone Standard Edition

Ref C. : 2015102887

1 216,92€^{HT}

1 460,30€^{TTC}

B- Adaptateur photo smartphone DELTAone

Ref C. : 2015103918

120,83€^{HT}

145,00€^{TTC}

Ophtalmoscope Luxascope Oculus 3,7 V

- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D ($\pm 1 2 3 4 6 8 10 15 20$ D)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demilune et réticule
- Éclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Alimentation électrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V incluse
- Inclus chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)



Ref C. : 2015103973

194,00€^{HT}

232,80€^{TTC}



NOUVEAU

Dispositif médical de classe I

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Dermatoscope Illuco IDS 1100

- Plaque de contact pour une visualisation optimale
- Polarisation croisée et parallèle pour une meilleure visibilité
- 32 LED blanches pour un éclairage brillant et uniforme
- Ouverture de 25 mm pour un champ de vision élargie
- Compatible avec les appareils photo et les smartphones
- Grossissement x 10 pour une analyse approfondie
- Batterie lithium-ion rechargeable de 1150 mAh/3,7 V
- Bouton de basculement de polarisation

NOUVEAU

ILLUCO

Ref : 2082025112

783,33€^{HT}

940,00€^{TTC}



Dermatoscope DELTA 20T

- L'optique achromatique fournit des images haute résolution
- Grossissement x 10, quelle que soit votre distance de travail
- La fonction Toggle permet de passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé sur simple pression de bouton
- Éclairage exceptionnel LEDHQ avec vision sans reflet



HEINE QUALITY
LED NOW IN HEINE QUALITY

Ref C. : 2015103277

1 555,08€^{HT}

1 866,10€^{TTC}

Ophtalmoscope Mini 3000® LED

- Réunit fiabilité et robustesse
- Sur poignée à piles mini 3000
- Éclairage LEDHQ (durée de vie 50 000 heures)
- Température de couleur : 4000 °K
- Indice de rendu des couleurs : 92/100
- 5 diaphragmes différents (y compris le filtre vert)
- Optique de haute qualité avec mise au point de l'optique
- Système de verrouillage par rotation



HEINE QUALITY
LED NOW IN HEINE QUALITY

Ref C. : 2042871120

274,08€^{HT}

328,90€^{TTC}



LEDHQ
LED NOW IN HEINE QUALITY

Manche de laryngoscope F.O. 2,5 V LED



- Technologie LED
- Manche en acier inoxydable
- Surface plane, rainures horizontales pour une meilleure hygiène et une meilleure prise en main
- Habitable de lampe en métal
- Changement de la lampe facile et rapide
- Autoclavable jusqu'à 134° (sans la lampe ni les batteries)
- Manche conforme au norme ISO 7376 (standard écoresponsable)

NOUVEAU



Ref C. : 2015103978

119,00€^{HT} **142,80€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Manche de laryngoscope FO LED

- Poignée de laryngoscope à piles avec éclairage LED
- Fonction « alerte de charge » unique en son genre : affichage visuel du niveau de charge faible par une diminution de l'éclairage



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY

Ref C. : 2092822860

295,08€^{HT} **354,10€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Lame Macintosh F.O. pour fibre optique remplaçable



- Lame pour fibre optique remplaçable
- Conçue en acier inoxydable
- 5 500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Éclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Éclairement d'environ 10 500 Lux pour 3.7V LED
- Éclairement d'environ 4 500 Lux pour 2.5V Xenon
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)

NOUVEAU



Ref C. : 2015103979 Mac 0

Ref C. : 2015103980 Mac 1

Ref C. : 2015103981 Mac 2

Ref C. : 2015103982 Mac 3

Ref C. : 2015103983 Mac 4

Ref C. : 2015103984 Mac 5

55,00€^{HT} **66,00€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Lames laryngoscope Classic+ FO Macintosh®

- Lames en acier inoxydable faciles à nettoyer et à stériliser
- Large faisceau de fibre optique, éclairage Xénon blanc lumineux
- S'adaptent sur toutes les poignées FO (bague verte)
- À l'unité



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Ref C. : 2092022100 Mac 0

Ref C. : 2092022101 Mac 1

Ref C. : 2092022103 Mac 3

Ref C. : 2092022143 Mac 3 M

Ref C. : 2092022104 Mac 4

Ref C. : 2092022105 Mac 5

194,17€^{HT} **233,00€^{TTC}**

194,17€^{HT} **233,00€^{TTC}**

194,17€^{HT} **233,00€^{TTC}**

194,17€^{HT} **233,00€^{TTC}**

200,83€^{HT} **241,00€^{TTC}**

219,75€^{HT} **263,70€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Lampe stylo LED Penled

- LED permettant un éclairage puissant et bien conscrit pour l'illumination et plus particulièrement pour les illuminations buccales
- Lumière blanche
- Bouton presseur d'allumage

- Argent
- Bleu
- Orange



Ref : 2062467145

6,25€^{HT}

7,50€^{TTC}

Lampe stylo Penlight LED

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures
- Intensité lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Température de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- 2 piles alcalines AAA incluses

NOUVEAU



Ref C. : 2015103974 Noir

Ref C. : 2015103975 Bleu

8,96€^{HT}

10,75€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Lampe à clip Mini 3000[®] LED

- Lampe d'examen robuste et de longue durée de vie, dans un format de poche compact
- Lumière brillante et concentrée avec la LEDHQ unique
- Examen des yeux en toute sécurité avec test photobiologique
- Port confortable et ergonomique
- Couleurs naturelles et durée de vie quasi illimitée de la LEDHQ
- Extinction automatique dans la poche
- 20 000 cycles d'allumage/extinction garantis

Ref C. : 2015103914

65,00€^{HT}

78,00€^{TTC}



NOUVEAU



LEDHQ
LED NOW IN HEINE QUALITY

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Lunette loupe frontale

- Permet d'avoir une visibilité supplémentaire et de réaliser un diagnostic médical plus précis
- Bande auto-agrippante
- Grossissement variable de 1,8 à 4,8
- Dimensions : 18,5 x 16 x 6 cm
- Existe en version avec éclairage



Ref : 2083293005

27,42€^{HT}

32,90€^{TTC}

Loupes binoculaires HR 2,5x / 340 mm

- Ce kit vous permettra de rééquiper votre lampe frontale ML4 LED head light avec des loupes binoculaires HR
- Images claires et précises
- Flexibilité pour un ajustement précis
- Confortable et très légère
- Distance de travail : 340 mm



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



Ref C. : 2015103276

1 259,00€^{HT}

1 510,80€^{TTC}

Optométrie à main



COMED®

A- Cache-oeils face main

Ref : 3059080200

10,75€^{HT}

12,90€^{TTC}

B- Cache-oeils cuillère

Ref : 3059080100

16,50€^{HT}

19,80€^{TTC}

C- Echelle optométrique PARINAUD - Test pour lettrés RV

Ref : 3059050000

29,92€^{HT}

35,90€^{TTC}

D- Echelle optométrique PARINAUD - Test pour illettrés RV

Ref : 3059050100

29,92€^{HT}

35,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I



Échelles optométriques murales



COMED®

A- Mononoyer lecture directe 3 m

Ref : 3059010300

15,75€^{HT}

18,90€^{TTC}

B- Mononoyer lecture directe 5 m

Ref : 3059010500

15,75€^{HT}

18,90€^{TTC}

C- Pour enfants lecture directe 5 m

Ref : 3059020500

15,75€^{HT}

18,90€^{TTC}

D- d'Armaignac Test pour illettrés lecture directe 5 m

Ref : 3059040500

15,75€^{HT}

18,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Album test d'Ishihara

- Permet le dépistage de différents types de daltonisme
- Édition complète : 38 planches



COMED®

Ref : 3059060000

391,67€^{HT}

470,00€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Débitmètre de pointe Peak-Flow

- Mesure le Débit Expiratoire de Pointe (DEP) en toute simplicité
- Plage de mesure : 50-800 L/min
- Marqueur de zone réglable (vert-jaune-rouge)



COMED®

Ref : 3072301001

Dispositif médical de classe I

21,58€^{HT} **25,90€^{TTC}**

Indispensable



Embouts en carton pour débitmètre

- Pour débitmètre Peak-Flow
- Boîte de 100 embouts



COMED®

Ref : 3072301022 Ø 22 mm

15,42€^{HT}

18,50€^{TTC}

Ref : 3072301030 Ø 30 mm

13,25€^{HT}

15,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Spiromètre portable Micro 2

- Compact et léger, pour tests inspiratoires et expiratoires
- Écran tactile
- Choix parmi 40 paramètres (VL, FVC, FEV1, FEV1R, PEF)



Vitalographi

Ref : 3032025007

915,83€^{HT} **1 099,00€^{TTC}**

Vitalographe spiromètre Alpha 6000

- Effectue des mesures précises et rapides
- Possibilité d'imprimer et de connecter l'appareil à un PC
- Grand écran tactile haute résolution pour un usage confortable ainsi qu'une visualisation en temps réel des résultats
- Plus de 50 paramètres disponibles



Vitalographi

Ref : 3076000019

2 991,67€^{HT} **3 590,00€^{TTC}**

Embouts de sécurité Safe T Way Vitalograph

- Indispensables en cas d'utilisation des mêmes appareils (spiromètres, débitmètres) pour plusieurs patients
- Chaque embout est muni d'un clapet anti-retour
- Usage tests expiratoires uniquement
- Embouts adulte Ø 30 mm
- Boîte de 200



Vitalographi

Ref : 3032025017

75,83€^{HT} **91,00€^{TTC}**

Embouts antibactérien Vitalograph

- Indispensables pour des tests expiratoires et inspiratoires
- Associent un filtre ultra-sélectif à une très faible résistance du flux
- Embouts adulte Ø 30 mm
- Boîte de 50



Vitalographi

Ref : 3032025009

95,83€^{HT} **115,00€^{TTC}**

Audiomètre K10.2

- Léger, compact et autonome, idéal pour des examens de routine
- 4 gammes de fréquences : 500 – 1 000 – 2 000 – 4 000 Hz
- 8 niveaux sonores : de 15 à 50 dB, réglage par palier de 5 dB



Ref : 3076810100

604,17€^{HT} **725,00€^{TTC}**

Cardiotocographe Comen C11 avec option gémellaire et VCT

- Compact, léger et facilement transportable avec sa poignée
- Écran LCD couleur 5,7" ajustable de 0 à 90°
- Reconnaissance automatique des différentes sondes
- Sondes très sensibles (9 cristaux) et étanches (IP67)
- Détecteur de mouvement fœtal (automatique et manuel)
- Imprimante thermique rapide et réglable
- Calcul de la VCT et scores NST/ Fischer/Fischer avancé/ Krebs
- Dimensions : 28,7 x 23,2 x 9 cm

NOUVEAU



Sonde 3 MHz

Ref : 3076625012

1 593,33€^{HT} **1 912,00€^{TTC}**

Moniteur fœtal EDAN F3 Single

- Compact, léger et portable, idéal pour les sages-femmes libérales ou les services de maternité
- Écran 5,6 pouces couleurs
- Détection RCF avancée
- Imprimante haute résolution intégrée
- Fourni avec : 1 capteur TOCO externe, 1 capteur RCF, sangles abdominales, 1 liasse de papier, 1 batterie Li-ion, 1 cordon d'alimentation secteur, 1 marqueur d'évènement



Ref : 3076605143

1 825,00€^{HT} **2 190,00€^{TTC}**

Indispensable



Papier vidéo compatible

- Permet l'impression en noir et blanc des données d'examen médical
- À l'unité



Standard - 110 mm x 20 m

Ref : 3072671100

7,42€^{HT}

8,90€^{TTC}

Haute densité - 110 mm x 20 m

Ref : 3072671101

14,58€^{HT}

17,50€^{TTC}

Brillant - 110 mm x 18 m

Ref : 3072671102

14,58€^{HT}

17,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Électrocardiographe 3 pistes Cardi-Touch

- Clavier et écran tactile
- Calcul des paramètres et aide au diagnostic
- Visualisation du signal ECG pendant l'enregistrement
- Enregistrement automatique ou manuel
- Livré avec 1 trousse de transport, 1 câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à ventouse, 1 rouleau de papier ECG largeur 50 mm et 1 adaptateur d'alimentation secteur



Ref : 3022638600



683,33€^{HT} **820,00€^{TTC}**

Électrocardiographe Cardiomate PC-ECG

- Électrocardiographe numérique sans fil aux performances XXL
- Connecté en bluetooth ou USB, il permet la visualisation des 12 dérivations en temps réel sur PC
- Vitesse de d'échantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interprétation automatique et calcul des intervalles
- Détection de Pacemaker
- Dimensions : 68 x 126 x 24 mm
- Poids : 132 g (avec piles)



Connection USB

Ref : 3022260039

1 437,50€^{HT} **1 725,00€^{TTC}**

Connection BLUETOOTH

Ref : 3022260040

1 436,42€^{HT} **1 723,70€^{TTC}**

Dispositif médical de classe IIa



Électrocardiographe 6 pistes Cardi-6

- Large écran tactile
- Mémorisation jusqu'à 1000 enregistrements
- Calcul des paramètres et aide au diagnostic
- Impression jusqu'à 90 min en continu
- Large papier : 110 mm
- Filtres parasites musculaires et secteur
- Double alimentation : secteur et batteries rechargeables
- Livré complet avec accessoires et sacoche de transport



3022638400

1 325,00€^{HT} **1 590,00€^{TTC}**



Électrocardiographe 3 pistes Cardi-3

- Enregistrement en mode automatique ou manuel
- Calcul des paramètres et aide au diagnostic
- Système d'écriture haute résolution, imprimante thermique
- Inscription de la date et de l'heure sur le papier
- Filtres parasites musculaires et secteur
- Double alimentation : secteur et batteries rechargeables
- Livré complet avec accessoires et sacoche de transport



Ref : 3026383000



825,00€^{HT} **990,00€^{TTC}**

Électrocardiographe Cardiomate tablette 7"

- Écran tactile couleur 7 pouces
- Portable : taille compacte et poids léger, facile à transporter
- Batterie grande capacité, rechargeable
- Permet d'imprimer directement les ECG sur une imprimante
- Grande précision : vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz
- Interprétation automatique et calcul des intervalles
- Visualisation des 12 pistes en même temps que l'interprétation automatique et les calculs d'intervalles



Ref : 3022260050

1 670,83€^{HT} **2 005,00€^{TTC}**

Dispositif médical de classe IIa



Électrocardiographe 12 pistes Cardi-12

- Large écran tactile
- Mémorisation jusqu'à 1000 enregistrements
- Calcul des paramètres et aide au diagnostic
- Impression multi-formats (largeur papier : 210 mm)
- Double alimentation : secteur et batteries rechargeables
- Grande autonomie : 90 mn d'enregistrement en continu ou 150 ECG différents
- Filtres parasites musculaires et secteur
- Livré complet avec accessoires



Ref : 3022638500



1 791,67€^{HT} **2 150,00€^{TTC}**



Gel lubrifiant non stérile KLY

- Pour un traitement endoscopique



(A)



(B)

COMED®

A- Monodose de 5 g

Ref : 3025670805

0,83€^{HT}

1,00€^{TTC}

B- Tube de 82 g

Ref : 3025670804

4,08€^{HT}

4,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Gel lubrifiant médical K-Y®

- Non gras et hydrophile
- Gel fluide polyvalent
- Compatible avec les muqueuses et les instruments (sondes, canules, endoscopes)



ASEPT+

Tube 5 g

Ref : 3023250356

2,08€^{HT}

2,50€^{TTC}

Tube 82 g

Ref : 3023250355

4,08€^{HT}

4,90€^{TTC}

Gel lubrifiant Silikon Spray

- Pour instruments de chirurgie métallique
- Bombe 500 ml



COMED®

Ref : 3025672000

6,58€^{HT}

7,90€^{TTC}

Gel lubrifiant stérile NeoJelly

- Soluble dans l'eau, ne contient pas de graisse ni d'alcool
- N'endommage ni le caoutchouc, ni le métal, sans danger pour les tissus humains



(A)



(B)



(C)



(D)

ASEPT+

Ref : 3023250941 A- 150 sachets de 5 g

27,08€^{HT}

32,50€^{TTC}

Ref : 3023250942 B- Tube 5 g

2,00€^{HT}

2,40€^{TTC}

Ref : 3023251001 C- Tube 42 g

3,25€^{HT}

3,90€^{TTC}

Ref : 3023250946 D- Tube 82 g

3,25€^{HT}

3,90€^{TTC}

Gel de contact bleu

- Pour échographie, ECG, Doppler et ultrasons
- Peut également servir de lubrifiant
- Ne tache pas, respecte l'épiderme



COMED®

A- Flacon de 250 ml

Ref C. : 2015101712

1,17€^{HT}

1,40€^{TTC}

B- Bidon de 5 L

Ref C. : 2015101710

13,25€^{HT}

15,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Gel de contact transparent

- Pour échographie, ECG, Doppler et ultrasons
- Peut également servir de lubrifiant
- Ne tache pas, respecte l'épiderme



COMED®

A- Flacon de 250 ml

Ref C. : 2015101713

1,17€^{HT}

1,40€^{TTC}

B- Bidon de 5 L

Ref C. : 2015100973

13,25€^{HT}

15,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Gel hypoallergénique Parker Aquasonic

- Pour les ECG et tout autre examen
- Ne tache pas les vêtements, et n'endommage pas les capteurs
- Formule unique, irréproductible, bactériostatique, anallergique et non irritante



COMED®

A- Flacon de 250 ml

Ref C. : 2015101714

3,67€^{HT}

4,40€^{TTC}

B- Cubitainer de 5 L

Ref C. : 2015101715

32,42€^{HT}

38,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Pinces membres

- Pour ECG
- À utiliser pour les adultes
- Type de connexion : fiche banane
- En plastique
- Électrodes métalliques
- Jeu de 4 couleurs
- Existe en version enfant



COMED®

Ref : 3023660004

24,92€^{HT}

29,90€^{TTC}

Poire précordiale

- Pour ECG
- Électrodes à ventouse
- Adulte
- Connecteur universel
- Réutilisables
- Diamètre : 24 mm
- Boîte de 6



COMED®

Ref : 3023650024

32,08€^{HT}

38,50€^{TTC}

Papier pour ECG

- Rouleaux pour Fukuda Denshi



COMED®

Rouleau de 63 mm x 25 m

Ref : 3023670630

1,33€^{HT}

1,60€^{TTC}

145 feuilles de 110 x 140 m

Ref : 3023677022

1,83€^{HT}

2,20€^{TTC}

200 feuilles de 210 x 150 m

Ref : 3023672100

4,92€^{HT}

5,90€^{TTC}

Électrodes 3M™ Red Dot™



A- 2239 : Soins intensifs, réanimation, cardiologie

- Support microporeux - Diamètre 6 cm
- Sachet de 50

Ref C. : 3024902239 16,25€^{HT} **19,50€^{TTC}**

B- 2560 : Holter test d'effort, soins intensifs, réanimation, cardiologie

- Support mousse - 4 x 3,5 cm
- Sachet de 50

Ref C. : 3024902560 12,58€^{HT} **15,10€^{TTC}**

C- 2330 : ECG de diagnostic

- À languette, pour pince crocodile
- Support polyester semi-rigide - 2,2 x 3,2 cm
- Sachet de 100

Ref C. : 3024902330 10,42€^{HT} **12,50€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation

(A)



(B)



(C)



Électrode 3M™ 2228

- Électrode de surveillance cardiaque
- Avec support mousse hydrogel adhésif conducteur
- Dimensions 3,7 x 3,25 cm
- Sachet de 50



Ref C. : 3024902228 9,08€^{HT} **10,90€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation



Électrodes radiotransparentes

- Il n'est plus nécessaire de changer d'électrodes selon les examens à faire (IRM, radiographie, scintigraphie)
- Prégélifiées, support mousse à bouton pression en carbone
- Sachet de 60



(A)



(B)



(C)



A- Ovale - 4,5 x 4,2 cm

Ref : 3021250972 4,92€^{HT} **5,90€^{TTC}**

B- Ovale - 5,1 x 3,3 cm

Ref : 3021250960 4,83€^{HT} **5,80€^{TTC}**

C- Ovale - À pontet - 4,4 x 2,8 cm

Ref : 3021250990 7,08€^{HT} **8,50€^{TTC}**

Électrodes prégélifiées



(A)



(B)



A- À pontet

- Support mousse, rectangulaire 4,4 x 2,8 cm
- Gel solide
- Sachet de 60

Ref : 3021250965 5,25€^{HT} **6,30€^{TTC}**

B- À languette, rectangulaire 3,4 x 2,1 cm

- Sachet de 100

Ref : 3021250974 3,83€^{HT} **4,60€^{TTC}**

Adaptateur pour électrodes ECG

- Raccord à clipper sur une électrode à bouton pression
- Fiche femelle de diamètre 4 mm
- Jeu de 10



Ref : 3022635800 87,50€^{HT} **105,00€^{TTC}**



Mobilier

Cabinets médicaux 110-115

Fauteuils 116-117

Tabourets 118

Petit mobilier 119-120

Éclairages médicaux 121-124

Divan d'examen SIMPLEX-2.2



- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm
- Commande par pédale
- Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz
- Sellerie confortable, sans couture apparente, épaisseur 6 cm, largeur 60 cm, non feu classée M2 (5 coloris au choix gamme Ecomax)
- Pied peint époxy, coloris argent
- Équipé porte-rouleau
- Largeur 60 cm
- Nombreuses options : largeur 70 cm, paire d'étaux, d'étriers, tige porte-sérum, roulettes, protection plastique, tête ergonomique
- Garantie : 2 ans, hors sellerie

 CAPACITÉ
200 kg



CARINA
Médical

Ref : 8013320200

1 890,00€^{HT}

2 268,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Existe en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

Divan d'examen 999 06



- Hauteur variable électrique de 48 à 95 cm
- Commande par cadre périphérique
- Tête réglable par vérin à gaz
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7 cm, non feu classée M2 (5 coloris au choix gamme Ecomax)
- Équipé de 4 roulettes escamotables diamètre 35 mm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Équipé d'un porte-rouleau
- Largeur 60 cm
- Nombreuses options : largeur 70 cm, paire d'étaux, d'étriers, tige porte-sérum, roulettes, protection plastique, tête ergonomique
- Garantie 2 ans, hors sellerie

 CAPACITÉ
150 kg



CARINA
Médical

Ref : 8016099906

2 500,00€^{HT}

3 000,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Existe en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

Divan d'examen OV2-05-125



- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm
- Télécommande manuelle (existe avec pédale multifonctions)
- Position décline-proclive
- Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz
- Sellerie confortable gamme Urban, sans couture apparente, épaisseur 6 cm, non feu classée M1 (plusieurs coloris au choix, nous consulter)
- Pied capoté gris clair, sur roulettes diamètre 125 à freins (existe sur patins)
- Équipé d'un porte-rouleau
- Largeur 70 cm (disponible en 80 cm)
- Nombreuses options : paire d'étaux, d'étriers, tige porte-sérum, tête électrique, protection plastique, tête ergonomique
- Garantie : 5 ans, hors sellerie

 CAPACITÉ
250 kg



CARINA
Médical

Ref : 8016005125

3 579,17€^{HT}

4 295,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Existe en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

Divan d'examen double mixte : OV2-13-125



- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm
- Commande par pédale multifonctions (existe avec télécommande manuelle)
- Position décline-proclive
- Tête réglable par 1 vérin à gaz, dossier central électrique
- Sellerie confortable gamme Urban, sans couture apparente, épaisseur 6 cm, non feu classée M1 (plusieurs coloris au choix, nous consulter)
- Pied capoté gris clair, sur roulettes diamètre 125 à freins (existe sur patins)
- Équipé étaux, étrier, bac inox, porte-rouleau
- Largeur 70 cm (disponible en 80 cm)
- Nombreuses options : tige porte-sérum, tête ergonomique, repose-jambes
- Garantie : 5 ans, hors sellerie

 CAPACITÉ
250 kg



CARINA
Médical

Ref : 8016013125

4 550,00€^{HT}

5 460,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Existe en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

1. À partir de

Divan d'examen Quest



- Hauteur variable électrique de 46 à 92 cm
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Commande manuelle, porte-rouleau
- Patins de réglage sous piètement
- Sellerie plate
- Garantie : 2 ans, sellerie 1 an
- Autres configurations possibles : roulettes escamotables intégrées, proclive/déclive électrique, sellerie à bourrelets ou anatomique


CAPACITÉ
200 kg





Largeur 65 cm

Ref : 8013655020

Largeur 75 cm

Ref : 8013755020

3 014,17€^{HT}

3 617,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

3 142,50€^{HT}

3 771,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

Divan d'examen iQuest



- Design épuré et 2 fois plus rapide qu'un divan traditionnel
- Tout électrique : hauteur, dossier, proclive/déclive
- Position d'accueil et sortie patient programmée à 46 cm, position la plus basse du marché permettant de réduire les efforts de vos patients à mobilité réduite
- Hauteur variable de 46 à 95 cm
- Sellerie plate non feu classé M1
- 2 positions entièrement programmables
- Fonction «one click»
- Garantie : 2 ans, sellerie 1 an
- Existe en version «Lounge» et «Hospitalière»
- Nombreux accessoires
- 2 largeurs de sellerie disponibles


CAPACITÉ
250 kg





Ref : 8013305040

3 882,50€^{HT}

4 659,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

Divan d'examen mixte Duolys



- Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm
- Proclive/déclive
- Dossier extérieur réglable par vérin à gaz
- Dossier central électrique
- Commande manuelle
- 2 supports rouleau papier
- Sellerie large 73 cm avec renforts latéraux
- Garantie : 2 ans, sellerie 1 an
- Autres configurations possibles : système de roulettes escamotables intégrées, étriers sur étaux, appui-jambes sur étaux


CAPACITÉ
200 kg





Ref : 8013206510

4 881,67€^{HT}

5 858,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

Divan d'examen mixte iDuolys



- 2 en 1 : gynécologique et généraliste
- Position d'accueil la plus basse du marché : 53 cm
- Positions programmables
- Étriers intégrés
- Mouvements autonomes et 2 fois plus rapide
- Hauteur variable de 53 à 99 cm
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Sellerie d'assise amovible et sans couture
- Nombreuses options, accessoires et coloris
- Patins - étriers sur étaux


CAPACITÉ
250 kg





Ref : 8016306040

5 540,00€^{HT}

6 648,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

1. À partir de

Divan d'examen 2 plans Roye



- Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm
- 2 plans, sellerie cousue, épaisseur 40 mm
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Porte-rouleau
- Commande au pied
- Largeur 67 cm
- Disponible en largeur 80 cm
- Garantie : 3 ans



220 kg

**TOP
VENTE**



Ref : 8017047000

1 791,67€^{HT}

2 150,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Divan d'examen 2 plans Rosières



- Hauteur variable électrique de 53 à 93 cm
- 2 plans, sellerie tendue, épaisseur 50 mm, avec bords arrondis
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m³
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Porte-rouleau
- Commande au pied
- Largeur 67 cm
- Garantie : 3 ans



220 kg

EXCLU



Ref : 8017011100

2 129,17€^{HT}

2 555,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Divan d'examen 2 plans Le samarien



- Hauteur variable électrique de 53 à 84 cm
- Équipé de 2 moteurs pour :
 - Montée/descente de l'assise
 - Proclive/déclive de l'assise (+11°/-11°)
 - Déport de 14 cm vers l'avant
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
- 2 plans, sellerie tendue, épaisseur 50 mm, avec bords arrondis
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Porte-rouleau
- Commande manuelle 4 touches
- Largeur 67 cm
- Disponible en largeur 80 cm
- Garantie : 3 ans



220 kg



Ref : 8017658000

1 983,33€^{HT}

2 380,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Divan d'examen 2 plans Caix



- Table à élévation électrique de 53 à 93 cm
- 2 plans, sellerie cousue, épaisseur 40 mm
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³
- Commande au pied
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Porte-rouleau
- Largeur 67 cm
- Disponible en largeur 80 cm
- Garantie : 3 ans



220 kg



Ref : 8017011110

2 062,50€^{HT}

2 475,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Divan d'examen hydraulique Roye



- Hauteur variable électrique de 54 à 84 cm
- 3 plans, sellerie cousue, épaisseur 40 mm
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Porte-rouleau
- Commande au pied
- Largeur 67 cm
- Disponible en largeur 80 cm
- Garantie : 3 ans



300 kg



Ref : 8017047100

2 662,50€^{HT}

3 195,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

Divan d'examen hydraulique OV2-HY-700-150



- Hauteur variable hydraulique de 48 à 85 cm
- Commande au pied à droite et à gauche du divan
- Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz
- Sellerie confortable gamme Urban, sans couture apparente, épaisseur 6 cm, non feu classée M1 (plusieurs coloris au choix, nous consulter)
- Pied capoté gris clair, sur roulettes diamètre 150 à freinage centralisé (existe sur patins et sur roulettes diamètre 125)
- Largeur 70 cm (disponible en 80 cm)
- Nombreuses options : paire d'étaux, d'étriers, tige porte-sérum, protection plastique, tête ergonomique, paire de barrières
- Garantie : 5 ans, hors sellerie



150 kg



Ref : 8011070015

2 883,00€^{HT}

3 459,60€^{TTC1}
éco-part. incluse

Existe en sellerie Classique, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

Table d'examen Kompact



- Idéale si vous manquez de place dans votre cabinet, si vous avez une activité variée, si vous souhaitez optimiser le temps passé avec vos patients tout en leur facilitant l'accès à votre table d'examen
- Permet de réduire l'effort de vos patients avec :
 - Marchepied intégré escamotable de 23 cm de haut,
 - Hauteur de 61 cm entre la marche et l'assise,
 - Passage de la position examen assise à allongée sans aucun effort grâce à l'extension de repose-jambes intégrée
- Sellerie largeur 72 cm
- Nombreux rangements pour avoir les indispensables à portée de main
- Étriers intégrés escamotables
- Inclinaison d'assise 7°
- Garantie : 2 ans



250 kg



Ref : 8013240235

3 055,00€^{HT}

3 666,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

Divan d'examen eMotio



- Fauteuil et divan entièrement électrique offrant de nombreuses possibilités pour faciliter et optimiser votre consultation
- Permet d'accueillir des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, des enfants
- Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic
- Contrôle de l'élévation par pédale
- Hauteur variable de 45 à 96 cm
- Sellerie anatomique grand confort
- Roulettes activables électriquement
- Nombreux coloris
- Sellerie : garantie 1 an
- Garantie : 5 ans



205 kg



Ref : 8013240502

5 645,00€^{HT}

6 774,00€^{TTC1}

1. À partir de



Cabinet médical Écomax

- Divan 2 plans hauteur fixe 80 cm, largeur 60 cm
- Sellerie tendue et plate confortable, épaisseur 6 cm, non feu classée M2 (5 coloris au choix gamme Écomax)
- Tête réglable par 2 crémaillères indexables
- Porte-rouleau positionnable côté tête ou pied
- 1 tabouret sur roulettes, 1 marchepied 1 marche et 1 guéridon 2 plateaux sur roulettes

Ref : 8013000064 Ensemble complet

1 087,50€^{HT} **1 305,00€^{TTC1}**
éco-part. incluse

Ref : 8013600800 A- Divan Ecomax largeur 60 cm - Garantie : 5 ans, hors sellerie

462,50€^{HT} **555,00€^{TTC1}**
éco-part. incluse

Ref : 8033004021 B- Marchepied - Garantie : 2 ans

87,08€^{HT} **104,50€^{TTC1}**


Ref : 8033024301 C- Guéridon 60 x 40 cm - Garantie : 2 ans

215,00€^{HT} **258,00€^{TTC1}**
éco-part. incluse

Ref : 8033000000 D- Tabouret Prisca One - Garantie : 2 ans, hors sellerie

111,67€^{HT} **134,00€^{TTC1}**
éco-part. incluse

1. À partir de



Holtex

Cabinet médical inox

Ensemble complet

• Comprend : 1 divan d'examen, 1 tabouret et marchepied 1 marche

Ref : 8011307050

729,25€^{HT}

875,10€^{TTC}

A- Divan

- Porte-rouleau positionnable à la tête ou au pied
- Tête réglable et structure inox

Ref : 8011810037

467,50€^{HT}

561,00€^{TTC}

B- Guéridon

- 2 plateaux inox avec galerie
- Dimensions : 60 x 40 x 80 cm

Ref : 8021816040

324,00€^{HT}

388,80€^{TTC}

- Dimensions : 70 x 50 x 80 cm

Ref : 8021817050

345,00€^{HT}

414,00€^{TTC}

C- Tabouret

- Réglable à gaz, piètement noir
- 5 branches avec roulettes doubles

Ref : 8021810077

137,42€^{HT}

164,90€^{TTC}

D- Marchepied 1 marche

Ref : 8021810051

103,83€^{HT}

124,60€^{TTC}

Marchepied 2 marches

Ref : 8021810050

144,75€^{HT}

173,70€^{TTC}

E- Poubelle à pédale

- En acier inoxydable avec seau intérieur amovible
- 20 litres

Ref : 8011010020

73,33€^{HT}

88,00€^{TTC}

F- Paravent

- À roulettes
- Chassis en tube acier inoxydable,
- 3 rideaux en plastique lavables blancs, ignifugé M3
- 3 panneaux (existe en 2 et 4 panneaux)

Ref : 8011010063

351,33€^{HT}

421,60€^{TTC}

1. À partir de

Fauteuil de prélèvement Cayeux



- Structure bâti rond, époxy blanc
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm
- Crochet porte urine
- Paires de douilles pour porte sérum
- Capot ABS fixé derrière le dossier et la jambière
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Jambière réglable par autoblocage mécanique
- 4 roulettes Ø 100 mm à frein
- Équipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison
- Garantie : 3 ans



180 kg



Ref : 8017043140

1 466,67€^{HT}

1 760,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Fauteuil de prélèvement 522



- Fauteuil 3 parties
- Hauteur 50 cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Équipé de 2 gouttières en polyuréthane noir réglables en toutes positions, support porte-sérum, paire d'étaux pour fixation d'étriers (en option)
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8 cm, coloris gamme classique (Urban en option)
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Garantie 2 ans, hors sellerie



180 kg



Ref : 8013650522

Existe en sellerie Urban, PLUSIEURS coloris au choix, nous consulter

2 058,33€^{HT}

2 470,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Fauteuil de prélèvement 51266T



- Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm
- Fauteuil pivotant 360° avec possibilité de bloquer la rotation
- Sellerie en forme confortable ergonomique sur mousse épaisseur 8 cm, largeur 550, non feu classée M1, nombreux coloris, nous consulter
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
- Équipé d'une paire de gouttière prise de sang, réglable en toutes positions
- Position de Trendelenburg
- Nombreuses options disponibles : porte-rouleau, étaux, étriers, protections plastiques, tête, plateau inox
- Garantie : 2 ans, hors sellerie



130 kg



Ref : 8013512660

2 666,67€^{HT}

3 200,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Fauteuil de prélèvement Dénéo



- Hauteur fixe (assise de 50 cm) ou hauteur variable hydraulique (assise de 51 à 71 cm)
- Structure et base circulaire, rotation à 360°, en acier finition époxy gris nuage
- 2 poignées intégrées au niveau de l'assise
- Position d'urgence facilitée sans effort et rapide
- 2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement thermoformés sans couture
- Hauteur fixe base circulaire avec rotation et concept Sit'n Go
- Garantie : 2 ans, sellerie 1 an
- Autres configurations possibles et accessoires en option



200 kg



Ref : 8013800002

2 608,33€^{HT}

3 130,00€^{TTC}
éco-part. incluse

1. À partir de

Fauteuil gynécologique fixe 526



- Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe, 3 parties
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Avec jambière réglable par système mécanique, assise inclinable mécaniquement (2 positions : 0/+4cm)
- Réglage de la jambière en 2 positions : horizontale dans l'alignement de l'assise ou verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie plate avec coutures apparentes, non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Équipé d'un bac inox, d'une paire d'étaux et d'étriers
- Avec porte rouleau pour drap d'examen côté tête
- Piètement acier peint époxy
- Largeur : 60 cm - Hauteur 80 cm
- Garantie : 5 ans, hors sellerie



150 kg



CARINA Médical

Ref : 8013562524

1 670,83€^{HT} **2 005,00€^{TTC1}**
éco-part. incluse

Fauteuil gynécologique Le Quesnoy



- Fauteuil 3 parties à hauteur variable avec 2 colonnes électriques de 620 à 1 020 mm
- Sellerie plate
- Dossier réglable par vérin électrique, jambière réglable par vérin à gaz, coussin de tête
- Piètement avec 4 roulettes à frein
- Équipé d'une paire de douilles pour étriers (inclus : paire de soutien-jambe en mousse de PU ou étriers inox)
- Cuvette inox, commande manuelle, porte rouleau
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3
- Existe également en version 80 cm
- Nombreuses options modèles disponibles
- Garantie : 3 ans



300 kg



Ref : 8017380000



5 379,17€^{HT} **6 455,00€^{TTC1}**
éco-part. incluse

Fauteuil gynécologique FMV2-60-125-964



- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm
- Double commande par télécommande manuelle et pédale multi-fonctions
- Réglage du dossier par vérin électrique, inclinaison de l'assise électrique
- Sellerie gamme Urban, ergonomique de très grand confort, classée non feu M1, plusieurs coloris au choix, nous consulter
- Position de Trendelenburg
- Pied capoté gris clair, sur roulettes diamètre 125 à freins (existe sur patins)
- Équipé étaux, paire de repose-jambes, bac inox, porte-rouleau, tête ergonomique (non sérigraphiée), 2 rails inox latéraux
- Options : jambière amovible, barrières, étriers, poignées
- Largeur 60 cm (disponible en 70 cm)
- Garantie : 5 ans, hors sellerie



200 kg



CARINA Médical

Ref : 8013260125

6 391,67€^{HT} **7 670,00€^{TTC1}**
éco-part. incluse

Table gynécologique gMotio



- Hauteur variable électrique de 57 à 118,5 cm
- Ensemble des mouvements électriques : hauteur, dossier, basculement d'assise
- 2 commandes (pied sans fil et intégrée au dossier)
- 3 positions programmables atteignables en 1 clic
- Bac en plastique sur rails (capacité 6 l)
- Avec étriers
- Roues électriques escamotables
- Support rouleau intégré
- Autres configurations possibles et accessoires en option
- Table gMotio 3 vérins et étriers



205 kg



Ref : 8013115601



10 343,00€^{HT} **12 411,60€^{TTC1}**
éco-part. incluse

1. À partir de

Tabouret Prisca Two

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Hauteur de 50 à 70 cm
- Pied en ABS noir, 5 roulettes pivotantes diamètre 50 mm
- Assise confortable épaisseur 8 cm, non feu classée M2
- 5 coloris au choix, gamme Ecomax
- Garantie : 2 ans, hors sellerie



130 kg

CARINA
Médical

Ref : 8023000002

115,83€^{HT}

139,00€^{TTC}
éco-part. incluse



Tabouret polyuréthane

- Tabouret réglable par colonne à gaz noire
- Avec dossier et assise ergonomique polyuréthane très grand confort
- Commande manuelle sous l'assise
- Équipé de 5 roulettes diam. 50 mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diamètre 55 cm
- Réglable en hauteur de 47,5 à 67,5 cm
- Garantie : 2 ans



130 kg

CARINA
Médical

Ref : 8023607401

266,67€^{HT}

320,00€^{TTC}
éco-part. incluse



Tabouret selle 6506

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Hauteur de 50 à 70 cm
- Pied en aluminium très résistant
- Assise selle de cheval
- Sellerie épaisseur 6 cm non feu classée M1
- 21 coloris au choix
- Option : dossier réglable, repose-pied, roulettes sol dur, commande au pied
- Garantie : 2 ans, hors sellerie



180 kg

CARINA
Médical

Ref : 8023006506

339,17€^{HT}

407,00€^{TTC}
éco-part. incluse



Tabouret assis-debout

- Tabouret avec assise inclinable
- Réglable en hauteur par vérin à gaz de 45 à 65 cm
- Assise basculante vers l'avant de - 10° à + 3°
- Commande sous assise
- Roulettes auto-freinées sols durs
- Autres coloris disponibles
- Garantie : 3 ans



120 kg

VOG

Ref : 8027108065

437,50€^{HT}

525,00€^{TTC}
éco-part. incluse



Tabouret selle

- Réglable en hauteur de 60 à 85 cm par vérin à gaz (commande au pied et commande manuelle)
- Sur roulettes
- Piètement chromé
- Mousse densité 28 kg/m³
- Garantie : 3 ans



120 kg

A- Sans dossier

Ref : 8027010200

476,67€^{HT}

572,00€^{TTC}
éco-part. incluse

B- Avec dossier

Ref : 8027010210

542,50€^{HT}

651,00€^{TTC}
éco-part. incluse



(A)



(B)



VOG

1. À partir de

Chaise d'accueil et visiteur Iso



- Chaise d'accueil empilable
- Piètement chromé
- 2 capots PVC noirs de protection (sous l'assise, derrière le dossier)
- Assise : P 410 x l 480 mm (épaisseur de mousse : 40 mm)
- Dossier : H 350 x l 480 mm (épaisseur de mousse : 30 mm)
- Paire d'accoudoirs en mousse polyuréthane en option
- Garantie : 3 ans



120 kg



Ref : 8017019701

159,17€^{HT}

191,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Fichier médical

- Tiroir en métal pour ranger les fiches des patients
- Permet de ranger plus de 1500 fiches en formats A5
- Fermeture à clés
- Vous pouvez superposer jusqu'à 3 tiroirs
- Dimensions : 20,7 x 26 x 42 cm



Ref : 8044500011

115,83€^{HT}

139,00€^{TTC}

Fiches médicales Stern-Org

- Fiche 3 volets
- Format : 15,1 x 21 cm
- Lot de 250 fiches

Ref : 8044500250

32,42€^{HT}

38,90€^{TTC}

Table d'activité Activity

- Ensemble de 8 tables pouvant être associées à une table centrale ronde de manière à créer un espace d'activité de 2,40 mètres de diamètre
- Réglable en hauteur
- Plateau inclinable (plateau rabattable en option)
- Plateau : bleu marine ou taupe.
- Piètement époxy couleur au choix



Ref : 1130230221 Table inclinable

449,17€^{HT}

539,00€^{TTC}

Ref : 1130230222 Table centrale

582,50€^{HT}

699,00€^{TTC}

1. À partir de

Collecteur de déchets

- En polyéthylène
- Roues Ø 125 mm



80 L



Ref : 8048810005

421,67€^{HT}

506,00€^{TTC}

Table de Mayo

- Hauteur réglable de 79 à 128 cm
- Plateau amovible de 56,5 x 43,5 cm
- En acier inoxydable
- 4 roulettes doubles Ø 55 mm à frein



Ref : 8021000120

282,08€^{HT}

338,50€^{TTC}



Porte-sérum

- Fut inox diamètre 25 mm
- Base ABS
- Roulettes diamètre 50 mm
- Tige inox 2 crochets polyamide



CARINA
Medicat



A- Porte-sérum chromé 32002CHR

Ref : 8023320002

68,33€^{HT}

82,00€^{TTC}

B- Porte-sérum aluminium 32002INO25NW

- Base pleine sans nid d'abeille en dessous pour une hygiène optimale et un entretien simple et rapide

Ref : 8023320025

61,25€^{HT}

73,50€^{TTC}

Marchepied

- 2 marches
- Rampe /poignée spéciale phlébologie
- Rampe fixée à gauche



Holtex

Ref : 8024000053

219,17€^{HT}

263,00€^{TTC}

Paravent

- Paravent avec 2 panneaux pliables
- Bâti époxy blanc
- Bâti en tube rond Ø 22 mm
- Équipé de roulettes
- Toile PVC M1, blanc
- Hauteur : 1600 mm
- Largeur d'un panneau : 600 mm
- Longueur totale dépliée : 1200 mm – poids 9 kg
- Disponible en 3 et 4 panneaux
- Garantie : 3 ans



VOG



Ref : 8017008802

375,00€^{HT}

450,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Paravent 119-03 PB

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 2 m, hauteur 1,8 m
- Largeur panneaux : 70 x 60 x 70 cm
- Armature en tube acier carré
- Panneaux reliés par des charnières
- Équipé de 6 roulettes diamètre 50 mm
- PVC blanc non-feu classé M1
- Pied peint époxy, coloris argent ou blanc



CARINA
Medicat



Ref : 8078811903

514,17€^{HT}

617,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Lampe loupe

- Grossissement x 2,5
- Tube fluorescent de 22 W
- Loupe de 5 dioptries ø 12 cm
- Livrée avec alourdisseur de 5 kg
- Pied sur roulettes avec frein



COMED®

Ref : 8044535010

179,17€^{HT}

215,00€^{TTC}

Lampe d'examen LED Luxamed avec pied à roulette

- 15V/10W avec 4 LED haute performance
- Éclairement : environ 50 000 Lux à 30 cm de distance
- Tête lumineuse en aluminium pour une convection thermique et un rayonnement thermique optimaux
- Durée de vie : environ 50 000 heures
- Température de couleur : environ 4200K
- Forme col de cygne avec un « cou » de 90 cm orientable
- Hauteur d'examen maximale : 165 cm
- Pied roulant en métal robuste et stable à 5 roues
- Adaptateur universel (UE/UK/US)



Fabriqué en
Allemagne

NOUVEAU

Ref : 8062111014

Dispositif médical de classe I

330,00€^{HT}



396,00€^{TTC}

Lampe loupe LED Vera 4 W

- Lampe indispensable en dermatologie ou tout autre examen médical qui requiert minutie, finesse et précision
- Lampe loupe circulaire équipée d'une lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre avec grossissement x 2,25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable
- Consommation : 4 watts
- Intensité lumineuse : 230 Lumens
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80/100
- Longévité des LED : 20 000 heures
- Lumière vive et blanche de grande qualité (6400°K)
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge
- Bras articulé 860 mm
- Isolation classe II
- Lampe vendue avec pince étau (pied roulant lesté en option)
- Garantie : 3 ans

Ref : 8063004912

Dispositif médical de classe I

331,67€^{HT}

398,00€^{TTC1}



LID
Éclairage médical

Lampe d'examen LED focus Luxamed avec pied à roulette


- Lampe LED haute performance de 10W
- Éclairement à une distance de 30cm :
- environ 62 000 Lux (diamètre 8cm)
- Éclairement à une distance de 30cm :
- environ 25 000 Lux (diamètre 15cm)
- Température de couleur : environ 5000K
- IRC : 93
- Tête lumineuse en aluminium pour une convection thermique et un rayonnement thermique optimaux
- Durée de vie : environ 50 000 heures
- Forme col de cygne avec un « cou » de 100 cm orientable
- Hauteur d'examen maximale : 165 cm
- Pied roulant en métal robuste et stable à 5 roues
- Adaptateur universel (UE/UK/US)

Ref : 8062211014

Dispositif médical de classe I

410,00€^{HT}

492,00€^{TTC}



NOUVEAU



Fabriqué en
Allemagne

Lampe d'examen LED Julia

- Lampe «Smiley» au design unique disposant de deux faisceaux lumineux (10° pour un éclairage puissant et concentré et 25° pour un éclairage diffus et homogène) actionnables de façon alternative via un interrupteur à deux positions
- Lampe 2 en 1 LED, s'adapte à tous les spécialistes : dermatologues, gynécologues, ORL, médecins généralistes
- Puissance faisceau 10° : 45 000 lux à 50 cm, diamètre éclairé 15 cm
- Puissance faisceau 25° : 11 000 lux à 50 cm, diamètre éclairé 25 cm
- 740 lumens LED blanc neutre 4500°K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100
- Longévité des LED : 50 000 heures
- Lampe vendue sans fixation
- Bras flexible 65 cm
- Garantie : 10 ans

Ref : 8063035651

400,42€^{HT}

480,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I



LID
Eclairage Lighting

Lampe d'examen LED Hepta 7 W

- Lampe d'examen très polyvalente et puissante qui diffuse une lumière claire et harmonieuse (4500°K), idéale pour la petite chirurgie, la médecine générale, dermatologie, néonatalogie
- Puissance : 78 000 lux à 50 cm, diamètre éclairé : 18 cm 980 Lumens
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100
- LED blanc neutre 4 500° K
- Longévité exceptionnelle des LED : 50 000 heures
- Variateur qui permet de régler l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé
- Lampe vendue sans fixation
- Garantie : 10 ans

Modèle 65 cm avec variateur

Ref : 8063007651

470,83€^{HT}

565,00€^{TTC}

Modèle 65 cm avec interrupteur classique

Ref : 8063071001

397,50€^{HT}

477,00€^{TTC}

Dispositif médical de classe I



LID
Eclairage Lighting

Lampe LED haute puissance Bella 13 W

- Lampe type mini scialytique très puissante, conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout autre examen qui demande un éclairage homogène et précis
- Poignée ergonomique pour un positionnement précis et intuitif
- Puissance : 120 000 lux à 50 cm, champ éclairé : 20 cm
- 1680 Lumens LED blanc neutre 4 500° K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge
- Longévité exceptionnelle des LED : 50 000 heures
- Lampe vendue sans fixation
- Garantie : 10 ans

Ref : 8063017650

537,50€^{HT}

645,00€^{TTC}

Lampe avec option éclairage double intensité

Ref : 8063017652

582,08€^{HT}

698,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I



Pensez-y!

Option interrupteur sans contact (ISC)*
P.140



LID
Eclairage Lighting

1. À partir de - * Disponible pour toutes les lampes LED et halogènes LID

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Lampe d'examen LED Carla Focus (10°)



- Lampe d'examen compact et robuste qui offre un éclairage puissant (LED haute performance) très localisé (faisceau 10°)
- Particulièrement adaptée aux examens qui demandent beaucoup de précision, elle est idéale en gynécologie, en proctologie, dermatologie et pour les examens ORL
- Puissance : 118 000 lux à 30 cm
- Diamètre éclairé 10 cm
- 560 lumens LED blanc neutre 4500°K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100
- Longévité des LED : 50 000 heures
- Lampe vendue sans fixation
- Bras flexible L 65 cm (disponible en 100 et 123 cm)
- La Carla Focus L65 cm et L100 cm peuvent se positionner à la verticale sur un divan de gynécologie muni d'un rail sur l'assise via l'étau ETRPM007
- Garantie : 10 ans




**TOP
VENTE**



Ref : 8063042651

Dispositif médical de classe I



277,08€^{HT}

332,50€^{TTC1}

Lampe d'examen LED Carla 3 W (25°)



- Éclairage diffus et homogène (faisceau 25°)
- Idéale pour les soins et examens généraux
- Puissance : 9 000 lux à 50 cm
- Diamètre éclairé 25 cm
- 420 Lumens LED blanc neutre 4 500° K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95/100
- Longévité exceptionnelle des LED : 50 000 heures
- Bras flexible L 65 cm (disponible en 100 et 123 cm)
- Lampe vendue sans fixation
- Garantie : 10 ans



Ref : 8063042650

Bras flexible 100 cm

Ref : 8063042900

Dispositif médical de classe I



277,08€^{HT}

332,50€^{TTC1}

304,92€^{HT}

365,90€^{TTC1}

Lampe d'examen halogène Tina 20 W



- Lumière teinte chaude : 3000 kelvin
- Éclairage halogène diffusant de la chaleur, inadapté aux examens gynécologiques
- Maniable et esthétique, idéale pour les cabinets médicaux
- Excellent rapport qualité-puissance-prix
- Puissance : 23 000 lux à 50 cm, champ éclairé 10 cm 400 Lumens IRC 100/100
- Longévité des ampoules halogènes : 5 000 heures minimum
- Bras flexible L 65 cm
- Lampe vendue sans fixation
- Garantie : 3 ans



Ref : 8063020651

Bras flexible 100 cm

Ref : 8063021001

Dispositif médical de classe I



193,75€^{HT}

232,50€^{TTC1}

247,92€^{HT}

297,50€^{TTC1}

Lampe d'examen halogène Diana 50 W



- Éclairage halogène diffusant de la chaleur, inadapté aux examens gynécologiques
- Puissante et polyvalente, idéale pour la médecine générale et la petite chirurgie
- Puissance : 40 000 lux à 50 cm, diamètre éclairé 7 cm 1000 Lumens, IRC 100/100
- Lumière teinte chaude 3000 °K
- Longévité des ampoules halogènes : 5 000 heures minimum
- Bras flexible 65 cm à interrupteur (disponible en 114 cm)
- Lampe vendue sans fixation
- Garantie : 3 ans



Ref : 8063050651

Dispositif médical de classe I



267,50€^{HT}

321,00€^{TTC1}

1. À partir de

Éclairages médicaux

Équerre murale

- Aluminium laqué époxy blanc
- Sans déport, la lampe est vissée sur l'équerre, elle-même vissée au mur



Ref : 8063000444

35,42€^{HT}

42,50€^{TTC}

Étau universel

- S'adapte sur toutes les structures, rondes, carrés, ovales, rails médicaux, tubes, potences
- Support d'adaptation platine à positionner sur la tête de l'étau ou sur le côté de l'étau avec rotation sur 4 axes (90°/180°/270°/360°)
- Permet un départ de la lampe à l'horizontale (uniquement Carla Focus L65 cm & L100 cm) ou à la verticale
- Aluminium anodisé, ouverture maximale diamètre 4 cm
- Livré avec plaque d'adaptation pour lampes LID

ÉGALEMENT DISPONIBLE :
ÉTAUX POUR RAILS



Ref : 8063056006

103,25€^{HT}

123,90€^{TTC}

Bras mural articulé

- Bras mural articulé 2 x 40 cm permettant un déport de la lampe jusqu'à 80 cm du mur
- Acier laqué époxy blanc
- 3 points de rotation, 2 parties de 40 cm



Ref : 8063000800

149,58€^{HT}

179,50€^{TTC}

Pied roulant télescopique

- Acier laqué époxy
- Diamètre au sol de 53 cm
- 5 roulettes (roulettes à frein sur demande)
- Réglages de 60 cm à 100 cm
- Tous les éléments constituant le pied sont pleins, limitant la rétention de la poussière ou autres résidus

- Blanc
- Noir



Pied standard pour lampe Carla Focus, Carla et Tina

Ref : 8063000666

126,58€^{HT}

151,90€^{TTC}

Pied lesté pour lampes Bella, Hepta, Julia, Diana et Thera

Ref : 8063001666

140,42€^{HT}

168,50€^{TTC}



Rééducation & remise en forme

Tables de massage 126-127

Remise en forme 128-130

Thermothérapie 131-133

Stimulation circulatoire

& anti-douleurs 134-137


Accessoires de

rééducation 138-140

Tables de massage

Table de massage pliante Basic

- Légère, elle facilite vos déplacements à domicile
- Réglable en hauteur de 61 à 71 cm
- Trou pour le visage avec bouchon
- Dimensions : 170 x 60 cm
- Livrée avec 1 housse de transport
- Garantie : 2 ans



CAPACITÉ
140 kg



Ref : 7004005322

207,50€^{HT}

249,00€^{TTC}

Table d'inversion

- Mal de dos et inversion : l'inversion, partielle ou totale, étire le dos d'une manière très naturelle et stimule la circulation sanguine
- Inversion réglable de 0 à 180°
- Taille de l'utilisateur : 140 à 198 cm
- Dimensions : 190 x 115 x 70 cm au sol



110 kg



Ref : 7004030207

249,17€^{HT}

299,00€^{TTC}



Indispensable



Lampe à infrarouge Thera

A- Lampe à infrarouge Thera

- Grâce à son rayonnement doux, elle détend et soulage les contractures musculaires en augmentant l'irrigation sanguine
- Puissance : 250 Watts - Longueur d'onde : 1 200 nm
- Bras flexible multidirectionnel 860 mm
- Lampe vendue sans fixation

Ref : 8063250860

297,08€^{HT}

356,50€^{TTC}

B- Option interrupteur sans contact (ISC)

- Permet d'allumer/éteindre la lampe en passant la main à moins de 3 cm de la cellule infrarouge
- Répond aux exigences médicales en matière d'hygiène

Ref : 8063250862

67,92€^{HT}

81,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I



A



B



1. À partir de

Table de kinésithérapie et ostéopathie 999 26

- Table 2 plans
- Largeur 60 cm
- Hauteur variable de 48 à 95 cm
- Commande : cadre périphérique
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 40kg/cm², non-feu classée M2, épaisseur 7 cm
- Trou visage en forme de goutte d'eau pour un meilleur confort pour le patient, avec bouchon
- Équipé d'un porte-rouleau côté pied
- Piètement acier peint époxy, coloris argent
- Sur 4 roulettes escamotables diamètre 35 mm
- Garantie : 2 ans, hors sellerie

Ref : 7003099926

2 683,33€^{HT} **3 220,00€^{TTC}**
éco-part. incluse



CARINA
Medical

Table de kinésithérapie et ostéopathie 777 02 - Premium

- Table 2 plans
- Largeur 60 cm, longueur tête 76 cm
- Hauteur variable de 50 à 99 cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête réglable par vérin à gaz
- Équipée de 4 roulettes escamotables diamètre 75 mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7 cm gamme Classique & Urban au choix, nous consulter
- Mousse HR60 + HR40 visco, densité 75 kg/cm²
- Pied peint époxy
- Garantie : 2 ans, hors sellerie

Ref : 7003077702

3 199,17€^{HT} **3 839,00€^{TTC}**
éco-part. incluse



CARINA
Medical

Pensez-y!

Drap d'examen

P.12



Table de kinésithérapie et ostéopathie 777 04

- Table 2 plans
- Largeur 60 cm, longueur tête 45 cm
- Hauteur variable de 50 à 99 cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête réglable par vérin à gaz
- Avec 2 appuis-bras réglables
- Équipée de 4 roulettes escamotables diamètre 75 mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7 cm coloris gamme Classique & Urban au choix, nous consulter
- Mousse HR60 + HR40 visco, densité 75 kg/cm²
- Pied peint époxy
- Garantie : 2 ans, hors sellerie

Coloris rose

Ref : 7003004595

3 616,67€^{HT} **4 340,00€^{TTC}**
éco-part. incluse



CARINA
Medical

1. À partir de

Vélo d'appartement F20

- Idéal pour ceux qui souhaitent s'initier à l'entraînement cardio
- Cadre spécialement conçu pour faciliter l'accès à l'appareil
- Guidon multiposition réglable
- **Caractéristiques techniques :**
 - Résistance : magnétique manuelle
 - Masse d'inertie : 9 kg
- **Console d'entraînement :**
 - Affichage : durée, distance, vitesse, fréquence de pédalage et fréquence cardiaque
 - Programmes d'entraînement : 5
 - Paliers de résistance : 8



135 kg

Ref : 9510101720

482,50€^{HT}

579,00€^{TTC}



TUNTURI

Vélo d'appartement E40

- Vélo ergomètre polyvalent afin de vous offrir des performances idéales pour vous entrainer confortablement chez vous
- Guidon inclinable, selle en gel réglable horizontalement et verticalement
- **Caractéristiques techniques :**
 - Freinage magnétique motorisé
 - Masse d'inertie : 6 kg
- **Console d'entraînement :**
 - Affichage : fréquence cardiaque, niveau de résistance, RPM, vitesse, distance parcourue, temps, nombre de calories brûlées et Fitness Test
 - Paliers de résistance : 32



135 kg

Ref : 9510102340

624,17€^{HT}

749,00€^{TTC}



TUNTURI

Vélo ergomètre Schwinn 590U

- Nouvel ergomètre au design futuriste
- Nouveau système de freinage révolutionnaire
- **Caractéristiques techniques :**
 - Freinage à disque magnétique
- **Console d'entraînement :**
 - Connectez-vous en bluetooth à l'application Jrny qui vous propose des séances d'entraînement personnalisées
 - Programmes d'entraînement : 29
 - Paliers de résistance : 1 à 25



150 kg

Ref : 9510100952

832,50€^{HT}

999,00€^{TTC}



 **SCHWINN**

1. À partir de

Vélo d'appartement semi allongé E60R

- Vélo semi-allongé confortable de très grande qualité
- S'adresse aux débutants ou aux personnes avec des problèmes de dos ou d'articulations
- Dossier ergonomique, selle réglable en profondeur, seuil d'enjambement bas, pédales sanglées et capteurs cardiaques

• Caractéristiques techniques :

- Freinage électromagnétique
- Volant d'inertie : 14 kg

• Console d'entraînement :

- Connexion Bluetooth
- Programmes d'entraînement : 24
- Paliers de résistance : 32



150 kg

Ref : 9510102360

1 082,50€^{HT}

1 299,00€^{TTC1}



Vélo elliptique C60 performance

- Vélo elliptique qui vous permet d'entretenir les muscles des jambes, des fessiers, des abdominaux et les muscles du dos
- Sa roue d'inertie placée à l'arrière confère une meilleure position, un pédalage plus facile et donc un rythme plus soutenu

• Caractéristiques techniques :

- Freinage électromagnétique
- Volant d'inertie : 28 kg

• Console d'entraînement :

- Connexion Bluetooth
- Programmes d'entraînement : 24
- Paliers de résistance : 32



135 kg

Ref : 9510102060

1 032,50€^{HT}

1 239,00€^{TTC1}



Tapis de course Tunturi T20 Competence

- Avec ce tapis de course, vous pouvez vous entraîner à tout moment
- Avec le vaste choix de programmes d'entraînement, vous pouvez courir à votre niveau
- Il propose 44 programmes stimulants aux profils différents, y compris les ajustements d'élévation et de vitesse
- La console affiche les données que vous produisez pendant le programme et dispose également d'une piste de 400 m
- Vitesse : 1 à 16 km/h



120 kg



Connexion en Bluetooth
Disponible sur tablette et téléphone (IOS, Android)

Ref : 9510192000

1 082,50€^{HT}

1 299,00€^{TTC1}



1. À partir de

Remise en forme

Mini pédalier

- Idéal pour faire de l'exercice à domicile
- Permet un entraînement du haut et du bas du corps
- Aide à la flexibilité, à la force et à la forme physique
- Dimensions : 28,5 x 50 x 40,5 cm

NOUVEAU



aidapt

Ref C. : 2015103786

25,42€^{HT}

30,50€^{TTC}

Mini pédalier avec compteur

- Idéal pour la rééducation et la remise en forme à la maison
- Design compact pliable élégant pour un rangement facile
- Écran d'affichage numérique intégré
- Aide à renforcer et à tonifier les jambes et les bras

NOUVEAU



aidapt

Ref C. : 2015103787

34,08€^{HT}

40,90€^{TTC}

Mini pédalier électrique

- Aide à tonifier les muscles des bras et des jambes
- Aide à améliorer le rythme cardio-vasculaire
- Idéal pour la rééducation et la remise en forme des bras et des jambes à la maison
- Pédale motorisée
- Temps d'exercice programmable et 12 réglages de vitesse
- Complet avec télécommande
- Design élégant et compact pour un rangement facile



aidapt

Ref C. : 2015103617

129,17€^{HT}

155,00€^{TTC}

Vélo électrique bras et jambes

- Solution pratique pour faire travailler les muscles des jambes et des bras, séparément ou de manière simultanée
- Améliore la circulation sanguine et la mobilité articulaire
- Dispose d'une télécommande avec réglage de la vitesse (12 niveaux), du temps et distance parcourue
- Puissance : 70W
- Réglable en hauteur et en profondeur

NOUVEAU



aidapt

Ref C. : 2015103929

329,17€^{HT}

395,00€^{TTC}

Compresse thermiques Coldhot Nexcare™

- Soulagent naturellement la douleur
- S'utilisent à chaud ou à froid
- Coussin réutilisable avec gel non toxique, sûr pour toute la famille
- Livrés avec une housse de protection

**TOP
VENTE**



Ref C. : 1056006010 A- Classic : 11 x 26 cm

4,92€^{HT}

5,90€^{TTC}

Ref C. : 1056006011 B- Maxi : 19,5 x 30 cm

15,75€^{HT}

18,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Compresse de gel réutilisable Thermogel Maxi

- Compresse réutilisable pour la thérapie par le chaud (micro-ondes) ou par le froid (congélateur)
- Tissu confortable avec deux bandes élastiques réglables pour une fixation facile sur la zone à traiter
- Dimensions : 20 x 30 cm



Ref C. : 6207112452

12,42€^{HT}

14,90€^{TTC}

Compresse Thermo-cryo Hot-Cold

- S'utilise à chaud (micro-ondes) ou à froid (congélateur)
- Reste toujours très malléable lors des utilisations
- Tissu plastifié souple et lavable avec un revêtement très agréable au toucher
- Dimensions : 28 x 36 cm



Ref C. : 6201001115

26,58€^{HT}

31,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Compresse chauffante Soft Touch Pro

- Utilisable au micro-ondes, pour nuque, lombaires et épaules
- Garde une chaleur de 55°C pendant environ 45 minutes
- PVC laminé doux (extérieur) et tourbe
- Dimensions : 20 x 40 cm



Ref C. : 6201001150

26,58€^{HT}

31,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Compresse de lin linum Anatomic

- S'utilise à chaud (micro-ondes) ou à froid (congélateur)
- Compartimentée (meilleure répartition des graines et de la chaleur)
- Idéale pour la nuque, les lombaires et le dos
- Housse 100% coton
- Dimensions : 36 x 38 cm



Ref C. : 6201001108 Bleu
Ref C. : 2015103937 Fleurie

29,58€^{HT}

35,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Compresse de lin linum Classic

- S'utilise à chaud (micro-ondes) ou à froid (congélateur)
- Compartimentée (meilleure répartition des graines et de la chaleur)
- Idéale pour la nuque, les lombaires et le dos
- Housse 100% coton
- Dimensions : 45 x 30 cm



Ref C. : 6201001109 Bleu
Ref C. : 2015103938 Fleurie

29,58€^{HT}

35,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Thermothérapie

Gel cryo

- Gel d'application qui procure un effet froid et apaise les tensions associées à un choc grâce à l'action reconnue de la cryothérapie
- Se rince facilement à l'eau



Ref C. : 6201170500 Flacon de 500 ml
Ref C. : 2015103903 Flacon de 1 litre

33,25€^{HT}
49,92€^{HT}

39,90€^{TTC}
59,90€^{TTC}

Le saviez-vous ?

Le spray cryo apaise les tensions après un choc, un effort sportif ou un coup.

Son parfum mentholé procure une sensation de fraîcheur.

Il peut être utilisé après le gel cryo ou le gel jambes.



Gel jambes

- Redonne légèreté aux jambes fatiguées
- Accompagnement des séances de drainage lymphatique et de pressothérapie
- Récupération après l'effort physique



Ref C. : 6201190500 Flacon de 500 ml
Ref C. : 2015103904 Flacon de 1 litre

33,25€^{HT}
49,92€^{HT}

39,90€^{TTC}
59,90€^{TTC}

Huile de massage musculaire

- À l'arnica bio pour apaiser les tensions grâce au massage
- Idéale pour faciliter la préparation et récupération lors d'une activité sportive
- Huile sèche non grasse, convient aux massages longs
- Flacon de 500 ml



Ref C. : 6201104005

37,42€^{HT}

44,90€^{TTC}

Huile de massage drainante

- L'huile de massage drainante stimule la micro-circulation grâce au massage
- Les huiles essentielles de Lemongrass et de Palmarosa sont réputées pour tonifier et stimuler la micro circulation
- Flacon de 500 ml



Ref C. : 2015100551

37,42€^{HT}

44,90€^{TTC}

Baume thermo actif

- Effet chauffant intense, prépare efficacement votre échauffement tout en limitant les risques d'incidents sportifs
- Flacon pompe de 100 ml



Ref C. : 2015103558

11,58€^{HT}

13,90€^{TTC}

Crème dermoneutre

- Texture onctueuse et non grasse, adaptée au massage long
- Discrètement parfumée à l'huile essentielle de Bois de rose
- Se rince facilement à l'eau

**TOP
VENTE**



Ref C. : 6201119050 Flacon de 500 ml
Ref C. : 2015103905 Flacon de 1 litre

14,08€^{HT}
23,75€^{HT}

16,90€^{TTC}
28,50€^{TTC}

Huile de massage neutre

- Fort pouvoir de glisse adapté aux massages longs
- Sans odeur
- Flacon de 500 ml



Ref C. : 2015100846

24,92€^{HT}

29,90€^{TTC}

Bombes de froid

- En cas de contusions et d'entorses
- Se vaporise sur la partie blessée pour obtenir une action immédiate



(A)



(B)

Ref C. : 6107222451 A- 150 ml
Ref C. : 6107222460 B- 400 ml

3,08€^{HT}
3,92€^{HT}

3,70€^{TTC}
4,70€^{TTC}

Poche de froid instantané

- Pour les premiers soins des petits et grands traumatismes
- Il suffit d'une légère pression sur la poche pour obtenir instantanément une vessie à glace
- Jetable, en non-tissé
- Boîte de 2 sachets



Ref C. : 5015122601

5,42€^{HT}

6,50€^{TTC}

Vessie à glace

- Dispositif de thermothérapie par le froid, idéal pour soulager les douleurs inflammatoires en créant un effet analgésique
- Diamètre : 28 cm



Ref C. : 5015740028
Dispositif médical de classe I

6,58€^{HT}

7,90€^{TTC}

Crème arnica

- Pour tous les petits traumatismes de la vie quotidienne (coups, contusions, bleus, hématomes...)
- Tube 50 ml



Ref C. : 6109004085

6,58€^{HT}

7,90€^{TTC}

REVITIVE - Soulage les douleurs aux jambes sans médicaments



Soulagez vos douleurs aux jambes sans médicaments avec Revitive

Revitive est une gamme innovante de stimulateurs circulatoires qui procure un soulagement des douleurs aux jambes deux fois supérieur sans médicaments*.

La technologie unique de Revitive est brevetée et cliniquement prouvée.

Revitive active les muscles de vos jambes, améliorant la circulation sanguine et soulage douleurs, crampes et jambes lourdes de façon durable et sans médicaments.

Le **système IsoRocker breveté** crée un mouvement de bascule unique qui permet une plus grande amplitude du mouvement de l'articulation de la cheville et contribue à mieux faire travailler les muscles pour améliorer la circulation.

Quel Revitive est fait pour vous ?

La gamme Medic soulage les douleurs persistantes aux jambes, les crampes et les jambes lourdes. Nos stimulateurs circulatoires conviennent également aux personnes souffrant des pathologies suivantes : **diabète, arthrose, hypertension, cholestérol élevé, varices.**



Notre **technologie OxyWave® brevetée** associe notre expertise en matière de stimulation musculaire électrique et de la circulation sanguine. L'efficacité de ses formes d'ondes uniques a été cliniquement prouvée pour augmenter considérablement le flux sanguin riche en oxygène aux jambes et aux pieds, soulageant ainsi la douleur pour marcher davantage.

Son **programme Médic** augmente significativement le flux sanguin riche en oxygène aux jambes et aux pieds pour combattre les douleurs et réduire les gonflements.

Gestion ciblée des douleurs

La stimulation EMS et TENS via des électrodes corporelles procure un soulagement maximal des douleurs articulaires, musculaires, nerveuses ou arthritiques.

Medic Pharma - Soulage les douleurs occasionnelles

Efficace contre les douleurs aux jambes et les douleurs corporelles.

Stimulation haute performance par repose-pieds.

Double mode EMS & TENS et son IsoRocker breveté.



Medical - Combat les douleurs persistantes

Thérapie circulatoire dernière génération adaptée aux problèmes de jambes persistants.

Un appareil rechargeable ultra-performant grâce à son programme Medic par repose-pieds, son IsoRocker maximum breveté et sa double technologie EMS & TENS pour cibler les douleurs corporelles.



Medical Genou - Combat les douleurs du genou

Conçu spécialement pour traiter les douleurs du genou. Soulage les douleurs et les raideurs de l'articulation du genou. Renforce les muscles de la jambe pour soutenir et stabiliser le genou.



Stimulation circulatoire & anti-douleurs

Revitive Medic Pharma

- 2 technologies : EMS et TENS
- IsoRocker® 15° (breveté)
- Usage sur secteur

**TOP
VENTE**



Ref C. : 2015101256

Électrodes de remplacement

Ref C. : 2015101948

Dispositif médical de classe IIa

274,17€^{HT}

329,00€^{TTC}

13,25€^{HT}

15,90€^{TTC}

Pensez-y!

Sac de transport

Ref. C : 2015100898



41,58€^{HT}

49,90€^{TTC}

Revitive Médical

- Soulage les douleurs et améliore la circulation dans les jambes
- Cible et soulage les douleurs corporelles
- 2 technologies : EMS et TENS
- Batterie rechargeable
- Livré avec 1 paire d'électrodes corporelles et 1 télécommande

**VU À LA
TV**



Ref C. : 2015102874

Dispositif médical de classe IIa

315,83€^{HT}

379,00€^{TTC}



Revitive Medic Genou

- Technologie « TripleAction » unique, REVITIVE : TENS, EMS et EMS arthrose
- 2 larges électrodes pour renforcer le maintien du genou
- Batterie lithium rechargeable
- Autonomie : 7 séances



Ref C. : 2015102810

Électrodes de remplacement

Ref C. : 2015101951

Dispositif médical de classe IIa

332,50€^{HT}

399,00€^{TTC}

16,58€^{HT}

19,90€^{TTC}



Stimulation circulatoire & anti-douleurs

Électrostimulateur Tens Neurotrac®

- Compact, léger et fiable
- Soulage tous les types de douleurs
- 3 modes de stimulation :
 - TENS conventionnel,
 - BURST endorphinique,
 - TENS modulé
- Double canal numérique
- 12 programmes intégrés, 2 programmes personnalisés



Ref : 3081001123



140,83€^{HT}

169,00€^{TTC}

Électrostimulateur Rehab

- Permet le travail sur 2 zones avec 2 programmes différents
- 4 canaux
- 22 programmes standards :
 - 5 x rééducation,
 - 7 x traitement antidouleur,
 - 7 x stimulation vasculaire,
 - 3 x préparation physique
- 4 fonctions MI :
 - Mi- Scan,
 - Mi-TENS,
 - Mi-Range,
 - Mi-Action
- Garantie : 3 ans

chattanooga®



Ref : 3081133110

407,50€^{HT}

489,00€^{TTC}

Indispensable



Électrodes Dura-Stick®

- Film textile blanc (non lavable)
- Conduction : carbone
- Gel autocollant 1,6 +/-0,4 mm
- Connectique filaire : fiches bananes 2 mm universelles
- Longévité de 25 à 40 séances
- 1 sachet = 4 électrodes



chattanooga®

Ref : 3189142190 Carrée 50 x 50 mm

3,75€^{HT}

4,50€^{TTC}

Ref : 3189142191 Rectangle 50 x 90 mm

4,58€^{HT}

5,50€^{TTC}

Électrodes Dura-Stick® Plus

- Film textile gris (non lavable)
- Conduction : carbone
- Gel autocollant 1,6 +/-0,4 mm
- Connectique filaire : fiches bananes 2 mm universelles
- Longévité de 25 à 40 séances
- 1 sachet = 4 électrodes



chattanooga®

Ref : 3189142197 Ronde Ø 50 mm

Ref : 3189142198 Carrée 50 x 50 mm

5,13€^{HT}

6,15€^{TTC}

Ref : 3189142199 Rectangle 50 x 90 mm

Coffret neurostimulateur VitaliTENS

- Dispositif médical de neurostimulation transcutanée (TENS) destiné au traitement de la douleur chronique de l'adulte souffrant de gonarthrose
- Coffret VitaliTENS comprend :
 - 1 neurostimulateur
 - 1 boîtier de recharge
 - 1 alimentation
 - 1 pack de 2 câbles petits 14 cm
 - 1 pack de 2 câbles moyens 40 cm
 - 1 pack d'électrodes mixtes (2 carrés et 2 rectangles)
 - 1 brassard taille standard
 - 1 notice
 - Un guide de démarrage rapide



EXPANSIENCE
LABORATOIRES

Ref : 3082808062

Dispositif médical de classe IIa

291,67€^{HT}

350,00€^{TTC}

Électrostimulateur Cefar Peristim Pro

- Indiqué pour traiter l'incontinence
- 9 programmes prédéfinis pour traiter l'incontinence d'effort, l'incontinence par impériosité, l'incontinence mixte, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence par impériosité
- Livré avec :
 - 1 kit chargeur + 4 piles rechargeables
 - 2 câbles à fiches bananes 2 mm universelles
 - 1 sachet de 4 électrodes rondes 50 mm
 - 1 tour de cou
 - 1 clip ceinture,
 - 1 manuel d'utilisation
 - 1 brochure patient et 1 housse de transport



chattanooga®

Ref : 3081011231

254,08€^{HT}

304,90€^{TTC}

2. À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur - 3. Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ultrason Intellect® Transport 2

- TENS : Soulagement symptomatique de la douleur aiguë et chronique associée aux troubles musculo-squelettiques - Gestion et soulagement de la douleur post-opératoire
- NMES : Troubles du déficit musculaire - Rééducation musculaire - Maintien/augmentation de l'amplitude des mouvements
- Ultrasons : Affections musculo-squelettiques : soulagement de la douleur dans la zone affectée - Fréquence : 1 MHz ; 3,3 MHz
- Cycles d'utilisation : 10 %, 20 %, 50% ou continu
- Taux de répétition des impulsions : 100 Hz

A- Ultrason Intellect Transport 2

Ref : 3189254746 999,17€^{HT} **1 199,00€^{TTC}**

B- Guéridon pour ultrason Intellect Transport 2

- Permet les déplacements dans tout le cabinet médical
- Faible encombrement

Ref : 3189151136 475,00€^{HT} **570,00€^{TTC}**

NOUVEAU



(A)



(B)

chattanooga®

Innovation Revitive Thérapie Ultrason

- Traite les blessures musculaires et soulage les douleurs chroniques ou passagères
- Thérapie par ultrason utilisée en cabinet kinésithérapeute
- Accélère la guérison
- Soulage la douleur
- 3 niveaux d'intensité
- Minuterie réglable
- Sans médicament
- Inclus : 1 tube de gel à Ultrasons 85 ml

REVITIVE

VU À LA TÉLÉ



Ref C. : 2015101867 165,83€^{HT} **199,00€^{TTC}**

Gel à Ultrason 250 ml Revitive

Ref C. : 2015101952 9,92€^{HT} **11,90€^{TTC}**

Dispositif médical de classe II

Dispositif d'aide à la respiration Revitive Aerosure

- Avec une utilisation régulière, Revitive Aerosure est conçu pour :
 - Réduire l'essoufflement et soulager la sensation de souffle court
 - Réduire la toux
 - Renforcer les muscles respiratoires
- Pratique et portable pour une utilisation rapide et quotidienne
- Sans médicament
- Rechargeable

REVITIVE AÉROSURE

VU À LA TÉLÉ



Ref C. : 2015101941

165,83€^{HT} **199,00€^{TTC}**

Tête de rechange

Ref C. : 2015101942 32,50€^{HT} **39,00€^{TTC}**

Dispositif médical de classe I

Appareil de pressothérapie Premium 4

- Réglage précis du temps et de la pression : 6 modes de pression
- Réglage de la pression pour chaque chambre de compression
- Réglage de l'intervalle du temps de compression
- 6 modalités de compression
- Possibilité de shunter 1 cellule sur les programmes A1 et A2
- Pression réglable de 0 à 240 mmHg
- Temps réglable de 5 à 99 minutes
- Dimensions 26 x 20 x 12,5 cm
- Livré avec 2 bottes
- Manchon et ceinture en option

A- Appareil premium 4

Ref : 7004004244 849,17€^{HT} **1 019,00€^{TTC}**

B- Sous-botte de pressothérapie - Dimensions : 110 x 40 cm - Lot de 100

Ref C. : 2015103939 30,00€^{HT} **36,00€^{TTC}**

Dispositif médical de classe IIa



(A)



(B)

Winelec®

Accessoires de rééducation

Œufs de rééducation

- Rééduquent les mains, les doigts et les avant-bras
- 4 forces de résistance : extra-souple, souple, moyenne et forte

**TOP
VENTE**



**PRODUCTOS
MONTBLANC**

Ref C. : 3281820129 Extra-souple - rose

Ref C. : 3281820130 Souple - bleu

Ref C. : 3281820131 Moyenne - vert

Ref C. : 3281820132 Forte - orange

6,25€^{HT}

7,50€^{TTC}

Poignée de rééducation Gripmaster

- Rééducation et musculation de l'ensemble des doigts ou chaque doigt indépendamment
- 5 forces de travail : extra-souple, souple, moyenne, forte et extra-forte



**ARPEGE
SANTÉ**

Ref C. : 3281313133 Extra-souple - jaune

Ref C. : 3281313131 Souple - rouge

Ref C. : 2015100995 Moyenne - vert

Ref C. : 3281313130 Forte - bleu

Ref C. : 3281313132 Extra-forte - noir

18,75€^{HT}

22,50€^{TTC}

Bandes élastiques Fun & Activ Band

- Sans latex, extrêmement résistantes
- Recommandées pour les cours de fitness et de gymnastique
- Longueur : 2 m - Largeur : 15 cm
- Livrées avec un guide d'exercices
- Lavables



**FRANCE
Sissel**

Ref : 3284003700 Faible, orange

Ref : 3284003702 Forte, vert

Ref : 3284003701 Moyenne, jaune

11,58€^{HT}

13,90€^{TTC}

Pâtes à malaxer Sissel® Putty

- Rééduquent, stimulent et musclent les articulations des doigts, de la main ou des avant-bras
- 5 forces de résistance : extra-souple, souple, moyenne, forte et extra-forte
- 100% PVC sans latex
- Poids : environ 100 g



**FRANCE
Sissel**

Ref C. : 3281001449 Extra-souple - beige

Ref C. : 3281001450 Souple - jaune

Ref C. : 3281001451 Moyenne - rouge

Ref C. : 3281001452 Forte - vert

Ref C. : 3281001453 Extra-forte - bleu

10,75€^{HT}

12,90€^{TTC}

Système pour extenseurs Handmaster

- Renforce à la fois les fléchisseurs et les extenseurs de la main, rééducation de la main, du poignet ou de l'avant-bras
- 3 niveaux de résistance : léger, moyen et fort



Ref C. : 3281011544 Léger - violet

Ref C. : 3281011545 Moyen - rouge

Ref C. : 3281011546 Fort - orange

20,75€^{HT}

20,75€^{HT}

20,75€^{HT}

24,90€^{TTC}

Coussin ballon Sitfit® Plus

- Grâce à sa forme ergonomique, il vous permet d'avoir une assise dynamique et une tenue droite sur votre siège
- Muscled le dos et bassin
- Préviend des problèmes de dos
- Dimensions : 35 x 35 cm



138 kg

● Bleu

● Noir

● Rouge



**FRANCE
Sissel**

Ref : 3281020901

Dispositif médical de classe I

37,50€^{HT}

45,00€^{TTC}

Plateau de rééducation Balance Board Plus

- Pour les exercices d'équilibre et de renforcement musculaire
- Diamètre : 38 cm
- Hauteur : 8,5 cm



Ref : 3284030261

35,75€^{HT}

42,90€^{TTC}

Ballon de gymnastique Sissel® Ball

- Idéal pour les exercices de renforcement musculaire pour le dos, les bras, les jambes et les abdominaux



100 kg



Ref : 3284002257 55 cm - rouge

22,08€^{HT}

26,50€^{TTC}

Ref : 3284002268 65 cm - bleu

22,92€^{HT}

27,50€^{TTC}

Ref : 3284002285 75 cm - bleu

24,92€^{HT}

29,90€^{TTC}

Bande adhésive élastique Leukotape K

- Allongement longitudinal de 90 à 130%
- Confortable, confortable, doux pour la peau
- Facile à découper
- Pas d'effilochage des bords
- Support déperlant
- Formule sans latex, sans phtalates

Dimensions : 5 m x 2,5 cm

- Coloris chair, rouge ou bleu

Ref C. : 2015103710

7,92€^{HT}

9,50€^{TTC}

Dimensions : 5 m x 5 cm

- Coloris chair, rouge, bleu, bleu ciel, noir ou rose

Ref C. : 2015103711

12,50€^{HT}

15,00€^{TTC}

Dimensions : 5 m x 7,5 cm

- Coloris chair, rouge ou bleu

Ref C. : 2015103712

19,17€^{HT}

23,00€^{TTC}

Leukotape P - Dimensions : 13,7 m x 3,8 cm

Ref C. : 2015103722

13,33€^{HT}

16,00€^{TTC}

Plateau de Freeman

- Conçu pour les exercices d'équilibre
- Plateau verni recouvert d'un revêtement antidérapant
- Diamètre : 40 cm
- Hauteur : 6 cm + 1,5 cm plateau



Ref : 3284005600

48,33€^{HT}

58,00€^{TTC}

Natte de gymnastique Sissel® Pro

- Très bonne absorption des chocs
- Mousse vinyle imperméable, ne s'émiette pas
- Composition : caoutchouc NBR à cellules fermées : antidérapant, stable, amortissant, confortable et solide
- Sans phtalate ni latex
- Dimensions : 179 x 61 x 1,5 cm

- Bleu
- Gris
- Rouge
- Vert



Ref : 3284001454

66,58€^{HT}

79,90€^{TTC}



BSN medical
est devenu

Essity

Accessoires de rééducation

Sonde vaginale Saint-Cloud Ova

- Indiquée pour la rééducation périnéale
- Col rétréci et poids ultra léger (15 g) : favorise les exercices debout
- Électrodes latérales : favorise un recrutement optimal et le confort de stimulation
- Connectique universelle 2 mm femelle renforcée
- Tige indicatrice de contractions : facilite l'apprentissage et constitue un outil d'aide à l'évaluation des progrès réalisés en rééducation

Ref : 3189114700

25,79€^{HT}

30,95€^{TTC}



chattanooga®

Sonde Saint-Cloud Plus

- Indiquée pour la rééducation périnéale
- Équipée d'une collerette amovible de réglage de profondeur, légèrement courbée pour respecter l'anatomie



chattanooga®

Ref : 3189114610

17,19€^{HT}

20,63€^{TTC}

Sonde anale Saint-Cloud

- Indiquée pour la rééducation ano-rectale
- DIN 3 broches



chattanooga®

Ref : 3189114240

41,42€^{HT}

49,70€^{TTC}

Protecteur de sonde lombaire

- En latex
- Non stérile
- À usage unique
- Diamètre : 34 mm
- Boîte de 100



COMED®

Ref C. : 5015945034

Dispositif médical de classe I

16,58€^{HT}

19,90€^{TTC}

Protège-sonde vaginale/rectale

- En latex naturel
- Non stérile
- Largeur : 37 mm
- Boîte distributrice de 144



Pic

Ref C. : 5015014410

31,92€^{HT}

38,30€^{TTC}



Secours

Évacuation 142-144

Trousse de secours 145

Diagnostic 146-147

Respiration 148-149

Accessoires 150

Chaise d'évacuation 3 roues

- Permet de transférer une personne à mobilité réduite d'un étage vers un lieu sûr, sans portage
- Légère et polyvalente, la chaise est d'une maniabilité idéale
- Entièrement pliable pour un stockage aisé
- Dimensions : 128 x 88 x 53 cm
- Hauteur du siège : 47 cm
- Poids : 14 kg



90 kg



Ref : 9023813008

679,17€^{HT}

815,00€^{TTC}



Chaise d'évacuation Excel

- Conçue pour aider les personnes en fauteuil roulant, blessées, enceintes ou souffrant de problèmes de mobilité, à sortir rapidement des bâtiments
- Légère et facile à utiliser, la chaise glisse sur les marches grâce à une bande de roulement à friction contrôlée, évitant tout portage
- Entièrement pliable pour un stockage aisé
- Dimensions : 132 x 65 x 99 cm
- Existe en version motorisée (EXCEL E) pour l'évacuation des personnes travaillant en sous-sol
- Poids : 13,5 kg



227 kg



Ref : 9023812002

1 295,00€^{HT}

1 554,00€^{TTC}

Chaise escalier motorisée

- Légère et compacte
- Confort et sécurité pour le secouriste et le patient
- Comprend :
 - 4 roues dont 2 pivotantes avant et 2 avec frein arrière,
 - 3 poignées télescopiques verrouillables dont 1 à la tête,
 - 1 repose-pieds rabattable avec sangles,
 - 2 chenillettes auto-freinées
 - 3 sangles de maintien



250 kg



Ref : 9021555243

7 916,67€^{HT}

9 500,00€^{TTC}

Monte-escaliers Liftkar PT Uni 160 ambulancier

- Pour les professionnels du transport de santé
- Moins de pénibilité pour les ambulanciers
- Permet d'effectuer des transferts dans les escaliers de tous fauteuils roulants manuels et chaises de transfert sans efforts et sans risque pour le dos de l'accompagnant
- Hauteur de marche max : 220 mm
- Vitesse ascensionnelle : 10, 14 ou 18 marches/min



160 kg



Ref : 9023115758

6 520,38€^{HT}

6 879,00€^{TTC}



1. À partir de

Civière de relevage DMT E6

- Civière de relevage en forme de cuillère légère et robuste
- Munie d'un dispositif d'ouverture centrale permettant de glisser les deux parties longitudinales de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient
- Longueur adaptable avec verrouillage automatique et sécurisé par goupille à ressort
- Se plie en deux pour un stockage aisé



Dumont Sécurité

Ref : 9021506301



499,17€^{HT}

599,00€^{TTC}

Planche de transfert Rollbord

- Facilite le transfert des patients sans qu'il soit nécessaire de les soulever
- Housse résistante aux déchirures, conçue pour une utilisation intensive
- Facile à nettoyer et à désinfecter : revêtement antibactérien, antifongique et ignifugé
- Peut recouvrir des vides atteignant 20 cm

PRATICIMA
healthcare solutions

A- Standard

- Dimensions : L 178 x l 50 cm / L 89 x l 50 cm (pliée)

Ref : 9021071001

1 113,52€^{HT}

1 336,22€^{TTC}

B- Icu-bariatric

- Dimensions : L 178 x l 50 cm

Ref : 9021071004

1 292,75€^{HT}

1 551,30€^{TTC}

C- Mini-gyn

- Dimensions : L 91 x l 50 cm

Ref : 9021071005

698,71€^{HT}

838,45€^{TTC}

Couverture de survie

- Isothermique or/argent
- Côté or : protège de l'humidité, du froid et des intempéries
- Côté argent : protège de la chaleur et de l'insolation
- Très résistante
- Imperméable
- Dimensions : 220 x 140 cm

COMED

Ref C. : 9022904060



1,33€^{HT}

1,60€^{TTC}

Matelas d'évacuation EvacMat

- Civière légère, compacte et flexible, comprenant une poche pour les pieds intégrée et des lanières transversales ajustables
- Conçue pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite
- Se replie aisément pour un meilleur transport
- Dimensions déplié : 193 x 127 x 15 cm



150 kg



AXSOL

Ref : 9023811208



490,00€^{HT}

588,00€^{TTC}

Indispensable

Drap de transfert

- Bonne résistance à la traction et à la rupture
- À usage unique, non tissé, à base de polypropylène
- Lot de 50 sous emballage individuel

Dumont Sécurité



60 g - Dimensions : 145 x 200 cm

Ref : 9021304860

43,33€^{HT}

52,00€^{TTC}

60 g - Dimensions : 150 x 220 cm

Ref : 9021304850

57,50€^{HT}

69,00€^{TTC}

70 g - Dimensions : 150 x 220 cm

Ref : 9021304855

63,33€^{HT}

76,00€^{TTC}

Couverture bactériostatique

- Bénéficie d'un traitement antibactérien aux ions d'argent
- Couverture anti-feu M1
- Lavable à 90°C
- Dimensions : 190 x 110 cm

Dumont Sécurité



90° cousue

Ref : 9021009030

65,25€^{HT}

78,30€^{TTC}

90° soudée

Ref : 9021009060

73,75€^{HT}

88,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Coussin hémostatique d'urgence Coupe-hémo +

- En cas d'hémorragie externe, veineuse ou artérielle, l'un des gestes de première urgence consiste à stopper l'écoulement sanguin, sans pour autant arrêter la circulation
- Absorbant et non collé avec le coussin sur la bande
- À usage unique
- Dimensions : 123 x 10 cm



Ref : 9021304099

10,92€^{HT}

13,10€^{TTC}

Bandage d'urgence israélien

- Pansement compressif à bague de serrage de type israélien pour stopper de façon simple et efficace une hémorragie
- Il peut se poser sur soi-même sans assistance et à une main
- Compresse non adhérente, stérile, à usage unique
- Utilisation possible pour une morsure de serpent
- Dimensions : 2,5 m x 10 cm



Ref : 9021304250

12,50€^{HT}

15,00€^{TTC}

Bande de synthèse polyester Delta-Cast® Elite

- Recommandée pour tout type d'immobilisation rigide ou fonctionnelle de première ou de seconde intention lorsque tout type d'œdème est écarté
- Facilité d'utilisation et haute maniabilité
- Excellente résistance et robustesse
- Confort et légèreté du polyester
- Boîte de 10



Ref : 9024722760

18,50€^{HT}

22,20€^{TTC}

Collier cervical multi-tailles Patriot

- Réalisé en polyéthylène injecté
- Moulé et recouvert de mousse hypoallergénique
- Support de nuque aéré et large ouverture trachéale
- Résistant à l'eau



Ref : 9021302444 Enfant

12,92€^{HT}

15,50€^{TTC}

Ref : 9021302403 Adulte

9,58€^{HT}

11,50€^{TTC}

Attelles de doigts

- De type grenouille en aluminium et en mousse
- Tailles : petite, médium et large (à préciser lors de votre commande)
- À l'unité



Ref : 9023342501

Dispositif médical de classe I

3,42€^{HT}

4,10€^{TTC}

Attelles Smurform

- Jeu de 4 attelles
- Pour une immobilisation optimale des membres
- Structure en aluminium épousant parfaitement le membre de la victime
- Kit incluant 4 attelles : jambe adulte, jambe enfant, avant-bras, bras/coude et sac de transport



Ref : 9021244015

320,83€^{HT}

385,00€^{TTC}

Trousse de secours Médecine du Travail

- Trousse en polypropylène contenant tout le matériel de premiers secours indispensable sur un lieu de travail : soins brûlures BURNSHIELD, pansements, gants d'examen, lavage oculaire, couverture de survie...
- Dimensions : L 34,2 x l 25,2 x H 10 cm



Ref : 9021252458



72,33€^{HT}

86,80€^{TTC}

Sac à dos de sauvetage

- Ouverture à rabat pliable, permet d'accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d'urgence
- Poignée ergonomique, grande poche avant, grandes poches sur les côtés, bretelles et treillis rembourrés, pop intérieur, compartiments internes transparents
- Dimensions : 37 x 45 x 21 cm
- Contenance : 30 L

- Rouge : waterproof*
- Bleu*



Ref : 9023001405

* Sur commande



100,00€^{HT}

120,00€^{TTC}

Sac urgentiste StatPacks G3 + module oxygène

- Sac à oxygène médical ergonomique, conçu pour ne transporter que le nécessaire
- Élastomère haute performance et bâche sans PVC
- Résistance aux conditions météorologiques extrêmes
- Imperméabilité aux produits chimiques, huiles et graisses
- Attaches Velcro et boucles pour fixation sur brancard
- Poids : 2,09 kg
- Dimensions : 25,4 x 21,6 x 61 cm
- Capacité : 30 L

NOUVEAU



Ref : 9022025006



283,33€^{HT}

340,00€^{TTC}

Trousse de secours VSL

- Trousse en polypropylène complète, pour ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S suivant arrêté du 12/12/2017
- Dimensions : L 44,1 x l 31 x H 13 cm



Ref : 9021252468



80,83€^{HT}

97,00€^{TTC}

Mallette d'urgence Extrême

- Trousse en polypropylène complète, pour ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S suivant arrêté du 12/12/2017
- Dimensions : L 44,1 x l 31 x H 13 cm



Ref : 9023002901



204,17€^{HT}

245,00€^{TTC}

Sac urgentiste StatPacks G3 + Clinician

- Sac d'intervention médical polyvalent
- Élastomère haute performance
- Résistance à la traction supérieure aux élastomères conventionnels
- Durabilité : trois fois supérieure au caoutchouc standard
- Résistance aux conditions météorologiques extrêmes
- Imperméabilité aux produits chimiques et aux huiles
- Compatible avec les bouteilles d'oxygène D ou Jumbo D
- Poids : 1,67 kg
- Dimensions : 20,3 x 45,7 x 55,9 cm
- Capacité : 35 L

NOUVEAU



Ref : 9022025007



325,00€^{HT}

390,00€^{TTC}

Oxymètre de pouls

- Mesure rapide et précise
- Affichage de la valeur SpO2 et du pouls
- Affichage paramétrable pouls :
courbe de fréquence ou graphique à barres
- La luminosité de l'écran peut être modifiée
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Fourni avec 2 piles AAA

EXCLU

NOUVEAU



capvital

Ref C. : 9026500001

Dispositif médical de classe IIb

19,92€HT

23,90€TTC

Oxymètre de pouls Oxygo

- Précision et fiabilité certifiées
- Ultra-léger
- Rafraîchissement des données en continu
- Résistant aux chocs
- Polyvalent : permet une mesure
de l'enfant à l'adulte
- Écran LCD

Spengler



Ref : 9026221311

Dispositif médical de classe IIb

58,25€HT

69,90€TTC

Oxymètre de pouls Oxy One Pro

- Permet de mesurer la SpO2, l'indice de perfusion et le pouls
- Applicable aux mesures chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né
- Stockage des données SpO2 jusqu'à 500 heures
- Suivi des données sur l'application et partage
des rapports par mail en PDF
- Écran de 3,5 pouces rotatif pour le poser
en oxymètre de chevet sur pied rétractable



ONE MEDICAL

Ref : 9026023012

224,17€HT

269,00€TTC

Oxymètre de pouls Master Palm 2

- Pour tous les patients, grâce à un large choix de capteurs
- Technologie adaptée aux adultes comme aux néonats
- Écran HD avec fonction rotation automatique
- Affichage du pouls, de la courbe de
pléthysmographie, de la SpO2 et de la courbe
de SpO2
- Fonction monitoring (alarme et mémoires)
- Léger et compact : 58,5 x 123 x 28 mm
- Livré avec capteur SpO2 adulte rigide
et 3 piles AA
- Nombreux accessoires en option

Spengler



Ref : 9026223000

Dispositif médical de classe IIb

258,33€HT

310,00€TTC

Moniteur de signes vitaux Edan M3A PA + SPO2 + T°

- Appareil haut de gamme destiné aux hôpitaux et aux cliniques
- Doté de la fonction thermomètre, tensiomètre et oxymètre
- Bénéficie d'un mode automatique ou manuel, à configurer selon
vos préférences
- Garantie : 2 ans



EDAN

Ref : 9026000035

1 495,00€HT

1 794,00€TTC¹

Moniteur de signes vitaux Edan M3A NIBP + SPO2

- Appareil haut de gamme destiné aux hôpitaux et aux cliniques
- Doté de la fonction tensiomètre et oxymètre
- Bénéficie d'un mode automatique ou manuel, à configurer selon
vos préférences
- Garantie : 2 ans



EDAN

Ref : 9026000078

1 153,33€HT

1 384,00€TTC¹

1. À partir de

Défibrillateur Philips HS1 avec valise

- Défibrillateur semi-automatique
- Appareil compact et léger très simple d'utilisation
- En effet, grâce à ses instructions vocales, il guide et accompagne l'utilisateur tout au long de la réanimation
- Garantie : 8 ans



PHILIPS

Ref : 9029120001

1 158,33€^{HT}

1 390,00€^{TTC}

Défibrillateur Philips FRX

- Défibrillateur semi-automatique tout-terrain pouvant être déployé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et résister à des conditions extrêmes
- Allie robustesse, étanchéité, et praticité de par son design
- Vendu sans valise de transport ni clé pédiatrique de défibrillation
- Garantie : 8 ans



PHILIPS

Ref : 9029120002

1 395,00€^{HT}

1 674,00€^{TTC}

Défibrillateur AED Plus® semi-automatique

- Défibrillateur livré avec les électrodes CPR-D-pads qui sont conçues pour s'adapter à diverses morphologies adultes, s'adaptant à 99% des caractéristiques thoraciques
- Guide le sauveteur tout au long de la chaîne de survie
- Équipé de la technologie Real CPR Help : un feedback permettant d'évaluer en direct la profondeur et la fréquence du massage cardiaque externe. Il garantit une RCP efficace
- Autonomie des piles : 5 ans ou 225 chocs



ZOLL

Ref : 9029120100

1 708,33€^{HT}

2 050,00€^{TTC}

Défibrillateur AED Plus® automatique

- Défibrillateur entièrement automatique, il délivre le choc sans action de la part du secouriste. Plus besoin d'appuyer sur un bouton
- Guide le sauveteur tout au long de la chaîne de survie
- Équipé de la technologie Real CPR Help : un feedback permettant d'évaluer en direct la profondeur et la fréquence du massage cardiaque externe. Il garantit une RCP efficace
- Autonomie des piles : 5 ans ou 225 chocs



ZOLL

Ref : 9029122300

1 708,33€^{HT}

2 050,00€^{TTC}

Défibrillateur Def-NSI Plus

- Défibrillateur automatisé externe simple d'utilisation
- Fonctions "intelligentes" intégrées pour mieux aider l'intervenant et faciliter la maintenance
- Ajustement automatique du volume sonore du guidage vocal en fonction de l'environnement
- Indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation cardio-respiratoire
- Électrodes pré-connectées sur l'appareil
- Indication sur la péremption des électrodes et sur leur éventuelle réutilisation accidentelle
- Possibilité de stocker des données (jusqu'à 5 interventions) sur une carte SD pour leur transfert et leur étude sur PC
- En cas d'urgence, possibilité de passer du mode «adulte» au mode «enfant» sans changement d'électrodes
- Livré avec une paire d'électrodes pour adulte et une batterie



Ref : 9028011000

1 375,00€^{HT}

1 650,00€^{TTC}



Bladder scanner vitascan cVue avec pied

- Capacité de mesure : 0-1000 ml
- Sonde 3,5 Mhz
- Grand écran tactile de 10 pouces : 1200 x 800 pixels
- Angle de balayage : 130°
- Méthode de scannage : par secteur, 180°
- Détection de la vessie sans distinction de sexe permettant d'éliminer les interférences de la prostate, de l'utérus et de l'os pubien
- Connectivité Wi-Fi sécurisée
- Pied à roulettes avec grand panier et 5 roues silencieuses
- Transfert automatique via WIFI
- Mise à jour logicielle via USB
- Options : lecteur de code-barre et imprimante thermique
- Livré avec : pied à roulettes, sonde Vitascan v.2 et câble d'alimentation C13



VITAcon.

Ref : 9026000012

6 916,67€^{HT}

8 300,00€^{TTC}

Aspirateurs de mucosités

A- Aspirateur chirurgical électrique fixe Askir 30

Ref : 9026023016 308,83€^{HT}

370,60€^{TTC}

B- Aspirateur chirurgical mobile Askir 36 BR

Ref : 9026023628 562,50€^{HT}

675,00€^{TTC}

Bocal Flovac 1 litre réutilisable pour aspirateur

Ref : 9026023102 11,00€^{HT}

13,20€^{TTC}

Poche à usage unique stérile Flovac 1 litre pour aspirateur

Ref : 9026023099 9,92€^{HT}

11,90€^{TTC}

Sonde d'aspiration CH 20 - Lot de 10

Ref : 9026023200 41,25€^{HT}

49,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe IIa



(A)

(B)

CA-MI GSH

Nébuliseur NEB 200

- Traitement efficace des voies respiratoires supérieures et inférieures
- Bouton unique
- Vitesse de nébulisation : 0.40 ml/min
- Taille des particules : 3.1µm (MMAD)
- Cycle de fonctionnement : 30 min ON/30 min OFF
- Validé cliniquement, soumis aux normes internationales et à la réglementation en vigueur
- Livré avec un masque pour adulte et pour enfant, 1 embout buccal, 1 masque nasal, 5 filtres à air de rechange et 1 housse de transport
- Garantie 5 ans



Ref : 9027200018



49,17€^{HT}

59,00€^{TTC}

Lunette O2

- Permet d'inhaler, par voie nasale, de l'oxygène concentré
- 1,6 mètre pour tubulure oxygène
- Diamètre intérieur tubulure oxygène :
 - Adulte : 4 mm
 - Enfant et nourrisson : 6 mm



Ref : 9021278100



1,33€^{HT}

1,60€^{TTC}

Insufflateurs à usage unique

- En PVC, sans latex
- Modèle adulte : sans valve de surpression, ballon de 1 500 ml
- Modèles enfant et bébé : valve de surpression, indicateur de pression permettant de visualiser et contrôler la pression de l'oxygène administré à l'enfant ou au nourrisson
- Livrés avec un masque à usage unique en PVC avec bourrelet gonflé, tubulure, sous emballage individuel soudé

A- Insufflateur DMT adulte avec réservoir O2 et masque T5 avec dragonne

Ref : 9021248070

15,83€^{HT}

19,00€^{TTC}

B- Insufflateur DMT enfant avec réservoir O2 et masque T3

Ref : 9021248071

17,42€^{HT}

20,90€^{TTC}

C- Insufflateur DMT nourrisson avec réservoir O2 et masque T1

Ref : 9021248072

17,00€^{HT}

20,40€^{TTC}

Nébuliseur à compresseur C28P

- Nouveau système «double valve» qui empêche les médicaments de s'échapper pendant l'inhalation et l'expiration
- Fonctionne avec un adaptateur secteur
- Livré avec sa housse de transport, compresseur, kit de nébulisation, tube à air (150 cm), embout buccal, masque pour adulte, masque pour enfant, adaptateur pour masque enfant, câble d'alimentation avec prise européenne, filtres à air de rechange (5 pièces), manuel d'utilisation



Ref : 9026000828



85,75€^{HT}

102,90€^{TTC}

Masque d'inhalation haute concentration

- Permet d'inhaler des concentrations d'oxygène proches de 100%
- À usage unique
- Réserve O2, tuyau d'alimentation de 2 m et élastique de maintien
- Livré sous sachet individuel soudé
- Disponible en version adulte et pédiatrique



Ref : 9021302200



4,58€^{HT}

5,50€^{TTC}



(A)

(B)

(C)



Indispensable



Sacs hygiéniques dr.helewa

- Le sac et son tampon super absorbant Alveol-Technology permettent l'élimination des matières et des fluides des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité, ainsi que la neutralisation des odeurs
- À usage unique
- Boîte de 20 sacs



A

B

C

D

Ref C. : 2015102928	A- Protège Bassin	12,42€ ^{HT}	14,90€^{TTC}
Ref C. : 2015102929	B- Protège Seau	12,08€ ^{HT}	14,50€^{TTC}
Ref C. : 2015102927	C- Sac Vomitoire	12,08€ ^{HT}	14,50€^{TTC}
Ref C. : 2015102930	D- Urinal Masculin	12,92€ ^{HT}	15,50€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

WIN CARE

Bassin de lit

- Avec poignée droite
- Dimensions : 51 x 28 x 9 cm
- En polypropylène blanc, autoclavable
- Capacité : 2 litres

**TOP
VENTE**



125 kg



COMED®

Ref C. : 7021620021	Bassin de lit	7,92€ ^{HT}	9,50€^{TTC}
Ref C. : 7021620022	Couvercle pour bassin de lit	2,42€ ^{HT}	2,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Urinal masculin

- En plastique lavable à 80°C maximum
- Poignée anatomique
- Couvercle attaché
- Gradués
- En polyéthylène, sans latex
- Capacité : 1 litre



PIC


Ref C. : 7021986010

4,08€^{HT}

4,90€^{TTC}

Urinaux

- Avec couvercle
- Gradués par 50 ml
- En polypropylène
- Capacité : 1 litre



A

B

COMED®

Ref C. : 2015102740	A- Masculin	4,08€ ^{HT}	4,90€^{TTC}
Ref C. : 7021620023	B- Féminin	4,92€ ^{HT}	5,90€^{TTC}

Dispositif médical de classe I

Urinal Ursec

- Ne se renverse pas grâce à son système unique anti-reflux
- Vidange totale facilitée par un bouchon, nettoyage facile
- Poignée phosphorescente pour une utilisation plus facile dans le noir
- Capacité : 1 litre



A

B

A- Urinal

Ref C. : 7021990000

38,25€^{HT}

45,90€^{TTC}

B- Adaptateur féminin

Ref C. : 7021990001

11,58€^{HT}

13,90€^{TTC}



Collectivités

Chambre 152-158

Cuisine 159-161

Mobilier 162-163

Chariot de soins 164

Aménagement salle de soins 165

Distribution de médicaments 166

Distribution de linge 167

Incontinence 168-169

Traitement de l'escarres 170

Continence 171

Mobilité 172-175

Salle de bain & WC 176-177

Votre gamme

AERYS®

**Le lit hôtelier intelligent,
au service des soignants
et des résidents**

UNE GAMME SUR MESURE




**AERYS®
STANDARD**

Pour une utilisation
standard



**AERYS®
CONFORT**

Améliorer le confort
et la sécurité
du résident



**AERYS®
XXL**

Pour accueillir
les résidents
jusqu'à 270 kg

Le lit Aerys est un lit intelligent et ergonomique. Pensé pour les faciliter les gestes de tous les jours et limiter les risques de TMS des soignants et du personnel, il est également au service du soin et des patients. Le lit Aerys est un lit au design polyvalent qui s'adapte aux mieux à vos besoins et à ceux de vos résidents, et s'intègrent au mieux dans vos environnements de chambre. Sûr pour les résidents, le lit Aerys est sans compromis sur leur mobilité et leur autonomie. Disponible en largeur 90cm, 100cm pour plus de confort et de sécurité, et 120 cm pour accueillir les résidents jusqu'à 270kg.



Lit Aerys 90

Ref: 1121827016

- Équipé de ½ barrières aluminium/bois
- Coloris du châssis RAL 7030 (gris taupe) de série, panneaux Stylvia chêne Lindberg, main courante en RAL 7030
- Finition roues masquées



Grâce aux différentes options et accessoires, la gamme Aerys s'adapte à vos résidents, quelque soit leurs capacités physiques et cognitives.




Lit Aldrys

Ref: 1121827018

- Lit bas, amplitude de 24 à 80 cm
- Coloris du châssis RAL 7030 (gris taupe) de série, panneaux Val de vie Dragonnier gris, main courante en bois RAL 7030
- Freinage centralisé
- Barrières ¾ métalliques RAL 7030 + barrières pied de lit





Lit Xprim



Ref: 1121827017

- Amplitude de 34 à 84 cm
- Coloris du châssis RAL 7030, panneaux ABELIA Chêne Lindberg, main courante RAL 7030
- Freinage individuel



Lit X'Press



Ref: 1121827011

- Amplitude de 34 à 84 cm
- Relève-buste électrique à 74°
- Relève-jambes manuel (électrique en option)
- Paire de barrières pliantes et potence

Plus produit :

- 6 roues Ø 10 cm freinage indépendant
- Système de fixation des panneaux Easy-Move
- Montage et démontage ergonomique pour la prévention des TMS
- Existe en version Low, hauteur variable de 24 à 80 cm
- Garantie 5 ans mécanique et électrique - 2 ans panneaux et accessoires

WIN  CARE

Étude de devis d'aménagement sur simple demande auprès de votre magasin

Lit électrique Strate 1400 & 1402

- Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm
- Relève-buste électrique inclinable à 85°
- Paire de barrières pliantes Sécuris (sur prescription) et potence

Plus produit :

- Panneaux main courante exclusifs Capvital
- Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature
- Disponible en 90 cm de large
- Garantie : 6 ans



Strate 1400

- 2 fonctions
- Relève-jambes manuel

Ref : 1121014002

991,67€^{HT}

1 190,00€^{TTC}

Strate 1402

- 3 fonctions
- Relève-jambes électrique à plicature

Ref : 1121014003

1 158,33€^{HT}

1 390,00€^{TTC}



Lit électrique Fortissimo 120 cm

- Lit pour patient de 135 à 270 kg
- Hauteur variable électrique, relève-buste électrique inclinable à 85° et relève-jambes manuel avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature
- Panneaux hêtre massif mélaminé, barrières pliantes renforcées époxy (sur prescription) et une potence d'angle
- Existe en largeur 110, 120, 140 et 160 cm
- Garantie : 6 ans



hms-vilgo.com

Coloris rouge

Ref : 1121413052

2 075,00€^{HT}

2 490,00€^{TTC}



Lit électrique Euro 3800 Alzheimer

- Lit pour patient désorienté ou confus type Alzheimer
- Hauteur variable électrique de 21 cm à 76 cm
- Relève-buste électrique inclinable à 85°
- Relève-jambes manuel avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature
- Panneaux hêtre massif et mélaminé, barrières pliantes époxy (sur prescription) et une potence d'angle
- Disponible en 1 mètre de large
- Garantie : 6 ans



135 kg



hms-vilgo.com

Ref : 1121413700

1 258,33€^{HT}

1 510,00€^{TTC}



1. À partir de

Matelas ALOVA VMA 63

- Pour risque moyen à élevé
- Matelas monobloc moulé multiportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse de polyuréthane de 8 cm
- Couche supérieure en mousse viscoélastique $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
- Base en mousse HR $< 28 \text{ kg/m}^3$
- Dimensions : 195 x 88 x 14 cm
- Garantie : 3 ans



160 kg



WIN CARE

Ref : 2111717963

247,18€^{HT}**296,62€^{TTC15}**

Matelas Viscoflex Monobloc

- Matelas moulé monobloc
- Conception adaptée à la cinématique des lits médicaux
- Mousse viscoélastique à mémoire de forme haute densité avec insert anatomique sacro-fessier en mousse haute résilience
- Livré avec 1 housse intégrale polymaille (ouverture 3 côtés, base antidérapante)
- Version standard, disponible en plusieurs dimensions



130 kg



SYSTEM

Ref : 2111000110

247,18€^{HT}**296,62€^{TTC15}**

Matelas hospitalier Rotamat

- La mousse haute élasticité va permettre une excellente répartition des pressions. La conception innovante du matelas permet de maximiser sa durée de vie : très pratique il est réversible tête/pied mais aussi dessus/dessous. La base en H en mousse de forte densité permet de faciliter la sortie de lit mais apporte un grand maintien des différents modules de mousse
- **Indications** : aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ. Patient alité plus de 15 heures par jour
- Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement
- Garantie : 5 ans

+ PRATICITÉ & PERFORMANCE



140 kg



Ref : 2111004416

315,83€^{HT}**379,00€^{TTC15}**

WIN CARE

Matelas multistrates polystrat HE

- 2 couches de mousse polyuréthane moulées : couche supérieure en mousse Haute Élasticité et couche inférieure en HR
- Livré avec une housse intégrale polymaille HD



110 kg



SYSTEM

Ref : 2111000171

288,33€^{HT}**346,00€^{TTC15}**

Matelas Carsoft 4

- Pour risque d'escarres élevé à très élevé
- 3 couches de mousse polyuréthane de très haute élasticité et de densités différentes
- Partie supérieure de 4 cm d'épaisseur, en mousse viscoélastique de 50 kg/m^3
- Partie intermédiaire de 4 cm en mousse 40 kg/m^3 haute élasticité
- Base en mousse HR 37 kg/m^3 de 8 cm
- Découpe gaufrier de la partie inférieure pour une grande souplesse et suivre parfaitement la cinématique du lit médicalisé
- Dimensions : 200 x 90 x 16 cm
- Garantie : 5 ans



120 kg



WIN CARE

Ref : 2111639236

330,40€^{HT}**396,48€^{TTC15}**1. À partir de - 5. Éco-participation à rajouter de 4,00€^{TTC}

Matelas Vita Form 4

- **Un produit unique et taillé sur mesure pour prévenir des escarres :** découpes uniques internes pour aérer la mousse viscoélastique et limiter les risques de macération associées à des découpes externes pour épouser naturellement la cinématique du lit. Les découpes permettent d'apporter 3 fermetés différentes sur le sacrum, l'occiput et les talons assurant confort et prévention
- **Alliage parfait entre confort et robustesse :** hauteur totale de 17,5 cm associée à une base mousse de forte densité (37 kg/m³) 11 cm de hauteur pour maximiser la durée de vie
- **Indications :** aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ
- Patient alité plus de 15 heures par jour
- Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement
- Garantie 3 ans

Ref : 2111717413

247,18€^{HT}


296,62€^{TTC15}




160 kg



Classe 2



Housse logotée Capvital



capvital WIN CARE

Matelas ALOVA VMA64

- **Un concentré d'innovation pour répondre aux plus haut standards cliniques et bactériologiques :** la proclive du segment jambier permet une réduction des points de pression au niveau du talon, auquel s'ajoute la tri-portance pour garantir le confort et une meilleure répartition des pressions sur les zones les plus à risque
- Disponible avec la housse Premium CIC, zippée 4 côtés, spécialement conçue pour éviter les infections croisées et protéger le cœur de mousse dans le temps
- **Un produit complet et polyvalent capable de s'adapter à tous les environnements de soins :** large spectre de poids patient du marché allant de 20 à 180 kg, base mousse de forte densité (34 kg/m³) associée à la tri-portance pour répondre dans le temps aux besoins du domicile comme de la collectivité.
- **Indications :** aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ. Patient alité plus de 15 heures par jour
- Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement
- Garantie : 3 ans

Ref : 2111327034

343,33€^{HT}

412,00€^{TTC15}



INNOVATION & POLYVALENCE



Classe 2



180 kg

WIN CARE

Matelas Unimat

- La mousse haute élasticité va permettre une excellente répartition des pressions. La conception innovante du matelas permet de faciliter la sortie de lit au patient grâce à ses bordures stabilisatrices, d'avoir un grand confort avec une mousse spécifique au niveau de la zone du sacrum pour limiter les risques de talonnement
- Un produit conçu pour résister dans le temps grâce à une base mousse de forte densité (37 kg/m³)
- Indications : aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ. Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement
- Dimensions : 198 x 88 x 15 cm
- Garantie : 5 ans

Ref : 2114104515

770,17€^{HT}

924,20€^{TTC15}



140 kg



WIN CARE

1. À partir de - 5. Éco-participation à rajouter de 4,00€^{TTC}

Matelas évolutif Viscoflex Air

- Pour risque d'escarres élevé
- Mousse viscoélastique avec insert HR de 90 x 200 cm
- 2 modules amovibles :
 - mousse visco basse portance,
 - module air POLYAIR®
- Livré avec 1 housse intégrale Polymaille



130 kg



SYSTEM

Ref : 2111000111

400,93€^{HT}

481,12€^{TTC15}

Matelas à air Nausiflow + compresseur Nausiflow 100 Auto Quattro

- Le compresseur Nausiflow 100 Auto Quattro est une solution avancée pour le maintien de la pression dans les matelas à air à pression alternée
- Il est équipé d'un mode soins temporisé, stimulation et progressif
- Pression de confort à 3 niveaux + position assise
- Alarmes : basse pression, maintenance et défaut interne
- Dispose d'une interface numérique permettant un ajustement du confort et un maintien de la pression plus précis. Il dispose du mode dynamique et statique
- Il peut être associé soit à :
 - Un matelas à air 512 et mousse d'une hauteur totale de 17 cm (13 cm d'air + sous matelas en mousse de 5 cm) 17 cellules en NPU, quatre cellules en zone talonnière à connecteur rapide auto-obturant. Largeurs disponibles : 70, 88 et 120 cm. Destiné aux stades 1 et 2
 - Un matelas Nausiflow 834 tout air d'une hauteur 20 cm, 20 cellules en NPU, quatre cellules en zone talonnière à connecteur rapide auto-obturant. Largeurs disponibles 85 et 120 cm. Destiné aux stades 3 et 4. Plusieurs dimensions disponibles, largeur : 85 et 120 cm

Ref : 2111005128

741,67€^{HT}

890,00€^{TTC1}



150 kg

2 ANS GARANTIE



NAUSICAA
MEDICAL

Matelas à air dynamique Eole 20 cm d'air

- Décharge totale de chaque cellule indépendante, dont talons
- Modes : soins, statique basse pression, alterné, et mode transport
- Technologie Basse Pression Continue
- Dimensions : 20 x 90 x 200 cm
- Système actif, pression alternée
- Unité de contrôle dotée de capteur
- Régulation du volume d'air automatique



200 kg



Ref : 2111002871

1 281,67€^{HT}

1 538,00€^{TTC1}

SYSTEM

1. À partir de - 5. Éco-participation à rajouter de 4,00€^{TTC}

Pour plus d'informations : Demandez conseil dans votre magasin

Gamme Axtair Automorpho Axensor

- Gamme innovante et communicante de supports à air motorisé
- 1 compresseur pour 5 supports (4 matelas et 1 coussin)
- Technologie Axensor® brevetée avec un capteur gyroscopique qui permet d'ajuster automatiquement la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et de sa position au lit
- Vanne CPR d'urgence : dégonfle le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque
- Alarmes : visuelle et sonore
- Améliore la qualité de soins et de vie du patient
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant
- Parce que chaque patient mérite une attention particulière, nous vous proposons 4 déclinaisons : AT 12, AT 15, AT 15 DV, AT 20
- Garantie : 2 ans



WIN CARE

Axtair Automorpho Axensor AT 12 & AT 15

- Surmatelas motorisé avec 2 hauteurs d'air thérapeutique disponibles
- 18 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane Ether de 12 cm (AT 12) ou 15,5 cm (AT 15) de hauteur d'air thérapeutique
- 3 zones thérapeutiques : 2 cellules de tête statiques, 12 cellules dorso-lombaires et 4 cellules talons avec décharge talonnière intégrée
- AT12 disponible en 2 largeurs : 80 et 87 cm
- Poids patient de 165 kg pour AT 12, 180 kg pour AT 15
- Option Décubitus Ventral AT 15 DV : dégonflage sélectif des cellules pour prévenir des lésions cutanées et faciliter le drainage des sécrétions bronchiques chez les patients sous ventilation mécanique

Ref : 2111327029 Axtair Automorpho Axensor AT 12

1 465,00€^{HT} **1 758,00€^{TTC1}**

Ref : 2111327030 Axtair Automorpho Axensor AT 15

1 755,00€^{HT} **2 106,00€^{TTC1}**

Ref : 2111327031 Axtair Automorpho Axensor AT 15 DV

1 835,00€^{HT} **2 202,00€^{TTC1}**

Axtair Automorpho Axensor AT 20

- Matelas tout air avec 2 largeurs disponibles : 80 et 90 cm
- 21 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane Ether de 20 cm
- 4 zones thérapeutiques : 2 cellules de tête statiques, 4 cellules cervico-dorsales, 10 cellules autour de la zone sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité, 5 cellules talons avec décharge talonnières accessibles par l'extérieur
- Poids patient de 200 kg
- Passe câble

Ref : 2111327032

2 195,00€^{HT} **2 634,00€^{TTC1}**

Coussin Viscoflex standard

- Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³
- Aide à la prévention et au traitement des escarres : risque moyen à élevé
- Livré avec 2 housses en polmaille
- Disponible en 10 tailles, du 36 x 36 x 8 cm au 51 x 50 x 8 cm



de 30 à 160 kg
selon taille



SYSTEM

Ref : 2114036140

57,50€^{HT}

69,00€^{TTC1}

Coussins à cellules pneumatiques Polyair

- Double compartiment, livrés avec un manomètre de gonflage électronique et guide de réglage
- Livrés avec 2 housses
- Disponible en 23 tailles, du 36 x 36 cm au 61 x 50 cm
- 2 hauteurs : 6 ou 10 cm
- Option confort : version spéciale gériatrie



(A)



(B)

SYSTEM

Ref : 2114000610 A- Classique

Ref : 2114000611 B- Option Confort

153,75€^{HT}

184,50€^{TTC1}

1. À partir de

Verre à boire

- Couvercle amovible et bec
- Gradué par 25 ml
- En polypropylène
- Contenance : 25 cl

**TOP
VENTE**

COMED®



Ref C. : 7021926000

3,25€^{HT}

3,90€^{TTC}

Verre à découpe nasale

- Diminue la mobilisation cervicale douloureuse et limitée dans l'arthrose et la maladie de Parkinson
- Contenance : 16 cl

Garantis
Sans Bisphénol A

**SAINT ROMAIN
FABRICANT**



Ref C. : 9111820530

4,42€^{HT}

5,30€^{TTC}

Gobelet à découpe nasale

- Idéal lorsque la mobilité de la tête et de la nuque est restreinte
- Deux poignées ergonomiques
- Espace pour paille
- Contenance : 16 cl

**SAINT ROMAIN
FABRICANT**



Ref C. : 2015101928

8,25€^{HT}

9,90€^{TTC}

Bol

- Deux poignées ergonomiques qui facilitent sa manipulation
- Idéal pour les personnes en perte de force ou ayant des tremblements
- Contenance : 45 cl

**SAINT ROMAIN
FABRICANT**



Ref : 2015101927

7,08€^{HT}

8,50€^{TTC}

Assiette antidérapante

- Stable grâce à ses 4 pieds
- Angle de blocage pour la cuillère et la fourchette
- Pente pour faire glisser la nourriture vers la partie la plus profonde

Garantis
Sans Bisphénol A

- Bleu
- Cassis

**SAINT ROMAIN
FABRICANT**



Ref : 9111820120

16,25€^{HT}

19,50€^{TTC}

Assiette thermodynamique

- Avec couvercle
- Passe au micro-ondes et lave-vaisselle
- Résistance température : 70 à 80°C
- Base antidérapante
- Haute résistance aux chocs
- Empilable avec ou sans couvercle

- Bleu
- Cassis

**SAINT ROMAIN
FABRICANT**



Ref : 9111801510

33,25€^{HT}

39,90€^{TTC}

Support antidérapant pour yaourt

- Assure la stabilité lors de la consommation
- Évite de renverser son yaourt ou son verre
- Évite le glissement sur la table
- Rend l'ouverture plus facile et accessible à tous
- Hauteur 4 cm

**SAINT ROMAIN
FABRICANT**



Ref : 9111804100

7,42€^{HT}

8,90€^{TTC}

Chariot petit déjeuner

- Monobloc avec 4 portes noires ou roses
- Capacité : 12 plateaux GN1/1 ou 24 GN1/2 plus 2 niveaux pour bacs
- Espace entre glissière : 98 cm
- 4 roues composites Ø 125 mm
- 2 poignées inox
- Dimensions : L 101 x P 65 x H 110 cm
- Nombreuses options disponibles

**SAINT ROMAIN
FABRICANT**



Ref : 9111813000

1 861,58€^{HT}

2 233,90€^{TTC}
éco-part. incluse

1. À partir de

LA COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE ORALE :

De nombreux groupes de personnes sont dénutris ou à risque de dénutrition : **les personnes âgées et les patients fragilisés.**

Une solution efficace pour combattre la dénutrition :
la complémentation nutritionnelle orale.

Les produits de la gamme Fresubin® sont des compléments nutritionnels oraux à haute valeur nutritionnelle, qui allient le goût à l'apport nutritionnel.

Ils se consomment à tous les instants de la journée : petit déjeuner, collation, dessert, plats salés...

Ils permettent de maintenir un bon équilibre nutritionnel et peuvent contribuer à la prévention des escarres.

Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée Fresubin® DB Drink*

- Boisson pour personne diabétique hypercalorique et hyperprotéinée avec fructose et édulcorant
- Par bouteille de 200 ml :
 - 15 g de protéines, 300 kcal
 - 4 g de fibres (amidon modifié de tapioca)
- Sans gluten, sans lactose
- Avec fructose et édulcorants
- 5 arômes : vanille, fruits de la forêt, cappuccino, pêche-abricot, praliné



Boisson hypercalorique et hyperprotéinée Fresubin® Intense Drink*

- Hyperprotéinée et hypercalorique (1,5 kcal/ml)
- Par bouteille de 200 ml :
 - 28,8 g de protéines
 - 480 kcal (2016 kJ)
- Sans lactose et sans gluten, sans fibres
- Profil vitaminique et minéral complet
- 6 arômes : neutre, noisette, vanille, abricot-pêche, tropical, cappuccino
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml



Boisson au goût fruité hypercalorique Fresubin® Jucy Drink*

- Hypercalorique
- Par bouteille de 200 ml :
 - 8 g de protéines
 - 300 kcal (1260 kJ)
- Apport en vitamines et minéraux
- Sans lactose et sans gluten
- 5 arômes : ananas, cassis, cerise, orange, pomme
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml



Crème dessert complète hypercalorique et hyperprotéinée Fresubin® DB Crème

- Crème pour personne diabétique hypercalorique et hyperprotéinée
- Par pot de 200 g :
 - 15 g de protéines, 300 kcal
 - 4 g de fibres
- Sans gluten, sans lactose
- Avec fructose et édulcorants
- 5 arômes : vanille, fraise des bois, cappuccino, praliné, pêche-abricot
- Pack de 4 pots de 200 g



Crème dessert complète hypercalorique et hyperprotéinée Fresubin® 2 kcal Crème

- Hyperprotéinée et hypercalorique (2 kcal/g)
- Par pot de 125 g :
 - 12,5 g de protéines
 - 250 kcal (1 050 kJ)
- Sans lactose, sans gluten et sans fibre
- Profil vitaminique et minéral complet
- 5 arômes : cappuccino, chocolat, fraise des bois, praliné, vanille
- Pack de 4 pots de 125 g format hôpital



* Boisson - Les compléments nutritionnels oraux de la gamme Fresubin® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (règlement UE 128/2016), à utiliser sous contrôle médical. Ils sont destinés aux patients dénutris (légèrement à modérément) ou à risque de dénutrition, après échec de l'enrichissement de l'alimentation** (** HAS, Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée, 2007)

Boisson concentrée HP-HC

- Boisson hyperprotidique et hyperénergétique concentrée
- Stérilisée UHT, prête à l'emploi
- 452 kcal et 29 g protéines / bouteille
- 7 saveurs : vanille, chocolat, café, fraise, noisette, caramel, pêche-abricot
- Sans gluten, sans résidus (sauf saveur chocolat), sans lactose
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml



Crème dessert HP-HC La Floridine

- Crème dessert hyperprotidique et hypercalorique
- Stérilisée UHT, prête à l'emploi
- 361 kcal et 20 g protéines / pot 200 g
- 6 saveurs : vanille, praliné, chocolat, abricot, café, fraise façon pâtisseries
- Avec lactose, sans gluten
- Pack de 4 pots de 125 g



Purée et soupe HP-HC

- Purée et soupe hyperprotidique, hypercalorique à base de légumes, aromatisée, stérilisée, prête à l'emploi
- Texture mixée et onctueuse et un bon goût de légumes
- Environ 362 kcal et 20 g de protéines / bol
- 4 recettes de purée : petits pois, brocolis et crème, céleri-pommes de terre et crème, carottes et crème
- 4 recettes de soupe : légumes du soleil, légumes verts, poireaux-pommes de terre et crème, potiron et crème
- Pack de 4 bols de 200 g



Poudre épaississante Gelodiet

- La poudre épaississante Gelodiet permet d'épaissir les boissons, les préparations mixées, les aliments trop liquides, à chaud comme à froid et adapter la consistance
- Goût neutre qui n'altère pas le goût des aliments
- Dissolution instantanée, texture lisse
- Consistance stable : efficace à chaud comme à froid, résistant à l'amylase salivaire en bouche, le temps de la déglutition
- pH neutre, sans lactose
- Boîte de 225 g avec dosette 4,6 g environ ou étui de 40 sachets de 7 g sans lactose
- Boîte de 225 g avec dosette 4,6 g environ ou étui de 40 sachets de 7 g



Poudre de protéines

- Protéines à haute valeur nutritionnelle
- Indice chimique 178° d'origine laitière
- Goût neutre qui n'altère pas le goût des aliments
- Dosette rase d'environ 6 g : 21 kcal et 5,1 g de protéines
- Sachet de 11,5 g : 41 kcal et 9,9 g de protéines
- Sans gluten
- Boîte de 500 g avec dosette de 6 g



Le brassé HP-HC

- Dessert lacté hyperprotidique hypercalorique, traité thermiquement
- Prêt à l'emploi
- 360 kcal et 20 g protéines / pot
- 6 saveurs : nature sucré, vanille, citron, fraise, pêche, cerise
- Sans gluten, avec lactose
- Pack de 4 pots de 200 g



Biscuit Nutra'cake

- Biscuit hypercalorique, hyperprotidique, fourré aux fruits ou au chocolat
- Prêt à l'emploi
- Recette pruneau : 173 kcal et 7,6 g protéines / biscuit
- Recette framboise : 170 kcal et 7,2 g protéines / biscuit
- Recette chocolat : 182 kcal et 7,7 g protéines / biscuit
- 1,4 g fibres par biscuit
- Étui de 405 g avec 4 sachets de 3 biscuits de 45 g



Eau gélifiée Gelodiet

- Eau aromatisée sous forme gélifiée stérilisée avec des gélifiants
- Texture ferme, restant épaisse en bouche
- Apporte au moins 90% d'eau et moins de 34 kcal / 100 g (pour sucrés)
- 6 saveurs sucrées : citron, fraise, fruits du verger, grenadine, pomme, raisin
- 4 saveurs édulcorées : cola, menthe, orange, thé pêche
- Sans gélatine, sans gluten
- Pack de 4 pots de 120 g



Guéridon inox 2 plateaux

- 2 plateaux 60 x 40 cm
- Tube rond inox
- 4 roulettes Ø 80 mm dont 2 à frein
- Livré monté
- Options : galeries
- Garantie : 1 an



CARINA
Mobilier

Ref : 8023212761

308,33€^{HT}

370,00€^{TTC1}
éco-part. incluse

Guéridon

- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm
- Hauteur 80 cm
- Piètement en tube carré laqué époxy (plusieurs coloris au choix pour s'adapter à votre environnement de travail, nous consulter)
- Livré monté avec 2 tiroirs et roulettes



CARINA
Mobilier

Ref : 8023243011

720,00€^{HT}

864,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Mobilier modulaire Essential

- Composition de l'ensemble :
 - 1 module avec placard sous évier, et 2 modules avec 4 tiroirs
 - Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix
- Dimensions totales : 1130 x 946 x 634 mm
- Robinetterie et nombreux accessoires sur demande
- 4 coloris de façade disponibles



PROMOTAL

Ref : 8013151048

3 512,00€^{HT}

4 214,40€^{TTC1}
éco-part. incluse

Guéridon inox 3 plateaux

- 3 plateaux 60 x 40 x 80 cm
- Barre de poussée
- Galerie amovible 4 côtés
- Roulettes Ø 75 mm avec frein



Holtex

Ref : 8021006041

361,75€^{HT}

434,10€^{TTC}

Guéridons 5060

- Meuble assistant polyéthylène (livré vide)
- Largeur 45cm, longueur 60 cm, hauteur 86 cm
- Équipé de 2 tiroirs
- Sur 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein diamètre 50 mm
- Option : façades de couleur
- Garantie : 2 ans

A

B



CARINA
Mobilier

Ref : 8023005060 A- 2 tiroirs

938,33€^{HT}

1 126,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Ref : 8023005061 B- 3 tiroirs

1 041,67€^{HT}

1 250,00€^{TTC}
éco-part. incluse

Mobilier modulaire Premium

- Composition de l'ensemble :
 - 1 module avec placard sous évier, et 3 modules avec 4 tiroirs
 - Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix
- Dimensions totales : 2436 x 946 x 634 mm
- Robinetterie et nombreux accessoires sur demande
- 4 coloris de façade disponibles



PROMOTAL

Ref : 8013153215

5 096,00€^{HT}

6 115,20€^{TTC1}
éco-part. incluse

1. À partir de

Chariot de soins 2 tiroirs

- Habillage extérieur en aluminium composite
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques
- Équipement standard : 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 2 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs
- Couleurs : bleu ou lavande
- Dimensions : 65 x 48 x 87 cm
- Existe en version 5 tiroirs



mdose

Ref : 8042306305

1 225,08€^{HT} **1 470,10€^{TTC1}**

Chariot de distribution du médicament Caméleon

- Chariot de distribution du médicament 12 niveaux
- Équipé avec tablette à droite et 3 rails
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et antistatiques
- Dimension : 60 x 40 cm



mdose

A- Chariot caméleon 60 x 40 cm

Ref : 8042162103

1 737,18€^{HT} **2 084,62€^{TTC1}**

B- Plateau 8 piluliers vert tendre avec étiquette matin midi soir nuit

Ref : 8042162501

69,23€^{HT} **83,08€^{TTC1}**

Chariot escargot

- Chariot très léger et facile à manier
- Fermeture centralisée à clé
- Plateau à bord relevé, socle pare-choc
- 4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein
- Structure en aluminium avec un large choix de couleur
- Composé de :
 - 6 tiroirs moyens,
 - 36 bacs nominatifs pour escargot pour 36 résidents
- L'aménagement intérieur peut se recomposer



FARMALIS
by Mdose

Ref : 8042205063

2 462,00€^{HT} **2 954,40€^{TTC1}**

Chariot de soins 5 tiroirs

- Habillage extérieur en aluminium composite bleu
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés
- Poignée de poussée en ABS
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et antistatiques
- Équipement standard : 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs
- Dimensions : 65 x 48 x 96 cm



mdose

Ref : 8042163003

1 639,67€^{HT} **1 967,60€^{TTC1}**

Chariot d'urgence

- Habillage extérieur en aluminium composite rouge
- Tiroirs en aluminium sur glissières à sortie 100%
- Plan de travail en ABS avec rebord quatre côtés
- Poignée de poussée en ABS
- Roues doubles diamètre 100 mm dont 2 à frein et 2 antistatiques
- Équipement standard : 1 panier filaire, 1 support boîte à aiguilles, 1 support oxygène, 1 support sondes, 1 planche à massage cardiaque, 1 tablette coulissante, 1 porte défibrillateur, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs, 1 fermeture manuelle avec 50 scellés
- Dimensions : 65 x 48 x 96 cm



mdose

Ref : 8042163001

1 796,53€^{HT} **2 155,84€^{TTC1}**

Plan de travail avec stockage

- S'adapte à tous types de stockage
- 18 glissières
- Plan de travail, 4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein
- Large choix de couleur
- Composé de :
 - 4 petits tiroirs de : 60 x 40 x 6,5 cm,
 - 4 moyens tiroirs de : 60 x 40 x 13,5 cm,
 - 2 grands tiroirs de : 60 x 40 x 20,5 cm
- Dimensions : 134 x 50 x 90 cm



FARMALIS
by Mdose

Ref : 8042102020

2 121,00€^{HT} **2 545,20€^{TTC1}**

1. À partir de

Chariots de soins

Chariot de soins Neop 400 x 400 & 600 x 400

- Un produit 100% modulable, adapté à votre organisation
- Caisson monobloc en aluminium
- Aménageable avec des tiroirs jointifs ou des tiroirs télescopiques
- Sécurisation du chariot en option (battant ou rideau)
- Identification du service sur demande

- Bleu céleste
- Rose magenta
- Rouge
- Vert pomme



Ergonomique



Modulable



Hygiénique

A- Chariot de soins à tiroirs télescopiques NEOP 400 x 400

• Dimensions : L 55,8 x l 58,3 x H 111,5 cm

Ref : 8048441004

1 509,46€^{HT}

1 811,35€^{TTC1}
éco-part. incluse

B- Chariot de soins à tiroirs télescopiques NEOP 600 x 400

• Dimensions : L 74,5 x l 58,3 x H 111,5 cm

Ref : 8048641007

1 392,47€^{HT}

1 670,96€^{TTC1}
éco-part. incluse

C- Chariot de soins à tiroirs jointifs NEOP 600 x 400

• Dimensions : L 74,5 x l 58,3 x H 111,5 cm

Ref : 8048641071

1 648,33€^{HT}

1 977,99€^{TTC1}
éco-part. incluse

D- Système de motorisation EasyMoove

Ref : 8041900201

1 534,25€^{HT}

1 841,10€^{TTC1}
éco-part. incluse



A



B



C



**NOMBREUX ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES COMPATIBLES
AUTRES MODÈLES DISPONIBLES, CONSULTEZ-NOUS !**

PRATICIMA
healthcare solutions



easymoove

Solution de MOTORISATION pour chariots NEOP®



Réduit
les efforts
de poussée



Limite
l'apparition
des TMS



Améliore
la maniabilité
du chariot



Confort
de travail
optimal



En savoir +



PRATICIMA
healthcare solutions

Un projet d'aménagement de salle de soins ?

CONSULTEZ-NOUS

La personnalisation sur-mesure de l'aménagement des salles de soins pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, FAM, laboratoires...)



Des conseils personnalisés



Un devis et un plan 3D



Des meubles sur-mesure



Une garantie d'excellence



PRATICIMA
healthcare solutions

Guéridon de soins Agily

- Aménageable et évolutif afin de répondre aux différentes utilisations
- Équipé de 4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 à frein et 3 pivotantes
- Bandages et butoirs non tachants
- Nombreux accessoires compatibles

A- Guéridon 400 x 400

• Dimensions : L 55,8 x P 54 x H 98 cm

Ref : 8041300431

930,42€^{HT}

1 116,50€^{TTC1}
éco-part. incluse

B- Guéridon 600 x 400

• Dimensions : L 74,9 x P 54 x H 98 cm

Ref : 8041300636

520,63€^{HT}

624,75€^{TTC1}
éco-part. incluse

(A)

(B)



- Bleu pop
- Fushia
- Gris perle
- Orange
- Vert pomme

PRATICIMA
healthcare solutions

Guéridon de soins résine

- Conçu pour répondre aux différentes contraintes du milieu hospitalier
- Équipé de 4 roues Ø 10 cm, dont 1 à frein
- Hauteur utile des tiroirs : 10 cm
- Bandage non tachant
- Nombreux accessoires compatibles

A- Guéridon 400 x 400

• Dimensions : L 50 x P 50 x H 98,5 cm

Ref : 8041344203

1 047,63€^{HT}

1 257,15€^{TTC1}
éco-part. incluse

B- Guéridon 600 x 400

• Dimensions : L 70 x P 50 x H 98,5 cm

Ref : 8041364301

748,79€^{HT}

898,55€^{TTC1}
éco-part. incluse

(A)

(B)



- Bleu pop
- Fushia
- Vert pomme

PRATICIMA
healthcare solutions

Chariot d'urgence Neop

- Comprend : 5 tiroirs télescopiques à extension totale avec bacs à lèbres compartimentés, 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés, 1 planche de massage cardiaque, 1 support monitoring, 1 tige porte-sérum 2 crochets, 1 support bouteille à oxygène
- Identification du service sur demande

A- Chariot 400 x 400

• Dimensions : L 55,8 x l 58,3 x H 111,5 cm

Ref : 8048144100

2 254,29€^{HT}

2 705,15€^{TTC1}
éco-part. incluse

B- Chariot 600 x 400

• Dimensions : L 74,5 x l 58,3 x H 111,5 cm

Ref : 8048164100

2 295,08€^{HT}

2 754,10€^{TTC1}
éco-part. incluse

(A)

(B)



PRATICIMA
healthcare solutions

1. À partir de

Un projet de réorganisation et de sécurisation de votre circuit du médicament ?



CONSULTEZ-NOUS



Pilulier sécurisé et tracé, préparé en officine



Conçu pour les médicaments en conditionnement primaire



Visualisation du traitement en un seul coup d'œil



PRATICIMA
healthcare solutions

Chariot de distribution Pili cart

- Dispensation hebdomadaire en EHPAD / long séjour
- Chariot compact et maniable
- Fermeture par rideau coulissant à lames
- Verrouillage par serrure à code
- De série : 1 poignée et 4 rails normalisés
- Livré nu : sans équipement, ni accessoire
- Existe en version 12 et 24 plateaux

A- Chariot Pili cart 10 niveaux
• Dimensions : L 61,5 x l 46,8 x H 98,8 cm

Ref : 8041008144

1 231,67€^{HT}

1 478,00€^{TTC}
éco-part. incluse

B- Chariot Pili cart 20 niveaux
• Dimensions : L 106,5 x l 46,8 x H 98,8 cm

Ref : 8041008244

1 792,08€^{HT}

2 150,50€^{TTC}
éco-part. incluse

● Rose magenta



Sécurisé



Léger



Hygiénique



A



B

PRATICIMA
healthcare solutions

Broyeur de comprimés Tookan

- Écrase-comprimés manuel permettant de broyer les médicaments en une fine poudre, sans effort ni à-coups
- Sécurisation maximale : évite les contaminations croisées
- Participe à la prévention des TMS
- Simple d'utilisation
- Très résistant



PRATICIMA
healthcare solutions

Ref : 8041000017

77,50€^{HT}

93,00€^{TTC}

Lot de 1000 sachets

- Compatibles avec tous les écrase-comprimés du marché

Ref : 8041000011

41,58€^{HT}

49,90€^{TTC}

Broyeur de comprimés Severo

- Permet de broyer électriquement les médicaments les plus durs en moins de 8 secondes
- Évite l'inhalation de particules médicamenteuses ainsi que les contaminations croisées
- Autonomie : 500 cycles de broyage
- Dimensions : L8 x P 7 x H 21,7 cm



PRATICIMA
healthcare solutions

Ref : 8041020013

400,75€^{HT}

480,90€^{TTC}

Stabilisateur

Ref : 8041000040

35,08€^{HT}

42,10€^{TTC}

Lot de 2100 gobelets

Ref : 8041020014

167,67€^{HT}

201,20€^{TTC}

Lot de 2100 rondelles de cellophane

Ref : 8041020016

38,92€^{HT}

46,70€^{TTC}

Lot de 2000 couvercles

Ref : 8041020015

176,25€^{HT}

211,50€^{TTC}

1. À partir de

Gel à avaler Severo

- Facilite la déglutition des comprimés et des poudres
- Permet de masquer le goût amer des médicaments et n'affecte pas son action
- Ne contient ni sucre, ni alcool, ni substances allergènes courantes
- Il convient à tous les patients

NOUVEAU



PRATICIMA
healthcare solutions

1 Litre saveur tutti frutti

Ref : 8041000042

24,00€^{HT}

28,80€^{TTC}

1 Litre saveur banane

Ref : 8041000045

24,00€^{HT}

28,80€^{TTC}

Chariot de change et de toilette

- Structure traitée anticorrosion à l'époxy
- Roulettes Ø 12,5 cm : 1 à frein, 1 directionnelle et 2 pivotantes
- Équipements de série : 1 tiroir 60 x 40 cm (pour les chariots ouverts), 1 bac de pioche encastrable, 2 paniers latéraux grand modèle, 1 étagère amovible, séparateurs réglables pour étagère amovible (2 pour le chariot petit modèle, 3 pour le grand modèle)
- Trieur de change en option

Chariot ouvert petit modèle (15 à 20 patients)

- Dimensions : L 108,5 x P 63 x H 99,4 cm

Ref : 8041008200

593,92€^{HT}

712,70€^{TTC1}
éco-part. incluse

Chariot ouvert grand modèle (20 à 30 patients)

- Dimensions : L 128,5 x P 63 x H 99,4 cm

Ref : 8041018261

629,67€^{HT}

755,60€^{TTC1}
éco-part. incluse

Chariot à portes petit modèle (15 à 20 patients)

- Dimensions : L 108,5 x P 63 x H 99,4 cm

Ref : 8041008220

930,96€^{HT}

1 117,15€^{TTC1}
éco-part. incluse

Chariot à portes grand modèle (20 à 30 patients)

- Dimensions : L 108,5 x P 63 x H 99,4 cm

Ref : 8041900202

1 489,67€^{HT}

1 787,60€^{TTC1}
éco-part. incluse

Système de motorisation EasyMoove pour chariot petit modèle

Ref : 8041008100

1 011,83€^{HT}

1 214,19€^{TTC1}
éco-part. incluse

Système de motorisation EasyMoove pour chariot grand modèle

Ref : 8041900203

1 534,25€^{HT}

1 841,10€^{TTC1}
éco-part. incluse



- Bleu pop
- Framboise
- Myrtille
- Orange
- Vert pomme

PRATICIMA
healthcare solutions



Solution de MOTORISATION pour chariots de change



En savoir +



✓
Réduit
les efforts
de poussée

✓
Limite
l'apparition
des TMS

✓
Améliore
la maniabilité
du chariot

✓
Confort
de travail
optimal

PRATICIMA
healthcare solutions

Chariot à linge 2 portes 1 étagère

- Légèreté et maniabilité pour ce modèle réduit
- Corps d'armoire en alliage d'aluminium anodisé
- 2 portes battantes en stratifié, ouverture à 270°
- 4 roues Ø 100 mm
- 4 pare-chocs annulaires
- Dessus thermoformé avec rebords sur 3 côtés
- Étagère en aluminium
- Dimensions : 74 x 53,5 x 100 cm

Ref : 8041012000

990,00€^{HT}

1 188,00€^{TTC1}
éco-part. incluse



(Modèle présenté avec trieur de change en option)

PRATICIMA
healthcare solutions

Incontinence : Comment choisir une protection adaptée ?

Spécialistes de l'incontinence, nos équipes de professionnels vous assurent conseils, qualité et fiabilité au meilleur prix.

Grâce à une large profondeur de gamme, les produits disponibles en magasin répondent à tous vos besoins.

Avec des solutions pour le jour et la nuit, des protections légères ou lourdes, de toutes les formes, de toutes les tailles, nos produits s'adaptent à votre mode de vie.

Fort de cette expertise conseil, Capvital a développé sa propre marque de protections.

Notre gamme complète s'adapte à toutes les morphologies et à toutes les problématiques.

TYPE D'INCONTINENCE	Produits		Pour qui ?	Tailles	Caractéristiques
Fuites légères quelques gouttes 	LADY		Femme, mobile, autonome	Taille unique	Protection légère et discrète, se glisse dans les sous-vêtements.
	INSERT TRAVERSABLE		Unisex, autonome, ou semi-autonome	15x60 cm	Couches droites à utiliser en complément d'un change complet ou d'un slip absorbant, afin de renforcer leur capacité d'absorption.
Fuites légères à modérées 	LADY PLUS		Femme, mobile, autonome	Taille unique	Protection légère et discrète avec une absorption renforcée, se glisse dans les sous-vêtements.
	PANTS		Unisex, autonome ou semi-autonome	M, L, XL	Culotte absorbante avec barrières anti-fuites, se porte à la place des sous-vêtements.
Fuites modérées à sévères 1/2 à 1 verre 	FORM		Unisex, semi-autonome ou dépendant	Taille unique	Protection anatomique avec barrières anti-fuites.
	PANTS		Unisex, autonome, ou semi-autonome	M, L, XL	Culotte absorbante avec barrières anti-fuites ultra-performantes, se porte à la place des sous-vêtements.
	SLIP		Unisex, dépendant	M, L, XL	Change complet avec barrières anti-fuites intégrales, découpes anatomiques et adhésifs repositionnables.
Fuites modérées à sévères 1 à 2 verres 	FORM		Unisex, semi-autonome ou dépendant	Taille unique	Protection anatomique avec barrières anti-fuites.
	SLIP		Unisex, dépendant	M, L, XL	Change complet avec barrières anti-fuites intégrales, découpes anatomiques et adhésifs repositionnables.

Changes complets Slip

- Découpes anatomiques et adhésifs repositionnables, barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches ultra-absorbants pour une protection maximale

Jour

Sachet de 28

Extra - Médium - Jour - 80-125 cm

Extra - Large - Jour - 115-155 cm

Sachet de 20

Extra - X-Large - Jour - 120-170 cm

Nuit

Sachet de 20

Super Plus - Médium - Nuit - 80-125 cm

Super Plus - Large - Nuit - 115-155 cm

Super Plus - X-Large - Nuit - 120-170 cm

Dispositif médical de classe I

Ref C. : 2015101887

Ref C. : 2015101889

Ref C. : 2015101890

Ref C. : 2015101891

Ref C. : 2015101892

Ref C. : 2015101893



Culottes Pants

- Barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches ultra-absorbants pour une protection maximale
- Sachet de 14

Jour

Médium - Jour - Plus - 80-120 cm
Large - Jour - Plus - 100-145 cm
X-Large - Jour - Plus - 120-160 cm

Nuit

Médium - Nuit - Super - 80-102 cm
Large - Nuit - Super - 100-145 cm
X-Large - Nuit - Super - 120-160 cm

Dispositif médical de classe I

Ref C. : 2015101901
Ref C. : 2015101902
Ref C. : 2015101903

Ref C. : 2015101904
Ref C. : 2015101905
Ref C. : 2015101906



**TOP
VENTE**



Protections anatomiques Form

- Barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches ultra-absorbants pour une protection maximale
- Sachet de 20



Extra Plus - Jour
Super Plus - Nuit

Dispositif médical de classe I

Ref C. : 2015101898
Ref C. : 2015101899

Protections anatomiques féminines Lady

- Assurent discrétion, confort et douceur
- Tampons multi-couches ultra-absorbants pour une protection maximale
- Sachet de 20



Super
Super Plus

Dispositif médical de classe I

Ref C. : 2015101896
Ref C. : 2015101897

Couches droites Insert traversable

- Tampons absorbants pour une protection maximale, discrétion, confort et douceur
- Maxi Plus - 15 x 60 cm
- Sachet de 28



Maxi Plus - 15 x 60 cm

Ref C. : 2015101900

Alèses

- Pour une protection maximale de la literie et des fauteuils
- Revêtement alvéolé pour plus d'efficacité
- Sachet de 30



Super - 60 x 60 cm
Super - 60 x 90 cm



Ref C. : 2015101894
Ref C. : 2015101895

NOUS DISTRIBUONS AUSSI VOS AUTRES MARQUES :



VOTRE ASSORTIMENT COLLECTIVITÉS



Mepilex® Border Flex

- Pansement tout en un : pas besoin de fixation
- Traitement des plaies chroniques ou aiguës de la phase de bourgeonnement jusqu'à épidermisation



Ref :	Dim totale (cm)	Dim compresse (cm)	Boîte (pcs)
595221	7,5 x 8,5	4,5 x 4,5	16
595321	10 x 10	6,5 x 6,5	16
595021	14 x 15	10 x 11	16
595421	17,5 x 17,5	11 x 11	10
595621	17,5 x 23	11 x 16	10

Mepilex® Border Protect Sacrum

- Pansement tout-en-un : pas besoin de fixation
- Prévention des escarres sacrées en complément du protocole standard
- Traitement des ulcères/escarres au niveau du sacrum



Ref :	Dim totale (cm)	Boîte (pcs)
282050	16 x 20	5
282450	22 x 25	5

Mepilex® Border Protec Talon

- Pansement tout-en-un : pas besoin de fixation
- Prévention des escarres talonnières en complément du protocole standard
- Traitement des ulcères/escarres au niveau du talon



Ref :	Dim totale (cm)	Boîte (pcs)
282750	22 x 23	6

Mepilex®

- Pansement micro-adhérent
- Traitement des plaies chroniques ou aiguës de la phase de bourgeonnement jusqu'à épidermisation
- Y compris avec peau périlésionnelle fragile



Ref :	Dim totale (cm)	Boîte (pcs)
294100	10 x 10	5
294300	15 x 15	5
294310	17,5 x 17,5	5
294410	21 x 22	5

Mepilex® Talon

- Traitement des plaies chroniques ou aiguës de la phase de bourgeonnement jusqu'à épidermisation
- Localisées au niveau du talon ou des malléoles
- Y compris avec peau périlésionnelle fragile



Ref :	Dim totale (cm)	Boîte (pcs)
288200	13 x 21	5

Exufiber®

- Pansement en fibres de PVA haute absorption nouvelle génération
- Plaies exsudatives et/ou fibrineuses en phase de détersion, plaies chroniques, plaies cavitaires



Ref :	Dim totale (cm)	Boîte (pcs)
709913	10 x 10	16
709914	12 x 13	16
709916	20 x 20	10

Exufiber® Mèche

- Idem Exufiber®



Ref :	Dim totale (cm)	Boîte (pcs)
709918	2,5 x 40	16

Mextra® Superabsorbent

- Traitement des plaies très exsudatives
- En cas de changement de pansement supérieur ou égal à 2 fois par jour



Ref :	Dim totale (cm)	Dim compresse (cm)	Boîte (pcs)
610700	10 x 10	7,5 x 7,5	10
610730	15 x 20	12,5 x 17,5	10
610750	20 x 30	17,5 x 27,5	10

Kit de sondage urinaire Speedicath Compact Set Homme

- Set compact hydrophile auto-lubrifié et prêt à l'emploi
- Comprend : une sonde auto-lubrifiée + une poche de recueil pré-connectée de 750 ml
- Droite 30 cm
- Charrières : 12/18
- Boîte de 20

Ref: 9616284221 68,46€^{HT} **72,23€^{TTC3}** 

Sondage urinaire intermittent, dispositifs médicaux de classe I, stériles, CE (2460). Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation

Kit de sondage urinaire Speedicath Compact Set Femme

- Set compact hydrophile auto-lubrifié et prêt à l'emploi
- Comprend : une sonde auto-lubrifiée + une poche de recueil pré-connectée de 750 ml
- Droite 9 cm
- Charrières : 10 - 14
- Boîte de 20

Ref: 9616285221 68,46€^{HT} **72,23€^{TTC3}** 

Sondage urinaire intermittent, dispositifs médicaux de classe I, stériles, CE (2460). Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation

Étuis péniens Conveen Optima

- Version 7,8 cm
- Sans latex
- Munis d'une double languette de déroulement
- Diamètres de 25, 28, 30, 35, 40 mm
- Boîte de 30 (existe en boîte de 15)



Ref: 9616220250 70,81€^{HT} **74,70€^{TTC3}**

Dispositifs médical destiné à l'incontinence urinaire masculine, de classe I, non stérile, marqué CE

Étuis péniens Conveen Optima Specific

- Version 4,6 cm
- Sans latex
- Munis d'une double languette de déroulement
- Diamètres de 21, 25, 30, 35 mm
- Boîte de 30 (existe en boîte de 15)



Ref: 9616221210 70,81€^{HT} **74,70€^{TTC3}**

Dispositifs médical destiné à l'incontinence urinaire masculine, de classe I, non stérile, marqué CE

Poche à urine Conveen - Poches de nuit

- À raccorder à un étui pévien ou une poche de jambe
- Fiable, elle est dotée d'une tubulure crénelée anti-coudage pour prévenir les risques de fuites
- Grande capacité (2L) pour une plus grande autonomie
- Boîte de 30



Ref: 9616213460 60,42€^{HT} **63,74€^{TTC3}**

Dispositifs médicaux destinés à recueillir passivement l'urine, de classe I, non stérile, marqué CE

Sondes urinaires

- Sondes hydrophiles auto-lubrifiées
- Prêtes à l'emploi
- Boîte de 30





A- Speedicath® Compact Eve Femme

- Droite 9 cm - Charrières : 10 - 14

Ref: 9616281100 76,65€^{HT} **80,87€^{TTC3}**

B- Speedicath® Compact Femme

- Droite 7 ou 9 cm - Charrières : 6 - 14

Ref: 9616288100 76,65€^{HT} **80,87€^{TTC3}**

C- Speedicath® Compact Homme

- Droite 30 cm - Charrières : 12/18

Ref: 9616286920 76,65€^{HT} **80,87€^{TTC3}**

D- Speedicath® Flex Homme

- Sonde souple, droite 40 cm - Charrières : 10 - 16

Ref: 9616289100 72,36€^{HT} **76,34€^{TTC3}**

E- Luja standard Homme nelaton

- Sonde souple, autolubrifiée avec zone de drainage à micro-perforations, droite 33 cm - Charrières : 10 - 18

Ref: 9616200310 72,36€^{HT} **76,34€^{TTC3}**

F- Speedicath® Flex set Homme

- Sonde souple, droite 33 cm - Charrières : 10 - 16
- Poche 1 litre

Ref: 9616289310 97,59€^{HT} **102,96€^{TTC3}**

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d'utilisation

Poches à urines Conveen Poches de Jambes

- Ambulatoires, graduées, se fixent au mollet ou à la cuisse
- Boîte de 30





A- Conveen Active 250 ml avec système d'attaches intégré

Ref: 9616255020 58,29€^{HT} **61,50€^{TTC3}**

B- 500 ml avec tubulure crénelée ajustable 50 cm

Ref: 9616451610 164,77€^{HT} **173,83€^{TTC3}**

C- Attaches de jambe - La paire

Ref: 9616050501 2,79€^{HT} **2,94€^{TTC3}**

Dispositifs médicaux destinés à recueillir passivement l'urine, de classe I, non stérile, marqué CE

Indispensable



Crème Conveen Protact

- Hydrate et crée une barrière de protection sur la peau
- Convient au traitement de l'incontinence en protégeant la peau des irritations légères produites par l'urine et les selles
- Tube de 100 g



Ref: 9616651001 4,13€^{HT} **4,95€^{TTC3}**



Rollator 4 roues Cristal

- Pliant, pour faciliter le rangement et le transport
- Siège, panier, plateau, porte-canne de série pour un confort quotidien
- Freins de parking de série



130 kg



Ref C. : 2015101045

Dispositif médical de classe I



81,65€^{HT}

89,81€^{TTC2}

Fauteuil de transfert Stan

- Pliant, compact et léger : à partir de 10,5 kg
- 4 largeurs d'assise : 40, 43, 48 et 51 cm
- Repose-pieds amovibles et escamotables
- Double système de freinage : patient et tierce personne



115 kg



Ref C. : 5113280700

Dispositif médical de classe I



338,33€^{HT}

356,94€^{TTC2}

Fauteuil roulant Action 3 NG

- En aluminium, pliant par croisillon
- Roues avant et arrière en bandage noir non marquant de série
- 8 coloris de châssis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR d'assise	38 - 40,5 - 43 - 45,5 - 48 - 50,5 cm
PROFONDEUR d'assise	40 à 45 cm
POIDS max. utilisateur	125 kg



Ref : 5111230030 Dossier fixe

529,85€^{HT}

558,99€^{TTC2}

Ref : 5111230040 Dossier inclinable

572,18€^{HT}

603,65€^{TTC2}

Fauteuil roulant de confort Rea Dahlia

- Manuel, en acier, châssis pliant
- Assise inclinable par vérin pneumatique (jusqu'à 30° ou 45° selon la version)
- Commande tierce personne
- Hauteur d'assise à partir de 330 mm
- Nombreuses options disponibles
- Existe en inclinaison 30° ou 45° et en version Matrix, Assist

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR d'assise	39-44, 44-49 ou 49-54 cm
PROFONDEUR d'assise	43 à 50 cm
POIDS max. utilisateur	135 kg



Ref : 5112100010



1 168,97€^{HT}

1 233,26€^{TTC2}

Fauteuil coquille Altitude

- Recouvert d'une housse Dartex complètement déhoussable
- Équipé de sangles en 4 points
- Inclinaison de - 4° à + 36°
- 2 vérins (palette + bascule d'assise)
- Piètement de 4 branches et de 4 roulettes freinées
- Disponible en bi-révetement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR d'assise	38 à 48 cm
PROFONDEUR d'assise	44 à 48 cm
POIDS max. utilisateur	120 kg



Ref : 6111321514 Avec tablette

561,94€^{HT}

592,85€^{TTC2}

Fauteuil coquille Élysée II

- Appui-tête et accoudoirs composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30°C
- Équipé de série d'une assise en mousse à mémoire de forme type Classe II, d'un harnais et d'un cale-tête
- Revêtements et coloris :
 - PVC/PU : cacao, ébène ou framboise
 - Velours déperlant : choco édition ou black édition
 - Tissus chinés : gris ou marron
- Largeurs d'assise : 38, 44, 50, 56 et 65 cm
- Nombreuses options
- Existe en version électrique
- Garantie : 2 ans - Vérin : garantis 5 ans



130 kg



MANUEL



PVC/PU
NON-FEU M2



Ref : 6111304450

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



662,56€^{HT}

699,00€^{TTC2}

Fauteuil de repos releveur Quiego 2500

- Fauteuil de repos réglable en hauteur, dossier inclinable, accoudoirs réglables en hauteur
- Assise réglable en profondeur
- Appui tête indépendant et amovible
- En options : sur roulettes, Fortissimo ou releveur



Ref : 6111302500



624,17€^{HT} **749,00€^{TTC1}**

Fauteuil de repos Languedoc

- 2 parties, avec vérin d'assistance pour l'inclinaison du dossier
- Accoudoirs longs et réglables en hauteur
- Équipé de 2 roulettes pour faciliter le déplacement du fauteuil
- Nombreux coloris et options
- Disponible avec appui-mollets inclinable manuellement (modèle Normandie)



Ref : 6114000028

719,17€^{HT}

863,00€^{TTC1}

Ref : 6114035028 Version XXL 350 kg

1 290,83€^{HT}

1 549,00€^{TTC1}



Fauteuil de repos Bretagne

- Dossier anatomique en cuir artificiel
- Accoudoirs ajustables en hauteur de 15 à 21 cm
- Largeur d'assise : 50 cm
- Repose-jambes et siège inclinables manuellement
- Existe en version avec roues et avec châssis tubes (modèle Normandie)



- Marron foncé
- Marron clair
- Noir
- Oxide
- Hêtre



Ref : 6114035129

908,33€^{HT} **1 090,00€^{TTC1}**

Fauteuil de gériatrie Alésia

- Assise proclive/déclive
- Appui-tête réglable
- Repose-jambes avec crémaillère
- La palette du repose-pieds rétractable est montée sur ressort
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Frein centralisé
- Roues arrière directionnelles
- Revêtement skaï
- Assise : H 53 x P 48 x L 54 cm
- Nombreuses options



Ref : 6114014007

1 357,17€^{HT}

1 628,60€^{TTC1}



Appareil modulaire de verticalisation Vertic Easy

- Verticalisateur sur socle pivotant permettant de réaliser un transfert de position assise à une autre position assise (lit vers fauteuil – fauteuil de repos vers fauteuil à roues ...)
- Plateforme sur plateau à billes. Repose-pieds antidérapant
- Roulettes de manutention
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- Poignées ergonomiques et réglables en hauteur
- Crochets de sangle et sangles disponibles en option



Ref : 5258300150

344,78€^{HT} **363,74€^{TTC2}**



Guidon de transfert Turner Pro

- Guidon de transfert pivotant pour réaliser un transfert de position assise à debout
- Mobilise le patient pour activer les muscles, la circulation sanguine et lui redonner assurance et dignité
- Préserve la condition physique du personnel soignant
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- Poignées ergonomiques et réglables en hauteur
- Poids : 7,5 kg



etac
France Rehab

Ref : 5258220075

376,30€^{HT}

397,00€^{TTC}



1. À partir de - 2. À partir de /Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Lève-personne Mover 180

- Léger : 35 kg avec cintre 4 points
- Écartement électrique de l'embase
- Amplitude de levage élevée : 1,37 m, ramassage au sol possible
- Nombreux accessoires (cintres 2 points ou 4 points, pesée)
- Batterie amovible et chargeur fournis
- Télécommande 5 fonctions + indicateur de charge batterie avec crochet
- Autonomie : 50 levages de 75kg
- Arrêt d'urgence/descente d'urgence
- Compteur de maintenance intégré



180 kg



molift

Ref : 4621018000

3 184,57€^{HT}

3 359,72€^{TTC}

Verticalisateur Quick Raiser 205

- Léger : 44,5 kg
- Base fixe ou à ouverture électrique, selon version
- 2 diamètres de roulettes, selon version
- Autonomie élevée : 50 levages de 75 kilos
- Bras de levage relevable
- Panneau de commande avec schémas explicatifs
- Télécommande 2 ou 4 fonctions avec niveau de charge et crochet
- Batterie et chargeur intégrés
- Sécurité : arrêt et descente d'urgence (électrique et mécanique)



205 kg



molift

Ref : 4621029100

3 870,06€^{HT}

4 082,91€^{TTC}

Harnais Molift RgoSling Highback

- Harnais molletonné pour cintre 4 point avec tête
- Transfert assis-assis
- Transfert assis-couché/couché-assis
- Ramassage au sol
- Existe en version filet
- Tailles disponibles : du XXS au XXL



300 kg



molift

Ref : 4621720230 Taille M

199,92€^{HT}

210,92€^{TTC}

Harnais Molift RgoSling Active

- Transfert actif assis-assis
- Toilette périnéale/change
- Mise au toilettes
- Pour bras de levage « Active » 4 crochets
- Tailles disponibles : du XS au XL



300 kg



molift

Ref : 4621720930 Taille M

237,66€^{HT}

250,73€^{TTC}

1. À partir de

Lève-personne Nausifly 3


- Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement
- Simple d'utilisation, il permet des transferts sécurisés et confortables pour les patients
- Ses plus sont :
 - sa qualité de roulage
 - son fléau confort 4 points
 - son débattement très important
- Batterie lithium de série évitant les surcoûts d'exploitation
- Disponible en version écartement des pieds mécanique ou électrique



NAUSICAA
MEDICAL

Ref : 4621160143

1 014,22€^{HT} **1 070,00€^{TTC}**



Verticalisateur Blue Easylev 3 ECP

- Permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient
- Son piètement à écartement mécanique ou électrique le rend compatible avec tous types de fauteuils
- Qualité de roulage améliorée grâce à ses roues de diamètre 100 à double roulements à billes
- Existe en version piètement électrique



NAUSICAA
MEDICAL

Ref : 4622111305

1 194,31€^{HT} **1 260,00€^{TTC}**

Sangle Verticonfort jersey - Tailles : S-M-L-XL

Ref : 4621653319

67,77€^{HT} **71,50€^{TTC}**



Verticalisateur Way Up'Go Compact

- Verticalisateur proposant une assistance motorisée au déplacement
- Sa motorisation électrique diminue le temps de manipulation
- Le déplacement est amélioré sur tout type de sol et le passage du seuil de porte facilité
- La manipulation et la giration 360° est sans effort, gain de temps et diminue les risques de TMS pour les soignants
- Existe également en version ECP



NAUSICAA
MEDICAL

Version piètement fixe

Ref : 4622120253

2 300,00€^{HT} **2 426,50€^{TTC}**



Sangles hamac premium jersey lève-personne

- Sa coupe simple et échancrée sur les côtés font d'elle la sangle à privilégier pour laisser sous l'utilisateur au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis
- La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation
- Compatible avec tous les lève-personnes
- Existe en taille S, M, L et XL
- Disponible en jersey, en jersey confort, en filet ou en filet confort



NAUSICAA
MEDICAL

Ref : 4621653325

71,94€^{HT} **75,90€^{TTC}**

Sangles en U premium jersey lève-personne

- La forme en U évite le placement de ses sangles sous les fesses de la personne, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréables pour l'utilisateur et plus simple pour l'aidant
- Compatible avec tous les lève-personnes
- Existe en taille S, M, L et XL
- Disponible en jersey, en jersey confort ou en filet et filet confort



NAUSICAA
MEDICAL

Ref : 4621653324

48,34€^{HT} **51,00€^{TTC}**

Kit Pro lutte contre les TMS

- Faciliter vos gestes du quotidien et lutter contre les TMS
- Le kit comprend :
 - Ceinture de relevage : Tour de taille M : 60/20 cm ou L 90/25 cm
 - Ceinture d'aide à la marche : Tour de taille S 75/90 cm, M 85/105 cm, L 105/120 cm, XL 120/135 cm
 - Drap de glisse avec poignées 130 x 70 cm
 - Sangle de réhaussement : Taille unique



NAUSICAA
MEDICAL

Ref : 4622125335

200,00€^{HT} **240,00€^{TTC}**

NOUVEAU

1. À partir de

Chaise de douche aluminium Pluo

- 2 en 1 : chaise de douche et chaise percée munie d'un seau amovible et de rails de série
- 4 freins, accoudoirs relevables et palette monobloc de repose-pieds ajustable en hauteur, en profondeur et réglable sous le châssis
- Hauteur assise : 51,5 cm, permet de passer au-dessus de la plupart des toilettes
- Largeur assise : 48 cm - profondeur assise : 45 cm
- Nombreuses options disponibles
- Disponible en version 4 roues de 5" freinées, existe également en version hauteur d'assise réglable de 51 à 60 cm et avec grandes roues arrière de 24"



Ref : 4218004551

499,34€^{HT}

526,80€^{TTC2}

Chaise de douche et de toilettes inclinable Swift Mobil 2

- Dossier inclinable par l'avant pour plus d'ergonomie et garder le contact visuel avec le patient
- Assise ouverte à l'arrière pour garantir un meilleur accès pour la toilette intime
- Hauteur réglable manuellement
- Réglage des accoudoirs en hauteur et en largeur
- Plus de 20 accessoires pour personnaliser en fonction du handicap



160 kg

etac
France Rehab

Ref : 4212229410

1 212,50€^{HT}

1 455,00€^{TTC1}

Fauteuil de douche Aquatec Ocean Ergo Vip

- Chaise de douche modulaire inclinable, conçue pour s'adapter aux différents besoins de positionnement des utilisateurs
- Inclinaison d'assise à translation de -5° à 40°
- Stabilité améliorée
- Empattement réduit
- Appui-tête de série
- Largeur et profondeur d'assise : 48 cm



150 kg



Ref : 4211470712

1 728,91€^{HT}

1 824,00€^{TTC1}

Fauteuil de douche Triton

- La dissociation du fonctionnement électrique de la hauteur variable et de l'inclinaison de l'assise permet une multitude de réglages, elle s'adapte ainsi à toutes les tailles de soignants
- Hauteur réglable de 55,2 à 93 cm
- Autonomie : 80 à 100 cycles
- Nombreux accessoires disponibles



150 kg

WIN CARE

Ref : 4212440051

3 933,65€^{HT}

4 150,00€^{TTC1}

Fauteuil roulant Easyroller

- Le premier fauteuil roulant sans pièces métalliques
- Châssis et roulements composés de 100% thermoplastique (matière plastique recyclable)
- Assise et dossier avec rembourrage imperméable (modèle standard)
- Dimensions fauteuil : H 105 x L 82,5 x l 67 cm
- Dimensions du siège : H 52 x P 42 x L 50 cm



150 kg



Ref : 4212715005 Standard
Ref : 4212715025 Piscine

2 739,34€^{HT}

2 890,00€^{TTC1}



200 kg



Ref : 9027102011

4 976,30€^{HT}

5 250,00€^{TTC1}

1. À partir de

Chariot de douche

- Hauteur variable hydraulique de 65 à 102 cm
- Commande bilatérale
- Coussin repose tête amovible
- 4 roues ø 150 mm dont 3 avec freins et 1 directionnelle
- Barrières inox latérales entièrement repliables sous le plateau
- Options : blocage centralisé des roues, proclive assistée par vérin à gaz



200 kg

Gants de toilette

- Gants de toilette molletonnés très absorbants pour une toilette corporelle quotidienne
- Non-tissés, non stériles
- À usage unique
- Grammage : 75 g/m²
- Dimensions : 22 x 15 cm
- Sachet de 50



capvital

Ref C. : 2015103530

1,75€HT

2,10€TTC

Solution nettoyante sans rinçage

- Convient pour l'essuyage du visage après le repas, la toilette totale ou du change
- Adultes alités ou à mobilité réduite
- Ne dessèche pas la peau
- 96% d'ingrédients d'origine naturelle
- Testée sous contrôles dermatologique et gynécologique
- Flacon de 1 L



Rivadouce Soins

Ref C. : 6012000626

9,79€HT

11,75€TTC

Gel douche corps et cheveux

- Un produit 2 en 1 pour adultes peaux normales
- Base lavante douche enrichie d'un extrait de tilleul aux propriétés adoucissantes
- Respecte l'équilibre cutané
- Préserve l'intégrité du cuir chevelu et des cheveux
- 95% d'ingrédients d'origine naturelle
- Flacon de 1 L



Rivadouce Soins

Ref C. : 2015102914

9,58€HT

11,50€TTC

Crème barrière protectrice

- Protection cutanée des épidermes fragilisés de l'incontinent adulte
- Crée une barrière physique qui bloque les irritants et l'humidité comme l'urine, les selles ou la transpiration
- Maintient et assouplit la barrière naturelle de la peau et minimise l'impact des frictions
- N'obstrue pas le change complet qui conserve tout son pouvoir d'absorption
- Émulsion huile-dans-eau non parfumée, s'étale et s'élimine facilement
- Tube de 100 g



Rivadouce Soins

Ref C. : 2015103216

6,25€HT

7,50€TTC

Huile de soin

- Enfants et adultes
- Peaux sèches et fragilisées – Personnes alitées et immobilisées
- Adjuvant au protocole de surveillance des points d'appui
- Apaise et protège
- À l'huile d'amande douce
- Formule non grasse, délicatement parfumée
- Flacon spray de 50 ml



Rivadouce Soins

Ref C. : 6012005799

4,92€HT

5,90€TTC

Dispositif médical de classe I

Huile de massage et de soin

- Idéale pour les massages corporels
- Adultes et enfants
- Corps – peaux sèches
- Nourrit et assouplit l'épiderme grâce à la présence d'huile d'amande douce
- Flacon de 500 ml



Rivadouce Soins

Ref C. : 6012000627

10,83€HT

13,00€TTC

A

Abaisse-langues	98
Accessoires	150
Accessoires ECG	108
Accessoires de rééducation	138-140
Accessoires otoscopes	97-98
Adaptateur Luer	43
Adaptateurs électrodes	108
Aérosols désinfection	52
Aerosure	137
Agrafeuse cutanée	29
Aiguilles	34-35
Aiguilles à insuline	39
Aiguilles de Huber	41
Aiguilles de mésothérapie	40
Aiguilles hypodermiques	34-35
Aiguilles sécurisées	35
Aimant oculaire	74
Album test d'Ishihara	102
Alcool à 70°	50
Alèse	169
Aménagement salle de soins	165
Ampoulier	66
Anse de Billeau	74
Anti-punaises de lit	52
Appareil de désinfection	54
Appareil de nettoyage vapeur	59
Appareil modulaire de verticalisation	173
Appareil respiratoire	137
Armoires à médicaments	166
Aspirateurs de mucosités	148
Assainisseurs d'atmosphère	52
Assiettes	159
Attelles	144
Audiomètres 14	104
Audiométrie & moniteur fœtal	104
Autoclaves	61
Automesure	89
Automate de désinfection	54
Autopercuteurs	52
Autopiqueurs	39

B

Bacs de désinfection	61
Bactéricide	52
Balances	90-91
Ballons de gymnastique	139
Bandage d'urgence	144
Bande de synthèse	144
Bandelettes urinaires	89
Bandes à découper	20
Bandes adhésives	19-21
Bandes cohésives	19
Bandes de contention	19
Bandes de compression	19
Bandes de crêpe	17
Bandes de gaze	17
Bandes de protection	19
Bandes de rééducation	138
Bandes élastiques	138
Bandes extensibles	17
Bandes Leukotape	139
Baume chauffant	132
Bassin de lit	150
Bâtonnets de soins	30
Bavoir	9
Bistouris	80
Bladder scanner	148
Blouses	64
Blouses à usage unique	10
Bobine d'essuyage	15
Boîtes instrumentation	77
Bol	159
Bombe de froid	133
Bouchons obturateurs	41
Boules de coton	17
Bracelet d'identification	65
Bras mural	124
Brosse cervicale	57
Broyeur de comprimés	166

C

Cabinets médicaux	110-115
Cache œil	102
Cardiotocographe	104
Carré de coton	17
Carré d'essuyage	16
Cathéters	37-38
Cathéters sécurisés	38/42
Chaise d'accueil	119
Chaise de douche	176
Chaise de toilette	176
Chaise de transfert	172
Chaise d'évacuation	142
Chaise escalier	142
Chaise portoir	142
Chambre	152-158
Change complet	168
Chargeur tondeuse	79
Chariots à médicaments	163-166
Chariot de change	167
Chariot de douche	176
Chariot de soins	163-165
Chariot d'urgence	163/166
Chariot petit déjeuner	159
Chariots de linge	167
Charlotte	9
Chlorhexidine	50-51
Civière	143
Ciseaux 7	70-71
Ciseaux & pinces	70-72
Colle cutanée	29
Collecteurs de déchets	44/119
Collectivité	151-177
Collier cervical	144
Compléments alimentaires	160-161
Compresse	17
Compresse de chaud	131
Compresse de froid	131
Compresse de gaze	17-18
Compresse de lin	131
Compresse & cotons	17-18
Compression veineuse	180
Consommables	5-32
Containers déchets	44
Contenance	171
Cotons	17
Couche droite	169
Couches	168
Coupe-fils	80
Coupe-ongles	72
Coussin de positionnement	138
Coussin anti-escarres	158
Coussin hémostatique	144
Couvercle bassin de lit	150
Couverture bactériostatique	143
Couverture de survie	143
Couvre chaussures	9
Crachoir	78
Crème Arnica	133
Crème barrière	171/177
Crème de massage	132-133
Crème pour les mains	49
Cryothérapie	74
Cuisine	159-161
Culottes	169
Cupules	77
Curettes	73

D

Déambulateur	172
Débitmètres	103
Décolle adhésif	21
Défibrillateurs	147-148
Dermatologie & pédicurie	73/74
Dermatoscopes	98-99
Dériveur de tampon ouate	16
Désinfectant du linge	51
Désinfectants	50-51
Désinfection des instruments	60-61
Désinfection des plaies	50-51
Désinfection sols et surfaces	54-59

Désinfection par voie aérienne	54
Désodorisants	52
Destructeur d'odeurs	52
Détachant	51
Détergent	57-58
Détergent instruments	60-61
Détergent surfaces hautes	57
Diabétologie	39
Diagnostic	146-147
Diagnostic & mesures	81-108
Diapason	75
Diffuseur de désinfection	54
Diffuseur portable	42
Disques de rééducation	139
Distributeur à pédale	48
Distributeurs papier toilette	15
Distributeurs	48
Distributeurs d'essuie-mains	14-15
Distribution de médicaments	166
Distribution du linge	167
Divans d'examen	110-115
Doigtiers	7
Drainage lymphatique	137
Draps de transfert	143
Draps d'examen	12-13

E

ECG	105-108
Échelles optométriques	102
Éclairages médicaux	121-124
Écouvillons	30/79
Écrase pilules	166
Électrocardiographes	105
Électrodes Revitive	135
Électrodes ECG	108
Électrodes neurostimulateurs	136
Électrostimulateurs	136
Elliptique	129
Embouts débimètre	103
Embouts spiromètre	103
Épicraniens	37-38
Équerre murale	124
Essuie-mains	14-15
Essuie-tout	16
Étau mural	124
Étui otoscopes	98
Étui pénien	171
Évacuation	142-144

F

Fauteuil à pousser	172
Fauteuil coquille	172
Fauteuil de gériatrie	173
Fauteuil de repos	173
Fauteuil de transfert	172
Fauteuils	116-117
Fauteuils de douche	176
Fauteuils d'examen	116-117
Fauteuils de pesée	92
Fauteuils de prélèvements	116
Fauteuils gynécologiques	117
Fauteuils roulants	172
Fichier médical	119
Fiches médicales	119
Fil à peau	29
Fil de suture	29
Filtres	53
Fixations pour lampes	124
Flacons pissette	78

G

Gaines de stérilisation	62
Gants	6-7

Gants de toilette	177
Gants polyéthylène	7
Garrots	43
Gel à avaler	166
Gel articulations	132
Gel à ultrason	137
Gel cryo	132
Gel de massage	133
Gel douche	177
Gel ECG	107
Gel jambes	132
Gel lubrifiant	106
Gels hydroalcooliques	47-48
Glycémie	39
Gobelets	159
Goniomètre	95
Gouges	73
Gripmaster	138
Guéridon pour ultrason	137
Guéridons	114-115/162/165
Guidon de transfert	173
Gynécologie	75-76

H

Handmaster	138
Haricots	78
Harnais	174-175
Huile de massage et de soin	177
Huile de soin	177
Huile musculaire	132
Huiles de massage	132-133
Hygiène-Désinfection	45-62
Hygiène des mains	46-49
Hypodermie	33-44

I

Incontinence 1	168-169
Indicateurs de stérilisation	62
Instrumentation	63-80
Instrumentation gynécologique	75-76
Instrumentation ORL	75
Instruments	60
Insufflateurs	149

K

Kit de lutte TMS	175
Kit de protection soignant	10

L

Lames coupe-fils	80
Lames de bistouris	80
Lames laryngoscopes	100
Lames pour tondeuse	79
Lampe à infrarouge	126
Lampe d'examen	121-123
Lampe stylo	101
Lampes de diagnostic	101
Lampes LED	122-123
Lampes loupes	121
Lampes, lunettes & loupes	101
Lancettes à insuline	39
Laryngoscopes	100
Lecteur de bandelette urinaire	89
Lessive désinfectante	51
Lève-personnes	174
Ligatures	29
Lingettes	55-56

Lits médicalisés	152-154	Papiers ECG	107	Sacs hygiéniques	150	Trousses de secours	145
Lotion lavante	46	Papiers pour imagerie médicale	104	Salle de bain & WC	176-177	Trousses otoscopes	98
Loupe binoculaire	101	Papiers toilettes	15-16	Sangles	174-175	Tuniques	64
Lunettes à oxygène	149	Paravents	115/120	Savons	46/48		
Lunettes de protection	9	Pâtes à malaxer	138	Secours	141-150		
Lunettes loupe	101	Pédalier	130	Seringues	35-36		

M

Mallettes	66-69	Pied roulant pour lampe	124	Slip	168-169	Valve bidirectionnelle	43
Mallettes premiers secours	145	Pieds à sérum	120	Soins de bouche	30	Vélo bras/jambes	130
Manches de bistouris	80	Pilulier	166	Solution nettoyante sans rinçage	177	Vélos d'appartement	128-129
Marchepied phlébologie	120	Pince à dissection	71	Sols & surfaces	55-59	Vélos de rééducation	128-129
Marchepieds	114-115	Pince à échardes	71	Sondage urinaire	171	Vêtements	64
Marteaux réflexe	79	Pince anti-tique	72	Sonde anale	140	Vêtements & accessoires	64-65
Masque à oxygène	149	Pincettes	71-72	Sonde canelée	73	Vêtements à usage unique	10
Masques de protection	8	Pince à plis cutanés	95	Sonde d'aspiration	148	Verres à boire	159
Masques FFP2	8	Pincettes membres	107	Sondes de rééducation	140	Verre à pied	78
Masques KN95	8	Pincettes pédicure	72	Sondes vaginales	140	Verticalisateurs	174-175
Masques type IIR	8	Pince Précelle	74	Sous-botte de pressothérapie	137	Vessie à glace	133
Matelas à air	157-158	Pincettes gynécologiques	75-76	Sparadraps	20-22	Visièvre	9
Matelas anti-escarres	155-157	Pincettes ORL	75	Spatules d'Ayres	75	Vitalographe	103
Matelas coquille	143	Planche de transfert	143	Spécule d'ayres	98		
Matelas de transfert	143	Plan de travail	163	Spécule auriculaire	76		
Matelas immobilisateur	143	Plateforme de pesée	91-92	Spécule vaginal	103		
Mésothérapie	40	Plateaux d'équilibre	139	Spiromètre	103		
Microperfuseurs	37-38	Plateaux instrumentation	77	Spirométrie	103		
Microtoise	94	Poche à urine	171	Spray purifiant	52		
Mini pédalier	130	Poche de froid	133	Station de diagnostic	84		
Miroir laryngien	75	Pochette isotherme	66	Station de mesure	94		
Mobilier	109-124/162-163	Poignée laryngoscope	100	Stérilisation	61-62		
Mobilier modulaire	162/165	Poignées otoscopes	97	Steri-strip	29		
Mobilité	172-175	Poire Enema	79	Stéthoscopes	86-88		
Moniteur de signes vitaux	146	Poire précardiale	107	Stimulateur Revitive	134-135		
Moniteur de surveillance	146	Pompe à perfusion	42	Stimulateur neuromusculaire	136		
Moniteur fœtal	104	Porte-sérum	120	Stimulation circulatoire & anti-douleurs	134-137		
Monte-escaliers	142	Porte-stylets	65	Styler olivier	73		
Montre infirmière	65	Poubelles	115/119	Support antidérapant	159		
Mouchoirs	16	Poudre désinfectante	60	Surblouses	10		
Mousse lavante	49	Pousse-seringue	42	Surchaussures	9		

N

Natte de gymnastique	139	Protection de hanches	157	Sutures	29
Nébuliseur	149	Protège bassin	150	Sutures & ligatures	29
Neurostimulateurs	136	Protège seau	150	Système de transfert médicamenteux	43
Nutrition	160-161	Protecteur de sonde	140		
		Protections anatomiques	169		
		Protections féminines	169		
		Protections individuelles	8-10		
		Purificateur d'air	53		
		Pyjama de bloc	10		

O

Obturbateurs	41	Rubans périmétriques	95	Table d'activité	119
Œufs de rééducation	138			Table de Mayo	119
Ophtalmoscopes	99			Table d'inversion	126
Optométrie	102			Tables de massage	126-127
ORL	75/96-100			Tables de kinésithérapie	127
Ôte-agafes	29			Tables d'examen	110-115
Otoscopes	96-97			Tables d'ostéopathie	127
Oxymètres de pouls	146			Tablier de protection	10

P

Pansements	20-28	Sac de transport Revitive	135	Tampons d'alcool	50
Pansements à découper	20	Sac urgentiste	145	Tampons de ouate	16
Pansements américains	23	Sac vomitoire	150	Tapis de courses	129
Pansements anti-escarres	26-28/172	Sachets de stérilisation	62	Tapis de gymnastique	139
Pansements & plaies	19-28	Sachets pour comprimés	166	Tensiomètres	82-85
Pansements hydrocellulaires	26-28/170	Sac à dos	68/69/145	Tensiomètres électroniques	84-85
Pansements hydrocolloïdes	28/170	Sac isotherme	66	Tests de stérilisation	62
Pansements post-opératoires	23-24			Tête de rechange Aerosure	137
Pantalons	64			Têtes otoscopes	97
Pants	169			Thermomètres	89

R

Rasoirs jetables	79	Table d'inversion	126
Rééducation & remise en forme	125-140	Tables de massage	126-127
Remise en forme	128-130	Tables de kinésithérapie	127
Respiration	148-149	Tables d'examen	110-115
Révélateur de veines	39	Tables d'ostéopathie	127
Revitive	134-135	Tablier de protection	10
Robinet perfusion	41	Tabourets	114-115/118
Rollator	172	Tabourets assis-debout	118
Ruban de stérilisation	62	Tampons d'alcool	50
Rubans périmétriques	95	Tampons de ouate	16

S

Sac de transport Revitive	135	Tampons de courses	129
Sac urgentiste	145	Tapis de gymnastique	139
Sac vomitoire	150	Tensiomètres	82-85
Sachets de stérilisation	62	Tensiomètres électroniques	84-85
Sachets pour comprimés	166	Tests de stérilisation	62
Sac à dos	68/69/145	Tête de rechange Aerosure	137
Sac isotherme	66	Têtes otoscopes	97

T

Table d'activité	119	Tampons de ouate	16
Table de Mayo	119	Tapis de courses	129
Table d'inversion	126	Tapis de gymnastique	139
Tables de massage	126-127	Tensiomètres	82-85
Tables de kinésithérapie	127	Tensiomètres électroniques	84-85
Tables d'examen	110-115	Tests de stérilisation	62
Tables d'ostéopathie	127	Tête de rechange Aerosure	137
Tablier de protection	10	Têtes otoscopes	97
Tabourets	114-115/118	Thermomètres	89
Tabourets assis-debout	118	Thermothérapie	131-133
Tampons d'alcool	50	Toises	94-95
Tampons de ouate	16	Toises & mesures	94-95
Tapis de courses	129	Tondeuse chirurgicale	79
Tapis de gymnastique	139	Traitement anti-punaises de lit	52
Tensiomètres	82-85	Traitement de l'air	52-53
Tensiomètres électroniques	84-85	Traitement de l'escarre	170
Tests de stérilisation	62	Traitement des surfaces	54
Tête de rechange Aerosure	137	Tresse de soie	29
Têtes otoscopes	97		
Thermomètres	89		
Thermothérapie	131-133		
Toises	94-95		
Toises & mesures	94-95		
Tondeuse chirurgicale	79		
Traitement anti-punaises de lit	52		
Traitement de l'air	52-53		
Traitement de l'escarre	170		
Traitement des surfaces	54		
Tresse de soie	29		



Comprilan®

La bande à allongement court
simple à poser
pour traiter l'ulcère de jambe



DÉCOUVREZ
LA GAMME COMPRILAN®

La bande Comprilan® est un dispositif médical de classe CE I, non stérile, pris en charge par les organismes d'assurance maladie. Lire attentivement la notice d'utilisation.

Fabricant légal : BSN medical Inc., Charlotte, USA (mandataire européen : BSN medical GmbH, Hamburg, Allemagne).

Support destiné aux professionnels de santé uniquement. Décembre 2023

BSN-RADIANTE SAS, Locataire - Gérante - Capital social de 288 000 Euros - RCS LE MANS 652 880 519 - Siège social : 57, boulevard Demorieux 72 100 LE MANS

RespoSorb® Silicone Border

l'efficacité repensée

HARTMANN



- + Efficace¹
- + Polyvalent¹
- + Respectueux du patient¹



Le soin des plaies reste un défi du quotidien

Afin d'accompagner au mieux les patients et les soignants, HARTMANN a développé **RespoSorb® Silicone Border** : un hydrocellulaire de nouvelle génération.*

RespoSorb® Silicone Border



Taille du pansement Taille du coussin	ancien code	nouveau code	Code barre nouveau code
 8x8cm (3,5x3,5cm)		4 052 199 579 580	
 10x10cm (5x5cm)	4 052 199 298 467	4 052 199 579 542	
 12,5x12,5cm (7,5x7,5cm)	4 052 199 298 504	4 052 199 579 504	
 15x15cm (9,5x9,5cm)		4 052 199 580 227	
 17,5x17,5cm (11,5x11,5cm)	4 052 199 298 542	4 052 199 630 533	
 20x20cm (14,5x14,5cm)		4 052 199 579 986	
 16x26cm (10,5x20,5cm)		4 052 199 580 142	

Taille du pansement Taille du coussin	nouveau code	Code barre nouveau code
 13x15,5cm (7,5x10cm)	4 052 199 579 948	
 12x23cm (6,5x17,5cm)	4 052 199 579 863	

Disponibles en 2024

Taille du pansement Taille du coussin	nouveau code	Code barre nouveau code
 18x18cm (12,6x12,6cm)	4 052 199 580 180	
 23x23cm (17,6x17,6cm)	4 052 199 579 900	
 25x25cm (18,6x17,2cm)	4 052 199 579 627	

1. Compliance to Claim RespoSorb® Silicone Border EVO 20.06.2023 * nouvelle génération : pansements hydrocellulaires avec technologie cellulose + SAP versus pansements hydrocellulaires de première génération avec technologie mousse. Les produits de la gamme RespoSorb® Silicone Border sont destinés pour les plaies aiguës et chroniques, modérément à fortement exsudatives. DM de classe : IIb. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l'étiquetage). Remboursé(s) par les organismes d'assurance maladie : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr
Date de création : 08.2023. Réf : AP RSB EVO. Laboratoires PAUL HARTMANN S.à.r.l. - 9 route de Sélestat - 67730 Châtenois - RCS COLMAR 325 158 038

Vente et location de matériel médical.



Plus de 230 points de vente



Livraison du matériel



Démonstration et formation



Entretien et maintenance
préventive



Service client à votre écoute